

instrukcja

PŁYTKI REKONSTRUKCYJNE zespolenie miednicy

IMPLANTY ◦

INSTRUMENTARIUM 40.6000.500 ◦

INSTRUMENTARIUM 40.6000.600 ◦

INSTRUMENTARIUM 40.6000.700 ◦

TECHNIKA OPERACYJNA ◦

ChM Pelvic System

ChARPEL *system*

45B

CE 0197

ISO 9001
ISO 13485

ChM®

I. DOBÓR I PROFILOWANIE PŁYTEK	5
II. IMPLANTY	6
III. INSTRUMENTARIUM	17
III.1. ZESTAW DO ZESPOLEŃ MIEDNICY 40.6000.500	17
III.2. ZESTAW DO ZESPOLEŃ MIEDNICY 40.6000.600	20
III.3. ZESTAW (<i>INSTRUMENTARIUM</i>) DO ZESPOLEŃ MIEDNICY - REPOZYCJA 40.6000.700	23
IV. TECHNIKA OPERACYJNA	25
IV.1. TYMCZASOWE USTALENIE PŁYTKI.....	25
IV.2. WPROWADZENIE WKRETA BLOKOWANEGO.....	26
IV.2.1. Wkręcenie tulei prowadzącej	26
IV.2.2. Wiercenie otworu	26
IV.2.3. Pomiar głębokości otworu.....	26
IV.2.4. Wprowadzenie wkręta	27
IV.3. WPROWADZENIE WKRETA KOROWEGO.....	28
IV.3.1. Ustawienie prowadnicy kompresyjnej.....	28
IV.3.2. Wiercenie	29
IV.3.3. Pomiar głębokości otworu	29
IV.3.4. Wkręcanie wkręta.....	29
V. NARZĘDZIA DO REDUKCJI ODŁAMÓW KOSTNYCH	30

I. DOBÓR I PROFILOWANIE PŁYTEK

Szeroki zakres rozmiarowy systemu płytek umożliwia właściwy dobór implantu.


Nie zaleca się profilowania płytek blokowanych, ze względu na możliwość uszkodzenia gwintowanych otworów.

W przypadku zastosowania wkrętów blokowanych, powierzchnia dolna płytki nie musi stykać się z powierzchnią kości. Nie ma więc konieczności dokładnego kształtowania płytek blokowanych. W większości przypadków wstępnie ukształtowane płytki blokowane nie wymagają dodatkowego gięcia.

Jeżeli płytka musi być doginana, należy pamiętać, że otwory gwintowane nie powinny być nadmiernie deformowane. Możliwy jest pewien stopień ich deformacji, jednak może to zmniejszyć efektywność ich blokowania i przeszkadzać w późniejszym wprowadzaniu wkręta blokowanego.

W przypadku konieczności dogięcia płytki należy:

- zginać płytkę pomiędzy otworami blokowanymi,
- nie zginać płytki pomiędzy otworami bardziej niż $20^{\circ} \pm 25^{\circ}$,
- nie zginać płytki tam i z powrotem,
- przed doginaniem zaleca się wprowadzanie wkrętów blokowanych w regionie gięcia, co zmniejszy stopień deformacji otworów gwintowanych.




II. IMPLANTY

ChARPEL płytka rekonstrukcyjna prosta 3,5

O	L [mm]	Nr katalogowy
		Stal
5	66	1.7052.005
6	78	1.7052.006
7	90	1.7052.007
8	102	1.7052.008
9	114	1.7052.009
10	126	1.7052.010
12	150	1.7052.012
14	174	1.7052.014
16	198	1.7052.016
18	222	1.7052.018
20	246	1.7052.020
22	270	1.7052.022


O - liczba wszystkich otworów gwintowanych w płytce



ChARPEL płytka rekonstrukcyjna prosta 3,5

		Nr katalogowy
O	L [mm]	Stal
5	66	1.3118.005
6	78	1.3118.006
7	90	1.3118.007
8	102	1.3118.008
9	114	1.3118.009
10	126	1.3118.010
12	150	1.3118.012
14	174	1.3118.014
16	198	1.3118.016
18	222	1.3118.018
20	246	1.3118.020
22	270	1.3118.022


O - liczba otworów w płytce



ChARPEL płytka rekonstrukcyjna prosta 4,5

O	L [mm]	Nr katalogowy	
		Stal	
3	52	1.3119.003	
4	68	1.3119.004	
5	84	1.3119.005	
6	100	1.3119.006	
7	116	1.3119.007	
8	132	1.3119.008	
9	148	1.3119.009	
10	164	1.3119.010	
11	180	1.3119.011	
12	196	1.3119.012	
13	212	1.3119.013	
14	228	1.3119.014	
15	244	1.3119.015	
16	260	1.3119.016	


O - liczba otworów w płytce



ChARPEL płytka rekonstrukcyjna R108 4,5

		Nr katalogowy
O	L [mm]	Stal
4	72	1.3037.004
6	102	1.3037.006
8	129	1.3037.008
10	154	1.3037.010
12	175	1.3037.012
14	193	1.3037.014
16	208	1.3037.016


O - liczba otworów w płytce



CHARPEL płytka rekonstrukcyjna R100 3,5

O	L [mm]	Nr katalogowy
		Stal
4	59	1.7053.004
6	82	1.7053.006
8	104	1.7053.008
10	124	1.7053.010
12	143	1.7053.012
14	159	1.7053.014
16	173	1.7053.016
18	185	1.7053.018


O - liczba wszystkich otworów gwintowanych w płytce



ChARPEL płytka rekonstrukcyjna R100

		Nr katalogowy	
O	L [mm]	Stal	
4	59	1.3117.004	
6	82	1.3117.006	
8	104	1.3117.008	
10	124	1.3117.010	
12	143	1.3117.012	
14	159	1.3117.014	
16	173	1.3117.016	
18	185	1.3117.018	

O - liczba otworów w płytce




ChARPEL płytka rekonstrukcyjna J

Lewa		
Nr katalogowy		
O	L [mm]	Stal
10	123	1.7013.010
12	143	1.7013.012
14	163	1.7013.014
16	181	1.7013.016

Prawa		
Nr katalogowy		
O	L [mm]	Stal
10	123	1.7012.010
12	143	1.7012.012
14	163	1.7012.014
16	181	1.7012.016

O - liczba wszystkich otworów gwintowanych w płytce




ChARPEL płytka rekonstrukcyjna J


Lewa		
Nr katalogowy		
O	L [mm]	Stal
10	123	1.3036.010
12	143	1.3036.012
14	163	1.3036.014
16	181	1.3036.016

Prawa		
Nr katalogowy		
O	L [mm]	Stal
10	123	1.3035.010
12	143	1.3035.012
14	163	1.3035.014
16	181	1.3035.016

O - liczba otworów w płytce





5,0ChLP Wkręt Ø3,5





Nr katalogowy	
L [mm]	Stal
12	1.5200.012
14	1.5200.014
16	1.5200.016
18	1.5200.018
20	1.5200.020
22	1.5200.022
24	1.5200.024
26	1.5200.026
28	1.5200.028
30	1.5200.030
32	1.5200.032
34	1.5200.034
36	1.5200.036
38	1.5200.038
40	1.5200.040
45	1.5200.045
50	1.5200.050
55	1.5200.055
60	1.5200.060
65	1.5200.065
70	1.5200.070
75	1.5200.075
80	1.5200.080
85	1.5200.085
90	1.5200.090
95	1.5200.095

Wkręt korowy Ø4,5



Nr katalogowy	
L [mm]	Stal
16	1.1471.016
18	1.1471.018
20	1.1471.020
22	1.1471.022
24	1.1471.024
26	1.1471.026
28	1.1471.028
30	1.1471.030
32	1.1471.032
34	1.1471.034
36	1.1471.036
38	1.1471.038
40	1.1471.040
45	1.1471.044
50	1.1471.050
55	1.1471.055
60	1.1471.060
65	1.1471.065
70	1.1471.070
75	1.1471.075
80	1.1471.080
85	1.1471.085
90	1.1471.090
95	1.1471.095
100	1.1471.100
105	1.1471.105
110	1.1471.110
115	1.1471.115
120	1.1471.120
125	1.1471.125
130	1.1471.130
135	1.1471.135
140	1.1471.140

Wkręt korowy Ø3,5




Nr katalogowy	
L [mm]	Stal
10	1.1306.010
12	1.1306.012
14	1.1306.014
16	1.1306.016
18	1.1306.018
20	1.1306.020
22	1.1306.022
24	1.1306.024
26	1.1306.026
28	1.1306.028
30	1.1306.030
32	1.1306.032
34	1.1306.034
36	1.1306.036
38	1.1306.038
40	1.1306.040
45	1.1306.045
50	1.1306.050
55	1.1306.055
60	1.1306.060
65	1.1306.065
70	1.1306.070
75	1.1306.075
80	1.1306.080
85	1.1306.085
90	1.1306.090
95	1.1306.095
100	1.1306.100
105	1.1306.105
110	1.1306.110

Statyw na wkręty

Lp.	Nr katalogowy	Nazwa	Szt.
1	40.6030.000	Statyw na wkręty	1
2	12.0751.103	Kontener z litym dnem 1/2 306x272x184mm	1
3	12.0751.200	Pokrywa aluminiowa perfor.1/2 306x272x15mm Szara	1

40.6030.000

bez implantów




40.6030.100



40.6030.000

Paleta na implanty











Lp.	Nr katalogowy	Nazwa	Szt.
1	40.6018.300	Statyw na implanty	1
2	12.0750.100	Kontener z litym dnem 1/1 595x275x86mm	1
3	12.0750.200	Pokrywa aluminiowa perfor. 1/1 595x275x15mm Szara	1
			40.6000.540

















40.6000.540
Wzorniki płytek











Lp.	Nr katalogowy	Nazwa
1	40.6019.000	Wzornik płytki 1.3035
2	40.6020.000	Wzornik płytki 1.3036
3	40.6021.000	Wzornik płytki 1.3117
4	40.6022.000	Wzornik płytki 1.3118
5	40.6023.000	Wzornik płytki 1.3119

III. INSTRUMENTARIUM











III.1. ZESTAW DO ZESPOLEŃ MIEDNICY 40.6000.500














Lp.		Nazwa	Nr katalogowy	Szt.
1		Szczypce redukcyjne długie 1x1 L ≈ 400 mm/	40.6007.000	1
2		Szczypce redukcyjne długie 2x1 L ≈ 400 mm/	40.6008.000	1
3		Szczypce redukcyjne zapadkowe z ostr. końcówkami L ≈ 205 mm	40.6009.000	1
4		Szczypce kompresyjne L ≈ 200 mm	40.6016.000	1
5		Szczypce redukcyjne asymetryczne L ≈ 400 mm	40.6017.000	1
6		Rączka Steinmanna	40.0987.200	1
7		Statyw na instr. do zespoleń miednicy	40.6018.100	1
8		Hak do kości prosty L ≈ 240 mm	40.6001.000	1
9		Manipulator tymczasowy L ≈ 300 mm	40.6002.000	2
10		Hak do kości z obsadą L ≈ 200 mm	40.6003.000	1









Lp.		Nazwa	Nr katalogowy	Szt.
11		Szczypce kątowe redukcyjne odg. długie L ≈ 240 mm	40.6004.000	1
12		Szczypce kątowe redukcyjne odg. krótkie L ≈ 200 mm	40.6005.000	1
13		Szczypce kątowe redukcyjne proste L ≈ 240 mm	40.6006.000	1
14		Zatrzask wahlwy okrągły	40.6028.000	2
15		Zatrzask wahlwy prostokątny	40.6029.000	2
16		Szczypce redukcyjne regulowane L ≈ 340 mm	40.6015.000	1
17		Podważka 24	40.2199.000	1
		Podważka Lange Hohmann modif. 30	40.2190.000	1
18		Statyw na instr. do zespołów miednicy	40.6018.150	1
19		Wiertło 2,5/250	40.2049.251	2
20		Wiertło 3,2/250	40.2053.251	2
21		Wiertło 3,5/250	40.1363.251	2
22		Wiertło 4,5/250	40.1387.251	2
23		Drut Kirschnera 2,0/220	40.4815.220	4
24		Wiertło ze skalą 2,8/250	40.5653.251	2
25		Grot kompresyjny 6x200	40.6035.200	2
26		Wkręt ustalająco - dociskowy 2,8/180	40.5674.128	2
27		Tuleja przewodząca 5,0/2,8	40.5673.028	4
28		Rękojeść dynamometryczna 2,0Nm	40.5635.100	1

Lp.		Nazwa	Nr katalogowy	Szt.
29		Rękojeść z szybkozłączem 3/16	40.5636.000	1
30		Grot T15	40.5677.150	1
31		Grot T25-3/16	40.5684.150	1
32		Prowadnica kompresyjna 2,5	40.4804.025	1
33		Chwytek wkrętów 3,5	40.6026.000	1
34		Chwytek wkrętów 4,5	40.6027.000	1
35		Gwintownik HA3,5	40.5926.000	1
36		Gwintownik HA4,5	40.5647.100	1
37		Wzorzec głębokości otworów L-150mm	40.2667.100	1
38		Wyginak do płytek rekonstrukcyjnych prosty L ≈ 200 mm	40.6013.000	2
39		Wyginak wielopłaszczyznowy do pł.rekonstrukcyjnych	40.6014.000	1
40		Statyw na instr. do zespołów miednicy	40.6018.200	1
41		Kontener z litym dnem 1/1 595x275x135mm	12.0750.102	2
42		Pokrywa aluminiowa perfor.1/1 595x275x15mm Szara	12.0750.200	2











III.2. ZESTAW DO ZESPOLEŃ MIEDNICY 40.6000.600










Lp.		Nazwa	Nr katalogowy	Szt.
1		Szczypce redukcyjne długie 1x1 L ≈ 400 mm/	40.6007.000	1
2		Szczypce redukcyjne długie 2x1 L ≈ 400 mm/	40.6008.000	1
3		Szczypce redukcyjne zapadkowe z ostr.końcówkami L ≈ 205 mm	40.6009.000	1
4		Szczypce kompresyjne L ≈ 200 mm	40.6016.000	1
5		Szczypce redukcyjne asymetryczne L ≈ 400 mm	40.6017.000	1
6		Rączka Steinmanna	40.0987.200	1
7		Statyw na instr. do zespoleń miednicy	40.6018.100	1
8		Hak do kości prosty L ≈ 240 mm	40.6001.000	1
9		Manipulator tymczasowy L ≈ 300 mm	40.6002.000	2
10		Hak do kości z obsadą L ≈ 200 mm	40.6003.000	1

Lp.		Nazwa	Nr katalogowy	Szt.
11		Szczypce kątowe redukcyjne odg. długie L ≈ 240 mm	40.6004.000	1
12		Szczypce kątowe redukcyjne odg. krótkie L ≈ 200 mm	40.6005.000	1
13		Szczypce kątowe redukcyjne proste L ≈ 240 mm	40.6006.000	1
14		Zatrząsk wahlivy okrągły	40.6028.000	2
15		Zatrząsk wahlivy prostokątny	40.6029.000	2
16		Szczypce redukcyjne regulowane L ≈ 340 mm	40.6015.000	1
17		Podważka 24	40.2199.000	1
		Podważka Lange Hohmann modif. 30	40.2190.000	1
18		Statyw na instr. do zespołów miednicy	40.6018.150	1
19		Wiertło 2,5/250	40.2049.251	2
20		Wiertło 3,2/250	40.2053.251	2
21		Wiertło 3,5/250	40.1363.251	2
22		Wiertło 4,5/250	40.1387.251	2
23		Drut Kirschnera 2,0/220	40.4815.220	4
24		Grot kompresyjny 6x200	40.6035.200	2
25		Rękojeść z szybkozłączem 3/16	40.5636.000	1
26		Grot T15	40.5677.150	1
27		Grot T25-3/16	40.5684.150	1

Lp.		Nazwa	Nr katalogowy	Szt.
28		Prowadnica kompresyjna 2,5	40.4804.025	1
29		Chwytek wkrętów 3,5	40.6026.000	1
30		Chwytek wkrętów 4,5	40.6027.000	1
31		Gwintownik HA3,5	40.5926.000	1
32		Gwintownik HA4,5	40.5647.100	1
33		Wzorzec głębokości otworów L-150mm	40.2667.100	1
34		Wyginak do płytek rekonstrukcyjnych prosty L ≈ 200 mm	40.6013.000	2
35		Wyginak wielopłaszczyznowy do pł.rekonstrukcyjnych	40.6014.000	1
36		Statyw na instr. do zespołów miednicy	40.6018.200	1
37		Kontener z litym dnem 1/1 595x275x135mm	12.0750.102	2
38		Pokrywa aluminiowa perfor.1/1 595x275x15mm Szara	12.0750.200	2

III.3. ZESTAW (INSTRUMENTARIUM) DO ZESPOLEŃ MIEDNICY - REPOZYCJA 40.6000.700


Lp.		Nazwa	Nr katalogowy	Szt.
1		Szczypce redukcyjne długie 1x1 L ≈ 400 mm/	40.6007.000	1
2		Szczypce redukcyjne długie 2x1 L ≈ 400 mm/	40.6008.000	1
3		Szczypce redukcyjne zapadkowe z ostr.końcówkami L ≈ 205 mm	40.6009.000	1
4		Szczypce kompresyjne L ≈ 200 mm	40.6016.000	1
5		Szczypce redukcyjne asymetryczne L ≈ 400 mm	40.6017.000	1
6		Rączka Steinmanna	40.0987.200	1
7		Statyw na instr. do zespoleń miednicy	40.6018.100	1
8		Hak do kości prosty L ≈ 240 mm	40.6001.000	1
9		Manipulator tymczasowy L ≈ 300 mm	40.6002.000	2
10		Hak do kości z obsadą L ≈ 200 mm	40.6003.000	1

Lp.		Nazwa	Nr katalogowy	Szt.
11		Szczypce kątowe redukcyjne odg. długie L ≈ 240 mm	40.6004.000	1
12		Szczypce kątowe redukcyjne odg. krótkie L ≈ 200 mm	40.6005.000	1
13		Szczypce kątowe redukcyjne proste L ≈ 240 mm	40.6006.000	1
14		Zatrask wahlwy okrągły	40.6028.000	2
15		Zatrask wahlwy prostokątny	40.6029.000	2
16		Szczypce redukcyjne regulowane L ≈ 340 mm	40.6015.000	1
17		Podważka 24	40.2199.000	1
		Podważka Lange Hohmann modif. 30	40.2190.000	1
18		Statyw na instr. do zespożeń miednicy	40.6018.150	1
19		Kontener z litym dnem 1/1 595x275x135mm	12.0750.102	1
20		Pokrywa aluminiowa perfor. 1/1 595x275x15mm Szara	12.0750.200	1

IV. TECHNIKA OPERACYJNA

IV.1. TYMCZASOWE USTALENIE PŁYTKI

Po nastawieniu odłamów, potwierdzeniu prawidłowego ustawienia płytki na kości należy tymczasowo ustalić jej położenie przy pomocy drutów Kirschnera 2,0 [40.4815.220]. Wprowadzić je można w otwory w części bliższej płytki, oraz w najdalszy otwór płytki.




Potwierdzić prawidłowe ustawienie wykonując zdjęcie RTG.



UWAGA: Do tymczasowej stabilizacji oraz dociągnięcia płytki do kości można zastosować wkręt ustalająco-dociskowy 2,8/180 [40.5674.128]. Wprowadzamy go przez tuleję prowadzącą 5,0/2,8 [40.5673.028].

W otwór powstały po usunięciu wkręta ustalająco-dociskowego 2,8/180, wprowadzić można wkręt blokowany $\varnothing 3,5$.



Wprowadzić samowierzący grot wkręta ustalająco-dociskowego.


Dokręcając tuleję dociągnąć płytkę do kości.

Powyższy opis nie stanowi szczegółowej instrukcji postępowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.

IV.2. WPROWADZENIE WKRETA BLOKOWANEGO


IV.2.1. Wkręcenie tulei prowadzącej

Wkręcić w płytkę tuleję prowadzącą 5,0/2,8 [40.5673.028].




IV.2.2. Wiercenie otworu

Wiercić wiertłem 2,8/250 ze skalą [40.5653.251] na pożądaną głębokość.




IV.2.3. Pomiar głębokości otworu

OPCJA I: Odczytać wartość z podziałki na wiertle [40.5653.251].




OPCJA II: Po wykręceniu tulei prowadzącej 5,0/2,8 [40.5673.028] długość wkręta określić za pomocą wzorca głębokości [40.2667.100].




IV.2.4. Wprowadzenie wkręta

Usunąć tuleję prowadzącą 5,0/2,8 [40.5673.028].



Wprowadzić wkręt blokowany za pomocą rękojeści dynamometrycznej [40.5635] oraz odpowiedniego grotu.



Powyższy opis nie stanowi szczegółowej instrukcji postępowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.


IV.3. WPROWADZENIE WKRETA KOROWEGO

IV.3.1. Ustawienie prowadnicy kompresyjnej

Ustawić prowadnicę kompresyjną 2,5 [40.4804.025] w pożądanej pozycji:


OPCJA I: Pozycja neutralna

Docisnąć prowadnicę do płytki. Ustawi się ona w położeniu, które pozwoli na neutralne wprowadzenie wkręta.




OPCJA II: Pozycja kompresyjna

Prowadnicę bez docisku przesunąć do krawędzi otworu kompresyjnego. Wykonany w tym położeniu otwór umożliwi wprowadzenie wkręta w pozycji kompresyjnej.



OPCJA III: Pozycja kątowna


Możliwe jest też kątowne ustawienie prowadnicy.



Powyższy opis nie stanowi szczegółowej instrukcji postępowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.


IV.3.2. Wiercenie

W pożądanym ustawieniu za pomocą wiertła $\varnothing 2,5/250$ [40.2049.251] wykonać otwór pod wkręt korowy $\varnothing 3,5$ przez dwie korówki.




IV.3.3. Pomiar głębokości otworu

W wywiercony otwór wprowadzić wzorzec głębokości [40.2667.100] aż zaczep końcówki pomiarowej oprze się o zewnętrzną powierzchnię drugiej korówki.



IV.3.4. Wkręcanie wkręta

Wprowadzić wkręt korowy.




Powyższy opis nie stanowi szczegółowej instrukcji postępowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.


V. NARZĘDZIA DO REDUKCJI ODŁAMÓW KOSTNYCH

Szczypce i inne narzędzia do nastawienia złamań są przeznaczone do użytku z nieregularną, dużą i płaską kostną powierzchnią obszaru miednicowego.


Kąty i długość narzędzia są zaprojektowane tak, by ulokować samoistną kość od grzebienia do mostka miednicowego i zapewnić elastyczność dla różnych dostępów operacyjnych.




Szczypce kompresyjne [40.6016.000] to uniwersalne narzędzie, które może być wykorzystane do uchwycenia i manipulowania skrzydłem biodrowym, lub jako kleszcze redukcyjne do nastawienia złamań z tymczasowymi wkrętami korowymi $\varnothing 3,5\text{mm}$ i $4,5\text{mm}$.



Szczypce redukcyjne zapadkowe z ostrymi końcówkami [40.6009.000] mogą być stosowane bezpośrednio lub po nawierceniu płytkich otworów na powierzchni kości.




Szczypce kątowe redukcyjne proste [40.6006.000], szczypce kątowe redukcyjne odgięte długie [40.6004.000] i szczypce kątowe redukcyjne odgięte krótkie [40.6005.000] są zaprojektowane tak, by kąt rączki był z dala zarówno od strony linii chirurga jak i nominalnych struktur tkanek miękkich. Ostre groty zapewniają bezpieczny uchwyt na powierzchniach miednicy, natomiast kulki zapobiegają przenikaniu do kości z cienką korą.



Powyższy opis nie stanowi szczegółowej instrukcji postępowania - o wyborze techniki operacyjnej decyduje lekarz.


Szczypce redukcyjne regulowane [40.6015.000] zostały przeznaczone do użytku z tymczasowymi wkrętami korowymi $\varnothing 3,5\text{mm}$ i $4,5\text{mm}$. Wkręty wprowadzone na przeciwległą stronę złamania pozwalają na powstanie znacznych sił redukcyjnych i manipulację na wszystkich trzech płaszczyznach.



Szczypce redukcyjne długie 2x1 [40.6008.000].

Te długie szczypce z trzema punktami podparcia o kształcie kulek pozwalają na redukcję złamań prostopadłych (*pionowych*). Długa rączka zapewnia zwiększony układ dźwigniowy dla trudnych złamań.

Szczypce redukcyjne długie są również dostępne w wersji 1x1 [40.6007.000].




Zatrząsk wahliwy okrągły [40.6028.000].


Zatrząsk wahliwy prostokątny [40.6029.000].

To narzędzie używane jest jako nastawnik do szczypiec z zakończoną okrągłą końcówką, by nastawiać złamane fragmenty kości.


Aby rozprowadzić siły redukcji na zwiększonej powierzchni, może zostać przymocowany na okrągłą końcówkę.



Podważka 24 [40.2190.000] może być wykorzystana do lepszego rozchylenia tkanek miękkich.



Manufacturer: ChM sp. z o.o.
Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec K., Poland
tel.: +48 85 713-13-20 fax: +48 85 713-13-19
e-mail: chm@chm.eu www.chm.eu



IFU-I-001/15



INSTRUKCJA STOSOWANIA

NARZĘDZIA CHIRURGICZNE I ORTOPEDYCZNE
WIELOKROTNEGO UŻYTKU

Narzędzia produkowane przez ChM sp. z o.o. mogą być wykonane ze stali, stopów aluminium oraz tworzyw sztucznych stosowanych w medycynie zgodnie z obowiązującymi procedurami. Każdy instrument medyczny jest narażony na wystąpienie korozji, płam oraz uszkodzeń, jeżeli nie będzie traktowany z należytą starannością i poniższymi zaleceniami.

MATERIAŁY

Narzędzia produkowane są ze stali odpornych na korozję. Ze względu na wysoką zawartość chromu stale nierdzewne tworzą na powierzchni ochronną warstwę, tzw. pasywną, która chroni instrument przed korozją.

Narzędzia produkowane z aluminium to głównie palety, statywy i kuwety oraz niektóre części instrumentów takie jak rękojeści narzędzi np. wkrętaków, szwydeł, kluczy, itp. Aluminium poprzez elektrochemiczną obróbkę powierzchni wytwarza odporną powłokę tlenkową, która może być barwiona lub mieć barwę naturalną (barwa srebrzystoszara). Wyroby wykonane z aluminium z obrobioną powierzchnią wykazują dobrą odporność na korozję, jednak należy unikać kontaktu z silnie alkalicznymi środkami czyszczącymi i dezynfekującymi oraz roztworami zawierającymi jod lub pewne sole metali, gdyż w tych warunkach dochodzi do ingerencji chemicznej na obrobionej powierzchni aluminiowej.

Tworzywa sztuczne stosowane na narzędzia ChM to głównie POM-C (Kopolimer polioksymetylenowy), PEEK (Polietereoeteroketon) i teflon (PTFE).

W/w materiały można procesować (tj.: czyścić, myć, sterylizować) w temperaturach nie wyższych niż 140°C i są one stabilne w wodnych roztworach środków myjąco-dezynfekujących o wartościach pH od 4 do 9,5.

• Jeżeli nie można stwierdzić, z jakiego materiału wykonany jest dany instrument, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy ChM.

DEZYNFEKCJA I CZYSZCZENIE

Efektywne czyszczenie jest skomplikowaną procedurą uzależnioną od następujących czynników: jakość wody, jakość i typ użytego detergentu, techniki mycia (ręczne/maszynowe), odpowiednie płukanie i suszenie, odpowiednie przygotowanie instrumentu, czas, temperatura. Należy również przestrzegać wewnętrznych procedur sterylizatorami jak i zaleceń producentów środków czyszczących i dezynfekujących, a także automatów myjących i sterylizujących.

• Należy zapoznać się i postępować zgodnie z odpowiednimi instrukcjami i zastrzeżeniami podanymi przez producentów środków stosowanych przy dezynfekcji oraz czyszczeniu wyrobów.

1. Przed pierwszym użyciem wyrób należy dokładnie umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem środków myjąco-dezynfekujących standardowo dedykowanych przez ich producentów dla wyrobów medycznych. Należy postępować zgodnie z instrukcjami i zastrzeżeniami podanymi przez producentów takich środków. Zaleca się stosowanie wodnych roztworów środków myjąco - dezynfekujących o pH neutralnym.

2. Po użyciu, wyrób należy niezwłocznie poddać moczeniu co najmniej przez 10 minut w wodnym roztworze detergentu enzymatycznego o wartości pH neutralnym (o właściwościach dezynfekujących) standardowo stosowanego dla narzędzi medycznych wielokrotnego użytku (nie należy dopuszczać do zaschnięcia wszelkich pozostałości organicznych znajdujących się na wyrobie). Należy postępować zgodnie z instrukcją podaną przez producenta danego detergentu enzymatycznego.

3. Dokładnie wyszorować / oczyścić powierzchnie oraz szczeliny wyrobu przy pomocy miękkiej tkaniny, niepozostawiającej nitki lub szcetek wykonanych z tworzyw sztucznych (zalecane są szcetki nylonowe). Zabrania się stosowania szcetek metalowych i wykonanych z włosa oraz materiałów, które mogłyby spowodować chemiczną lub fizyczną korozję.

4. Następnie dokładnie wypłukać instrument pod ciepłą bieżącą wodą, zwracając szczególną uwagę na dokładne wypłukanie szczelin. Podczas takiego płukania użyć szcetek czyszczących (nylonowych), którymi należy wykonywać wielokrotne ruchy posuwisto-zwrotne na powierzchni wyrobu. W celu uniknięcia powstawania płam wodnych zalecane jest płukanie w wodzie zdemineralizowanej. Stosowanie wody zdemineralizowanej pozwoli na uniknięcie korozji wywołanej przez chlorki, znajdujące się w zwykłej wodzie, a także uniknięcie powstawania płam na powierzchni np. anodowanej aluminium i przyczyni się do stabilizacji powierzchni anodowanej mytych wyrobów aluminiowych. W trakcie płukania usuwa się ręcznie pozostałości ewentualnie przylegających do instrumentów zabrudzeń.

5. Wzrokowo skontrolować całą powierzchnię wyrobu dla zapewnienia, że usunięto wszystkie zanieczyszczenia.

• Jeżeli nadal obecne są pozostałości tkanek ludzkich, zanieczyszczenia lub pył, należy powtórzyć proces czyszczenia.

6. Następnie taki wyrób poddać myciu maszynowemu w myjni-dezynfektorze (w środkach myjąco-dezynfekujących odpowiednich dla mycia narzędzi i instrumentów medycznych wielokrotnego użytku).

• Mycie w myjni-dezynfektorze należy przeprowadzić zgodnie z wewnątrz-szpitalnymi procedurami postępowania oraz zaleceniami producenta danego urządzenia myjąco-dezynfekującego, a także zgodnie z instrukcją stosowania danego środka myjąco-dezynfekującego opracowaną przez jego producenta.

UWAGA! Producent nie zaleca stosowania środków konserwujących dla wyrobów chirurgicznych i ortopedycznych.

STERYLIZACJA

Każdorazowo przed sterylizacją i użyciem wyrobu, należy poddać go kontroli: wyrób powinien być sprawny, bez toksycznych związków jako pozostałości procesów dezynfekcji i sterylizacji oraz bez uszkodzeń struktury materiału (pęknięcia, odłamania, zgięcia, fuzszenie). Należy pamiętać, że sterylizacja nie zastępuje czyszczenia!

• Wyroby wykonane z tworzyw sztucznych (PEEK, PTFE, POM-C) mogą być sterylizowane każdą inną dostępną zwalidowaną w danym ośrodku metodą sterylizacji, gdzie temperatura sterylizacji nie jest wyższa niż 140°C.

Sterylicząc narzędzi chirurgicznych należy przeprowadzić przy użyciu urządzeń i w warunkach zgodnych z obowiązującymi normami. Narzędzie powinno być sterylizowane w sterylizatorach parowych, w których czynnikiem sterylizującym jest para wodna. Zalecane parametry sterylizacji parowej:

- temperatura: 134°C,
- ciśnienie: 2 atm. powyżej ciśnienia atmosferycznego (naciśnienie),
- minimalny czas ekspozycji: 7 min,
- minimalny czas suszenia: 20 min.

Dopuszcza się sterylizację wyrobów metodami zwalidowanymi, stosowanymi przez sterylizatornie. Trwałość i wytrzymałość narzędzi zależy w dużym stopniu od sposobu ich użytkowania. Ostrożnie, starannie i zgodnie z przeznaczeniem użytkowanie chroni wyrób przed uszkodzeniami i wydłuża jego żywotność.

Jeżeli niniejsza instrukcja okaże się niejasna, należy skontaktować się z producentem, który zobowiązuje się do udzielenia wszelkich niezbędnych informacji.

Aktualizowane INSTRUKCJE STOSOWANIA znajdują się na stronie internetowej: www.chm.eu

IFU-I-001/15; Data weryfikacji: Styczeń 2015

SYMBOL TRANSLATION - OBJASNIENIA SYMBOLI - ПОРЧЕННЕ ОГОННАЧЕНІЙ
EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS - SYMBOLERKLÄRUNG - SYMBOLY PŘEKLADY

Do not reuse Nie używać повторно He isпользовать повторно No reutilizar Nicht wiederverwenden Неповторно опалковане	Do not re-sterilize Nie sterylizować ponownie He стерилизовать повторно No resterilizar Nicht resterilisieren Неповторно стерилізація	Do not use if package is damaged Nie używać jeśli opakowanie jest uszkodzone He isпользовать при поврежденном упаковке No utilizar si el empaque está dañado Nicht verwenden falls Verpackung beschädigt ist Неповторно, якщо пошкоджен
Sterilized using irradiation Sterylizowany przez napromienianie Радионаправна стерилізація Esterilizado mediante radiación Sterilisiert durch Bestrahlung Sterilizovano zářením	Sterilized using hydrogen peroxide Sterylizowany nadkwasą wodorową Стерилизован перекисом водорода Esterilizado con peróxido de hidrógeno Sterilisiert mit Wasserstoffperoxid Sterilizovano s peroxidom vodiku	Non-sterile Nesterylizowany He стерильно No estéril Unsteril Nesterilni
STERILE R	STERILE VH202	
Catalogue number Numer katalogowy Номер по каталогу Numéro de catalogue Katalognummer Katalógové číslo	Batch code Kód partii Код партии Código de lote Chargennummer Číslo šarže	Consult Instructions for Use Zapczy do instrukcji używania Обратитесь к инструкции по применению Consultar instrucciones de uso Siehe die Gebrauchsanweisung Riďte sa návodom k použitiu
REF	LOT	
Material Materiál Материал Material Material Material	Quantity Ilość Количество Cantidad Menge Množství	Use by Użyć do Использовать по Usar antes de Verwenden bis Použíte do
Mat:	Qty:	
	Caution Ostrzeżenie Осторожно Advertencia Vorsicht Upozornění	

Manufacturer: ChM sp. z o.o.
Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec K., Poland
tel.: +48 85 713-13-20 fax: +48 85 713-13-19
e-mail: chm@chm.eu www.chm.eu

ChM®

ChM sp. z o.o.

Lewickie 3b
16-061 Juchnowiec Kościelny
Polska

tel. +48 85 713-13-20
fax +48 85 713-13-19
e-mail: chm@chm.eu



- 4 ŚRÓDSZPIKOWA OSTEOSYNTeza KOŚCI RAMIENNEJ
- 6 ŚRÓDSZPIKOWA OSTEOSYNTeza KOŚCI GWOŹDZMI KRĘTARZOWYMI
- 7 ŚRÓDSZPIKOWA OSTEOSYNTeza KOŚCI PRZEDRAMIENIA I STRZAŁKOWEJ
- 8 DYNAMICZNY STABILIZATOR BIODROWY (DSB) / KŁYKCIOWY (DSK)
- 9 STABILIZATOR KRĘGOSŁUPA
- 10 STABILIZATOR ZEWNĘTRZNY
- 11 INSTRUKCJA PROTEZ KRĘGOWYCH I MIĘDZYKRĘGOWYCH
- 15 USTAWIAK KĄTOWY PISZCZELOWY I UDOWY
- 17 ŚRÓDSZPIKOWA OSTEOSYNTeza KOŚCI PISZCZELOWEJ I UDOWEJ GWÓDZDZ TELESKOPOWY
- 18 REKONSTRUKCJA WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO [ACL]
- 19 PRZESZCZEPIANIE BŁOCZKÓW KOSTNYCH
- 20 ENDOPROTEZA GŁOWY KOŚCI PROMIENIOWEJ KPS
- 21 OTWARTA OSTEOTOMIA KLINOWA
- 22 PŁYTKI BLOKOWANE
- 23 ŚRÓDSZPIKOWA OSTEOSYNTeza KOŚCI UDOWEJ [metoda wsteczna]
- 24 ŚRÓDSZPIKOWA OSTEOSYNTeza KOŚCI UDOWEJ
- 25 ŚRÓDSZPIKOWA OSTEOSYNTeza KOŚCI PISZCZELOWEJ
- 27 ŚRÓDSZPIKOWA OSTEOSYNTeza KOŚCI PISZCZELOWEJ [metoda wsteczna]
- 28 ŚRÓDSZPIKOWA OSTEOSYNTeza KOŚCI UDOWEJ GWÓDZDZMI KRĘTARZOWYMI
- 29 PŁYTKI SZYJNE
- 30 PŁYTKA RAMIENNA BLIŻSZA
- 31 PŁYTKA UDOWA BLOKOWANA
- 32 4,0 ChLP PŁYTKI DO DALSZEJ CZĘŚCI KOŚCI PROMIENIOWEJ
- 33 ŚRUBY KOMPRESYJNE
- 34 ŚRÓDSZPIKOWA OSTEOSYNTeza KOŚCI UDOWEJ GWÓDZDZMI ANATOMICZNYMI
- 35 STABILIZACJA KRĘGOSŁUPA
- 36 USUWANIE WKRĘTÓW ChLP
- 37 STABILIZACJA SPOJENIA ŁONOWEGO
- 38 ŚRÓDSZPIKOWA OSTEOSYNTeza KOŚCI PISZCZELOWEJ GWÓDZDZMI CHARFIX2
- 39 SYSTEM IDS
- 40 KLATKI MIĘDZYKRĘGOWE PLIF PEEK CAGE
- 42 PŁYTKA MOSTKOWO-ŻEBROWA
- 43 ŚRÓDSZPIKOWA OSTEOSYNTeza KOŚCI RAMIENNEJ
- 45 PŁYTKI REKONSTRUKCYJNE - ZESPOLENIE MIEDNICY
- 46 ŚRÓDSZPIKOWA OSTEOSYNTeza KOŚCI PISZCZELOWEJ [metoda wsteczna]
- 47 PŁYTKI BLOKOWANE 5,0ChLP
- 48 PŁYTKI BLOKOWANE 7,0ChLP
- 49 ŚRÓDSZPIKOWA OSTEOSYNTeza KOŚCI UDOWEJ GWÓDZDZMI KONDYLARNYM
- 50 MIKROSYSTEMY
- 54 KLATKI MIĘDZYKRĘGOWE BLOKOWANE ALIF PEEK
- 55 GWÓDZDZ ŚRÓDSZPIKOWY ELASTYCZNY DLA DZIECI
- 56 KLATKI MIĘDZYKRĘGOWE TLIF PEEK
- 57 PŁYTKA PROSTA BLOKOWANA 5,0ChLP
- 58 PŁYTKA PROSTA BLOKOWANA 7,0ChLP
- 59 CELOWNIK PISZCZELOWY DALSZY CHARFIX
- 60 CELOWNIK PISZCZELOWY DALSZY CHARFIX2

DZIAŁ HANDLOWY

tel.: + 48 85 713-13-30 ÷ 38

fax: + 48 85 713-13-39