

ChM produkuje i dystrybuje  
zaawansowane rozwiązania medyczne  
w 3 głównych kategoriach:



Kompleksowa oferta produktów  
dla traumatologii, w tym systemy  
przeznaczone do redukcji złamań i korekcji  
deformacji kończyn oraz miednicy.



Szeroka gama zaawansowanych  
rozwiązań do stabilizacji odcinka szyjnego  
i piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa,  
w tym systemy wkrętów przeznaczone do  
stosowanych w procedurach  
otwartych i małoinwazyjnych, implanty  
międzykręgowe i płytki zespalające.




Narzędzia i implanty do twarzoczaszki,  
przeznaczone do redukcji złamań,  
rekonstrukcji, dystrakcji i zabiegów  
ortognatycznych.



## KABEL DO CERKLARZU Z ZACISKIEM

4.5250.600S



Dostarczamy rozwiązania  
medyczne

[www.chm.eu](http://www.chm.eu)

Nr dokumentu B/D-01  
Data przeglądu P-003-20.03.2023

## KABEL DO CERKLARZU Z ZACISKIEM

# KABEL DO CERKLARZU Z ZACISKIEM

## Śrubowy mechanizm docisku

- pewny zacisk kabla
- możliwość korekcji naciągu
- materiał stopu kobaltu zwiększa wytrzymałość implantu

## System ucinania kabla

- ukrycie uciętej części kabla wewnątrz korpusu zacisku
- brak podrażnienia tkanek okołowszczepowych

## Łagodne krawędzie i zaokrąglony łeb śruby dociskowej

- mniejsze podrażnienie tkanek okołowszczepowych

## Kształt zacisku

- optymalne ułożenie zacisku i kabla na kości


## Gniazdo Torx

- polepszone przenoszenie momentu obrotowego

## Kompleksowe instrumentarium

- pełny zestaw dedykowanych narzędzi
- intuicyjny w użyciu naciągacz
- innowacyjny prowadnik ułatwiający przewlekanie kabla
- ergonomiczna konstrukcja narzędzi
- kompaktowy i przejrzysty statyw

**ChM**<sup>®</sup>  
**TRAUMA**



Śrubowy mechanizm docisku

System ucinania kabla

Kształt zacisku

Gniazdo Torx

[www.chm.eu](http://www.chm.eu)