

ChM produkuje i dystrybuje  
zaawansowane rozwiązania medyczne  
w 3 głównych kategoriach:

**ChM**<sup>®</sup>  
**SPINE**

**ChM**<sup>®</sup>  
**TRAUMA**

Kompleksowa oferta produktów  
dla traumatologii, w tym systemy  
przeznaczone do redukcji złamań i korekcji  
deformacji kończyn oraz miednicy.

**ChM**<sup>®</sup>  
**SPINE**

Szeroka gama zaawansowanych  
rozwiązań do stabilizacji odcinka szyjnego  
i piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa,  
w tym systemy wkrętów przemasadowych  
stosowanych w procedurach  
otwartych i małoinwazyjnych, implanty  
międzykręgowe i płytki zespalające.

**ChM**<sup>®</sup>  
**CRANIO  
FACIAL**

Narzędzia i implanty do twarzoczaszki,  
przeznaczone do redukcji złamań,  
rekonstrukcji, dystrakcji i zabiegów  
ortognatycznych.



## SYSTEM STABILIZACJI POTYLICZNO-SZYJNO-PIERSIOWEJ CHARSPINE OCT

3.5999.0xx; 3.6100.0xx;  
3.6101.0xx; 3.6111.000;  
3.5997.028; 3.5998.0xx;  
3.5996.0xx; 3.599x.000;  
3.6104.0xx; 3.6103.0xx;  
3.6102.00x; 3.3970.8xx;  
3.3970.9xx; 3.6106.400;  
3.6105.xxx; 3.6107.0xx;  
3.5995.204; 3.6109.0xx;  
3.6110.0xx



Dostarczamy rozwiązania  
medyczne



[www.chm.eu](http://www.chm.eu)

Nr dokumentu B/K/09  
Data przeglądu P-001-05.10.2020

## SYSTEM STABILIZACJI POTYLICZNO-SZYJNO-PIERSIOWEJ **CHARSPINE OCT**

**CHARSPINE** *system* **OCT**  
Occipito-Cervico-Thoracic Stabilization System

# SYSTEM STABILIZACJI POTYLICZNO-SZYJNO-PIERSIOWEJ CHARSPINE OCT

## Funkcjonalne


- duże (45°) wychylenie kielichów śrub we wszystkich kierunkach
- łączniki poprzeczne w odmianie head to head oraz rod to rod
- niski profil śrub
- płytki potyliczne z gniazdami na pręty o regulowanej szerokości i kącie położenia
- rozbudowany zestaw implantów

## Nowoczesne

- system blokowania śrub oparty na gwincie o specjalnej konstrukcji z ujemnym zarysem
- silikonowe rękojeści
- ergonomiczne i proste w obsłudze narzędzia
- nowoczesne palety i kontenery na implanty i narzędzia

## Kompleksowe

- śruby wieloosiowe o średnicach 3,5, 4,0 i 4,5mm i długościach od 10 do 40mm
- śruby w odmianie częściowo gwintowanej
- szeroka gama łączników
- haki laminarne
- dwa rodzaje płytek potylicznych



niski profil

system blokowania  
z ujemnym gwintem

duży kąt wychylenia  
we wszystkich kierunkach

samonastawne gniazda

rozbudowany zestaw  
implantów