

ChM produkuje i dystrybuje
zaawansowane rozwiązania medyczne
w 3 głównych kategoriach:

ChM[®]
TRAUMA

ChM[®]
TRAUMA

Kompleksowa oferta produktów dla traumatologii, w tym systemy przeznaczone do redukcji złamań i korekcji deformacji kończyn oraz miednicy.

ChM[®]
SPINE

Szeroka gama zaawansowanych rozwiązań do stabilizacji odcinka szyjnego i piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa, w tym systemy wkrętów przemasadowych stosowanych w procedurach otwartych i małoinwazyjnych, implanty międzykręgowe i płytki zespalające.

ChM[®]
CRANIO
FACIAL

Narzędzia i implanty do twarzoczaszki, przeznaczone do redukcji złamań, rekonstrukcji, dystrakcji i zabiegów ortognatycznych.



PŁYTKA ACJ

3.7242.xxx



Dostarczamy rozwiązania
medyczne

PŁYTKA **ACJ**

5,0 ChM Locked Plating
ChLP system

PŁYTKA ACJ

Anatomiczna konstrukcja

- zoptymalizowany profil anatomiczny
- dopasowana do szerokiego zakresu anatomii kości
- ułatwione anatomiczne nastawienie

Szeroki wybór płytek

- system zawiera 3 wysokości haka pozwalające na dopasowanie do anatomii stawu barkowo obojczykowego

Zacisk płytki

- ułatwiona implantacja z małego dostępu operacyjnego
- pewna stabilizacja w miejscu urazu

Kolce stabilizujące

- pewne ustalenie
- stabilna pozycja implantu

Fazowane krawędzie płytki

- zminimalizowane podrażnienia tkanek miękkich
- lepszy rozkład naprężeń

Ukośne zakończenie


- ułatwione wprowadzenie przezskórne

Otwór blokowany

- możliwość dodatkowej stabilizacji implantu

Śruba dociskowa

- pewna stabilizacja w miejscu urazu
- niski profil łba celem ograniczenia podrażnienia tkanek miękkich



Anatomiczna konstrukcja

Szeroki wybór płytek

Kolce stabilizujące

Śruba dociskowa