


LOCKING PLATES PŁYTKI BLOKOWANE

4.0^{CHM} Locked Plating
ChLPsystem

5.0^{CHM} Locked Plating
ChLPsystem

7.0^{CHM} Locked Plating
ChLPsystem




SYMBOL DESCRIPTION OPIS SYMBOLI	5	LOCKING ELEMENTS ELEMENTY BLOKUJĄCE	25
4.0ChLP RADIUS VOLAR PLATE 4,0ChLP PŁYTKA PROMIENIOWA DŁONIOWA	7	4.5ChLP NARROW STRAIGHT RECONSTRUCTION PLATE 4,5ChLP PŁYTKA REKONSTRUKCYJNA PROSTA WĄSKA	26
4.0ChLP EXPANDED RADIUS VOLAR PLATE 4,0ChLP PŁYTKA PROMIENIOWA DŁONIOWA ROZSZERZONA	7	5.0ChLP STRAIGHT RECONSTRUCTION PLATE 5,0ChLP PŁYTKA REKONSTRUKCYJNA PROSTA	26
4.0ChLP DORSAL-RADIAL PLATE 4,0ChLP PŁYTKA PROMIENIOWA GRZBIETOWA	8	5.0ChLP NARROW COMPRESSION LIMITED CONTACT PLATE 5,0ChLP PŁYTKA WĄSKA, KOMPRESYJNA, Z OGRANICZONYM KONTAKTEM	26
PLATES FOR DISTAL RADIUS – DORSAL SIDE PŁYTKI DO DALSZEGO ODCINKA KOŚCI PROMIENIOWEJ – STRONA GRZBIETOWA ...	9	5.0ChLP TUBULAR STRAIGHT PLATE 1/3 5,0ChLP PŁYTKA PROSTA RURKOWA 1/3	27
4.0ChLP OBLIQUE L PLATE 4,0ChLP PŁYTKA L UKOŚNA	10	5.0ChLP TUBULAR STRAIGHT PLATES 1/3 5,0ChLP PŁYTKA PROSTA RURKOWA 1/3	27
4.0ChLP STRAIGHT PLATE 4,0ChLP PŁYTKA PROSTA	10	5.0ChLP CLAVICULAR PLATE WITH HOOK 5,0ChLP PŁYTKA OBOJCZYKOWA Z HAKIEM	28
4.0ChLP L PLATE 4,0ChLP PŁYTKA L	10	5.0ChLP ACJ PLATE 5,0ChLP PŁYTKA ACJ	28
4.0ChLP T-PLATE 4,0ChLP PŁYTKA T	10	5.0ChLP CLAVICLE SHAFT S PLATE 5,0ChLP PŁYTKA OBOJCZYKOWA S TRZONOWA	29
4.0ChLP WRIST ARTHRODESIS PLATE 4,0ChLP PŁYTKA DO ARTRODEZY NADGARSTKA	11	5.0ChLP CLAVICLE S PLATE 5,0ChLP PŁYTKA OBOJCZYKOWA S	29
4.0ChLP DISTAL ULNAR PLATE 4,0ChLP PŁYTKA DO KOŚCI ŁOKCIOWEJ DALSZEJ	11	5.0ChLP SCAPULAR MEDIAL PLATE 5,0ChLP PŁYTKA ŁOPATKOWA PRZYŚRODKOWA	30
4.0ChLP RADIAL HEAD NECK PLATE 4,0ChLP PŁYTKA GŁOWY KOŚCI PROMIENIOWEJ SZYJKOWA	12	5.0ChLP SCAPULAR LATERAL PLATE 5,0ChLP PŁYTKA ŁOPATKOWA BOCZNA	30
4.0ChLP RADIAL HEAD PLATE 4,0ChLP PŁYTKA GŁOWY KOŚCI PROMIENIOWEJ	12	5.0ChLP SCAPULAR GLENOID PLATE 5,0ChLP PŁYTKA PANEWKOWA	30
4.0ChLP PLATE FOR NAVICULAR BONE 4,0ChLP PŁYTKA DO KOŚCI ŁÓDKOWATEJ	13	5.0ChLP DISTAL HUMERUS Y PLATE 5,0ChLP PŁYTKA RAMIENNA DALSZA Y	31
4.0ChLP TALUS PLATE 4,0ChLP PŁYTKA DO KOŚCI SKOKOWEJ	13	5.0ChLP HUMERUS PLATE 5,0ChLP PŁYTKA RAMIENNA	31
4.0ChLP PLATE FOR CUBOID BONE 4,0ChLP PŁYTKA DO KOŚCI SZEŚCIENNEJ	13	5.0ChLP DISTAL POSTERIOR LATERAL HUMERUS PLATE 5,0ChLP PŁYTKA RAMIENNA DALSZA TYLNA BOCZNA	32
4.0ChLP T plate 4,0ChLP płytki T	14	5.0ChLP DISTAL LATERAL HUMERUS PLATE 5,0ChLP PŁYTKA RAMIENNA DALSZA BOCZNA	32
4.0ChLP RECTANGULAR PLATE 4,0ChLP PŁYTKA PROSTOKĄTNA	14	5.0ChLP DISTAL POSTERIOR MEDIAL HUMERUS PLATE 5,0ChLP PŁYTKA RAMIENNA DALSZA TYLNA PRZYŚRODKOWA	33
4.0ChLP 3D PLATE 4,0ChLP PŁYTKA 3D	15	5.0ChLP DISTAL MEDIAL HUMERUS PLATE 5,0ChLP PŁYTKA RAMIENNA DALSZA PRZYŚRODKOWA	33
4.0ChLP CURVED PLATE 4,0ChLP PŁYTKA WYGIĘTA	15	5.0ChLP DISTAL DORSOLATERAL HUMERUS PLATE 5,0ChLP PŁYTKA RAMIENNA DALSZA GRZBIETOWO BOCZNA	34
4.0ChLP T PLATE OBLIQUE 4,0ChLP PŁYTKA T UKOŚNA	16	5.0ChLP FOREARM PLATE STRAIGHT 5,0ChLP PŁYTKA PROSTA PRZEDRAMIENNA	35
4.0ChLP 6-TYPE PLATE 4,0ChLP PŁYTKA TYP-6	16	5.0ChLP FOREARM PLATE CURVED 5,0ChLP PŁYTKA WYGIĘTA PRZEDRAMIENNA	35
4.0ChLP STRAIGHT WIDE PLATE 4,0ChLP PŁYTKA PROSTA SZEROKA	17	5.0ChLP OLECRANON PLATE 5,0ChLP PŁYTKA WYROSTKA ŁOKCIOWEGO	36
4.0ChLP L PLATE 4,0ChLP PŁYTKA L	17	5.0ChLP RADIUS VOLAR PLATE 5,0ChLP PŁYTKA PROMIENIOWA DŁONIOWA	36
4.0ChLP LISFRANC PLATE 4,0ChLP PŁYTKA ŚRÓDSTOPNO-PALICZKOWA	18	5.0ChLP WRIST ARTHRODESIS PLATES 5,0ChLP PŁYTKI DO ARTRODEZY NADGARSTKA	37
4.0ChLP RECONSTRUCTION PLATE 4,0ChLP PŁYTKA REKONSTRUKCYJNA	18	5.0ChLP PROXIMAL TIBIAL T PLATE	38
4.0ChLP X PLATE 4,0ChLP PŁYTKA X	19	5.0ChLP PROXIMAL TIBIAL T PLATE	38
4.0ChLP 2-HOLES FOOT PLATE 4,0ChLP PŁYTKA 2-OTWOROWA DO STOPY	19	5.0ChLP PROXIMAL LATERAL TIBIA PLATE 5,0ChLP PŁYTKA PISZCZELOWA BLIŻSZA BOCZNA	39
4.0ChLP OBLIQUE T PLATE FOR SMALL BONES 4,0ChLP PŁYTKA T UKOŚNA DO KOŚCI DROBNYCH	20	5.0ChLP NARROW TIBIAL PLATE 5,0ChLP PŁYTKA PISZCZELOWA WĄSKA	39
4.0ChLP T PLATE 4,0ChLP PŁYTKA T	20	5.0ChLP POSTERIOR NARROW TIBIA PLATE 5,0ChLP PŁYTKA PISZCZELOWA TYLNA WĄSKA	40
4.0ChLP WEDGE T PLATE 4,0ChLP PŁYTKA T KLINOWA	21	5.0ChLP POSTERIOR WIDE TIBIA PLATE 5,0ChLP PŁYTKA PISZCZELOWA TYLNA SZEROKA	40
4.0ChLP WEDGE X PLATE 4,0ChLP PŁYTKA X KLINOWA	21	5.0ChLP TIBIAL DISTAL MEDIAL PLATE 5,0ChLP PŁYTKA PISZCZELOWA DALSZA PRZYŚRODKOWA	41
4.0ChLP ENDOSTEAL PLATE 4,0ChLP PŁYTKA ŚRÓDKOSTNA	22	5.0ChLP DISTAL MEDIAL TIBIAL PLATE 5,0ChLP PŁYTKA PISZCZELOWA DALSZA PRZYŚRODKOWA	41
		5.0ChLP DISTAL MEDIAL TIBIAL PLATE 5,0ChLP PŁYTKA PISZCZELOWA DALSZA PRZYŚRODKOWA	42

5.0ChLP DISTAL TIBIAL L PLATE 5,0ChLP PŁYTKA PISZCZELOWA DALSZA L	42	7.0ChLP HEPI PLATE 4HOL. 7,0ChLP PŁYTKA HEPI 4OTW.	67
5.0ChLP DISTAL LATERAL FIBULA PLATE 5,0ChLP PŁYTKA STRZAŁKOWA DALSZA BOCZNA	43	7.0ChLP HEPI PLATE 2HOL. 7,0ChLP PŁYTKA HEPI 2OTW.	68
4.5ChLP CALCANEAL PLATE WITH HOOK 4,5ChLP PŁYTKA PIĘTOWA Z ZACZEPEM	44	7.0ChLP HEPI PLATE 4HOL. 7,0ChLP PŁYTKA HEPI 4OTW.	68
5.0ChLP CALCANEAL PLATE 5,0ChLP PŁYTKA PIĘTOWA	44	HEPI PLATE 2HOL. HEPI 2OTW.	69
5.0ChLP CALCANEAL PLATE 5,0ChLP PŁYTKA PIĘTOWA	44	HEPI PLATE 4HOL PŁYTKA HEPI 4OTW.	69
PALETTES FOR IMPLANTS PALETY NA IMPLANTY	45	HEPI PLATE 2HOL. HEPI 2OTW.	69
LOCKING ELEMENTS ELEMENTY BLOKUJĄCE	48	STAND FOR 7.0CHLP IMPLANTS 3.7098/7099/4159 4X2H STATYW NA IMPLANTY 7,0CHLP 3.7098/7099/4159 4X2H	70
7.0ChLP NARROW COMPRESSION PLATE WITH LIMITED CONTACT 7,0ChLP PŁYTKA WĄSKA, KOMPRESYJNA Z OGRANICZONYM KONTAKTEM	51	STAND FOR 5.0ChLP IMPLANTS 4X2H STATYW NA IMPLANTY 5,0ChLP 4X2H	70
7.0ChLP WIDE COMPRESSION LIMITED CONTACT PLATE 7,0ChLP PŁYTKA SZEROKA, KOMPRESYJNA Z OGRANICZONYM KONTAKTEM	51	7.0ChLP DISTANCE TIBIAL PLATE 7,0ChLP DYSTANSOWA PISZCZELOWA	71
7.0ChLP FEMORAL SHAFT PLATE 7,0ChLP PŁYTKA UDOWA TRZONOWA	52	7.0ChLP DISTANCE FEMUR PLATE 7,0ChLP DYSTANSOWA UDOWA	72
7.0ChLP CONDYLAR FEMORAL PLATE 7,0ChLP PŁYTKA KŁYKCIOWA UDOWA.....	53	7.0ChLP DISTANCE TIBIAL PLATE 7,0ChLP PŁYTKA DYSTANSOWA PISZCZELOWA	73
7.0ChLP PROXIMAL FEMORAL PLATE 7,0ChLP PŁYTKA UDOWA BLIŻSZA	54	BONE SUBSTITUTES SUBSTYTUTY KOŚCI.....	74
7.0ChLP CONDYLAR TIBIAL PLATE 7,0ChLP PŁYTKA KŁYKCIOWA PISZCZELOWA	55	LOCKING ELEMENTS ELEMENTY BLOKUJĄCE	77
7.0ChLP WIDE TIBIAL PLATE 7,0ChLP PŁYTKA PISZCZELOWA SZEROKA	55		
7.0ChLP MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 7,0ChLP PŁYTKA PISZCZELOWA BLIŻSZA PRZYŚRODKOWA	56		
7.0ChLP PROXIMAL LATERAL TIBIAL PLATE 7,0ChLP PŁYTKA PISZCZELOWA BLIŻSZA BOCZNA	56		
7.0ChLP LATERAL ARTHRODESIS PLATE TTC 7,0ChLP PŁYTKA DO ARTRODEZY BOCZNA TTC	57		
7.0ChLP LATERAL ARTHRODESIS PLATE TT 7,0ChLP PŁYTKA DO ARTRODEZY BOCZNA TT	57		
7.0ChLP POSTERIOR ARTHRODESIS PLATE TTC 7,0ChLP PŁYTKA DO ARTRODEZY TYLNA TTC	58		
7.0ChLP POSTERIOR ARTHRODESIS PLATE TT 7,0ChLP PŁYTKA DO ARTRODEZY TYLNA TT	58		
7.0ChLP ANTEROLATERAL ARTHRODESIS PLATE TT 7,0ChLP PŁYTKA DO ARTRODEZY PRZEDNIOBOCZNA TT	59		
7.0ChLP ANTERIOR ARTHRODESIS PLATE TT 7,0ChLP PŁYTKA DO ARTRODEZY PRZEDNIA TT	59		
PALETTES FOR IMPLANTS PALETY NA IMPLANTY	60		
7.0ChLP PROXIMAL FEMORAL PERIPROSTHETIC PLATE 7,0ChLP PŁYTKA UDOWA BLIŻSZA OKOŁOPROTEZOWA	61		
7.0ChLP FEMORAL PERIPROSTHETIC PLATE 4 HOL. 7,0ChLP PŁYTKA UDOWA OKOŁOPROTEZOWA 4OTW.....	62		
7.0ChLP TROCHANTERIC PERIPROSTHETIC PLATE 7,0ChLP PŁYTKA NAKRĘTARZOWA OKOŁOPROTEZOWA	62		
7.0ChLP FEMORAL PERIPROSTHETIC PLATE 7,0ChLP PŁYTKA UDOWA OKOŁOPROTEZOWA	63		
7.0ChLP FEMORAL PERIPROSTHETIC PLATE 7,0ChLP PŁYTKA UDOWA OKOŁOPROTEZOWA	63		
CERCLAGE CABLE WITH CLAMP 2X600 KABEL DO CERKLARZU Z ZACISKIEM 2,0X600	64		
INSTRUMENT SET FOR 7.0ChLP PLATES NARZĘDZIA DO PŁYTKI 7,0ChLP	65		
7.0ChLP DYNAMIC HIP PLATE 7,0ChLP DYNAMICZNA PŁYTKA BIODROWA	66		
7.0ChLP HEPI PLATE 2HOL. 7,0ChLP PŁYTKA HEPI 2OTW.	67		

	Pure titanium Czysty tytan		Angle Kąt
	Titanium alloy Stop tytanu		Available lengths Dostępne długości
	Cobalt alloy Stop kobaltu		Available number of holes Dostępna liczba otworów
	Left Lewy		Thickness [mm] Grubość [mm]
	Right Prawy		Scale 1:1 Skala 1:1
	Universal version Wersja uniwersalna		Number of threaded holes in the shaft part of the plate Liczba otworów gwintowanych w części trzonowej płytki
	Length Długość		Number of threaded and compression holes in the shaft part of the plate Liczba otworów gwintowanych i kompresyjnych w części trzonowej płytki
	Torx drive Gniazdo torx		Number of locking holes in the plate Liczba otworów blokowanych w całej płytce
	Torx drive cannulated Gniazdo torx kaniulowane		Variable angle Zmienny kątowo
	Hexagonal drive Gniazdo sześciokątne		Cortical Korowy
	Hexagonal drive cannulated Gniazdo sześciokątne kaniulowane		Cancellous Gąbczasty
	Cannulated Kaniulowany		Available in sterile/ non- sterile condition Dostępny w wersji sterylnej/ niesterylnej
	Locking Blokowany		See surgical technique Patrz technika operacyjna
	Diameter [mm] Średnica [mm]		
	H length [mm] Długość H [mm]		

4.0ChLP RADIUS VOLAR PLATE
4,0ChLP PŁYTKA PROMIENIOWA DŁONIOWA





Len



L

Ti



R

4.0ChLP radius volar narrow plate

4,0ChLP płytka promieniowa dłoniowa wąska

1	3	44	3.7227.603	3.7226.603
	4	54	3.7227.604	3.7226.604
	6	70	3.7227.606	3.7226.606

4.0ChLP radius volar plate

4,0ChLP płytka promieniowa dłoniowa


2	3	44	3.7229.603	3.7228.603
	4	54	3.7229.604	3.7228.604
	6	70	3.7229.606	3.7228.606

4.0ChLP radius volar wide plate

4,0ChLP płytka promieniowa dłoniowa szeroka

3	3	44	3.7231.603	3.7230.603
	4	54	3.7231.604	3.7230.604
	6	70	3.7231.606	3.7230.606

4.0ChLP EXPANDED RADIUS VOLAR PLATE
4,0ChLP PŁYTKA PROMIENIOWA DŁONIOWA ROZSZERZONA









Ti

4.0ChLP expanded radius volar narrow plate				
4,0ChLP płytką promieniową łonową rozszerzona wąska				
1	3	46	3.7233.603	3.7232.603
	4	56	3.7233.604	3.7232.604
	6	72	3.7233.606	3.7232.606
4.0ChLP expanded radius volar plate				
4,0ChLP płytką promieniową łonową rozszerzona				
2	3	46	3.7235.603	3.7234.603
	4	56	3.7235.604	3.7234.604
	6	72	3.7235.606	3.7234.606
4.0ChLP expanded radius volar wide plate				
4,0ChLP płytką promieniową łonową rozszerzona szeroka				
3	3	46	3.7237.603	3.7236.603
	4	56	3.7237.604	3.7236.604
	6	72	3.7237.606	3.7236.606




Use with instrument set no. **40.5710.171**
Stosować z instrumentarium **40.5710.171**

								
	3.5164.xxx	T8	✓	✓			✓	2.4
	3.5165.xxx	T8	✓	✓			✓	2.7
	3.1220.xxx	T8		✓			✓	2.7
	4.5235.xxx	T8	✓		✓	✓	✓	2.4



	The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S
	For other sizes, please contact our Sales Department W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży
	ST-80-403 See surgical technique Patrz technika operacyjna

4.0ChLP DORSAL-RADIAL PLATE 4,0ChLP PŁYTKA PROMIENIOWA GRZBIETOWA



4.0ChLP dorsal-radial delta plate
4,0ChLP płytk promieniowa grzbietowa delta

1	4	75	3.7083.604	3.7084.604
	5	82	3.7083.605	3.7084.605
	6	90	3.7083.606	3.7084.606

4.0ChLP dorsal-radial y plate
4,0ChLP płytk promieniowa grzbietowa y

2	4	75	3.7085.604	3.7086.604
	5	82	3.7085.605	3.7086.605
	6	90	3.7085.606	3.7086.606

4.0ChLP dorsal-radial h plate narrow

3	4	75	3.7085.604	3.7086.604
	5	82	3.7085.605	3.7086.605
	6	90	3.7085.606	3.7086.606

4.0ChLP dorsal-radial h plate wide


4	4	75	3.7085.604	3.7086.604
	5	82	3.7085.605	3.7086.605
	6	90	3.7085.606	3.7086.606

4.0ChLP dorsal-radial pi plate narrow

5	4	75	3.7085.604	3.7086.604
	5	82	3.7085.605	3.7086.605
	6	90	3.7085.606	3.7086.606

4.0ChLP dorsal-radial pi plate wide

6	4	75	3.7085.604	3.7086.604
	5	82	3.7085.605	3.7086.605
	6	90	3.7085.606	3.7086.606



Use with instrument set no. **40.5710.171**
Stosować z instrumentarium **40.5710.171**



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufix "S", np. 3.5200.030S





For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



	3.5164.xxx	T8	✓	✓	✓	2.4
	3.5165.xxx	T8	✓	✓	✓	2.7
	3.1220.xxx	T8		✓	✓	2.7
	4.5235.xxx	T8	✓		✓	2.4

PLATES FOR DISTAL RADIUS – DORSAL SIDE PŁYTKI DO DALSZEGO ODCINKA KOŚCI PROMIENIOWEJ – STRONA GRZBIETOWA

1:1



3.4047.6xx



3.4041.6xx

3.4043.6xx

3.4037.6xx

3.4045.6xx




3.4042.6xx

3.4044.6xx

3.4038.6xx

3.4046.6xx

3.4048.6xx



4.0ChLP STRAIGHT PLATE 4,0ChLP PŁYTKA PROSTA

1:1



		Len	Ti
1	3	47	3.4047.603
	4	58	3.4047.604

4.0ChLP T-PLATE 4,0ChLP PŁYTKA T

		Len	Ti
2	3	40	3.4048.603
	4	51	3.4048.604



4.0ChLP L PLATE 4,0ChLP PŁYTKA L

		Len	L	R
3	2	29	3.4041.602	3.4042.602
	3	40	3.4041.603	3.4042.603
	4	51	3.4041.604	3.4042.604
4	2	29	3.4043.602	3.4044.602
	3	40	3.4043.603	3.4044.603
	4	51	3.4043.604	3.4044.604



4.0ChLP OBLIQUE L PLATE 4,0ChLP PŁYTKA L UKOŚNA

		Len	L	R
5	2	30	3.4037.602	3.4038.602
	3	41	3.4037.603	3.4038.603
	4	52	3.4037.604	3.4038.604
6	2	32	3.4045.602	3.4046.602
	3	43	3.4045.603	3.4046.603
	4	54	3.4045.604	3.4046.604



Use with instrument set no. **40.5710.171**
Stosować z instrumentarium **40.5710.171**

			Ti	Co	VA		
	3.5164.xxx	T8	✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	T8	✓	✓		✓	2.7
	3.1220.xxx	T8		✓		✓	2.7
	4.5235.xxx	T8	✓		✓	✓	2.4

	The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufix "S", np. 3.5200.030S
	For other sizes, please contact our Sales Department W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży
	ST-80-403 See surgical technique Patrz technika operacyjna

1:1




3.4099.603

4.0ChLP DISTAL ULNAR PLATE 4,0ChLP PŁYTKA DO KOŚCI ŁOKCIOWEJ DALSZEJ



	Len	Ti
3	45	3.4099.603
4	53	3.4099.604
5	61	3.4099.605



Use with instrument set no. **40.5710.171**
Stosować z instrumentarium **40.5710.171**



	3.5164.xxx	T8	✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	T8	✓	✓		✓	2.7
	3.1220.xxx	T8		✓		✓	2.7
	4.5235.xxx	T8	✓		✓	✓	2.4



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufix "S", np. 3.5200.030S




For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-80-402 See surgical technique
Patrz technika operacyjna

4.0ChLP WRIST ARTHRODESIS PLATE 4,0ChLP PŁYTKA DO ARTRODEZY NADGARSTKA


1



2



			Ti
1	6	14	3.7206.014
2	12	21	3.7206.021



Use with instrument set no. **40.5710.171 + 15.0204.602**
Stosować z instrumentarium **40.5710.171 + 15.0204.602**



	3.5164.xxx	T8	✓	✓		✓	2.4
	4.5235.xxx	T8	✓		✓	✓	2.4



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufix "S", np. 3.5200.030S





For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-80-404 See surgical technique
Patrz technika operacyjna

4.0ChLP RADIAL HEAD PLATE
4,0ChLP PŁYTKA GŁOWY KOŚCI PROMIENIOWEJ

1:1



4.0ChLP RADIAL HEAD NECK PLATE
4,0ChLP PŁYTKA GŁOWY KOŚCI PROMIENIOWEJ SZYJKOWA

1:1



Use with instrument set no. **40.5713.230**
Stosować z instrumentarium **40.5713.230**

				TiA	Co	VA		
	3.5164.xxx	T8	✓	✓			✓	2.4
	3.5165.xxx	T8	✓	✓			✓	2.7
	3.1220.xxx	T8		✓			✓	2.7
	4.5235.xxx	T8	✓		✓	✓	✓	2.4



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S

Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufix "S",
np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj
się z naszym Działem Sprzedaży




4.0ChLP TALUS PLATE 4,0ChLP PŁYTKA DO KOŚCI SKOKOWEJ

Len	Ti
41	3.7021.041




4.0ChLP PLATE FOR NAVICULAR BONE 4,0ChLP PŁYTKA DO KOŚCI ŁÓDKOWATEJ

Len	Ti
53	3.4069.053



4.0ChLP PLATE FOR CUBOID BONE 4,0ChLP PŁYTKA DO KOŚCI SZEŚCIENNEJ

	Ti	
$L_1 \times L_2$	L	R
15x26	3.4067.026	3.4068.026
18x29	3.4067.029	3.4068.029



Use with instrument set no. **40.5710.020**
Stosować z instrumentarium **40.5710.020**

	3.5164.xxx	T8	✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	T8	✓	✓		✓	2.7
	4.5235.xxx	T8	✓		✓	✓	2.4



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufix "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-80-405 See surgical technique
Patrz technika operacyjna

4.0ChLP T plate 4,0ChLP płytką T




	Len	Ti
4	35,3	3.7058.004
6	48,3	3.7058.006



4.0ChLP RECTANGULAR PLATE 4,0ChLP PŁYTKA PROSTOKĄTNA



Len	Ti
22	3.4061.022
27	3.4061.027



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-80-405 See surgical technique
Patrz technika operacyjna




Use with instrument set no. **40.5710.020**
Stosować z instrumentarium **40.5710.020**




	3.5164.xxx	T8	✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	T8	✓	✓		✓	2.7
	3.1220.xxx	T8		✓		✓	2.7
	4.5235.xxx	T8	✓		✓	✓	2.4

4.0ChLP CURVED PLATE 4,0ChLP PŁYTKA WYGIĘTA




			Ti	
	Len	L		R
4	39		3.4066.004	
5	46	3.4073.005		3.4066.005
6	54		3.4066.006	



4.0ChLP 3D PLATE 4,0ChLP PŁYTKA 3D



		Ti	
Len	L		R
40	3.4063.040		3.4064.040
45	3.4063.045		3.4064.045
50	3.4063.050		3.4064.050



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-80-405 See surgical technique
Patrz technika operacyjna




Use with instrument set no. **40.5710.020**
Stosować z instrumentarium **40.5710.020**

			TiA	Co	VA		
	3.5164.xxx	T8	✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	T8	✓	✓		✓	2.7
	4.5235.xxx	T8	✓	✓	✓	✓	2.4

4.0ChLP 6-TYPE PLATE 4,0ChLP PŁYTKA TYP-6




Len	L	R
46	3.4071.046	3.4070.046
50	3.4071.050	3.4070.050
54	3.4071.054	3.4070.054



4.0ChLP T PLATE OBLIQUE 4,0ChLP PŁYTKA T UKOŚNA



Len	L	R
33	3.4085.033	3.4086.033



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufix "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-80-405 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **40.5710.020**
Stosować z instrumentarium **40.5710.020**

	3.5164.xxx	T8	✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	T8	✓	✓		✓	2.7
	4.5235.xxx	T8	✓		✓	✓	2.4

4.0ChLP L PLATE 4,0ChLP PŁYTKA L




Len	L	R
28	3.4087.028	3.4088.028
38	3.4087.038	3.4088.038
48	3.4087.048	3.4088.048



4.0ChLP STRAIGHT WIDE PLATE 4,0ChLP PŁYTKA PROSTA SZEROKA



Len	Ti
51	3.4084.051
60	3.4084.060
66	3.4084.066



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-80-405 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **40.5710.020**
Stosować z instrumentarium **40.5710.020**

	3.5164.xxx	T8	✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	T8	✓	✓		✓	2.7
	3.1220.xxx	T8		✓		✓	2.7
	4.5235.xxx	T8	✓		✓	✓	2.4

4.0ChLP LISFRANC PLATE 4,0ChLP PŁYTKA ŚRÓDSTOPNO-PALICZKOWA



3.4075.603

	Ti	
	Len	
	L	R
39	3.4075.601	3.4074.601
48	3.4075.602	3.4074.602
59	3.4075.603	3.4074.603




4.0ChLP RECONSTRUCTION PLATE 4,0ChLP PŁYTKA REKONSTRUKCYJNA



3.4072.505

	Len	Ti
3	54	3.4072.503
4	64	3.4072.504
5	74	3.4072.505
6	84	3.4072.506
7	94	3.4072.507
8	104	3.4072.508
9	114	3.4072.509
10	124	3.4072.510



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży




ST-80-405 See surgical technique
Patrz technika operacyjna




Use with instrument set no. **40.5710.020**
Stosować z instrumentarium **40.5710.020**

			TiA	Co	VA		
	3.5164.xxx	T8	✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	T8	✓	✓		✓	2.7
	3.1220.xxx	T8		✓		✓	2.7
	4.5235.xxx	T8	✓		✓	✓	2.4

4.0ChLP 2-HOLES FOOT PLATE 4,0ChLP PŁYTKA 2-OTWOROWA DO STOPY




A	Len	Ti
10	16	3.7020.016
14	20	3.7020.020
18	24	3.7020.024



4.0ChLP X PLATE 4,0ChLP PŁYTKA X



Len	Ti
23	3.4065.723
25	3.4065.725
30	3.4065.730
35	3.4065.735



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-80-405 See surgical technique
Patrz technika operacyjna




Use with instrument set no. **40.5741.200**
Stosować z instrumentarium **40.5741.200**

							
	3.5164.xxx	T8	✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	T8	✓	✓		✓	2.7
	4.5235.xxx	T8	✓		✓	✓	2.4

4.0ChLP OBLIQUE T PLATE FOR SMALL BONES 4,0ChLP PŁYTKA T UKOŚNA DO KOŚCI DROBNYCH



Len	L	R
28	3.4031.028	3.4032.028
30	3.4031.030	3.4032.030
32	3.4031.032	3.4032.032



4.0ChLP T PLATE 4,0ChLP PŁYTKA T

Len	Ti
38	3.4062.038
40	3.4062.040
42	3.4062.042
44	3.4062.044
46	3.4062.046



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży




ST-80-405 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **40.5741.200**
Stosować z instrumentarium **40.5741.200**


	3.5164.xxx	T8	✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	T8	✓	✓		✓	2.7
	4.5235.xxx	T8	✓		✓	✓	2.4

4.0ChLP WEDGE T PLATE 4,0ChLP PŁYTKA T KLINOWA




		
2	30	3.7056.002
3	30	3.7056.003
4	30	3.7056.004
5	30	3.7056.005
6	30	3.7056.006
7	30	3.7056.007

4.0ChLP WEDGE X PLATE 4,0ChLP PŁYTKA X KLINOWA



		
2	23	3.7057.002
3	23	3.7057.003
4	23	3.7057.004
5	23	3.7057.005
6	23	3.7057.006
7	23	3.7057.007



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-80-401 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **40.6297.000**
Stosować z instrumentarium **40.6297.000**

								
	3.5164.xxx	T8	✓	✓			✓	2.4
	3.5165.xxx	T8	✓	✓			✓	2.7
	4.5235.xxx	T8	✓		✓	✓	✓	2.4

4.0ChLP ENDOSTEAL PLATE 4,0ChLP PŁYTKA ŚRÓDKOSTNA

1:1




	Ti		
	Len	L	R
1	40	3.7061.140	3.7060.140
	45	3.7061.145	3.7060.145
	50	3.7061.150	3.7060.150
2	40	3.7061.240	3.7060.240
	45	3.7061.245	3.7060.245
	50	3.7061.250	3.7060.250

	The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S
	For other sizes, please contact our Sales Department W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży
	ST-65 See surgical technique Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **15.0204.002**
 Stosować z instrumentarium **15.0204.002**

									
	3.5164.xxx	T8	✓	✓				✓	2.4
	4.5235.xxx	T8	✓			✓	✓	✓	2.4





type rodzaj	cat. no. nr katalogowy	aiming block nakładka celująca	trial przymiar	palette (without aiming blocks) paleta (bez nakładek)	palette (with aiming blocks) paleta (z narzędziami)
Radius volar plate Płytką promieniową dłoniową	3.7226.xxx	40.8236.000	43.7228.606 (right/prawa) 43.7229.606 (left/lewa)	-	40.5713.170
	3.7227.xxx	40.8237.000			
	3.7228.xxx	40.8238.000			
	3.7229.xxx	40.8239.000			
	3.7230.xxx	40.8240.000			
	3.7231.xxx	40.8241.000			
Expanded radius volar plate Płytką promieniową dłoniową rozszerzona	3.7232.xxx	40.8236.000	43.7234.606 (right/prawa) 43.7235.606 (left/lewa)	-	
	3.7233.xxx	40.8237.000			
	3.7234.xxx	40.8238.000			
	3.7235.xxx	40.8239.000			
	3.7236.xxx	40.8240.000			
	3.7237.xxx	40.8241.000			
Dorsal-radial plate Płytką promieniową grzbietową	3.7083.xxx	-	43.7083.605	40.5713.150	-
	3.7084.xxx		43.7084.605		
	3.7085.xxx		43.7085.605		
	3.7086.xxx		43.7086.605		
	3.7075.000		43.7075.000		
	3.7076.000		43.7076.000		
	3.7077.000		43.7077.000		
	3.7078.000		43.7078.000		
	3.7079.000		43.7079.000		
	3.7080.000		43.7080.000		
	3.7081.000		43.7081.000		
	3.7082.000		43.7082.000		
Straight plate Płytką prosta	3.4047.xxx	-	43.4047.603	-	40.5713.040
L plate Płytką L	3.4041.xxx	-	43.4041.603	-	
	3.4042.xxx		43.4042.603		
Oblique I plate Płytką L ukośna	3.4037.xxx	-	43.4037.603	-	
	3.4038.xxx		43.4038.603		
	3.4045.xxx		43.4045.603		
	3.4046.xxx		43.4046.603		
T plate Płytką T	3.4048.xxx	-	43.4048.603	-	
L plate Płytką L	3.4043.xxx	-	43.4043.603	-	
	3.4044.xxx		43.4044.603		
Distal ulnar plate Płytką do kości łokciowej dalszej	3.4099.xxx	-	43.4099.604	-	-

Radial head plate Płytką głowy kości promieniowej	3.7024.xxx	-	43.7024.502	40.5713.330	-
	3.7025.xxx		43.7025.502		
	3.7026.xxx		43.7026.502		
	3.7027.xxx		43.7027.502		
Radial head plate Płytką głowy kości promieniowej szyjkowa	3.7028.xxx	-	43.7028.502		
Endosteal plate Płytką śródkostną	3.7061.xxx			14.0204.601	
Wrist arthrodesis plate Płytką do artrodezy nadgarstka	3.7206.xxx	-		14.0204.602	15.0204.603
Talus plate Płytką do kości skokowej	3.7021.xxx	-	-	40.5714.020	-
Rectangular plate Płytką prostokątną	3.4061.xxx				
3D plate Płytką 3D	3.4063.xxx				
	3.4064.xxx				
Curved plate Płytką wygiętą	3.4066.xxx				
	3.4073.xxx				
Plate for cuboid bone Płytką do kości sześciennej	3.4067.xxx				
	3.4068.xxx				
Plate for navicular bone Płytką do kości łódkowatej	3.4069.xxx				
6-type plate Płytką typ-6	3.4070.xxx				
	3.4071.xxx				
T plate oblique Płytką T ukośną	3.4085.xxx				
	3.4086.xxx				
L plate Płytką L	3.4087.xxx				
	3.4088.xxx				
Straight wide plate Płytką prosta szeroka	3.4084.xxx				
Lisfranc plate Płytką śródstopno-paliczkowa	3.4074.xxx				
	3.4075.xxx				
Reconstruction plate Płytką rekonstrukcyjną	3.4072.xxx				
2-Holes foot plate Płytką 2-otworową do stopy	3.7020.xxx	-	-	40.5741.300	-
Oblique T plate for small bones Płytką T ukośną do kości drobnych	3.4031.xxx				
	3.4032.xxx				
X plate Płytką X	3.4065.xxx				
T plate Płytką T	3.4062.xxx				
Wedge T plate Płytką T klinowa	3.7056.xxx	-	-	-	40.6298.000
Wedge X plate Płytką X klinowa	3.7057.xxx				

LOCKING ELEMENTS ELEMENTY BLOKUJĄCE

4.0ChLP SCREW 2.4
4,0ChLP WKREŃT 2,4



T8	
Len	TiA
6	3.5164.006
8	3.5164.008
10	3.5164.010
12	3.5164.012
14	3.5164.014
16	3.5164.016
18	3.5164.018
20	3.5164.020
22	3.5164.022
24	3.5164.024
26	3.5164.026
28	3.5164.028
30	3.5164.030
32	3.5164.032
34	3.5164.034
36	3.5164.036
38	3.5164.038
40	3.5164.040

4.0ChLP SCREW 2.7
4,0ChLP WKREŃT 2,7



T8	
Len	TiA
6	3.5165.006
8	3.5165.008
10	3.5165.010
12	3.5165.012
14	3.5165.014
16	3.5165.016
18	3.5165.018
20	3.5165.020
22	3.5165.022
24	3.5165.024
26	3.5165.026
28	3.5165.028
30	3.5165.030
32	3.5165.032
34	3.5165.034
36	3.5165.036
38	3.5165.038
40	3.5165.040

4.0ChLP SCREW VA 2.4
4,0ChLP WKREŃT VA 2,4




T8	
Len	Co
6	4.5235.006
8	4.5235.008
10	4.5235.010
12	4.5235.012
14	4.5235.014
16	4.5235.016
18	4.5235.018
20	4.5235.020
22	4.5235.022
24	4.5235.024
26	4.5235.026
28	4.5235.028
30	4.5235.030
32	4.5235.032
34	4.5235.034
36	4.5235.036
38	4.5235.038
40	4.5235.040

CORTICAL SELF-TAPPING SCREW 2.7
WKREŃT KOROWY SAMOGWINTUJĄCY 2,7




T8	
Len	TiA
6	3.1220.006
8	3.1220.008
10	3.1220.010
12	3.1220.012
14	3.1220.014
16	3.1220.016
18	3.1220.018
20	3.1220.020
22	3.1220.022
24	3.1220.024
26	3.1220.026
28	3.1220.028
30	3.1220.030
32	3.1220.032
34	3.1220.034
36	3.1220.036
38	3.1220.038
40	3.1220.040



4.5ChLP NARROW STRAIGHT RECONSTRUCTION PLATE 4,5ChLP PŁYTKA REKONSTRUKCYJNA PROSTA WĄSKA



	Len	Ti
4	88	3.4080.504
5	102	3.4080.505
6	116	3.4080.506
7	130	3.4080.507
8	144	3.4080.508



5.0ChLP STRAIGHT RECONSTRUCTION PLATE 5,0ChLP PŁYTKA REKONSTRUKCYJNA PROSTA



	Len	Ti
4	88	3.4022.804
5	102	3.4022.805
6	116	3.4022.806
7	130	3.4022.807
8	144	3.4022.808
10	172	3.4022.810

5.0ChLP NARROW COMPRESSION LIMITED CONTACT PLATE 5,0ChLP PŁYTKA WĄSKA, KOMPRESYJNA, Z OGRANICZONYM KONTAKTEM



	Len	Ti
5	88	3.3157.505
6	103	3.3157.506
7	118	3.3157.507
8	133	3.3157.508
10	163	3.3157.510
12	193	3.3157.512

	3.5200.xxx	T15	✓	✓		✓	3.5	
	3.5225.xxx	T15	✓	✓		✓	2.4	
	3.1306.xxx	T15		✓		✓	3.5	
	4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	3.5	
	3.5207.006	T15	✓	✓			3.5	
	3.5208.000	T15	✓	✓			3.5	
	3.1221.050	T15	✓	✓				



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S

Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-47 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **15.0205.208** or
15.0205.202+15.0205.206
Stosować z instrumentarium **15.0205.208** lub
15.0205.202+15.0205.206

5.0ChLP TUBULAR STRAIGHT PLATE 1/3 5,0ChLP PŁYTKA PROSTA RURKOWA 1/3



3.4081.006

	Len	Ti	
4	45	3.4081.004	
5	57	3.4081.005	
6	69	3.4081.006	
7	81	3.4081.007	
8	93	3.4081.008	
10	117	3.4081.010	



5.0ChLP TUBULAR STRAIGHT PLATES 1/3 5,0ChLP PŁYTKA PROSTA RURKOWA 1/3



3.4081.606

	Len	Ti	
4	46	3.4081.604	
5	58	3.4081.605	
6	70	3.4081.606	
7	82	3.4081.607	
8	94	3.4081.608	
9	106	3.4081.609	
10	118	3.4081.610	

				TiA	Co	VA			
	3.5200.xxx	T15	✓	✓			✓		3.5
	3.5225.xxx	T15	✓	✓			✓		2.4
	3.1306.xxx	T15		✓			✓		3.5
	4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	✓		3.5
	3.5207.006	T15	✓	✓					3.5
	3.5208.000	T15	✓	✓					3.5
	3.1221.050	T15	✓	✓					



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S

Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-47 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **15.0205.208** or **15.0205.202+15.0205.206**
Stosować z instrumentarium **15.0205.208** lub **15.0205.202+15.0205.206**

5.0ChLP ACJ PLATE 5,0ChLP PŁYTKA ACJ



10	3.7242.110
13	3.7242.113
16	3.7242.116



ST-80-521 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **15.0205.601** or **15.0205.430+15.0205.206**
or **15.205.208**
Stosować z instrumentarium **15.0205.601** lub **15.0205.430+15.0205.206**
lub **15.205.208**



	3.5200.xxx	T15	✓	✓		✓	3.5
	4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	3.5



5.0ChLP CLAVICULAR PLATE WITH HOOK 5,0ChLP PŁYTKA OBOJCZYKOWA Z HAKIEM



	5	3.4025.505	3.4026.505
12	6	3.4025.506	3.4026.506
	7	3.4025.507	3.4026.507
	5	3.4027.505	3.4028.505
15	6	3.4027.506	3.4028.506
	7	3.4027.507	3.4028.507



	3.5200.xxx	T15	✓	✓		✓	3.5
	3.5225.xxx	T15	✓	✓		✓	2.4
	3.1306.xxx	T15		✓		✓	3.5
	4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	3.5
	3.5207.006	T15	✓	✓			3.5
	3.5208.000	T15	✓	✓			3.5
	3.1221.050	T15	✓	✓			



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-80-502 See surgical technique
Patrz technika operacyjna




Use with instrument set no. **15.0205.208** or **15.0205.202+15.0205.206**
Stosować z instrumentarium **15.0205.208** lub **15.0205.202+15.0205.206**

5.0ChLP CLAVICLE S PLATE 5,0ChLP PŁYTKA OBOJCZYKOWA S




			Ti
	Len	L	R
3	71	3.7015.503	3.7014.503
4	80	3.7015.504	3.7014.504
1	5	90	3.7015.505
6	99	3.7015.506	3.7014.506
8	116	3.7015.508	3.7014.508
4	71	3.7015.604	3.7014.604
5	80	3.7015.605	3.7014.605
2	6	90	3.7015.606
7	99	3.7015.607	3.7014.607
9	116	3.7015.609	3.7014.609



5.0ChLP CLAVICLE SHAFT S PLATE 5,0ChLP PŁYTKA OBOJCZYKOWA S TRZONOWA



			Ti
	Len	L	R
6	66	3.7049.506	3.7048.506
1	8	84	3.7049.508
10	104	3.7049.510	3.7048.510
6	66	3.7049.606	3.7048.606
2	8	84	3.7049.608
10	104	3.7049.610	3.7048.610




Use with instrument set no. **15.0205.208** or **15.0205.202+15.0205.206**
Stosować z instrumentarium **15.0205.208** lub **15.0205.202 +15.0205.206**

			TiA	Co	VA		
3.5200.xxx	T15	✓	✓			✓	3.5
3.5225.xxx	T15	✓	✓			✓	2.4
3.1306.xxx	T15		✓			✓	3.5
4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	✓	3.5
3.5207.006	T15	✓	✓				3.5
3.5208.000	T15	✓	✓				3.5
3.1221.050	T15	✓	✓				

	The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S
	For other sizes, please contact our Sales Department W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży
	ST-80-518 See surgical technique Patrz technika operacyjna

5.0ChLP SCAPULAR MEDIAL PLATE 5,0ChLP PŁYTKA ŁOPATKOWA PRZYŚRODKOWA



			Ti	
		Len	L	R
1	3	72	3.7207.603	3.7208.603
	5	91	3.7207.605	3.7208.605

5,0ChLP SCAPULAR LATERAL PLATE 5,0ChLP PŁYTKA ŁOPATKOWA BOCZNA

			Ti	
		Len	L	R
2	5	91	3.7209.605	3.7210.605
	7	111	3.7209.607	3.7210.607

5.0ChLP SCAPULAR GLENOID PLATE 5,0ChLP PŁYTKA PANEWKOWA

			Ti	
		Len	L	R
3	39		3.7211.600	3.7212.600



				TiA	Co	VA			
	3.5200.xxx	T15	✓	✓			✓		3.5
	3.5225.xxx	T15	✓	✓			✓		2.4
	3.1306.xxx	T15		✓			✓		3.5
	4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	✓		3.5
	3.5207.006	T15	✓	✓					3.5
	3.5208.000	T15	✓	✓					3.5



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-80-519 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **15.0205.208** or **15.0205.202+15.0205.206**
Stosować z instrumentarium **15.0205.208** lub **15.0205.202+15.0205.206**


5.0ChLP HUMERUS PLATE 5,0ChLP PŁYTKA RAMIENNA




	Len	Ti
4	95	3.4034.604
5	108	3.4034.605
6	121	3.4034.606
8	147	3.4034.608
10	173	3.4034.610



ST-80-514 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



5.0ChLP DISTAL HUMERUS Y PLATE 5,0ChLP PŁYTKA RAMIENNA DALSZY Y



	Len	L	R
5	116	3.7243.605	3.7244.605
6	129	3.7243.606	3.7244.606
8	155	3.7243.608	3.7244.608
10	181	3.7243.610	3.7244.610
12	207	3.7243.612	3.7244.612
14	233	3.7243.614	3.7244.614
16	259	3.7243.616	3.7244.616



ST-80-520 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



	3.5200.xxx	T15	✓	✓	✓	3.5
	3.5225.xxx	T15	✓	✓	✓	2.4
	3.1306.xxx	T15	✓	✓	✓	3.5
	4.5236.xxx	T15	✓	✓	✓	3.5
	3.5207.006	T15	✓	✓	✓	3.5
	3.5208.000	T15	✓	✓	✓	3.5
	3.1221.050	T15	✓	✓	✓	3.5



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S

Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S




For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



Use with instrument set no. **15.0205.208** or **15.0205.202+15.0205.206**
Stosować z instrumentarium **15.0205.208** lub **15.0205.202+15.0205.206**

5.0ChLP DISTAL LATERAL HUMERUS PLATE 5,0ChLP PŁYTKA RAMIENNA DALSZY BOCZNA




			Ti	
		Len	L	R
	4	91	3.7037.604	3.7036.604
	6	111	3.7037.606	3.7036.606
1	8	131	3.7037.608	3.7036.608
	10	151	3.7037.610	3.7036.610
	12	171	3.7037.612	3.7036.612


5.0ChLP DISTAL POSTERIOR LATERAL HUMERUS PLATE 5,0ChLP PŁYTKA RAMIENNA DALSZY TYLNA BOCZNA




			Ti	
		Len	L	R
	4	75	3.7039.604	3.7038.604
	6	97	3.7039.606	3.7038.606
2	8	113	3.7039.608	3.7038.608
	10	131	3.7039.610	3.7038.610
	12	150	3.7039.612	3.7038.612



90°
3.7071 / 3.7072
+
3.7038 / 3.7039



180°
3.7071 / 3.7072
+
3.7036 / 3.7037



90°
3.7040 / 3.7041
+
3.7036 / 3.7037

			TiA	Co	VA		
	3.5200.xxx	T15	✓	✓		✓	3.5
	3.5225.xxx	T15	✓	✓		✓	2.4
	3.1306.xxx	T15		✓		✓	3.5
	4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	3.5
	3.5207.006	T15	✓	✓			3.5
	3.5208.000	T15	✓	✓			3.5

	The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S
	For other sizes, please contact our Sales Department W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży
	ST-80-511 See surgical technique Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **15.0205.208** or **15.0205.202+15.0205.206**
Stosować z instrumentarium **15.0205.208** lub **15.0205.202+15.0205.206**

5.0ChLP DISTAL POSTERIOR MEDIAL HUMERUS PLATE 5,0ChLP PŁYTKA RAMIENNA DALSZY TYLNA PRZYŚRODKOWA



			Ti	
		Len	L	R
	4	84	3.7041.604	3.7040.604
	6	104	3.7041.606	3.7040.606
3	8	124	3.7041.608	3.7040.608
	10	144	3.7041.610	3.7040.610
	12	164	3.7041.612	3.7040.612

5.0ChLP DISTAL MEDIAL HUMERUS PLATE 5,0ChLP PŁYTKA RAMIENNA DALSZY PRZYŚRODKOWA



			Ti	
		Len	L	R
	4	91	3.7071.604	3.7072.604
	6	111	3.7071.606	3.7072.606
4	8	131	3.7071.608	3.7072.608
	10	151	3.7071.610	3.7072.610
	12	171	3.7071.612	3.7072.612



			TiA	Co	VA		
	3.5200.xxx	T15	✓	✓		✓	3.5
	3.5225.xxx	T15	✓	✓		✓	2.4
	3.1306.xxx	T15		✓		✓	3.5
	4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	3.5
	3.5207.006	T15	✓	✓			3.5
	3.5208.000	T15	✓	✓			3.5
	3.1221.050	T15	✓	✓			

	The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S
	For other sizes, please contact our Sales Department W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży
	ST-80-511 See surgical technique Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **15.0205.208** or **15.0205.202+15.0205.206**
Stosować z instrumentarium **15.0205.208** lub **15.0205.202+15.0205.206**

5.0ChLP DISTAL DORSOLATERAL HUMERUS PLATE 5,0ChLP PŁYTKA RAMIENNA DALSZĄ GRZBIETOWO BOCZNA



			Ti	
		Len	L	R
	4	75	3.7073.604	3.7074.604
	6	94	3.7073.606	3.7074.606
5	8	113	3.7073.608	3.7074.608
	10	132	3.7073.610	3.7074.610
	12	151	3.7073.612	3.7074.612



90°
3.7071 / 3.7072
+
3.7073 / 3.7074

				TiA	Co	VA			
	3.5200.xxx	T15	✓	✓			✓		3.5
	3.5225.xxx	T15	✓	✓			✓		2.4
	3.1306.xxx	T15		✓			✓		3.5
	4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	✓		3.5
	3.5207.006	T15	✓	✓					3.5
	3.5208.000	T15	✓	✓					3.5
	3.1221.050	T15	✓	✓					



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S

Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży




ST-80-511 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **15.0205.208** or **15.0205.202+15.0205.206**
Stosować z instrumentarium **15.0205.208** lub **15.0205.202+15.0205.206**


5,0ChLP FOREARM PLATE STRAIGHT 5,0ChLP PŁYTKA PROSTA PRZEDRAMIENNA



		Len	Ti
1	6	82	3.7240.606
	8	102	3.7240.608

5.00ChLP FOREARM PLATE CURVED 5,0ChLP PŁYTKA WYGIĘTA PRZEDRAMIENNA

		Len	Ti
2	12	146	3.7268.612
	14	170	3.7268.614



			TiA	Co	VA			
3.5200.xxx	T15	✓	✓			✓		3.5
3.5225.xxx	T15	✓	✓			✓		2.4
3.1306.xxx	T15		✓			✓		3.5
4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	✓		3.5
3.5207.006	T15	✓	✓					3.5
3.5208.000	T15	✓	✓					3.5
3.1221.050	T15	✓	✓					



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S

Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-47 See surgical technique
Patrz technika operacyjna




Use with instrument set no. **15.0205.208** or **15.0205.202+15.0205.206**
Stosować z instrumentarium **15.0205.208** lub **15.0205.202+15.0205.206**

5.0ChLP OLECRANON PLATE
5,0ChLP PŁYTKA WYROSTKA ŁOKCIOWEGO



		Ti	
	Len		
2	88	3.4097.502	3.4098.502
4	121	3.4097.504	3.4098.504
6	151	3.4097.506	3.4098.506
8	181	3.4097.508	3.4098.508

	ST-80-510	See surgical technique Patrz technika operacyjna
--	-----------	---



5.0ChLP RADIUS VOLAR PLATE
5,0ChLP PŁYTKA PROMIENIOWA DŁONIOWA

		Ti	
!	Len	L	R
5	73	3.7067.605	3.7068.605
7	97	3.7067.607	3.7068.607
9	122	3.7067.609	3.7068.609
11	146	3.7067.611	3.7068.611

	ST-47	See surgical technique Patrz technika operacyjna
--	-------	---




					TiA	Co	VA			
	3.5200.xxx	T15	✓	✓				✓		3.5
	3.5225.xxx	T15	✓	✓				✓		2.4
	3.1306.xxx	T15			✓			✓		3.5
	4.5236.xxx	T15	✓			✓	✓	✓		3.5
	3.5207.006	T15	✓	✓						3.5
	3.5208.000	T15	✓	✓						3.5
	3.1221.050	T15	✓	✓						

 The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufix "S", np. 3.5200.030S

 For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży

Use with instrument set no. **15.0205.208** or **15.0205.202+15.0205.206**
Stosować z instrumentarium **15.0205.208** lub **15.0205.202+15.0205.206**

5.0ChLP WRIST ARTHRODESIS PLATES
5,0ChLP PŁYTKI DO ARTRODEZY NADGARSTKA



	Len	Ti	STRAIGHT PROSTA
1	130	3.7033.004	
2	131	3.7034.004	SHORT BEND PODGIĘCIE KRÓTKIE
3	140	3.7035.004	STANDARD BEND PODGIĘCIE STANDARDOWE

 ST-80-509 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



					TiA	Co	VA			
	3.5200.xxx	T15	✓	✓				✓		3.5
	3.5225.xxx	T15	✓	✓				✓		2.4
	3.1306.xxx	T15		✓				✓		3.5
	4.5236.xxx	T15	✓			✓	✓	✓		3.5
	3.5207.006	T15	✓	✓						3.5
	3.5208.000	T15	✓	✓						3.5
	3.1221.050	T15	✓	✓						



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S




For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj
się z naszym Działem Sprzedaży



Use with instrument set no. **15.0205.208** or **15.0205.202+15.0205.206**
Stosować z instrumentarium **15.0205.208** lub **15.0205.202+15.0205.206**

5.0ChLP PROXIMAL TIBIAL T PLATE 5,0ChLP PŁYTKA PISZCZELOWA BLIŻSZA T



3.7091.606

			Ti	
	Len	L	R	
4	110	3.7091.604	3.7092.604	
5	125	3.7091.605	3.7092.605	
6	140	3.7091.606	3.7092.606	
8	170	3.7091.608	3.7092.608	



		TiA	Co	VA				
	3.5200.xxx	T15	✓	✓		✓	3.5	
	3.5225.xxx	T15	✓	✓		✓	2.4	
	3.1306.xxx	T15		✓		✓	3.5	
	4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	3.5	
	3.5207.006	T15	✓	✓			3.5	
	3.5208.000	T15	✓	✓			3.5	
	3.1221.050	T15	✓	✓				



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S

Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



Use with instrument set no. **15.0205.208** or

15.0205.202+15.0205.206

Stosować z instrumentarium **15.0205.208** lub

15.0205.202+15.0205.206


5.0ChLP PROXIMAL LATERAL TIBIA PLATE 5,0ChLP PŁYTKA PISZCZELOWA BLIŻSZA BOCZNA



3.7203.608

			Ti	
	Len	L		R
4	121	3.7203.604		3.7202.604
5	134	3.7203.605		3.7202.605
6	147	3.7203.606		3.7202.606
8	173	3.7203.608		3.7202.608

ST-80-516 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



5.0ChLP NARROW TIBIAL PLATE 5,0ChLP PŁYTKA PISZCZELOWA WĄSKA



3.4011.609

			Ti	
	Len	L		R
1	74	3.4011.601		3.4012.601
3	100	3.4011.603		3.4012.603
5	126	3.4011.605		3.4012.605
7	152	3.4011.607		3.4012.607
9	178	3.4011.609		3.4012.609

ST-80-522 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **15.0205.208** or **15.0205.202+15.0205.206**
Stosować z instrumentarium **15.0205.208** lub **15.0205.202+15.0205.206**

			TiA	Co	VA		
3.5200.xxx	T15	✓	✓			✓	3.5
3.5225.xxx	T15	✓	✓			✓	2.4
3.1306.xxx	T15		✓			✓	3.5
4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	✓	3.5
3.5207.006	T15	✓	✓				3.5
3.5208.000	T15	✓	✓				3.5
3.1221.050	T15	✓	✓				



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S

Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufix "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży

5.0ChLP POSTERIOR NARROW TIBIA PLATE 5,0ChLP PŁYTKA PISZCZEŁOWA TYLNA WĄSKA




	Len	Ti
4	66	3.7094.604
6	86	3.7094.606

5.0CHLP POSTERIOR WIDE TIBIA PLATE 5,0ChLP PŁYTKA PISZCZEŁOWA TYLNA SZEROKA



	Len	Ti
4	66	3.7095.604
6	86	3.7095.606



			TiA	Co	VA			
 3.5200.xxx	T15	✓	✓			✓		3.5
 3.5225.xxx	T15	✓	✓			✓		2.4
 3.1306.xxx	T15		✓			✓		3.5
 4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	✓		3.5
 3.5207.006	T15	✓	✓					3.5
 3.5208.000	T15	✓	✓					3.5
 3.1221.050	T15	✓	✓					



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S

Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-80-501 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **15.0205.208** or **15.0205.202+15.0205.206**
Stosować z instrumentarium **15.0205.208** lub **15.0205.202+15.0205.206**

5.0ChLP TIBIAL DISTAL MEDIAL PLATE 5,0ChLP PŁYTKA PISZCZELOWA DALSZĄ PRZYŚRODKOWA




	Len	Ti
4	56	3.7238.604
5	66	3.7238.605

ST-80-523 See surgical technique
Patrz technika operacyjna




5.0ChLP DISTAL MEDIAL TIBIAL PLATE 5,0ChLP PŁYTKA PISZCZELOWA DALSZĄ PRZYŚRODKOWA



	Len	Ti
7	167	3.4033.507
9	197	3.4033.509

ST-47 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



		TiA	Co	VA	C			
	3.5200.xxx	T15	✓	✓		✓		3.5
	3.5225.xxx	T15	✓	✓		✓		2.4
	3.1306.xxx	T15		✓		✓		3.5
	4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	✓	3.5
	3.5207.006	T15	✓	✓				3.5
	3.5208.000	T15	✓	✓				3.5
	3.1221.050	T15	✓	✓				

The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S

For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży




Use with instrument set no. **15.0205.208** or **15.0205.202+15.0205.206**
Stosować z instrumentarium **15.0205.208** lub **15.0205.202+15.0205.206**

5.0ChLP DISTAL MEDIAL TIBIAL PLATE 5,0ChLP PŁYTKA PISZCZEŁOWA DALSZĄ PRZYŚRODKOWA



			Ti	
		Len	L	R
1	4	108	3.4039.604	3.4040.604
	6	134	3.4039.606	3.4040.606
	8	160	3.4039.608	3.4040.608
2	4	99	3.7019.604	3.7018.604
	6	125	3.7019.606	3.7018.606
	8	151	3.7019.608	3.7018.608

ST-80-503 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



5.0ChLP DISTAL TIBIAL L PLATE 5,0ChLP PŁYTKA PISZCZEŁOWA DALSZĄ L



			Ti	
		Len	L	R
	5	114	3.4051.605	3.4052.605
	7	140	3.4051.607	3.4052.607
	9	166	3.4051.609	3.4052.609

ST-80-504 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **15.0205.208** or **15.0205.202+15.0205.206**
Stosować z instrumentarium **15.0205.208** lub **15.0205.202+15.0205.206**

			TiA	Co	VA		
3.5200.xxx	T15	✓	✓			✓	3.5
3.5225.xxx	T15	✓	✓			✓	2.4
3.1306.xxx	T15		✓			✓	3.5
4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	✓	3.5
3.5207.006	T15	✓	✓				3.5
3.5208.000	T15	✓	✓				3.5
3.1221.050	T15	✓	✓				



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S




For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży

5.0ChLP DISTAL LATERAL FIBULA PLATE 5,0ChLP PŁYTKA STRZAŁKOWA DALSZĄ BOCZNA



3.7029.607

			Ti
	Len	L	R
4	85	3.7029.604	3.7030.604
5	95	3.7029.605	3.7030.605
6	105	3.7029.606	3.7030.606
8	125	3.7029.608	3.7030.608
10	145	3.7029.610	3.7030.610
ST-47		See surgical technique Patrz technika operacyjna	



			TiA	Co	VA		
	3.5200.xxx	T15	✓	✓		✓	3.5
	3.5225.xxx	T15	✓	✓		✓	2.4
	3.1306.xxx	T15		✓		✓	3.5
	4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	3.5
	3.5207.006	T15	✓	✓			3.5
	3.5208.000	T15	✓	✓			3.5
	3.1221.050	T15	✓	✓			



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S

Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



Use with instrument set no. **15.0205.208** or

15.0205.202+15.0205.206

Stosować z instrumentarium **15.0205.208** lub



15.0205.202+15.0205.206



5.0ChLP CALCANEAL PLATE 5,0ChLP PŁYTKA PIĘTOWA


	Len	L	R
Small	59	3.7201.601	3.7200.601
Medium	63	3.7201.602	3.7200.602
Large	66	3.7201.603	3.7200.603

ST-80-512 See surgical technique
Patrz technika operacyjna




5.0ChLP CALCANEAL PLATE 5,0ChLP PŁYTKA PIĘTOWA

	L	R
	3.4057.000	3.4058.000



4.5ChLP CALCANEAL PLATE WITH HOOK 4,5ChLP PŁYTKA PIĘTOWA Z ZACZEPEM

	L	R
	3.4059.000	3.4060.000



			TiA	Co	VA			
	3.5200.xxx	T15	✓	✓		✓	3.5	
	3.5225.xxx	T15	✓	✓		✓	2.4	
	4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	3.5	
	3.5207.006	T15	✓	✓			3.5	
	3.5208.000	T15	✓	✓			3.5	
	3.1221.050	T15	✓	✓				



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S

Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S




For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży





Use with instrument set no. **15.0205.208** or **15.0205.202+15.0205.206**
Stosować z instrumentarium **15.0205.208** lub **15.0205.202+15.0205.206**

PALETTES FOR IMPLANTS PALETY NA IMPLANTY




STAND FOR 5.0CHLP SCREWS 4X2 H STATYW NA WKRETY 5,0CHLP 4X2 H	14.0205.501															
	5.0ChLP self-tapping screw 3.5 5,0ChLP wkręt samogwintujący 3,5 [REF] 3.5200.0xx															
																
	L[mm]	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	Pcs Szt.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	L[mm]	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	65	70	75	80	85
Pcs Szt.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5.0ChLP cerclage screws 5,0ChLP wkręt do cerklarzu [REF] 3.1221.050																
																
Pcs Szt.	3															
* Tray does not include implants / Statyw nie zawiera implantów																

* Tray does not include implants / Statyw nie zawiera implantów

STAND FOR 5.0CHLP SCREWS 4X2 H STATYW NA WKRETY 5,0CHLP 4X2 H	14.0205.506																	
	5.0ChLP self-tapping screw 3.5 5,0ChLP wkręt samogwintujący 3,5 [REF] 3.5200.0xx																	
	L[mm]	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40		
	Pcs Szt.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
	L[mm]	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	65	70	75	80	85		
	Pcs Szt.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
	5.0ChLP screw VA 3.5 5,0ChLP wkręt VA 3,5 [REF] 4.5236.0xx																	
	L[mm]	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40		
	Pcs Szt.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
L[mm]	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	65	70	75	80	85			
Pcs Szt.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			



* Tray does not include implants / Statyw nie zawiera implantów

* Tray does not include implants / Statyw nie zawiera implantów

STAND FOR 5.0CHLP SCREWS 4X2 H STATYW NA WKRETY 5,0CHLP 4X2 H	14.0205.502															
	Cortical self-tapping screw 3.5 Wkręt korowry samogwintujący 3,5 [REF] 3.1306.0xx															
																
	L[mm]	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	Pcs Szt.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	L[mm]	45	50	55	60	65	70	75	80	85						
	Pcs Szt.	2	2	2	2	2	2	2	2	2						
	4.5ChLP screw 2.4 4,5ChLP wkręt 2,4 [REF] 3.5225.0xx															
																
	L[mm]	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38
	Pcs Szt.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
L[mm]	40															
Pcs Szt.	3															
5.0ChLP Cancellous screw 3,9 5,0ChLP Wkręt gąbczasty 3,9 [REF] 3.5231.0xx																
																
L[mm]	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80						
Pcs Szt.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2						
*Tray does not include implants / Statyw nie zawiera implantów																

* Tray does not include implants / Statyw nie zawiera implantów

5.0 ChM Locked Plating ChLPsystem



type rodzaj	cat. no. nr katalogowy	aiming block nakładka celująca	trial przymiar	palette (without aiming blocks) paleta (bez nakładek)	palette (with aiming blocks) paleta (z nakładkami)
Narrow straight reconstruction plate Płytką rekonstrukcyjną prostą wąską	3.4080.xxx	-	-	14.0205.402	-
Straight reconstruction plate Płytką rekonstrukcyjną prostą	3.4022.xxx	-	-		
Narrow compression limited contact plate Płytką wąską, kompresyjną, z ograniczonym kontaktem	3.3157.xxx	-	-	14.0205.404	-
Tubular straight plate 1/3 Płytką prostą rurkową 1/3	3.4081.xxx	-	-	-	-
ACJ plate Płytką ACJ	3.7242.xxx	-	-	14.0205.601	-
Clavicular plate with hook Płytką obojczykową z hakiem	3.4025.5xx	-	43.4025.505	14.0205.403	-
	3.4026.5xx		43.4026.505		
	3.4027.5xx		43.4027.505		
	3.4028.5xx		43.4028.505		
Clavicle S plate Płytką obojczykową S	3.7014.5xx	-	43.7014.505	14.0205.405	-
	3.7015.5xx		43.7015.505		
Clavicle shaft S plate Płytką obojczykową S trzonowa	3.7048.6xx	-	-	14.0205.406	-
	3.7049.6xx				
Scapular medial plate Płytką łopatkową przyśrodkową	3.7207.6xx	-	-	14.0205.426	-
	3.7208.6xx				
Scapular lateral plate Płytką łopatkową boczną	3.7209.6xx				
	3.7210.6xx				
Scapular glenoid plate Płytką panewkową	3.7211.6xx				
	3.7212.6xx				
Humerus plate Płytką ramienną	3.4034.6xx	40.5671.000	-	14.0205.401	15.0205.401
Distal humerus Y plate Płytką ramienną dalszą Y	3.7243.6xx	-	43.7243.608	14.0205.429	
	3.7244.6xx		43.7244.608		
Distal lateral humerus plate Płytką ramienną dalszą boczną	3.7036.6xx	40.8210.000	43.7036.606	14.0205.419 14.0205.420	15.0205.419 15.0205.420
	3.7037.6xx	40.8211.000	43.7037.606		
Distal posterior lateral humerus plate Płytką ramienną dalszą tylną boczną	3.7038.6xx	40.8212.000	43.7038.606		
	3.7039.6xx	40.8213.000	43.7039.606		
Distal posterior medial humerus plate Płytką ramienną dalszą tylną przyśrodkową	3.7040.6xx	40.8214.000	43.7040.606		
	3.7041.6xx	40.8215.000	43.7041.606		
Distal posterior medial humerus plate Płytką ramienną dalszą przyśrodkową	3.7071.6xx	40.8217.000	43.7071.606		
	3.7072.6xx	40.8216.000	43.7072.606		
Distal dorsolateral humerus plate Płytką ramienną dalszą grzbietowo boczną	3.7073.6xx	40.8219.000	43.7073.606		
	3.7074.6xx	40.8218.000	43.7074.606		
Forearm plate straight Płytką prostą przedramienną	3.7240.6xx	-	-	-	-

Olecranon plate Płytkę wyrostka łokciowego	3.4097.5xx	40.5731.100	43.4097.504	14.0205.409	15.0205.409
	3.4098.5xx	40.5731.200	43.4098.504		
Wrist arthrodesis plates Płytkę do artrodezy nadgarstka	3.7033.004	-	43.7033.004	14.0205.410	-
	3.7034.004	-	43.7034.004		
	3.7035.004	-	43.7035.004		
Radius volar plate Płytkę promieniową dłoniową	3.7067.6xx	40.5742.100	-	14.0205.411	15.0205.411
	3.7068.6xx	40.5742.200			
Proximal tibial T plate Płytkę piszczelową bliższą T	3.7091.6xx	40.8223.000	-	14.0205.421	15.0205.421
	3.7092.6xx	40.8222.000			
Proximal lateral tibia plate Płytkę piszczelową bliższą boczną	3.7202.6xx	40.8226.000	43.7202.606	14.0205.424	15.0205.424
	3.7203.6xx	40.8227.000	43.7203.606		
Narrow tibial plate Płytkę piszczelową wąską	3.4011.6xx	40.8233.000	43.4011.605	14.0205.427	15.0205.427
	3.4012.6xx	40.8232.000	43.4012.605		
Posterior narrow tibia plate Płytkę piszczelową tylną wąską	3.7094.6xx	40.8224.000	-	14.0205.422	15.0205.422
Posterior wide tibia plate Płytkę piszczelową tylną szeroką	3.7095.6xx	40.8225.000	-	14.0205.422	-
Tibial distal medial plate Płytkę piszczelową dalszą przyśrodkową	3.7238.6xx	-	-	-	-
Distal medial tibial plate Płytkę piszczelową dalszą przyśrodkową	3.4033.5xx	-	-	14.0205.414	-
Distal medial tibial plate Płytkę piszczelową dalszą przyśrodkową	3.4039.6xx	40.5726.100	43.4039.608	14.0205.415	15.0205.415
	3.4040.6xx	40.5726.200	43.4040.608		
Distal tibial L plate Płytkę piszczelową dalszą L	3.4051.6xx	40.8235.000	43.4051.607	14.0205.428	15.0205.428
	3.4052.6xx	40.8234.000	43.4052.607		
Distal lateral fibula plate Płytkę strzałkową dalszą boczną	3.7029.6xx	-	43.7029.605	14.0205.417	-
	3.7030.6xx	-	43.7030.605		
Calcaneal plate Płytkę piętową	3.7200.6xx	-	43.7200.60x	14.0205.423	-
	3.7201.6xx	-	43.7201.60x		
Calcaneal plate Płytkę piętową	3.4057.000	-	-	-	-
	3.4058.000	-	-	-	-
Calcaneal plate with hook Płytkę piętową z zaczepem	3.4059.000	-	-	-	-
	3.4060.000	-	-	-	-

LOCKING ELEMENTS ELEMENTY BLOKUJĄCE

		Len			TiA	Co	VA	C		
	3.5200.xxx	10÷95	T15	✓	✓			✓		3.5
	4.5236.xxx	10÷95	T15			✓	✓	✓		3.5
	3.5225.xxx	10÷40	T15	✓	✓			✓		2.4
	3.1306.xxx	10÷110	T15		✓			✓		3.5
	3.1220.xxx	6÷65	T8		✓			✓		2.7
	3.5207.006	6	T15	✓	✓			✓		3.5
	3.5208.000		T15	✓	✓					3.5
	3.1221.050			✓	✓					

LOCKING ELEMENTS ELEMENTY BLOKUJĄCE

5.0ChLP SELF-TAPPING SCREW 3.5 5,0ChLP WKREŃ SAMOGWINTUJĄCY 3,5



T15	
Len	TiA
12	3.5200.012
14	3.5200.014
16	3.5200.016
18	3.5200.018
20	3.5200.020
22	3.5200.022
24	3.5200.024
26	3.5200.026
28	3.5200.028
30	3.5200.030
32	3.5200.032
34	3.5200.034
36	3.5200.036
38	3.5200.038
40	3.5200.040
42	3.5200.042
44	3.5200.044
46	3.5200.046
48	3.5200.048
50	3.5200.050
52	3.5200.052
54	3.5200.054
56	3.5200.056
58	3.5200.058
60	3.5200.060
65	3.5200.065
70	3.5200.070
75	3.5200.075
80	3.5200.080
85	3.5200.085
90	3.5200.090
95	3.5200.095

CORTICAL SELF-TAPPING SCREW 3.5 WKREŃ KOROWY SAMOGWINTUJĄCY 3,5



T15	
Len	TiA
10	3.1306.010
12	3.1306.012
14	3.1306.014
16	3.1306.016
18	3.1306.018
20	3.1306.020
22	3.1306.022
24	3.1306.024
26	3.1306.026
28	3.1306.028
30	3.1306.030
32	3.1306.032
34	3.1306.034
36	3.1306.036
38	3.1306.038
40	3.1306.040
45	3.1306.045
50	3.1306.050
55	3.1306.055
60	3.1306.060
65	3.1306.065
70	3.1306.070
75	3.1306.075
80	3.1306.080
85	3.1306.085
90	3.1306.090
95	3.1306.095
100	3.1306.100
105	3.1306.105
110	3.1306.110

5.0ChLP SCREW VA 3.5 5,0ChLP WKREŃ VA 3,5



T15	
Len	Co
12	4.5236.012
14	4.5236.014
16	4.5236.016
18	4.5236.018
20	4.5236.020
22	4.5236.022
24	4.5236.024
26	4.5236.026
28	4.5236.028
30	4.5236.030
32	4.5236.032
34	4.5236.034
36	4.5236.036
38	4.5236.038
40	4.5236.040
42	4.5236.042
44	4.5236.044
46	4.5236.046
48	4.5236.048
50	4.5236.050
52	4.5236.052
54	4.5236.054
56	4.5236.056
58	4.5236.058
60	4.5236.060
65	4.5236.065
70	4.5236.070
75	4.5236.075
80	4.5236.080
85	4.5236.085
90	4.5236.090
95	4.5236.095

4.5ChLP SCREW 2.4 4,5ChLP WKREŃ 2,4



T15	
Len	TiA
10	3.5225.010
12	3.5225.012
14	3.5225.014
16	3.5225.016
18	3.5225.018
20	3.5225.020
22	3.5225.022
24	3.5225.024
26	3.5225.026
28	3.5225.028
30	3.5225.030
32	3.5225.032
34	3.5225.034
36	3.5225.036
38	3.5225.038
40	3.5225.040


CORTICAL SELF-TAPPING SCREW 2.7 WKREŃ KOROWY SAMOGWINTUJĄCY 2,7




T8	
Len	TiA
10	3.1220.010
12	3.1220.012
14	3.1220.014
16	3.1220.016
18	3.1220.018
20	3.1220.020
22	3.1220.022
24	3.1220.024
26	3.1220.026
28	3.1220.028
30	3.1220.030
32	3.1220.032
34	3.1220.034
36	3.1220.036
38	3.1220.038
40	3.1220.040

LOCKING ELEMENTS ELEMENTY BLOKUJĄCE


5.0CHLP SCREW HOLE INSERT
5,0CHLP WKRĘT ZAŚLEPIAJĄCY



5.0ChLP RESISTANCE SCREW
5,0ChLP WKRĘT OPOROWY



5.0ChLP CERCLAGE SCREW
5,0ChLP WKRĘT DO CERKLARZU



*Wire diameter max. 1.5 mm
Maksymalna średnica drutu 1,5 mm

7.0ChLP WIDE COMPRESSION LIMITED CONTACT PLATE 7,0ChLP PŁYTKA SZEROKA, KOMPRESYJNA Z OGRANICZONYM KONTAKTEM



3.3155.606




	Len	Ti
6	131	3.3155.606
8	173	3.3155.608
10	215	3.3155.610
12	257	3.3155.612
14	299	3.3155.614



ST-58

See surgical technique
Patrz technika operacyjna

7.0ChLP NARROW COMPRESSION PLATE WITH LIMITED CONTACT 7,0ChLP PŁYTKA WĄSKA, KOMPRESYJNA Z OGRANICZONYM KONTAKTEM



3.7093.610



	Len	Ti
5	90	3.7093.605
6	108	3.7093.606
8	144	3.7093.608
10	180	3.7093.610
12	216	3.7093.612
14	252	3.7093.614



ST-48

See surgical technique
Patrz technika operacyjna

	3.5210.xxx	T25	✓	✓		✓	5.0
	3.1471.xxx	T25		✓		✓	4.5
	4.5244.xxx	T25	✓		✓	✓	5.0
	3.5219.008	T25	✓	✓			5.0
	3.5220.000	T25	✓	✓			5.0
	3.1221.070		✓	✓			



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S

Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży




Use with instrument set no.

15.0207.201+15.0207.202 or 15.0207.208

Stosować z instrumentarium

15.0207.201+15.0207.202 lub 15.0207.208

7.0ChLP FEMORAL SHAFT PLATE 7,0ChLP PŁYTKA UDOWA TRZONOWA



	Len	Ti
10	209	3.7062.610
12	251	3.7062.612
14	292	3.7062.614
16	333	3.7062.616



								
	3.5210.xxx	T25	✓	✓		✓		5.0
	3.1471.xxx	T25		✓		✓		4.5
	4.5244.xxx	T25	✓		✓	✓	✓	5.0
	3.5219.008	T25	✓	✓				5.0
	3.5220.000	T25	✓	✓				5.0
	3.1221.070		✓	✓				



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży




ST-48 See surgical technique
Patrz technika operacyjna




Use with instrument set no. **15.0207.208**
Stosować z instrumentarium **15.0207.208**

7.0ChLP CONDYLAR FEMORAL PLATE 7,0ChLP PŁYTKA KŁYKCIOWA UDOWA



			Ti
	Len	L	R
4	138	3.4023.604	3.4024.604
6	180	3.4023.606	3.4024.606
8	221	3.4023.608	3.4024.608
10	263	3.4023.610	3.4024.610

			TiA	Co	VA				
3.5210.xxx	T25	✓	✓			✓			5.0
3.5221.xxx	T30	✓	✓				✓	✓	7.3
3.1471.xxx	T25		✓			✓			4.5
4.5244.xxx	T25	✓		✓	✓	✓			5.0
3.5219.008	T25	✓	✓						5.0
3.5220.000	T25	✓	✓						5.0
3.1221.070	T25	✓	✓						



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S

Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-31 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no.
15.0207.201+15.0207.202 or 15.0207.208
Stosować z instrumentarium
15.0207.201+15.0207.202 lub 15.0207.208

7.0ChLP PROXIMAL FEMORAL PLATE 7,0ChLP PŁYTKA UDOWA BLIŻSZA



			Ti
	Len	L	R
2	132	3.7023.602	3.7022.602
4	174	3.7023.604	3.7022.604
6	216	3.7023.606	3.7022.606
8	258	3.7023.608	3.7022.608

			TiA	Co	VA				
3.5210.xxx	T25	✓	✓			✓			5.0
3.5221.xxx	T30	✓	✓				✓	✓	7.3
3.1471.xxx	T25		✓			✓			4.5
4.5244.xxx	T25	✓		✓	✓	✓			5.0
3.5219.008	T25	✓	✓						5.0
3.5220.000	T25	✓	✓						5.0
3.1221.070	T25	✓	✓						



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-80-703 See surgical technique
Patrz technika operacyjna




Use with instrument set no. **15.0207.208**
Stosować z instrumentarium **15.0207.208**


7.0ChLP CONDYLAR TIBIAL PLATE 7,0ChLP PŁYTKA KŁYKCIOWA PISZCZELOWA




		Ti	
	Len		
4	129	3.4013.604	3.4014.604
5	150	3.4013.605	3.4014.605
6	171	3.4013.606	3.4014.606
8	213	3.4013.608	3.4014.608



7.0ChLP WIDE TIBIAL PLATE 7,0ChLP PŁYTKA PISZCZELOWA SZEROKA



Ti			
	Len		
4	116	3.4009.604	3.4010.604
6	158	3.4009.606	3.4010.606
8	200	3.4009.608	3.4010.608
10	242	3.4009.610	3.4010.610



										
	3.5210.xxx	T25	✓	✓				✓		5.0
	3.1471.xxx	T25			✓			✓		4.5
	4.5244.xxx	T25	✓			✓	✓	✓		5.0
	3.5219.008	T25	✓	✓						5.0
	3.5220.000	T25	✓	✓						5.0
	3.1221.070		✓	✓						



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S

Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-48 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no.
15.0207.201+15.0207.202 or 15.0207.208
Stosować z instrumentarium
15.0207.201+15.0207.202 lub 15.0207.208


7.0ChLP PROXIMAL LATERAL TIBIAL PLATE 7,0ChLP PŁYTKA PISZCZELOWA BLIŻSZA BOCZNA



			Ti
	Len	L	R
3	131	3.4089.603	3.4090.603
4	152	3.4089.604	3.4090.604
6	194	3.4089.606	3.4090.606
8	236	3.4089.608	3.4090.608



7.0ChLP MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 7,0ChLP PŁYTKA PISZCZELOWA BLIŻSZA PRZYŚRODKOWA



			Ti
	Len	L	R
4	134	3.7055.604	3.7054.604
6	176	3.7055.606	3.7054.606
8	218	3.7055.608	3.7054.608
10	260	3.7055.610	3.7054.610

	ST-80-704	See surgical technique Patrz technika operacyjna
---	-----------	---



			TiA	Co	VA		
	3.5210.xxx	T25	✓	✓		✓	5.0
	3.1471.xxx	T25		✓		✓	4.5
	4.5244.xxx	T25	✓		✓	✓	5.0
	3.5219.008	T25	✓	✓			5.0
	3.5220.000	T25	✓	✓			5.0
	3.1221.070		✓	✓			

 The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S

 For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



Use with instrument set no.
15.0207.201+15.0207.202 or 15.0207.208
Stosować z instrumentarium
15.0207.201+15.0207.202 lub 15.0207.208

7.0ChLP LATERAL ARTHRODESIS PLATE TTC 7.0ChLP PŁYTKA DO ARTRODEZY BOCZNA TTC




			Ti	
		Len	L	R
1	1	126	3.7255.601	3.7256.601
	4	180	3.7255.604	3.7256.604

7.0ChLP LATERAL ARTHRODESIS PLATE TT 7.0ChLP PŁYTKA DO ARTRODEZY BOCZNA TT



			Ti	
		Len	L	R
2	1	92	3.7257.601	3.7258.601
	4	146	3.7257.604	3.7258.604



			TiA	Co	VA			
3.5210.xxx	T25	✓	✓			✓		5.0
3.1471.xxx	T25		✓			✓		4.5
3.5242.xxx	T25		✓				✓	5.4
4.5244.xxx	T25	✓		✓	✓	✓		5.0



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-80-705 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no.
15.0207.207+15.0207.110
Stosować z instrumentarium
15.0207.207+15.0207.110

7.0ChLP POSTERIOR ARTHRODESIS PLATE TTC

7.0ChLP PŁYTKA DO ARTRODEZY TYLNA TTC




			Ti	
		Len	L	R
1	1	101	3.7259.601	3.7260.601
	4	155	3.7259.604	3.7260.604

7.0ChLP POSTERIOR ARTHRODESIS PLATE TT

7.0ChLP PŁYTKA DO ARTRODEZY TYLNA TT



			Ti	
		Len	L	R
2	1	93	3.7261.601	3.7262.601
	4	147	3.7261.604	3.7262.604



			TiA	Co	VA			
	3.5210.xxx	T25	✓	✓		✓		5.0
	3.1471.xxx	T25		✓		✓		4.5
	3.5242.xxx	T25		✓			✓	5.4
	4.5244.xxx	T25	✓		✓	✓	✓	5.0



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S

Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-80-705 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no.
15.0207.201+15.0207.202 or **15.0207.208**
Stosować z instrumentarium
15.0207.201+15.0207.202 lub **15.0207.208**

7.0ChLP ANTEROLATERAL ARTHRODESIS PLATE TT 7,0ChLP PŁYTKA DO ARTRODEZY PRZEDNIOBOCZNA TT



			(Ti)	
	(Len)	(L)	(R)	
1	84	3.7253.601	3.7254.601	
4	138	3.7253.604	3.7254.604	
7	192	3.7253.607	3.7254.607	

7.0ChLP ANTERIOR ARTHRODESIS PLATE TT 7.0ChLP PŁYTKA DO ARTRODEZY PRZEDNIA TT



			(Ti)	
	(Len)	(L)	(R)	
2	49	3.7263.601		
4	103	3.7263.604		



			(TiA)	(Co)	(VA)		
3.5210.xxx	T25	✓	✓			✓	5.0
3.1471.xxx	T25		✓			✓	4.5
3.5242.xxx	T25		✓			✓	5.4
4.5244.xxx	T25	✓		✓	✓	✓	5.0



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S

Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-80-705 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no.
15.0207.207+15.0207.110
Stosować z instrumentarium
15.0207.207+15.0207.110

PALETTES FOR IMPLANTS PALETY NA IMPLANTY

Stand for 7.0ChLP screws 4x2 H
Statyw na wkręty 7,0ChLP 4x2 H

14.0207.506

7.0ChLP self-tapping screw 5.0
7,0ChLP wkręt samogwintujący 5,0
REF 3.5210.0xx

L [mm]	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Szt.Pcs	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
L [mm]	58	60	65	70																	
Szt.Pcs	4	4	4	4																	

* Stand does not include implants / Statyw nie zawiera implantów

Stand for 7.0ChLP screws 4x2 H
Statyw na wkręty 7,0ChLP 4x2 H

14.0207.507

Cortical screw Ø4.5
Wkręt korowy Ø4,5
REF 3.1471.0xx


L [mm]	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Szt.Pcs	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
L [mm]	58	60	65	70																	
Szt.Pcs	2	2	2	2																	

Conical cancellous screw Ø5.4
Wkręt stożkowy gąbczasty Ø5,4
REF 3.5242.0xx

L [mm]	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95							
Szt.Pcs	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2							

* Stand does not include implants / Statyw nie zawiera implantów

7.0ChLP PROXIMAL FEMORAL PERIPROSTHETIC PLATE 7,0ChLP PŁYTKA UDOWA BLIŻSZA OKOŁOPROTEZOWA



			Ti	KRÓTKA SHORT
		Len	L	R
	6	222	3.7221.606	3.7220.606
1	8	274	3.7221.608	3.7220.608
	10	326	3.7221.610	3.7220.610
	12	378	3.7221.612	3.7220.612
				DŁUGA LONG
	6	229	3.7223.606	3.7222.606
2	8	281	3.7223.608	3.7222.608
	10	333	3.7223.610	3.7222.610
	12	384	3.7223.612	3.7222.612

* Number of holes in the middle shaft part of the plate
Liczba otworów w środkowej części trzonu płytki



			TiA	Co	VA		
	3.5210.xxx	T25	✓	✓		✓	5.0
	3.5247.xxx	T25	✓				5.0
	3.1471.xxx	T25	✓	✓		✓	4.5
	4.5244.xxx	T25	✓		✓	✓	5.0
	4.5246.xxx	T25	✓		✓	✓	4.0
	3.1221.170		✓				

 For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży

 ST-80-703 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **15.0207.208**
Stosować z instrumentarium **15.0207.208**

7.0CHLP FEMORAL PERIPROSTHETIC PLATE 4 HOL. 7,0ChLP PŁYTKA UDOWA OKOŁOPROTEZOWA 4OTW.




			Ti	SHORT KRÓTKA
		Len	L R	
3	4	169	3.7276.604	
				LONG DŁUGA
4	4	176	3.7277.604	

7.0ChLP TROCHANTERIC PERIPROSTHETIC PLATE 7,0ChLP PŁYTKA NAKRĘTARZOWA OKOŁOPROTEZOWA



			Ti	
		Len	L R	
1	2	42	3.7224.600	SHORT KRÓTKA
2	2	50	3.7225.600	LONG DŁUGA



		TiA	Co	VA				
3.5210.xxx	T25	✓	✓		✓			5.0
3.5247.xxx	T25	✓						5.0
3.1471.xxx	T25	✓	✓		✓			4.5
4.5244.xxx	T25	✓		✓	✓	✓		5.0
4.5246.xxx	T25	✓		✓	✓	✓		4.0
3.1221.170		✓						

i For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży

ST-80-703 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **15.0207.208**
Stosować z instrumentarium **15.0207.208**

7.0ChLP FEMORAL PERIPROSTHETIC PLATE 7,0ChLP PŁYTKA UDOWA OKOŁOPROTEZOWA



			Ti	
	Len	L		R
6	196	3.7273.606		3.7274.606
8	248	3.7273.608		3.7274.608
10	300	3.7273.610		3.7274.610
12	352	3.7273.612		3.7274.612



7.0ChLP FEMORAL PERIPROSTHETIC PLATE 7,0ChLP PŁYTKA UDOWA OKOŁOPROTEZOWA

			Ti	
	Len	L		R
4	143			3.7275.604

			TiA	Co	VA		
	3.5210.xxx	T25	✓	✓		✓	5.0
	3.5247.xxx	T25	✓				5.0
	3.1471.xxx	T25	✓	✓		✓	4.5
	4.5244.xxx	T25	✓		✓	✓	5.0
	4.5246.xxx	T25	✓		✓	✓	4.0
	3.1221.170		✓				

i For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży

ST-80-703 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **15.0207.208**
Stosować z instrumentarium **15.0207.208**

CERCLAGE CABLE WITH CLAMP 2X600

KABEL DO CERKLARZU Z ZACISKIEM 2,0X600



Len

600

Co

4.5250.600S

Ster

Available in sterile condition
Dostępny w wersji sterylnej

ST-98

See surgical technique
Patrz technika operacyjna





Use with instrument set no. **15.0506.101**
Stosować z instrumentarium **15.0506.101**

STAND FOR 7.0CHLP SCREWS 4X2 H
STATYW NA WKRETY 7,0CHLP 4X2 H

INSTRUMENT SET FOR 7.0ChLP PLATES NARZĘDZIA DO PŁYTKI 7,0ChLP

14.0207.501

	7.0ChLP Screw Ø5.0 7,0ChLP Wkręt Ø5,0 REF 3.5210.0xx 																		
	L [mm]	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
	Pcs Szt.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	L [mm]	52	54	56	58	60	65	70	75	80	85	90	95						
	Pcs Szt.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4						
	7.0ChLP Cancellous screw Ø5,4 7,0ChLP wkręt gąbczasty Ø5,4 REF 3.5232.0xx 																		
	L [mm]	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80								
	Pcs Szt.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2							
	7.0ChLP cerclage screw 7,0 ChLP wkręt do cerklarzu REF 3.1221.070 																		
	Pcs Szt.	3																	

STAND FOR 7.0CHLP SCREWS 4X2 H
STATYW NA WKRETY 7,0CHLP 4X2 H

14.0207.502

Cortical screw Ø4.5
Wkręt korowy Ø4,5
REF 3.1471.xxx

L [mm]	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Pcs Szt.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
L [mm]	56	58	60	65	70	75	80	85	90									
Pcs Szt.	2	2	2	2	2	2	2	2	2									

7.0ChLP Cancellous screw 6.5
7,0ChLP Wkręt gąbczasty 6,5
REF 3.5228.xxx

L [mm]	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80								
Pcs Szt.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								

7.0ChLP Cannulated screw Ø7.3
7,0ChLP Wkręt kaniulowany Ø7,3
REF 3.5221.xxx

L [mm]	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95								
Pcs Szt.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								


7.0 ChLP Conical cannulated screw Ø7.3
7,0 ChLP Wkręt stożk. kaniulowany Ø7,3
REF 3.5224.xxx

L [mm]	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95								
Pcs Szt.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								

7.0ChLP DYNAMIC HIP PLATE 7,0ChLP DYNAMICZNA PŁYTKA BIODROWA



		Len	TiA
1	2	59	3.5314.002
	3	80	3.5314.003
	4	101	3.5314.004
	5	122	3.5314.005
2	6	143	3.5314.006
	7	164	3.5314.007
	8	185	3.5314.008



				TiA	Co	VA			
2	1	3.5316.xxx		✓	✓				7.3
		3.5210.xxx	T25	✓	✓		✓		5.0
		4.5244.xxx	T25	✓		✓	✓	✓	5.0
		3.1471.xxx	T25		✓		✓		4.5
		3.5220.000	T25	✓	✓				5.0
		3.1221.070		✓	✓				



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S

Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufixs "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży




ST-62 See surgical technique
Patrz technika operacyjna




Use with instrument set no. **40.6600.000**
Stosować z instrumentarium **40.6600.000**

7.0ChLP HEPI PLATE 2HOL. 7,0ChLP PŁYTKA HEPI 2OTW.




	A	TiA
2	12	3.7098.112
2	16	3.7098.116
2	20	3.7098.120

7.0ChLP HEPI PLATE 4HOL. 7,0ChLP PŁYTKA HEPI 4OTW.



	A	TiA
4	16	3.7098.216
4	20	3.7098.220



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S

Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży




ST-80-702 See surgical technique
Patrz technika operacyjna




Use with instrument set no. **15.0207.111**
Stosować z instrumentarium **15.0207.111**

7.0ChLP HEPI PLATE 2HOL. 7,0ChLP PŁYTKA HEPI 2OTW.




	A	Ti
2	12	3.7099.112
2	16	3.7099.116
2	20	3.7099.120

7.0ChLP HEPI PLATE 4HOL. 7,0ChLP PŁYTKA HEPI 4OTW.



	A [mm]	Ti
4	16	3.7099.216
4	20	3.7099.220



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży




ST-80-702 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **15.0207.111**
Stosować z instrumentarium **15.0207.111**

HEPI PLATE 2HOL. HEPI 2OTW.




		A	TiA
	2	12	3.4159.112
1	2	16	3.4159.116
	2	20	3.4159.120

HEPI PLATE 4HOL PŁYTKA HEPI 4OTW.




		A	TiA
	4	16	3.4159.216
2	4	20	3.4159.220



HEPI PLATE 2HOL. HEPI 2OTW.

		A	TiA
	2	12	3.4160.112
	2	16	3.4160.116
	2	20	3.4160.120



-  The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S
-  For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży
-  ST-80-702 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **15.0207.111**
Stosować z instrumentarium **15.0207.111**

STAND FOR 7.0CHLP IMPLANTS 3.7098/7099/4159 4X2H STATYW NA IMPLANTY 7,0CHLP 3.7098/7099/4159 4X2H

14.0207.601

7.0ChLP HEPI plate 2hol.
7,0ChLP płytka HEPI 2otw.

7.0ChLP HEPI plate 4hol.
7,0ChLP płytka HEPI 4otw.

7.0ChLP self-tapping screw 5.0
7,0ChLP wkręt samogwintujący 5,0
REF 3.5210.xxx

L [mm]	16	20	24	28	32	36
Pcs Szt.	4	4	4	4	4	4

HEPI plate
Płytki HEPI



Cortical self-tapping screw 4.5
Wkręt korowy samogwintujący 4,5
REF 3.1471.xxx

L [mm]	16	20	24	28	32	36
Pcs Szt.	4	4	4	4	4	4

* Stand does not include implants
Statyw nie zawiera implantów


STAND FOR 5.0ChLP IMPLANTS 4X2H STATYW NA IMPLANTY 5,0ChLP 4X2H

14.0205.602


	HEPI plate Płytki HEPI					
	Cortical self-tapping screw 3.5 Wkręt korowy samogwintujący 3,5 REF 3.1306.xxx					
L [mm]	16	20	24	28	32	36
Pcs Szt.	8	8	8	8	8	8

* Stand does not include implants
Statyw nie zawiera implantów

7.0ChLP DISTANCE TIBIAL PLATE 7,0ChLP DYSTANSOWA PISZCZELOWA



	TiA	
	L	R
H		
3	3.7065.030	3.7066.030
5	3.7065.050	3.7066.050
7.5	3.7065.075	3.7066.075
9	3.7065.090	3.7066.090
10	3.7065.100	3.7066.100
11	3.7065.110	3.7066.110
12.5	3.7065.125	3.7066.125
15	3.7065.150	3.7066.150
17.5	3.7065.175	3.7066.175



			TiA	Co	VA				
3.5210.xxx	✓	✓	✓			✓			5.0
3.5228.xxx	✓	✓	✓				✓		6.5



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży




ST-21 See surgical technique
Patrz technika operacyjna




Use with instrument set no. **40.5350.600** or **15.0207.001**
Stosować z instrumentarium **40.5350.600** lub **15.0207.001**

7.0ChLP DISTANCE FEMUR PLATE 7,0ChLP DYSTANSOWA UDOWA



Len	H	TiA
125	5	3.3538.505
	7.5	3.3538.507
	9	3.3538.509
	10	3.3538.510
	11	3.3538.511
	12.5	3.3538.512
	15	3.3538.515
	17.5	3.3538.517



				TiA	Co	VA				
	3.5210.xxx	✓	✓	✓			✓			5.0
	3.5228.xxx	✓	✓	✓				✓		6.5
	3.1471.xxx	✓		✓			✓			4.5



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-21 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **40.5350.600** or **15.0207.001**
Stosować z instrumentarium **40.5350.600** lub **15.0207.001**


7.0ChLP DISTANCE TIBIAL PLATE 7,0ChLP PŁYTKA DYSTANSOWA PISZCZELOWA



	TiA	
	L	R
H		
0*	3.7249.600	3.7248.600
5	3.7249.605	3.7248.605
7,5	3.7249.607	3.7248.607
10	3.7249.610	3.7248.610
12,5	3.7249.612	3.7248.612
15	3.7249.615	3.7248.615
17,5	3.7249.617	3.7248.617

* płytka bez klina
plate without wedge
пластина без клина

7.0ChLP DISTANCE TIBIAL PLATE 7,0ChLP PŁYTKA DYSTANSOWA PISZCZELOWA



	TiA	
	L	R
H		
0*	3.7266.600	
5	3.7266.605	
7,5	3.7266.607	
10	3.7266.610	
12,5	3.7266.612	
15	3.7266.615	
17,5	3.7266.617	

* płytka bez klina
plate without wedge
пластина без клина

			TiA	Co	VA				
3.5210.xxx	✓	✓	✓			✓			5.0
3.1471.xxx	✓		✓			✓			4.5
4.5244.xxx	✓	✓		✓	✓	✓			5.0



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S




For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



Use with instrument set no. **40.5350.600** or **15.0207.001**
Stosować z instrumentarium **40.5350.600** lub **15.0207.001**

We have synthetic wedge-shaped bone substitutes in our offer
Oferujemy syntetyczne substytuty kości w kształcie klina

		100% β -TCP	75% HAp + 25% β -TCP
	6x25x30mm	TCP062530W	BCP062530W
	8x25x30mm	TCP082530W	BCP082530W
	10x25x30mm	TCP102530W	BCP102530W
	12x25x30mm	TCP122530W	BCP122530W
	14x25x30mm	TCP142530W	BCP142530W

7.0 ChM Locked Plating ChLPsystem



type rodzaj	cat. no. nr katalogowy	aiming block nakładka celująca	trial przymiar	palette paleta	palette (in a sterilization container) paleta (w kontenerze sterylizacyjnym)
Wide compression limited contact plate Płytki szeroka kompresyjna z ograniczonym kontaktem	3.3155.6xx				40.5704.550
Condylar femoral plate Płytki kłykciowa udowa	3.4023.6xx	40.5725.100	43.4023.606		40.5704.510
	3.4024.6xx	40.5725.200	43.4024.606		
Condylar tibial plate Płytki kłykciowa piszczelowa	3.4013.6xx	40.5724.100	43.4013.605		40.5704.520
	3.4014.6xx	40.5724.200	43.4014.605		
Wide tibial plate Płytki piszczelowa szeroka	3.4009.6xx		43.4009.606		40.5704.540
	3.4010.6xx		43.4010.606		
Proximal lateral tibial plate Płytki piszczelowa bliższa boczna	3.4089.6xx	40.5709.100	43.4089.604		40.5704.560
	3.4090.6xx	40.5709.200	43.4090.604		
Medial proximal tibial plate Płytki piszczelowa bliższa przyśrodkowa	3.7054.6xx	40.8220.000			40.6292.000
	3.7055.6xx	40.8221.000			
Anterolateral arthrodesis plate TT Płytki do artrodezy przednioboczna TT	3.7253.6xx				
	3.7254.6xx				
Lateral arthrodesis plate TTC Płytki do artrodezy boczna TTC	3.7255.6xx				
	3.7256.6xx				
Lateral arthrodesis plate TT Płytki do artrodezy boczna TT	3.7257.6xx				
	3.7258.6xx				
Posterior arthrodesis plate TTC Płytki do artrodezy tylna TTC	3.7259.6xx				
	3.7260.6xx				
Posterior arthrodesis plate TT Płytki do artrodezy tylna TT	3.7261.6xx				
	3.7262.6xx				
Anterior arthrodesis plate TT Płytki do artrodezy przednia TT	3.7263.6xx				
Proximal femoral periprosthetic plate Płytki udowa bliższa okołoprotezowa	3.7220.6xx				40.6299.100
	3.7221.6xx				
	3.7222.6xx				
	3.7223.6xx				
Trochanteric periprosthetic plate Płytki nakrętarzowa okołoprotezowa	3.7276.6xx				
	3.7277.6xx				
Trochanteric periprosthetic plate Płytki nakrętarzowa okołoprotezowa	3.7224.600				40.6299.100
	3.7225.600				
Proximal femoral plate Płytki udowa bliższa	3.7022.6xx	40.5732.200	43.7022.604		40.5704.590
	3.7023.6xx	40.5732.100			
Femoral shaft plate Płytki udowa trzonowa	3.7062.6xx				40.5704.900

Narrow compression plate with limited contact Płytką wąską kompresyjną z ograniczonym kontaktem	3.7093.6xx				40.6296.000
Dynamic hip plate Płytką dynamiczną biodrową	3.5314.00x				
HEPI plate Płytki HEPI	3.7098.xxx			14.0207.601; 14.0205.602	
	3.7099.xxx				
	3.4159.xxx				
	3.4160.xxx				
Distance tibial plate Płytką dystansową piszczelową	3.7065.xxx			40.5358.000	
	3.7066.xxx				
Distance femur plate Płytką dystansową udową	3.3538.5xx				

LOCKING ELEMENTS

ELEMENTY BLOKUJĄCE

		Len			TiA	Co	VA				
	3.5210.xxx	16÷110	T25	✓	✓			✓			5.0
	3.5228.xxx	30÷95	T30	✓	✓				✓		6.5
	3.5221.xxx	30÷100	T30	✓	✓				✓	✓	7.3
	3.1471.xxx	16÷110	T25		✓			✓			4.5
	3.5242.xxx		T25		✓				✓		5.4
	4.5244.xxx	16÷110	T25	✓		✓	✓	✓			5.0
	4.5246.xxx*	16÷95	T25	✓		✓	✓	✓			4.0
	3.5247.xxx*	10÷20	T25	✓	✓			✓			5.0
	3.5316.xxx	65÷130		✓	✓						7.3
	3.5219.008	8	T25	✓	✓						5.0
	3.5220.000		T25	✓	✓						5.0
	3.1221.070			✓	✓						
	3.1221.170*			✓	✓						

*) NOTE: Screw dedicated to periprosthetic plates.

UWAGA: Wkręt dedykowany do płytek okołoprotezowych.

LOCKING ELEMENTS ELEMENTY BLOKUJĄCE

7.0ChLP SELF-TAPPING SCREW 5.0
7,0ChLP WKRĘT SAMOGWINTUJĄCY 5,0



T25	
Len	TiA
16	3.5210.016
18	3.5210.018
20	3.5210.020
22	3.5210.022
24	3.5210.024
26	3.5210.026
28	3.5210.028
30	3.5210.030
32	3.5210.032
34	3.5210.034
36	3.5210.036
38	3.5210.038
40	3.5210.040
42	3.5210.042
44	3.5210.044
46	3.5210.046
48	3.5210.048
50	3.5210.050
52	3.5210.052
54	3.5210.054
56	3.5210.056
58	3.5210.058
60	3.5210.060
65	3.5210.065
70	3.5210.070
75	3.5210.075
80	3.5210.080
85	3.5210.085
90	3.5210.090
95	3.5210.095

7.0ChLP SCREW VA 5.0
7,0ChLP WKRĘT VA 5,0



T25	
Len	Co
16	4.5244.016
18	4.5244.018
20	4.5244.020
22	4.5244.022
24	4.5244.024
26	4.5244.026
28	4.5244.028
30	4.5244.030
32	4.5244.032
34	4.5244.034
36	4.5244.036
38	4.5244.038
40	4.5244.040
42	4.5244.042
44	4.5244.044
46	4.5244.046
48	4.5244.048
50	4.5244.050
52	4.5244.052
54	4.5244.054
56	4.5244.056
58	4.5244.058
60	4.5244.060
65	4.5244.065
70	4.5244.070
75	4.5244.075
80	4.5244.080
85	4.5244.085
90	4.5244.090
95	4.5244.095
100	4.5244.100
105	4.5244.105
110	4.5244.110

7.0ChLP SCREW VA 4.0
7,0ChLP WKRĘT VA 4,0



T25	
Len	Co
16	4.5246.016
18	4.5246.018
20	4.5246.020
22	4.5246.022
24	4.5246.024
26	4.5246.026
28	4.5246.028
30	4.5246.030
32	4.5246.032
34	4.5246.034
36	4.5246.036
38	4.5246.038
40	4.5246.040
42	4.5246.042
44	4.5246.044
46	4.5246.046
48	4.5246.048
50	4.5246.050
52	4.5246.052
54	4.5246.054
56	4.5246.056
58	4.5246.058
60	4.5246.060
65	4.5246.065
70	4.5246.070
75	4.5246.075
80	4.5246.080
85	4.5246.085
90	4.5246.090
95	4.5246.095

*NOTE: Screw dedicated to periprosthetic plates.
UWAGA: Wkręt dedykowany do płytek okołoprotezowych.

7.0ChLP CERCLAGE SCREW
7,0ChLP WKRĘT DO CERKLARZU



TiA
3.1221.070

*Wire diameter max. 1.5 mm
Maksymalna średnica drutu 1,5 mm

7.0ChLP CERCLAGE SCREW
7,0ChLP WKRĘT DO CERKLARZU



TiA
3.1221.170

*NOTE: Screw dedicated to periprosthetic plates.
UWAGA: Wkręt dedykowany do płytek okołoprotezowych.

7.0ChLP PERIPROSTHETIC SCREW 5.0
7,0ChLP WKRĘT OKOŁOPROTEZOWY 5,0



T25	
Len	TiA
10	3.5247.010
12	3.5247.012
14	3.5247.014
16	3.5247.016
18	3.5247.018
20	3.5247.020

*NOTE: Screw dedicated to periprosthetic plates.
UWAGA: Wkręt dedykowany do płytek okołoprotezowych.

LOCKING ELEMENTS ELEMENTY BLOKUJĄCE

CORTICAL SELF-TAPPING SCREW 4.5
WKREŢ KOROWY SAMOGWINTUJĄCY 4,5



Len	T25	TiA
20		3.1471.020
22		3.1471.022
24		3.1471.024
26		3.1471.026
28		3.1471.028
30		3.1471.030
32		3.1471.032
34		3.1471.034
36		3.1471.036
38		3.1471.038
40		3.1471.040
42		3.1471.042
44		3.1471.044
46		3.1471.046
48		3.1471.048
50		3.1471.050
52		3.1471.052
54		3.1471.054
56		3.1471.056
58		3.1471.058
60		3.1471.060
65		3.1471.065
70		3.1471.070
75		3.1471.075
80		3.1471.080
85		3.1471.085
90		3.1471.090
95		3.1471.095

7.0ChLP DISTANCE SCREW
7,0ChLP WKREŢ OPOROWY




Len	T25	TiA
3.5220.000		

7.0ChLP DISTANCE SCREW
7,0ChLP WKREŢ OPOROWY



Len	T25	TiA
8		3.5219.008

7.0 ChLP CONICAL CANCELLOUS SCREW Ø5.4
7,0ChLP WKREŢ STOŻKOWY GĄBCZASTY Ø5,4



A	Len	T25	TiA
16	30		3.5242.030
	35		3.5242.035
	40		3.5242.040
	45		3.5242.045
	50		3.5242.050
	55		3.5242.055
	60		3.5242.060
32	65		3.5242.065
	70		3.5242.070
	75		3.5242.075
	80		3.5242.080
	85		3.5242.085
	90		3.5242.090
	95		3.5242.095

7.0ChLP CANCELLOUS SCREW 6.5
7,0ChLP WKREŢ GĄBCZASTY 6,5



Len	T30	TiA
30		3.5228.030
35		3.5228.035
40		3.5228.040
45		3.5228.045
50		3.5228.050
55		3.5228.055
60		3.5228.060
65		3.5228.065
70		3.5228.070
75		3.5228.075
80		3.5228.080
85		3.5228.085
90		3.5228.090
95		3.5228.095

7.0ChLP CANNULATED SCREW 7.3
7,0ChLP WKREŢ KANIULOWANY 7,3



Len	T30	TiA
30		3.5221.030
35		3.5221.035
40		3.5221.040
45		3.5221.045
50		3.5221.050
55		3.5221.055
60		3.5221.060
65		3.5221.065
70		3.5221.070
75		3.5221.075
80		3.5221.080
85		3.5221.085
90		3.5221.090
95		3.5221.095
100		3.5221.100

TELESCOPIC SCREW 7.3
ŚRUBA TELESKOPOWA 7,3



Len	TiA
70	3.5316.070
75	3.5316.075
80	3.5316.080
85	3.5316.085
90	3.5316.090
95	3.5316.095
100	3.5316.100
105	3.5316.105
110	3.5316.110
115	3.5316.115
120	3.5316.120

Catalogue no. Nr katalogowy	Page Strona	Catalogue no. Nr katalogowy	Page Strona	Catalogue no. Nr katalogowy	Page Strona	Catalogue no. Nr katalogowy	Page Strona
3.1220.006	25	3.1471.070	79	3.4027.507	28	3.4064.050	15
3.1220.008	25	3.1471.075	79	3.4028.505	28	3.4065.723	19
3.1220.010	25, 49	3.1471.080	79	3.4028.506	28	3.4065.725	19
3.1220.012	25, 49	3.1471.085	79	3.4028.507	28	3.4065.730	19
3.1220.014	25, 49	3.1471.090	79	3.4031.028	20	3.4065.735	19
3.1220.016	25, 49	3.1471.095	79	3.4031.030	20	3.4066.004	15
3.1220.018	25, 49	3.3155.606	51	3.4031.032	20	3.4066.005	15
3.1220.020	25, 49	3.3155.608	51	3.4032.028	20	3.4066.006	15
3.1220.022	25, 49	3.3155.610	51	3.4032.030	20	3.4067.026	13
3.1220.024	25, 49	3.3155.612	51	3.4032.032	20	3.4067.029	13
3.1220.026	25, 49	3.3155.614	51	3.4033.507	41	3.4068.026	13
3.1220.028	25, 49	3.3157.505	26	3.4033.509	41	3.4068.029	13
3.1220.030	25, 49	3.3157.506	26	3.4034.604	31	3.4069.053	13
3.1220.032	25, 49	3.3157.507	26	3.4034.605	31	3.4070.046	16
3.1220.034	25, 49	3.3157.508	26	3.4034.606	31	3.4070.050	16
3.1220.036	25, 49	3.3157.510	26	3.4034.608	31	3.4070.054	16
3.1220.038	25, 49	3.3157.512	26	3.4034.610	31	3.4071.046	16
3.1220.040	25, 49	3.3538.505	72	3.4037.602	10	3.4071.050	16
3.1221.050	50	3.3538.507	72	3.4037.603	10	3.4071.054	16
3.1221.070	78	3.3538.509	72	3.4037.604	10	3.4072.503	18
3.1221.170	78	3.3538.510	72	3.4038.602	10	3.4072.504	18
3.1306.010	49	3.3538.511	72	3.4038.603	10	3.4072.505	18
3.1306.012	49	3.3538.512	72	3.4038.604	10	3.4072.506	18
3.1306.014	49	3.3538.515	72	3.4039.604	42	3.4072.507	18
3.1306.016	49	3.3538.517	72	3.4039.606	42	3.4072.508	18
3.1306.018	49	3.4009.604	55	3.4039.608	42	3.4072.509	18
3.1306.020	49	3.4009.606	55	3.4040.604	42	3.4072.510	18
3.1306.022	49	3.4009.608	55	3.4040.606	42	3.4073.005	15
3.1306.024	49	3.4009.610	55	3.4040.608	42	3.4074.601	18
3.1306.026	49	3.4010.604	55	3.4041.602	10	3.4074.602	18
3.1306.028	49	3.4010.606	55	3.4041.603	10	3.4074.603	18
3.1306.030	49	3.4010.608	55	3.4041.604	10	3.4075.601	18
3.1306.032	49	3.4010.610	55	3.4042.602	10	3.4075.602	18
3.1306.034	49	3.4011.601	39	3.4042.603	10	3.4075.603	18
3.1306.036	49	3.4011.603	39	3.4042.604	10	3.4080.504	26
3.1306.038	49	3.4011.605	39	3.4043.602	10	3.4080.505	26
3.1306.040	49	3.4011.607	39	3.4043.603	10	3.4080.506	26
3.1306.045	49	3.4011.609	39	3.4043.604	10	3.4080.507	26
3.1306.050	49	3.4012.601	39	3.4044.602	10	3.4080.508	26
3.1306.055	49	3.4012.603	39	3.4044.603	10	3.4081.004	27
3.1306.060	49	3.4012.605	39	3.4044.604	10	3.4081.005	27
3.1306.065	49	3.4012.607	39	3.4045.602	10	3.4081.006	27
3.1306.070	49	3.4012.609	39	3.4045.603	10	3.4081.007	27
3.1306.075	49	3.4013.604	55	3.4045.604	10	3.4081.008	27
3.1306.080	49	3.4013.605	55	3.4046.602	10	3.4081.010	27
3.1306.085	49	3.4013.606	55	3.4046.603	10	3.4081.604	27
3.1306.090	49	3.4013.608	55	3.4046.604	10	3.4081.605	27
3.1306.095	49	3.4014.604	55	3.4047.603	10	3.4081.606	27
3.1306.100	49	3.4014.605	55	3.4047.604	10	3.4081.607	27
3.1306.105	49	3.4014.606	55	3.4048.603	10	3.4081.608	27
3.1306.110	49	3.4014.608	55	3.4048.604	10	3.4081.609	27
3.1471.020	79	3.4022.804	26	3.4051.605	42	3.4081.610	27
3.1471.022	79	3.4022.805	26	3.4051.607	42	3.4084.051	17
3.1471.024	79	3.4022.806	26	3.4051.609	42	3.4084.060	17
3.1471.026	79	3.4022.807	26	3.4052.605	42	3.4084.066	17
3.1471.028	79	3.4022.808	26	3.4052.607	42	3.4085.033	16
3.1471.030	79	3.4022.810	26	3.4052.609	42	3.4086.033	16
3.1471.032	79	3.4023.604	53	3.4057.000	44	3.4087.028	17
3.1471.034	79	3.4023.606	53	3.4058.000	44	3.4087.038	17
3.1471.036	79	3.4023.608	53	3.4059.000	44	3.4087.048	17
3.1471.038	79	3.4023.610	53	3.4060.000	44	3.4088.028	17
3.1471.040	79	3.4024.604	53	3.4061.022	14	3.4088.038	17
3.1471.042	79	3.4024.606	53	3.4061.027	14	3.4088.048	17
3.1471.044	79	3.4024.608	53	3.4062.038	20	3.4089.603	56
3.1471.046	79	3.4024.610	53	3.4062.040	20	3.4089.604	56
3.1471.048	79	3.4025.505	28	3.4062.042	20	3.4089.606	56
3.1471.050	79	3.4025.506	28	3.4062.044	20	3.4089.608	56
3.1471.052	79	3.4025.507	28	3.4062.046	20	3.4090.603	56
3.1471.054	79	3.4026.505	28	3.4063.040	15	3.4090.604	56
3.1471.056	79	3.4026.506	28	3.4063.045	15	3.4090.606	56
3.1471.058	79	3.4026.507	28	3.4063.050	15	3.4090.608	56
3.1471.060	79	3.4027.505	28	3.4064.040	15	3.4097.502	36
3.1471.065	79	3.4027.506	28	3.4064.045	15	3.4097.504	36

Catalogue no. Nr katalogowy	Page Strona	Catalogue no. Nr katalogowy	Page Strona	Catalogue no. Nr katalogowy	Page Strona	Catalogue no. Nr katalogowy	Page Strona
3.4097.506	36	3.5200.052	49	3.5225.036	49	3.7018.604	42
3.4097.508	36	3.5200.054	49	3.5225.038	49	3.7018.606	42
3.4098.502	36	3.5200.056	49	3.5225.040	49	3.7018.608	42
3.4098.504	36	3.5200.058	49	3.5228.030	79	3.7019.604	42
3.4098.506	36	3.5200.060	49	3.5228.035	79	3.7019.606	42
3.4098.508	36	3.5200.065	49	3.5228.040	79	3.7019.608	42
3.4099.603	11	3.5200.070	49	3.5228.045	79	3.7020.016	19
3.4099.604	11	3.5200.075	49	3.5228.050	79	3.7020.020	19
3.4099.605	11	3.5200.080	49	3.5228.055	79	3.7020.024	19
3.4159.112	69	3.5200.085	49	3.5228.060	79	3.7021.041	13
3.4159.116	69	3.5200.090	49	3.5228.065	79	3.7022.602	54
3.4159.120	69	3.5200.095	49	3.5228.070	79	3.7022.604	54
3.4159.216	69	3.5207.006	50	3.5228.075	79	3.7022.606	54
3.4159.220	69	3.5210.016	78	3.5228.080	79	3.7022.608	54
3.4160.112	69	3.5210.018	78	3.5228.085	79	3.7023.602	54
3.4160.116	69	3.5210.020	78	3.5228.090	79	3.7023.604	54
3.4160.120	69	3.5210.022	78	3.5228.095	79	3.7023.606	54
3.5164.006	25	3.5210.024	78	3.5242.030	79	3.7023.608	54
3.5164.008	25	3.5210.026	78	3.5242.035	79	3.7024.501	12
3.5164.010	25	3.5210.028	78	3.5242.040	79	3.7024.502	12
3.5164.012	25	3.5210.030	78	3.5242.045	79	3.7025.501	12
3.5164.014	25	3.5210.032	78	3.5242.050	79	3.7025.502	12
3.5164.016	25	3.5210.034	78	3.5242.055	79	3.7026.501	12
3.5164.018	25	3.5210.036	78	3.5242.060	79	3.7026.502	12
3.5164.020	25	3.5210.038	78	3.5242.065	79	3.7027.501	12
3.5164.022	25	3.5210.040	78	3.5242.070	79	3.7027.502	12
3.5164.024	25	3.5210.042	78	3.5242.075	79	3.7028.501	12
3.5164.026	25	3.5210.044	78	3.5242.080	79	3.7028.502	12
3.5164.028	25	3.5210.046	78	3.5242.085	79	3.7029.604	43
3.5164.030	25	3.5210.048	78	3.5242.090	79	3.7029.605	43
3.5164.032	25	3.5210.050	78	3.5242.095	79	3.7029.606	43
3.5164.034	25	3.5210.052	78	3.5247.010	78	3.7029.608	43
3.5164.036	25	3.5210.054	78	3.5247.012	78	3.7029.610	43
3.5164.038	25	3.5210.056	78	3.5247.014	78	3.7030.604	43
3.5164.040	25	3.5210.058	78	3.5247.016	78	3.7030.605	43
3.5165.006	25	3.5210.060	78	3.5247.018	78	3.7030.606	43
3.5165.008	25	3.5210.065	78	3.5247.020	78	3.7030.608	43
3.5165.010	25	3.5210.070	78	3.5314.004	66	3.7030.610	43
3.5165.012	25	3.5210.075	78	3.5314.005	66	3.7033.004	37
3.5165.014	25	3.5210.080	78	3.5314.006	66	3.7034.004	37
3.5165.016	25	3.5210.085	78	3.5314.007	66	3.7035.004	37
3.5165.018	25	3.5210.090	78	3.5314.008	66	3.7036.604	32
3.5165.020	25	3.5210.095	78	3.5316.070	79	3.7036.606	32
3.5165.022	25	3.5219.008	79	3.5316.075	79	3.7036.608	32
3.5165.024	25	3.5220.000	79	3.5316.080	79	3.7036.610	32
3.5165.026	25	3.5221.030	79	3.5316.085	79	3.7036.612	32
3.5165.028	25	3.5221.035	79	3.5316.090	79	3.7037.604	32
3.5165.030	25	3.5221.040	79	3.5316.095	79	3.7037.606	32
3.5165.032	25	3.5221.045	79	3.5316.100	79	3.7037.608	32
3.5165.034	25	3.5221.050	79	3.5316.105	79	3.7037.610	32
3.5165.036	25	3.5221.055	79	3.5316.110	79	3.7037.612	32
3.5165.038	25	3.5221.060	79	3.5316.115	79	3.7038.604	32
3.5165.040	25	3.5221.065	79	3.5316.120	79	3.7038.606	32
3.5200.012	49	3.5221.070	79	3.7014.503	29	3.7038.608	32
3.5200.014	49	3.5221.075	79	3.7014.504	29	3.7038.610	32
3.5200.016	49	3.5221.080	79	3.7014.505	29	3.7038.612	32
3.5200.018	49	3.5221.085	79	3.7014.506	29	3.7039.604	32
3.5200.020	49	3.5221.090	79	3.7014.508	29	3.7039.606	32
3.5200.022	49	3.5221.095	79	3.7014.604	29	3.7039.608	32
3.5200.024	49	3.5221.100	79	3.7014.605	29	3.7039.610	32
3.5200.026	49	3.5225.010	49	3.7014.606	29	3.7039.612	32
3.5200.028	49	3.5225.012	49	3.7014.607	29	3.7040.604	33
3.5200.030	49	3.5225.014	49	3.7014.609	29	3.7040.606	33
3.5200.032	49	3.5225.016	49	3.7015.503	29	3.7040.608	33
3.5200.034	49	3.5225.018	49	3.7015.504	29	3.7040.610	33
3.5200.036	49	3.5225.020	49	3.7015.505	29	3.7040.612	33
3.5200.038	49	3.5225.022	49	3.7015.506	29	3.7041.604	33
3.5200.040	49	3.5225.024	49	3.7015.508	29	3.7041.606	33
3.5200.042	49	3.5225.026	49	3.7015.604	29	3.7041.608	33
3.5200.044	49	3.5225.028	49	3.7015.605	29	3.7041.610	33
3.5200.046	49	3.5225.030	49	3.7015.606	29	3.7041.612	33
3.5200.048	49	3.5225.032	49	3.7015.607	29	3.7048.506	29
3.5200.050	49	3.5225.034	49	3.7015.609	29	3.7048.508	29

Catalogue no. Nr katalogowy	Page Strona	Catalogue no. Nr katalogowy	Page Strona	Catalogue no. Nr katalogowy	Page Strona	Catalogue no. Nr katalogowy	Page Strona
3.7048.510	29	3.7071.610	33	3.7202.608	39	3.7240.608	35
3.7048.610	29	3.7071.612	33	3.7203.604	39	3.7242.110	28
3.7049.506	29	3.7072.604	33	3.7203.605	39	3.7242.113	28
3.7049.508	29	3.7072.606	33	3.7203.606	39	3.7242.116	28
3.7049.510	29	3.7072.608	33	3.7203.608	39	3.7243.605	31
3.7054	62	3.7072.610	33	3.7206.014	11	3.7243.606	31
3.7054.604	56	3.7072.612	33	3.7206.021	11	3.7243.608	31
3.7054.606	56	3.7073.604	34	3.7207.603	30	3.7243.610	31
3.7054.608	56	3.7073.606	34	3.7207.605	30	3.7243.612	31
3.7054.610	56	3.7073.608	34	3.7208.603	30	3.7243.614	31
3.7055.604	56	3.7073.610	34	3.7208.605	30	3.7243.616	31
3.7055.606	56	3.7073.612	34	3.7209.605	30	3.7244.605	31
3.7055.608	56	3.7074.604	34	3.7209.607	30	3.7244.606	31
3.7055.610	56	3.7074.606	34	3.7210.605	30	3.7244.608	31
3.7056.002	21	3.7074.608	34	3.7211.600	30	3.7244.610	31
3.7056.003	21	3.7074.610	34	3.7212.600	30	3.7244.612	31
3.7056.004	21	3.7074.612	34	3.7220.606	61	3.7244.614	31
3.7056.005	21	3.7075.000	8	3.7220.608	61	3.7244.616	31
3.7056.006	21	3.7076.000	8	3.7220.610	61	3.7248.600	73
3.7056.007	21	3.7077.000	8	3.7220.612	61	3.7248.605	73
3.7057.002	21	3.7078.000	8	3.7221.606	61	3.7248.607	73
3.7057.003	21	3.7079.000	8	3.7221.608	61	3.7248.610	73
3.7057.004	21	3.7081.000	8	3.7221.610	61	3.7248.612	73
3.7057.005	21	3.7082.000	8	3.7221.612	61	3.7248.615	73
3.7057.006	21	3.7083.604	8	3.7222.606	61	3.7248.617	73
3.7057.007	21	3.7083.605	8	3.7222.608	61	3.7249.600	73
3.7058.004	14	3.7083.606	8	3.7222.610	61	3.7249.605	73
3.7058.006	14	3.7084.604	8	3.7222.612	61	3.7249.607	73
3.7060.140	22	3.7084.605	8	3.7223.606	61	3.7249.610	73
3.7060.145	22	3.7084.606	8	3.7223.608	61	3.7249.612	73
3.7060.150	22	3.7085.604	8	3.7223.610	61	3.7249.615	73
3.7060.240	22	3.7085.605	8	3.7223.612	61	3.7249.617	73
3.7060.245	22	3.7085.606	8	3.7224.600	62	3.7253.601	59
3.7060.250	22	3.7086.604	8	3.7225.600	62	3.7253.604	59
3.7061.140	22	3.7086.605	8	3.7226.603	7	3.7253.607	59
3.7061.145	22	3.7086.606	8	3.7226.604	7	3.7254.601	59
3.7061.150	22	3.7091.604	38	3.7226.606	7	3.7254.604	59
3.7061.240	22	3.7091.605	38	3.7227.603	7	3.7254.607	59
3.7061.245	22	3.7091.606	38	3.7227.604	7	3.7255.601	57
3.7061.250	22	3.7091.608	38	3.7227.606	7	3.7255.604	57
3.7062.610	52	3.7092.604	38	3.7228.603	7	3.7256.601	57
3.7062.612	52	3.7092.605	38	3.7228.604	7	3.7256.604	57
3.7062.614	52	3.7092.606	38	3.7228.606	7	3.7257.601	57
3.7062.616	52	3.7092.608	38	3.7229.603	7	3.7257.604	57
3.7065.030	71	3.7093.605	51	3.7229.604	7	3.7258.601	57
3.7065.050	71	3.7093.606	51	3.7229.606	7	3.7258.604	57
3.7065.075	71	3.7093.608	51	3.7230.603	7	3.7259.601	58
3.7065.090	71	3.7093.610	51	3.7230.604	7	3.7259.604	58
3.7065.100	71	3.7093.612	51	3.7230.606	7	3.7260.601	58
3.7065.110	71	3.7093.614	51	3.7231.603	7	3.7260.604	58
3.7065.125	71	3.7094.604	40	3.7231.604	7	3.7261.601	58
3.7065.150	71	3.7094.606	40	3.7231.606	7	3.7261.604	58
3.7065.175	71	3.7095.604	40	3.7232.603	7	3.7262.601	58
3.7066.030	71	3.7095.606	40	3.7232.604	7	3.7262.604	58
3.7066.050	71	3.7098.112	67	3.7232.606	7	3.7263.601	59
3.7066.075	71	3.7098.116	67	3.7233.603	7	3.7263.604	59
3.7066.090	71	3.7098.120	67	3.7233.604	7	3.7266.600	73
3.7066.100	71	3.7098.216	67	3.7233.606	7	3.7266.605	73
3.7066.110	71	3.7098.220	67	3.7234.603	7	3.7266.607	73
3.7066.125	71	3.7099.112	68	3.7234.604	7	3.7266.610	73
3.7066.150	71	3.7099.116	68	3.7234.606	7	3.7266.612	73
3.7066.175	71	3.7099.120	68	3.7235.603	7	3.7266.615	73
3.7067.605	36	3.7099.216	68	3.7235.604	7	3.7266.617	73
3.7067.607	36	3.7099.220	68	3.7235.606	7	3.7268.612	35
3.7067.609	36	3.7200.601	44	3.7236.603	7	3.7268.614	35
3.7067.611	36	3.7200.602	44	3.7236.604	7	4.5235.006	25
3.7068.605	36	3.7200.603	44	3.7236.606	7	4.5235.008	25
3.7068.607	36	3.7201.601	44	3.7237.603	7	4.5235.010	25
3.7068.609	36	3.7201.602	44	3.7237.604	7	4.5235.012	25
3.7068.611	36	3.7201.603	44	3.7237.606	7	4.5235.014	25
3.7071.604	33	3.7202.604	39	3.7238.604	41	4.5235.016	25
3.7071.606	33	3.7202.605	39	3.7238.605	41	4.5235.018	25
3.7071.608	33	3.7202.606	39	3.7240.606	35	4.5235.020	25

Catalogue no. Nr katalogowy	Page Strona	Catalogue no. Nr katalogowy	Page Strona	Catalogue no. Nr katalogowy	Page Strona	Catalogue no. Nr katalogowy	Page Strona
4.5235.022	25	4.5244.105	78	34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	46	40.8216.000	46
4.5235.024	25	4.5244.110	78	15.0205.206 .26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,	46	40.8217.000	46
4.5235.026	25	4.5246.016	78	34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	46	40.8218.000	46
4.5235.028	25	4.5246.018	78	15.0205.208 .26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,	46	40.8219.000	46
4.5235.030	25	4.5246.020	78	34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	75	40.8220.000	75
4.5235.032	25	4.5246.022	78	15.0205.401	46	40.8221.000	75
4.5235.034	25	4.5246.024	78	15.0205.409	47	40.8222.000	47
4.5235.036	25	4.5246.026	78	15.0205.411	47	40.8223.000	47
4.5235.038	25	4.5246.028	78	15.0205.415	47	40.8224.000	47
4.5235.040	25	4.5246.030	78	15.0205.419	46	40.8225.000	47
4.5236.012	49	4.5246.032	78	15.0205.420	46	40.8226.000	47
4.5236.014	49	4.5246.034	78	15.0205.421	47	40.8227.000	47
4.5236.016	49	4.5246.036	78	15.0205.422	47	40.8232.000	47
4.5236.018	49	4.5246.038	78	15.0205.424	47	40.8233.000	47
4.5236.020	49	4.5246.040	78	15.0205.427	47	40.8234.000	47
4.5236.022	49	4.5246.042	78	15.0205.428	47	40.8235.000	47
4.5236.024	49	4.5246.044	78	15.0205.430	28	40.8236.000	23
4.5236.026	49	4.5246.046	78	15.0205.601	28	40.8237.000	23
4.5236.028	49	4.5246.048	78	15.0207.001	71, 72, 73	40.8238.000	23
4.5236.030	49	4.5246.050	78	15.0207.110	57, 59	40.8239.000	23
4.5236.032	49	4.5246.052	78	15.0207.111	67, 68, 69	40.8240.000	23
4.5236.034	49	4.5246.054	78	15.0207.201	51, 53, 55, 56, 58	40.8241.000	23
4.5236.036	49	4.5246.056	78	15.0207.202	51, 53, 55, 56, 58	43.4009.606	75
4.5236.038	49	4.5246.058	78	15.0207.207	57, 59	43.4010.606	75
4.5236.040	49	4.5246.060	78	15.0207.208 .51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 61,	47	43.4011.605	47
4.5236.042	49	4.5246.065	78	62, 63	47	43.4012.605	47
4.5236.044	49	4.5246.070	78	15.0506.101	64	43.4013.605	75
4.5236.046	49	4.5246.075	78	40.5350.600	71, 72, 73	43.4014.605	75
4.5236.048	49	4.5246.080	78	40.5358.000	76	43.4023.606	75
4.5236.050	49	4.5246.085	78	40.5671.000	46	43.4024.606	75
4.5236.052	49	4.5246.090	78	40.5704.510	75	43.4025.505	46
4.5236.054	49	4.5246.095	78	40.5704.520	75	43.4026.505	46
4.5236.056	49	4.5250.6005	64	40.5704.540	75	43.4027.505	46
4.5236.058	49	14.0204.601	24	40.5704.550	75	43.4028.505	46
4.5236.060	49	14.0204.602	24	40.5704.560	75	43.4037.603	23
4.5236.065	49	14.0205.401	46	40.5704.590	75	43.4038.603	23
4.5236.070	49	14.0205.402	46	40.5704.900	75	43.4039.608	47
4.5236.075	49	14.0205.403	46	40.5709.100	75	43.4040.608	47
4.5236.080	49	14.0205.404	46	40.5709.200	75	43.4041.603	23
4.5236.085	49	14.0205.405	46	40.5710.020	13, 14, 15, 16, 17, 18	43.4042.603	23
4.5236.090	49	14.0205.406	46	40.5710.171	7, 8, 10, 11	43.4043.603	23
4.5236.095	49	14.0205.409	47	40.5713.040	23	43.4044.603	23
4.5244.016	78	14.0205.410	47	40.5713.150	23	43.4045.603	23
4.5244.018	78	14.0205.411	47	40.5713.170	23	43.4046.603	23
4.5244.020	78	14.0205.414	47	40.5713.230	12	43.4047.603	23
4.5244.022	78	14.0205.415	47	40.5713.330	24	43.4048.603	23
4.5244.024	78	14.0205.417	47	40.5714.020	24	43.4051.607	47
4.5244.026	78	14.0205.419	46	40.5724.100	75	43.4052.607	47
4.5244.028	78	14.0205.420	46	40.5724.200	75	43.4089.604	75
4.5244.030	78	14.0205.421	47	40.5725.100	75	43.4090.604	75
4.5244.032	78	14.0205.422	47	40.5725.200	75	43.4097.504	47
4.5244.034	78	14.0205.423	47	40.5726.100	47	43.4098.504	47
4.5244.036	78	14.0205.424	47	40.5726.200	47	43.4099.604	23
4.5244.038	78	14.0205.426	46	40.5731.100	47	43.7014.505	46
4.5244.040	78	14.0205.427	47	40.5731.200	47	43.7015.505	46
4.5244.042	78	14.0205.428	47	40.5732.100	75	43.7022.604	75
4.5244.044	78	14.0205.429	46	40.5732.200	75	43.7024.502	24
4.5244.046	78	14.0205.501	45	40.5741.200	19, 20	43.7025.502	24
4.5244.048	78	14.0205.502	45	40.5741.300	24	43.7026.502	24
4.5244.050	78	14.0205.506	45	40.5742.100	47	43.7027.502	24
4.5244.052	78	14.0205.601	46	40.5742.200	47	43.7028.502	24
4.5244.054	78	14.0205.602	70, 76	40.6292.000	75	43.7029.605	47
4.5244.056	78	14.0207.412	75	40.6296.000	76	43.7030.605	47
4.5244.058	78	14.0207.413	75	40.6297.000	21	43.7033.004	47
4.5244.060	78	14.0207.501	65	40.6298.000	24	43.7034.004	47
4.5244.065	78	14.0207.502	65	40.6299.100	75	43.7035.004	47
4.5244.070	78	14.0207.506	60	40.6600.000	66	43.7036.606	46
4.5244.075	78	14.0207.507	60	40.8210.000	46	43.7037.606	46
4.5244.080	78	14.0207.601	70, 76	40.8211.000	46	43.7038.606	46
4.5244.085	78	15.0204.002	22	40.8212.000	46	43.7039.606	46
4.5244.090	78	15.0204.602	11	40.8213.000	46	43.7040.606	46
4.5244.095	78	15.0204.603	24	40.8214.000	46	43.7041.606	46
4.5244.100	78	15.0205.202 .26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,	46	40.8215.000	46	43.7071.606	46

Catalogue no. Nr katalogowy	Page Strona
43.7072.606	46
43.7073.606	46
43.7074.606	46
43.7075.000	23
43.7076.000	23
43.7077.000	23
43.7078.000	23
43.7079.000	23
43.7080.000	23
43.7081.000	23
43.7082.000	23
43.7083.605	23
43.7084.605	23
43.7085.605	23
43.7086.605	23
43.7200.60x	47
43.7201.60x	47
43.7202.606	47
43.7203.606	47
43.7228.606	23
43.7229.606	23
43.7234.606	23
43.7243.608	46
43.7244.608	46

ChM sp. z o.o.
Lewickie 3b
16-061 Juchnowiec Kościelny
Poland
tel. +48 85 86 86 100
fax +48 85 86 86 101
chm@chm.eu
www.chm.eu

