


LOCKING PLATES PŁYTKI BLOKOWANE

4.0^{CHM} Locked Plating
ChLPsystem

5.0^{CHM} Locked Plating
ChLPsystem

7.0^{CHM} Locked Plating
ChLPsystem




SYMBOL DESCRIPTION OPIS SYMBOLI	5	LOCKING ELEMENTS ELEMENTY BLOKUJĄCE	25
4.0ChLP RADIUS VOLAR PLATE 4,0ChLP PŁYTKA PROMIENIOWA DŁONIOWA	7	4.5ChLP NARROW STRAIGHT RECONSTRUCTION PLATE 4,5ChLP PŁYTKA REKONSTRUKCYJNA PROSTA WĄSKA	26
4.0ChLP EXPANDED RADIUS VOLAR PLATE 4,0ChLP PŁYTKA PROMIENIOWA DŁONIOWA ROZSZERZONA	7	5.0ChLP STRAIGHT RECONSTRUCTION PLATE 5,0ChLP PŁYTKA REKONSTRUKCYJNA PROSTA	26
4.0ChLP DORSAL-RADIAL PLATE 4,0ChLP PŁYTKA PROMIENIOWA GRZBIETOWA	8	5.0ChLP NARROW COMPRESSION LIMITED CONTACT PLATE 5,0ChLP PŁYTKA WĄSKA, KOMPRESYJNA, Z OGRANICZONYM KONTAKTEM	26
PLATES FOR DISTAL RADIUS – DORSAL SIDE PŁYTKI DO DALSZEGO ODCINKA KOŚCI PROMIENIOWEJ – STRONA GRZBIETOWA ...	9	5.0ChLP TUBULAR STRAIGHT PLATE 1/3 5,0ChLP PŁYTKA PROSTA RURKOWA 1/3	27
4.0ChLP OBLIQUE L PLATE 4,0ChLP PŁYTKA L UKOŚNA	10	5.0ChLP TUBULAR STRAIGHT PLATES 1/3 5,0ChLP PŁYTKA PROSTA RURKOWA 1/3	27
4.0ChLP STRAIGHT PLATE 4,0ChLP PŁYTKA PROSTA	10	5.0ChLP CLAVICULAR PLATE WITH HOOK 5,0ChLP PŁYTKA OBOJCZYKOWA Z HAKIEM	28
4.0ChLP L PLATE 4,0ChLP PŁYTKA L	10	5.0ChLP ACJ PLATE 5,0ChLP PŁYTKA ACJ	28
4.0ChLP T-PLATE 4,0ChLP PŁYTKA T	10	5.0ChLP CLAVICLE SHAFT S PLATE 5,0ChLP PŁYTKA OBOJCZYKOWA S TRZONOWA	29
4.0ChLP WRIST ARTHRODESIS PLATE 4,0ChLP PŁYTKA DO ARTRODEZY NADGARSTKA	11	5.0ChLP CLAVICLE S PLATE 5,0ChLP PŁYTKA OBOJCZYKOWA S	29
4.0ChLP DISTAL ULNAR PLATE 4,0ChLP PŁYTKA DO KOŚCI ŁOKCIOWEJ DALSZEJ	11	5.0ChLP SCAPULAR MEDIAL PLATE 5,0ChLP PŁYTKA ŁOPATKOWA PRZYŚRODKOWA	30
4.0ChLP RADIAL HEAD NECK PLATE 4,0ChLP PŁYTKA GŁOWY KOŚCI PROMIENIOWEJ SZYJKOWA	12	5.0ChLP SCAPULAR LATERAL PLATE 5,0ChLP PŁYTKA ŁOPATKOWA BOCZNA	30
4.0ChLP RADIAL HEAD PLATE 4,0ChLP PŁYTKA GŁOWY KOŚCI PROMIENIOWEJ	12	5.0ChLP SCAPULAR GLENOID PLATE 5,0ChLP PŁYTKA PANEWKOWA	30
4.0ChLP PLATE FOR NAVICULAR BONE 4,0ChLP PŁYTKA DO KOŚCI ŁÓDKOWATEJ	13	5.0ChLP DISTAL HUMERUS Y PLATE 5,0ChLP PŁYTKA RAMIENNA DALSZA Y	31
4.0ChLP TALUS PLATE 4,0ChLP PŁYTKA DO KOŚCI SKOKOWEJ	13	5.0ChLP HUMERUS PLATE 5,0ChLP PŁYTKA RAMIENNA	31
4.0ChLP PLATE FOR CUBOID BONE 4,0ChLP PŁYTKA DO KOŚCI SZEŚCIENNEJ	13	5.0ChLP DISTAL POSTERIOR LATERAL HUMERUS PLATE 5,0ChLP PŁYTKA RAMIENNA DALSZA TYLNA BOCZNA	32
4.0ChLP T plate 4,0ChLP płytki T	14	5.0ChLP DISTAL LATERAL HUMERUS PLATE 5,0ChLP PŁYTKA RAMIENNA DALSZA BOCZNA	32
4.0ChLP RECTANGULAR PLATE 4,0ChLP PŁYTKA PROSTOKĄTNA	14	5.0ChLP DISTAL POSTERIOR MEDIAL HUMERUS PLATE 5,0ChLP PŁYTKA RAMIENNA DALSZA TYLNA PRZYŚRODKOWA	33
4.0ChLP 3D PLATE 4,0ChLP PŁYTKA 3D	15	5.0ChLP DISTAL MEDIAL HUMERUS PLATE 5,0ChLP PŁYTKA RAMIENNA DALSZA PRZYŚRODKOWA	33
4.0ChLP CURVED PLATE 4,0ChLP PŁYTKA WYGIĘTA	15	5.0ChLP DISTAL DORSOLATERAL HUMERUS PLATE 5,0ChLP PŁYTKA RAMIENNA DALSZA GRZBIETOWO BOCZNA	34
4.0ChLP T PLATE OBLIQUE 4,0ChLP PŁYTKA T UKOŚNA	16	5.0ChLP FOREARM PLATE STRAIGHT 5,0ChLP PŁYTKA PROSTA PRZEDRAMIENNA	35
4.0ChLP 6-TYPE PLATE 4,0ChLP PŁYTKA TYP-6	16	5.0ChLP FOREARM PLATE CURVED 5,0ChLP PŁYTKA WYGIĘTA PRZEDRAMIENNA	35
4.0ChLP STRAIGHT WIDE PLATE 4,0ChLP PŁYTKA PROSTA SZEROKA	17	5.0ChLP OLECRANON PLATE 5,0ChLP PŁYTKA WYROSTKA ŁOKCIOWEGO	36
4.0ChLP L PLATE 4,0ChLP PŁYTKA L	17	5.0ChLP RADIUS VOLAR PLATE 5,0ChLP PŁYTKA PROMIENIOWA DŁONIOWA	36
4.0ChLP LISFRANC PLATE 4,0ChLP PŁYTKA ŚRÓDSTOPNO-PALICZKOWA	18	5.0ChLP WRIST ARTHRODESIS PLATES 5,0ChLP PŁYTKI DO ARTRODEZY NADGARSTKA	37
4.0ChLP RECONSTRUCTION PLATE 4,0ChLP PŁYTKA REKONSTRUKCYJNA	18	5.0ChLP PROXIMAL TIBIAL T PLATE	38
4.0ChLP X PLATE 4,0ChLP PŁYTKA X	19	5.0ChLP PROXIMAL TIBIAL T PLATE	38
4.0ChLP 2-HOLES FOOT PLATE 4,0ChLP PŁYTKA 2-OTWOROWA DO STOPY	19	5.0ChLP PROXIMAL LATERAL TIBIA PLATE 5,0ChLP PŁYTKA PISZCZELOWA BLIŻSZA BOCZNA	39
4.0ChLP OBLIQUE T PLATE FOR SMALL BONES 4,0ChLP PŁYTKA T UKOŚNA DO KOŚCI DROBNYCH	20	5.0ChLP NARROW TIBIAL PLATE 5,0ChLP PŁYTKA PISZCZELOWA WĄSKA	39
4.0ChLP T PLATE 4,0ChLP PŁYTKA T	20	5.0ChLP POSTERIOR NARROW TIBIA PLATE 5,0ChLP PŁYTKA PISZCZELOWA TYLNA WĄSKA	40
4.0ChLP WEDGE T PLATE 4,0ChLP PŁYTKA T KLINOWA	21	5.0ChLP POSTERIOR WIDE TIBIA PLATE 5,0ChLP PŁYTKA PISZCZELOWA TYLNA SZEROKA	40
4.0ChLP WEDGE X PLATE 4,0ChLP PŁYTKA X KLINOWA	21	5.0ChLP TIBIAL DISTAL MEDIAL PLATE 5,0ChLP PŁYTKA PISZCZELOWA DALSZA PRZYŚRODKOWA	41
4.0ChLP ENDOSTEAL PLATE 4,0ChLP PŁYTKA ŚRÓDKOSTNA	22	5.0ChLP DISTAL MEDIAL TIBIAL PLATE 5,0ChLP PŁYTKA PISZCZELOWA DALSZA PRZYŚRODKOWA	41
		5.0ChLP DISTAL MEDIAL TIBIAL PLATE 5,0ChLP PŁYTKA PISZCZELOWA DALSZA PRZYŚRODKOWA	42

5.0ChLP DISTAL TIBIAL L PLATE 5,0ChLP PŁYTKA PISZCZELOWA DALSZA L	42	7.0ChLP HEPI PLATE 2HOL. 7,0ChLP PŁYTKA HEPI 2OTW.	68
5.0ChLP DISTAL LATERAL FIBULA PLATE 5,0ChLP PŁYTKA STRZAŁKOWA DALSZA BOCZNA	43	7.0ChLP HEPI PLATE 4HOL. 7,0ChLP PŁYTKA HEPI 4OTW.	68
CANNULATED SCREW 4.0 WKREŃ KANIULOWANY 4,0	44	7.0ChLP HEPI PLATE 2HOL. 7,0ChLP PŁYTKA HEPI 2OTW.	69
4.5ChLP CALCANEAL PLATE WITH HOOK 4,5ChLP PŁYTKA PIĘTOWA Z ZACZEPEM	45	7.0ChLP HEPI PLATE 4HOL. 7,0ChLP PŁYTKA HEPI 4OTW.	69
5.0ChLP CALCANEAL PLATE 5,0ChLP PŁYTKA PIĘTOWA	45	HEPI PLATE 2HOL. HEPI 2OTW.	70
5.0ChLP CALCANEAL PLATE 5,0ChLP PŁYTKA PIĘTOWA	45	HEPI PLATE 4HOL PŁYTKA HEPI 4OTW.	70
PALETTES FOR IMPLANTS PALETY NA IMPLANTY	46	HEPI PLATE 2HOL. HEPI 2OTW.	70
LOCKING ELEMENTS ELEMENTY BLOKUJĄCE	49	STAND FOR 7.0CHLP IMPLANTS 3.7098/7099/4159 4X2H STATYW NA IMPLANTY 7,0CHLP 3.7098/7099/4159 4X2H	71
7.0ChLP NARROW COMPRESSION PLATE WITH LIMITED CONTACT 7,0ChLP PŁYTKA WĄSKA, KOMPRESYJNA Z OGRANICZONYM KONTAKTEM	52	STAND FOR 5.0ChLP IMPLANTS 4X2H STATYW NA IMPLANTY 5,0ChLP 4X2H	71
7.0ChLP WIDE COMPRESSION LIMITED CONTACT PLATE 7,0ChLP PŁYTKA SZEROKA, KOMPRESYJNA Z OGRANICZONYM KONTAKTEM	52	7.0ChLP DISTANCE TIBIAL PLATE 7,0ChLP DYSTANSOWA PISZCZELOWA	72
7.0ChLP FEMORAL SHAFT PLATE 7,0ChLP PŁYTKA UDOWA TRZONOWA	53	7.0ChLP DISTANCE FEMUR PLATE 7,0ChLP DYSTANSOWA UDOWA	73
7.0ChLP CONDYLAR FEMORAL PLATE 7,0ChLP PŁYTKA KŁYKCIOWA UDOWA.....	54	7.0ChLP DISTANCE TIBIAL PLATE 7,0ChLP PŁYTKA DYSTANSOWA PISZCZELOWA	74
7.0ChLP PROXIMAL FEMORAL PLATE 7,0ChLP PŁYTKA UDOWA BLIŻSZA	55	BONE SUBSTITUTES SUBSTYTUTY KOŚCI.....	75
7.0ChLP CONDYLAR TIBIAL PLATE 7,0ChLP PŁYTKA KŁYKCIOWA PISZCZELOWA	56	LOCKING ELEMENTS ELEMENTY BLOKUJĄCE	78
7.0ChLP WIDE TIBIAL PLATE 7,0ChLP PŁYTKA PISZCZELOWA SZEROKA	56		
7.0ChLP MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 7,0ChLP PŁYTKA PISZCZELOWA BLIŻSZA PRZYŚRODKOWA	57		
7.0ChLP PROXIMAL LATERAL TIBIAL PLATE 7,0ChLP PŁYTKA PISZCZELOWA BLIŻSZA BOCZNA	57		
7.0ChLP LATERAL ARTHRODESIS PLATE TTC 7,0ChLP PŁYTKA DO ARTRODEZY BOCZNA TTC	58		
7.0ChLP LATERAL ARTHRODESIS PLATE TT 7,0ChLP PŁYTKA DO ARTRODEZY BOCZNA TT	58		
7.0ChLP POSTERIOR ARTHRODESIS PLATE TTC 7,0ChLP PŁYTKA DO ARTRODEZY TYLNA TTC	59		
7.0ChLP POSTERIOR ARTHRODESIS PLATE TT 7,0ChLP PŁYTKA DO ARTRODEZY TYLNA TT	59		
7.0ChLP ANTEROLATERAL ARTHRODESIS PLATE TT 7,0ChLP PŁYTKA DO ARTRODEZY PRZEDNIOBOCZNA TT	60		
7.0ChLP ANTERIOR ARTHRODESIS PLATE TT 7,0ChLP PŁYTKA DO ARTRODEZY PRZEDNIA TT	60		
PALETTES FOR IMPLANTS PALETY NA IMPLANTY	61		
7.0ChLP PROXIMAL FEMORAL PERIPROSTHETIC PLATE 7,0ChLP PŁYTKA UDOWA BLIŻSZA OKOŁOPROTEZOWA	62		
7.0ChLP FEMORAL PERIPROSTHETIC PLATE 4 HOL. 7,0ChLP PŁYTKA UDOWA OKOŁOPROTEZOWA 4OTW.....	63		
7.0ChLP TROCHANTERIC PERIPROSTHETIC PLATE 7,0ChLP PŁYTKA NAKRĘTARZOWA OKOŁOPROTEZOWA	63		
7.0ChLP FEMORAL PERIPROSTHETIC PLATE 7,0ChLP PŁYTKA UDOWA OKOŁOPROTEZOWA	64		
7.0ChLP FEMORAL PERIPROSTHETIC PLATE 7,0ChLP PŁYTKA UDOWA OKOŁOPROTEZOWA.....	64		
CERCLAGE CABLE WITH CLAMP 2X600 KABEL DO CERKLARZU Z ZACISKIEM 2,0X600	65		
INSTRUMENT SET FOR 7.0ChLP PLATES NARZĘDZIA DO PŁYTKI 7,0ChLP	66		
7.0ChLP DYNAMIC HIP PLATE 7,0ChLP DYNAMICZNA PŁYTKA BIODROWA	67		

	Pure titanium Czysty tytan		Angle Kąt
	Titanium alloy Stop tytanu		Available lengths Dostępne długości
	Cobalt alloy Stop kobaltu		Available number of holes Dostępna liczba otworów
	Left Lewy		Thickness [mm] Grubość [mm]
	Right Prawy		Scale 1:1 Skala 1:1
	Universal version Wersja uniwersalna		Number of threaded holes in the shaft part of the plate Liczba otworów gwintowanych w części trzonowej płytki
	Length Długość		Number of threaded and compression holes in the shaft part of the plate Liczba otworów gwintowanych i kompresyjnych w części trzonowej płytki
	Torx drive Gniazdo torx		Number of locking holes in the plate Liczba otworów blokowanych w całej płytce
	Torx drive cannulated Gniazdo torx kaniulowane		Variable angle Zmienny kątowo
	Hexagonal drive Gniazdo sześciokątne		Cortical Korowy
	Hexagonal drive cannulated Gniazdo sześciokątne kaniulowane		Cancellous Gąbczasty
	Cannulated Kaniulowany		Available in sterile/ non- sterile condition Dostępny w wersji sterylnej/ niesterylnej
	Locking Blokowany		See surgical technique Patrz technika operacyjna
	Diameter [mm] Średnica [mm]		
	H length [mm] Długość H [mm]		

4.0ChLP DORSAL-RADIAL PLATE 4,0ChLP PŁYTKA PROMIENIOWA GRZBIETOWA



4.0ChLP dorsal-radial delta plate
4,0ChLP płytk promieniowa grzbietowa delta

1	4	75	3.7083.604	3.7084.604
	5	82	3.7083.605	3.7084.605
	6	90	3.7083.606	3.7084.606

4.0ChLP dorsal-radial y plate
4,0ChLP płytk promieniowa grzbietowa y

2	4	75	3.7085.604	3.7086.604
	5	82	3.7085.605	3.7086.605
	6	90	3.7085.606	3.7086.606

4.0ChLP dorsal-radial h plate narrow
4,0ChLP płytk promieniowa grzbietowa h wąska

	-	63	3.7079.000	3.7080.000
--	---	----	------------	------------

4.0ChLP dorsal-radial h plate wide
4,0ChLP płytk promieniowa grzbietowa h szeroka

	-	64	3.7081.000	3.7082.000
--	---	----	------------	------------

4.0ChLP dorsal-radial pi plate narrow
4,0ChLP płytk promieniowa grzbietowa pi wąska

	-	63	3.7075.000	3.7076.000
--	---	----	------------	------------

4.0ChLP dorsal-radial pi plate wide
4,0ChLP płytk promieniowa grzbietowa pi szeroka

	-	64	3.7077.000	3.7078.000
--	---	----	------------	------------



Use with instrument set no. **40.5710.171**
Stosować z instrumentarium **40.5710.171**



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufix "S", np. 3.5200.030S




For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



	3.5164.xxx	T8	✓	✓	✓	2.4
	3.5165.xxx	T8	✓	✓	✓	2.7
	3.1220.xxx	T8		✓	✓	2.7
	4.5235.xxx	T8	✓		✓	2.4

PLATES FOR DISTAL RADIUS – DORSAL SIDE PŁYTKI DO DALSZEGO ODCINKA KOŚCI PROMIENIOWEJ – STRONA GRZBIETOWA

1:1



Interchangeable plates used with straight plate in 2-plates technique.
Zamienne płytki stosowane z płytką prostą w technice 2-płytkowej.

3.4047.6xx



3.4041.6xx

3.4043.6xx

3.4037.6xx

3.4045.6xx




3.4042.6xx

3.4044.6xx

3.4038.6xx

3.4046.6xx

3.4048.6xx



70°÷90°

1:1



Len



1	3	47	3.4047.603
	4	58	3.4047.604

4.0ChLP T-PLATE 4,0ChLP PŁYTKA T



Len



2	3	40	3.4048.603
	4	51	3.4048.604

4.0ChLP L PLATE 4,0ChLP PŁYTKA L



Len



3	2	29	3.4041.602	3.4042.602
	3	40	3.4041.603	3.4042.603
	4	51	3.4041.604	3.4042.604
4	2	29	3.4043.602	3.4044.602
	3	40	3.4043.603	3.4044.603
	4	51	3.4043.604	3.4044.604



Len



5	2	30	3.4037.602	3.4038.602
	3	41	3.4037.603	3.4038.603
	4	52	3.4037.604	3.4038.604
6	2	32	3.4045.602	3.4046.602
	3	43	3.4045.603	3.4046.603
	4	54	3.4045.604	3.4046.604



Use with instrument set no. **40.5710.171**
Stosować z instrumentarium **40.5710.171**

	3.5164.xxx	T8	✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	T8	✓	✓		✓	2.7
	3.1220.xxx	T8		✓		✓	2.7
	4.5235.xxx	T8	✓		✓	✓	2.4



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufix "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-80-403 See surgical technique
Patrz technika operacyjna

4.0ChLP DISTAL ULNAR PLATE 4,0ChLP PŁYTKA DO KOŚCI ŁOKCIOWEJ DALSZEJ

1:1



	Len	Ti
3	45	3.4099.603
4	53	3.4099.604
5	61	3.4099.605



Use with instrument set no. **40.5710.171**
Stosować z instrumentarium **40.5710.171**

	3.5164.xxx	T8	✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	T8	✓	✓		✓	2.7
	3.1220.xxx	T8		✓		✓	2.7
	4.5235.xxx	T8	✓		✓	✓	2.4



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S

Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufix "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-80-402 See surgical technique
Patrz technika operacyjna

4.0ChLP WRIST ARTHRODESIS PLATE 4,0ChLP PŁYTKA DO ARTRODEZY NADGARSTKA

1



2



	Len	Ti
1	6 14	3.7206.014
2	12 21	3.7206.021



Use with instrument set no. **40.5710.171 + 15.0204.602**
Stosować z instrumentarium **40.5710.171 + 15.0204.602**

	3.5164.xxx	T8	✓	✓		✓	2.4
	4.5235.xxx	T8	✓		✓	✓	2.4



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S

Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufix "S", np. 3.5200.030S




For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-80-404 See surgical technique
Patrz technika operacyjna

1:1



1:1



		
1	32	3.7028.501
2	43	3.7028.502



Use with instrument set no. **40.5713.230**
Stosować z instrumentarium **40.5713.230**

				TiA	Co	VA		
	3.5164.xxx	T8	✓	✓			✓	2.4
	3.5165.xxx	T8	✓	✓			✓	2.7
	3.1220.xxx	T8		✓			✓	2.7
	4.5235.xxx	T8	✓		✓	✓	✓	2.4



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S

Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufix "S",
np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj
się z naszym Działem Sprzedaży




4.0ChLP TALUS PLATE 4,0ChLP PŁYTKA DO KOŚCI SKOKOWEJ

Len	Ti
41	3.7021.041




4.0ChLP PLATE FOR NAVICULAR BONE 4,0ChLP PŁYTKA DO KOŚCI ŁÓDKOWATEJ

Len	Ti
53	3.4069.053



4.0ChLP PLATE FOR CUBOID BONE 4,0ChLP PŁYTKA DO KOŚCI SZEŚCIENNEJ

	Ti	
$L_1 \times L_2$	L	R
15x26	3.4067.026	3.4068.026
18x29	3.4067.029	3.4068.029



Use with instrument set no. **40.5710.020**
Stosować z instrumentarium **40.5710.020**

	3.5164.xxx	T8	✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	T8	✓	✓		✓	2.7
	4.5235.xxx	T8	✓		✓	✓	2.4



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufix "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-80-405 See surgical technique
Patrz technika operacyjna

4.0ChLP T plate 4,0ChLP płytką T



	Len	Ti
4	35,3	3.7058.004
6	48,3	3.7058.006



4.0ChLP RECTANGULAR PLATE 4,0ChLP PŁYTKA PROSTOKĄTNA



	Ti
22	3.4061.022
27	3.4061.027



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-80-405 See surgical technique
Patrz technika operacyjna




Use with instrument set no. **40.5710.020**
Stosować z instrumentarium **40.5710.020**




	3.5164.xxx	T8	✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	T8	✓	✓		✓	2.7
	3.1220.xxx	T8		✓		✓	2.7
	4.5235.xxx	T8	✓		✓	✓	2.4

4.0ChLP CURVED PLATE 4,0ChLP PŁYTKA WYGIĘTA




			Ti	
	Len	L		R
4	39		3.4066.004	
5	46	3.4073.005		3.4066.005
6	54		3.4066.006	



4.0ChLP 3D PLATE 4,0ChLP PŁYTKA 3D



		Ti	
Len	L		R
40	3.4063.040		3.4064.040
45	3.4063.045		3.4064.045
50	3.4063.050		3.4064.050



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-80-405 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **40.5710.020**
Stosować z instrumentarium **40.5710.020**

			TiA	Co	VA		
	3.5164.xxx	T8	✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	T8	✓	✓		✓	2.7
	4.5235.xxx	T8	✓	✓	✓	✓	2.4

4.0ChLP 6-TYPE PLATE 4,0ChLP PŁYTKA TYP-6




Len	L	R
46	3.4071.046	3.4070.046
50	3.4071.050	3.4070.050
54	3.4071.054	3.4070.054



4.0ChLP T PLATE OBLIQUE 4,0ChLP PŁYTKA T UKOŚNA



Len	L	R
33	3.4085.033	3.4086.033



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufix "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-80-405 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **40.5710.020**
Stosować z instrumentarium **40.5710.020**

	3.5164.xxx	T8	✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	T8	✓	✓		✓	2.7
	4.5235.xxx	T8	✓		✓	✓	2.4

4.0ChLP L PLATE 4,0ChLP PŁYTKA L



Len	L	R
28	3.4087.028	3.4088.028
38	3.4087.038	3.4088.038
48	3.4087.048	3.4088.048



4.0ChLP STRAIGHT WIDE PLATE 4,0ChLP PŁYTKA PROSTA SZEROKA



Len	Ti
51	3.4084.051
60	3.4084.060
66	3.4084.066



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufix "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-80-405 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **40.5710.020**
Stosować z instrumentarium **40.5710.020**

			TiA	Co	VA		
	3.5164.xxx	T8	✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	T8	✓	✓		✓	2.7
	3.1220.xxx	T8		✓		✓	2.7
	4.5235.xxx	T8	✓		✓	✓	2.4

4.0ChLP LISFRANC PLATE 4,0ChLP PŁYTKA ŚRÓDSTOPNO-PALICZKOWA



3.4075.603

	Ti	
	L	R
Len		
39	3.4075.601	3.4074.601
48	3.4075.602	3.4074.602
59	3.4075.603	3.4074.603




4.0ChLP RECONSTRUCTION PLATE 4,0ChLP PŁYTKA REKONSTRUKCYJNA



3.4072.505

	Len	Ti
3	54	3.4072.503
4	64	3.4072.504
5	74	3.4072.505
6	84	3.4072.506
7	94	3.4072.507
8	104	3.4072.508
9	114	3.4072.509
10	124	3.4072.510



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufix "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży




ST-80-405 See surgical technique
Patrz technika operacyjna




Use with instrument set no. **40.5710.020**
Stosować z instrumentarium **40.5710.020**

			TiA	Co	VA		
	3.5164.xxx	T8	✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	T8	✓	✓		✓	2.7
	3.1220.xxx	T8		✓		✓	2.7
	4.5235.xxx	T8	✓		✓	✓	2.4

4.0ChLP 2-HOLES FOOT PLATE 4,0ChLP PŁYTKA 2-OTWOROWA DO STOPY




A	Len	Ti
10	16	3.7020.016
14	20	3.7020.020
18	24	3.7020.024



4.0ChLP X PLATE 4,0ChLP PŁYTKA X



Len	Ti
23	3.4065.723
25	3.4065.725
30	3.4065.730
35	3.4065.735



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-80-405 See surgical technique
Patrz technika operacyjna




Use with instrument set no. **40.5741.200**
Stosować z instrumentarium **40.5741.200**

	3.5164.xxx	T8	✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	T8	✓	✓		✓	2.7
	4.5235.xxx	T8	✓		✓	✓	2.4

4.0ChLP OBLIQUE T PLATE FOR SMALL BONES 4,0ChLP PŁYTKA T UKOŚNA DO KOŚCI DROBNYCH



Len	L	R
28	3.4031.028	3.4032.028
30	3.4031.030	3.4032.030
32	3.4031.032	3.4032.032



4.0ChLP T PLATE 4,0ChLP PŁYTKA T

Len	Ti
38	3.4062.038
40	3.4062.040
42	3.4062.042
44	3.4062.044
46	3.4062.046



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży




ST-80-405 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **40.5741.200**
Stosować z instrumentarium **40.5741.200**


							
	3.5164.xxx	T8	✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	T8	✓	✓		✓	2.7
	4.5235.xxx	T8	✓		✓	✓	2.4

4.0ChLP WEDGE T PLATE 4,0ChLP PŁYTKA T KLINOWA



		
2	30	3.7056.002
3	30	3.7056.003
4	30	3.7056.004
5	30	3.7056.005
6	30	3.7056.006
7	30	3.7056.007

4.0ChLP WEDGE X PLATE 4,0ChLP PŁYTKA X KLINOWA



		
2	23	3.7057.002
3	23	3.7057.003
4	23	3.7057.004
5	23	3.7057.005
6	23	3.7057.006
7	23	3.7057.007



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-80-401 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **40.6297.000**
Stosować z instrumentarium **40.6297.000**

								
	3.5164.xxx	T8	✓	✓			✓	2.4
	3.5165.xxx	T8	✓	✓			✓	2.7
	4.5235.xxx	T8	✓		✓	✓	✓	2.4

4.0ChLP ENDOSTEAL PLATE 4,0ChLP PŁYTKA ŚRÓDKOSTNA

1:1



Ti

	Len	L	R
1	40	3.7061.140	3.7060.140
	45	3.7061.145	3.7060.145
	50	3.7061.150	3.7060.150
2	40	3.7061.240	3.7060.240
	45	3.7061.245	3.7060.245
	50	3.7061.250	3.7060.250



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufixs "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-65 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **15.0204.002**
Stosować z instrumentarium **15.0204.002**



	3.5164.xxx	T8	✓	✓	✓	2.4
	4.5235.xxx	T8	✓	✓	✓	2.4





type rodzaj	cat. no. nr katalogowy	aiming block nakładka celująca	trial przymiar	palette (without aiming blocks) paleta (bez nakładek)	palette (with aiming blocks) paleta (z narzędziami)
Radius volar plate Płytką promieniową dłoniową	3.7226.xxx	40.8236.000	43.7228.606 (right/prawa) 43.7229.606 (left/lewa)	-	40.5713.170
	3.7227.xxx	40.8237.000			
	3.7228.xxx	40.8238.000			
	3.7229.xxx	40.8239.000			
	3.7230.xxx	40.8240.000			
	3.7231.xxx	40.8241.000			
Expanded radius volar plate Płytką promieniową dłoniową rozszerzona	3.7232.xxx	40.8236.000	43.7234.606 (right/prawa) 43.7235.606 (left/lewa)	-	
	3.7233.xxx	40.8237.000			
	3.7234.xxx	40.8238.000			
	3.7235.xxx	40.8239.000			
	3.7236.xxx	40.8240.000			
	3.7237.xxx	40.8241.000			
Dorsal-radial plate Płytką promieniową grzbietową	3.7083.xxx	-	43.7083.605	40.5713.150	-
	3.7084.xxx		43.7084.605		
	3.7085.xxx		43.7085.605		
	3.7086.xxx		43.7086.605		
	3.7075.000		43.7075.000		
	3.7076.000		43.7076.000		
	3.7077.000		43.7077.000		
	3.7078.000		43.7078.000		
	3.7079.000		43.7079.000		
	3.7080.000		43.7080.000		
	3.7081.000		43.7081.000		
	3.7082.000		43.7082.000		
Straight plate Płytką prosta	3.4047.xxx	-	43.4047.603	-	40.5713.040
L plate Płytką L	3.4041.xxx	-	43.4041.603	-	
	3.4042.xxx		43.4042.603		
Oblique I plate Płytką L ukośna	3.4037.xxx	-	43.4037.603	-	
	3.4038.xxx		43.4038.603		
	3.4045.xxx		43.4045.603		
	3.4046.xxx		43.4046.603		
T plate Płytką T	3.4048.xxx	-	43.4048.603	-	
L plate Płytką L	3.4043.xxx	-	43.4043.603	-	
	3.4044.xxx		43.4044.603		
Distal ulnar plate Płytką do kości łokciowej dalszej	3.4099.xxx	-	43.4099.604	-	-

Radial head plate Płytką głowy kości promieniowej	3.7024.xxx	-	43.7024.502	40.5713.330	-
	3.7025.xxx		43.7025.502		
	3.7026.xxx		43.7026.502		
	3.7027.xxx		43.7027.502		
Radial head plate Płytką głowy kości promieniowej szyjkowa	3.7028.xxx	-	43.7028.502		
Endosteal plate Płytką śródkostna	3.7061.xxx			14.0204.601	
Wrist arthrodesis plate Płytką do artrodezy nadgarstka	3.7206.xxx	-		14.0204.602	15.0204.603
Talus plate Płytką do kości skokowej	3.7021.xxx	-	-	40.5714.020	-
Rectangular plate Płytką prostokątna	3.4061.xxx				
3D plate Płytką 3D	3.4063.xxx				
	3.4064.xxx				
Curved plate Płytką wygięta	3.4066.xxx				
	3.4073.xxx				
Plate for cuboid bone Płytką do kości sześciennej	3.4067.xxx				
	3.4068.xxx				
Plate for navicular bone Płytką do kości łódkowatej	3.4069.xxx				
6-type plate Płytką typ-6	3.4070.xxx				
	3.4071.xxx				
T plate oblique Płytką T ukośna	3.4085.xxx				
	3.4086.xxx				
L plate Płytką L	3.4087.xxx				
	3.4088.xxx				
Straight wide plate Płytką prosta szeroka	3.4084.xxx				
Lisfranc plate Płytką śródstopno-paliczkowa	3.4074.xxx				
	3.4075.xxx				
Reconstruction plate Płytką rekonstrukcyjna	3.4072.xxx				
2-Holes foot plate Płytką 2-otworowa do stopy	3.7020.xxx	-	-	40.5741.300	-
Oblique T plate for small bones Płytką T ukośna do kości drobnych	3.4031.xxx				
	3.4032.xxx				
X plate Płytką X	3.4065.xxx				
T plate Płytką T	3.4062.xxx				
Wedge T plate Płytką T klinowa	3.7056.xxx	-	-	-	40.6298.000
Wedge X plate Płytką X klinowa	3.7057.xxx				

LOCKING ELEMENTS ELEMENTY BLOKUJĄCE

4.0ChLP SCREW 2.4
4,0ChLP WKREŃT 2,4



6	3.5164.006
8	3.5164.008
10	3.5164.010
12	3.5164.012
14	3.5164.014
16	3.5164.016
18	3.5164.018
20	3.5164.020
22	3.5164.022
24	3.5164.024
26	3.5164.026
28	3.5164.028
30	3.5164.030
32	3.5164.032
34	3.5164.034
36	3.5164.036
38	3.5164.038
40	3.5164.040

4.0ChLP SCREW 2.7
4,0ChLP WKREŃT 2,7



6	3.5165.006
8	3.5165.008
10	3.5165.010
12	3.5165.012
14	3.5165.014
16	3.5165.016
18	3.5165.018
20	3.5165.020
22	3.5165.022
24	3.5165.024
26	3.5165.026
28	3.5165.028
30	3.5165.030
32	3.5165.032
34	3.5165.034
36	3.5165.036
38	3.5165.038
40	3.5165.040

4.0ChLP SCREW VA 2.4
4,0ChLP WKREŃT VA 2,4




6	4.5235.006
8	4.5235.008
10	4.5235.010
12	4.5235.012
14	4.5235.014
16	4.5235.016
18	4.5235.018
20	4.5235.020
22	4.5235.022
24	4.5235.024
26	4.5235.026
28	4.5235.028
30	4.5235.030
32	4.5235.032
34	4.5235.034
36	4.5235.036
38	4.5235.038
40	4.5235.040

CORTICAL SELF-TAPPING SCREW 2.7
WKREŃT KOROWY SAMOGWINTUJĄCY 2,7




6	3.1220.006
8	3.1220.008
10	3.1220.010
12	3.1220.012
14	3.1220.014
16	3.1220.016
18	3.1220.018
20	3.1220.020
22	3.1220.022
24	3.1220.024
26	3.1220.026
28	3.1220.028
30	3.1220.030
32	3.1220.032
34	3.1220.034
36	3.1220.036
38	3.1220.038
40	3.1220.040



4.5ChLP NARROW STRAIGHT RECONSTRUCTION PLATE 4,5ChLP PŁYTKA REKONSTRUKCYJNA PROSTA WĄSKA



	Len	Ti
4	88	3.4080.504
5	102	3.4080.505
6	116	3.4080.506
7	130	3.4080.507
8	144	3.4080.508



5.0ChLP STRAIGHT RECONSTRUCTION PLATE 5,0ChLP PŁYTKA REKONSTRUKCYJNA PROSTA



	Len	Ti
4	88	3.4022.804
5	102	3.4022.805
6	116	3.4022.806
7	130	3.4022.807
8	144	3.4022.808
10	172	3.4022.810

5.0ChLP NARROW COMPRESSION LIMITED CONTACT PLATE 5,0ChLP PŁYTKA WĄSKA, KOMPRESYJNA, Z OGRANICZONYM KONTAKTEM



	Len	Ti
5	88	3.3157.505
6	103	3.3157.506
7	118	3.3157.507
8	133	3.3157.508
10	163	3.3157.510
12	193	3.3157.512

	3.5200.xxx	T15	✓	✓		✓	3.5
	3.5225.xxx	T15	✓	✓		✓	2.4
	3.1306.xxx	T15		✓		✓	3.5
	4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	3.5
	3.5207.006	T15	✓	✓			3.5
	3.5208.000	T15	✓	✓			3.5
	3.1221.050	T15	✓	✓			

	The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S
	For other sizes, please contact our Sales Department W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży
	ST-47 See surgical technique Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **15.0205.208** or **15.0205.202+15.0205.206**
Stosować z instrumentarium **15.0205.208** lub **15.0205.202+15.0205.206**

5.0ChLP TUBULAR STRAIGHT PLATE 1/3

5,0ChLP PŁYTKA PROSTA RURKOWA 1/3



3.4081.006

	Len	Ti	
4	45	3.4081.004	
5	57	3.4081.005	
6	69	3.4081.006	
7	81	3.4081.007	
8	93	3.4081.008	
10	117	3.4081.010	



5.0ChLP TUBULAR STRAIGHT PLATES 1/3

5,0ChLP PŁYTKA PROSTA RURKOWA 1/3



3.4081.606

	Len	Ti	
4	46	3.4081.604	
5	58	3.4081.605	
6	70	3.4081.606	
7	82	3.4081.607	
8	94	3.4081.608	
9	106	3.4081.609	
10	118	3.4081.610	

		TiA	Co	VA			
	3.5200.xxx	T15	✓	✓		✓	3.5
	3.5225.xxx	T15	✓	✓		✓	2.4
	3.1306.xxx	T15		✓		✓	3.5
	4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	3.5
	3.5207.006	T15	✓	✓			3.5
	3.5208.000	T15	✓	✓			3.5
	3.1221.050	T15	✓	✓			



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S

Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży




ST-47 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **15.0205.208** or **15.0205.202+15.0205.206**
Stosować z instrumentarium **15.0205.208** lub **15.0205.202+15.0205.206**

5.0ChLP ACJ PLATE 5,0ChLP PŁYTKA ACJ



10	3.7242.110
13	3.7242.113
16	3.7242.116



ST-80-521

See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **15.0205.601** or **15.0205.430+15.0205.206**
or **15.205.208**

Stosować z instrumentarium **15.0205.601** lub **15.0205.430+15.0205.206**
lub **15.205.208**



	3.5200.xxx	T15	✓	✓		✓	3.5
	4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	3.5



5.0ChLP CLAVICULAR PLATE WITH HOOK 5,0ChLP PŁYTKA OBOJCZYKOWA Z HAKIEM



	5	3.4025.505	3.4026.505
12	6	3.4025.506	3.4026.506
	7	3.4025.507	3.4026.507
	5	3.4027.505	3.4028.505
15	6	3.4027.506	3.4028.506
	7	3.4027.507	3.4028.507



	3.5200.xxx	T15	✓	✓		✓	3.5
	3.5225.xxx	T15	✓	✓		✓	2.4
	3.1306.xxx	T15		✓		✓	3.5
	4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	3.5
	3.5207.006	T15	✓	✓			3.5
	3.5208.000	T15	✓	✓			3.5
	3.1221.050	T15	✓	✓			



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S

Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-80-502 See surgical technique
Patrz technika operacyjna




Use with instrument set no. **15.0205.208** or **15.0205.202+15.0205.206**
Stosować z instrumentarium **15.0205.208** lub **15.0205.202+15.0205.206**

5.0ChLP CLAVICLE S PLATE 5,0ChLP PŁYTKA OBOJCZYKOWA S




			Ti
	Len	L	R
3	71	3.7015.503	3.7014.503
4	80	3.7015.504	3.7014.504
1	5	90	3.7015.505
6	99	3.7015.506	3.7014.506
8	116	3.7015.508	3.7014.508
4	71	3.7015.604	3.7014.604
5	80	3.7015.605	3.7014.605
2	6	90	3.7015.606
7	99	3.7015.607	3.7014.607
9	116	3.7015.609	3.7014.609



5.0ChLP CLAVICLE SHAFT S PLATE 5,0ChLP PŁYTKA OBOJCZYKOWA S TRZONOWA



			Ti
	Len	L	R
6	66	3.7049.506	3.7048.506
1	8	84	3.7049.508
10	104	3.7049.510	3.7048.510
6	66	3.7049.606	3.7048.606
2	8	84	3.7049.608
10	104	3.7049.610	3.7048.610



Use with instrument set no. **15.0205.208** or **15.0205.202+15.0205.206**
Stosować z instrumentarium **15.0205.208** lub **15.0205.202 +15.0205.206**

			TiA	Co	VA		
3.5200.xxx	T15	✓	✓			✓	3.5
3.5225.xxx	T15	✓	✓			✓	2.4
3.1306.xxx	T15		✓			✓	3.5
4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	✓	3.5
3.5207.006	T15	✓	✓				3.5
3.5208.000	T15	✓	✓				3.5
3.1221.050	T15	✓	✓				

	The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S
	For other sizes, please contact our Sales Department W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży
	ST-80-518 See surgical technique Patrz technika operacyjna

5.0ChLP SCAPULAR MEDIAL PLATE 5,0ChLP PŁYTKA ŁOPATKOWA PRZYŚRODKOWA



			Ti	
		Len	L	R
1	3	72	3.7207.603	3.7208.603
	5	91	3.7207.605	3.7208.605

5,0ChLP SCAPULAR LATERAL PLATE 5,0ChLP PŁYTKA ŁOPATKOWA BOCZNA

			Ti	
		Len	L	R
2	5	91	3.7209.605	3.7210.605
	7	111	3.7209.607	3.7210.607

5.0ChLP SCAPULAR GLENOID PLATE 5,0ChLP PŁYTKA PANEWKOWA

			Ti	
		Len	L	R
3	39		3.7211.600	3.7212.600



				TiA	Co	VA			
	3.5200.xxx	T15	✓	✓			✓	3.5	
	3.5225.xxx	T15	✓	✓			✓	2.4	
	3.1306.xxx	T15		✓			✓	3.5	
	4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	✓	3.5	
	3.5207.006	T15	✓	✓				3.5	
	3.5208.000	T15	✓	✓				3.5	



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S

Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-80-519 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **15.0205.208** or **15.0205.202+15.0205.206**
Stosować z instrumentarium **15.0205.208** lub **15.0205.202+15.0205.206**

5.0ChLP HUMERUS PLATE 5,0ChLP PŁYTKA RAMIENNA




3.4034.606




	Len	Ti
4	95	3.4034.604
5	108	3.4034.605
6	121	3.4034.606
8	147	3.4034.608
10	173	3.4034.610



ST-80-514 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



5.0ChLP DISTAL HUMERUS Y PLATE 5,0ChLP PŁYTKA RAMIENNA DALSZY Y



3.7243.610



	Len	L	R
5	116	3.7243.605	3.7244.605
6	129	3.7243.606	3.7244.606
8	155	3.7243.608	3.7244.608
10	181	3.7243.610	3.7244.610
12	207	3.7243.612	3.7244.612
14	233	3.7243.614	3.7244.614
16	259	3.7243.616	3.7244.616



ST-80-520 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



	3.5200.xxx	T15	✓	✓	✓	3.5
	3.5225.xxx	T15	✓	✓	✓	2.4
	3.1306.xxx	T15	✓	✓	✓	3.5
	4.5236.xxx	T15	✓	✓	✓	3.5
	3.5207.006	T15	✓	✓		3.5
	3.5208.000	T15	✓	✓		3.5
	3.1221.050	T15	✓	✓		



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S

Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



Use with instrument set no. **15.0205.208** or **15.0205.202+15.0205.206**
Stosować z instrumentarium **15.0205.208** lub **15.0205.202+15.0205.206**

5.0ChLP DISTAL LATERAL HUMERUS PLATE 5,0ChLP PŁYTKA RAMIENNA DALSZY BOCZNA



			Ti	
		Len	L	R
	4	91	3.7037.604	3.7036.604
	6	111	3.7037.606	3.7036.606
1	8	131	3.7037.608	3.7036.608
	10	151	3.7037.610	3.7036.610
	12	171	3.7037.612	3.7036.612

5.0ChLP DISTAL POSTERIOR LATERAL HUMERUS PLATE 5,0ChLP PŁYTKA RAMIENNA DALSZY TYLNA BOCZNA



			Ti	
		Len	L	R
	4	75	3.7039.604	3.7038.604
	6	97	3.7039.606	3.7038.606
2	8	113	3.7039.608	3.7038.608
	10	131	3.7039.610	3.7038.610
	12	150	3.7039.612	3.7038.612



90°
3.7071 / 3.7072
+
3.7038 / 3.7039



180°
3.7071 / 3.7072
+
3.7036 / 3.7037



90°
3.7040 / 3.7041
+
3.7036 / 3.7037

			TiA	Co	VA		
	3.5200.xxx	T15	✓	✓		✓	3.5
	3.5225.xxx	T15	✓	✓		✓	2.4
	3.1306.xxx	T15		✓		✓	3.5
	4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	3.5
	3.5207.006	T15	✓	✓			3.5
	3.5208.000	T15	✓	✓			3.5

	The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S
	For other sizes, please contact our Sales Department W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży
	ST-80-511 See surgical technique Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **15.0205.208** or **15.0205.202+15.0205.206**
Stosować z instrumentarium **15.0205.208** lub **15.0205.202+15.0205.206**

5.0ChLP DISTAL POSTERIOR MEDIAL HUMERUS PLATE 5,0ChLP PŁYTKA RAMIENNA DALSZY TYLNA PRZYŚRODKOWA



			Ti	
		Len	L	R
	4	84	3.7041.604	3.7040.604
	6	104	3.7041.606	3.7040.606
3	8	124	3.7041.608	3.7040.608
	10	144	3.7041.610	3.7040.610
	12	164	3.7041.612	3.7040.612

5.0ChLP DISTAL MEDIAL HUMERUS PLATE 5,0ChLP PŁYTKA RAMIENNA DALSZY PRZYŚRODKOWA



			Ti	
		Len	L	R
	4	91	3.7071.604	3.7072.604
	6	111	3.7071.606	3.7072.606
4	8	131	3.7071.608	3.7072.608
	10	151	3.7071.610	3.7072.610
	12	171	3.7071.612	3.7072.612



			TiA	Co	VA		
3.5200.xxx	T15	✓	✓			✓	3.5
3.5225.xxx	T15	✓	✓			✓	2.4
3.1306.xxx	T15		✓			✓	3.5
4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	✓	3.5
3.5207.006	T15	✓	✓				3.5
3.5208.000	T15	✓	✓				3.5
3.1221.050	T15	✓	✓				



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S

Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-80-511 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **15.0205.208** or **15.0205.202+15.0205.206**
Stosować z instrumentarium **15.0205.208** lub **15.0205.202+15.0205.206**

5.0ChLP DISTAL DORSOLATERAL HUMERUS PLATE 5,0ChLP PŁYTKA RAMIENNA DALSZĄ GRZBIETOWO BOCZNA



			Ti	
		Len	L	R
	4	75	3.7073.604	3.7074.604
	6	94	3.7073.606	3.7074.606
5	8	113	3.7073.608	3.7074.608
	10	132	3.7073.610	3.7074.610
	12	151	3.7073.612	3.7074.612



90°
3.7071 / 3.7072
+
3.7073 / 3.7074

			TiA	Co	VA			
	3.5200.xxx	T15	✓	✓		✓		3.5
	3.5225.xxx	T15	✓	✓		✓		2.4
	3.1306.xxx	T15		✓		✓		3.5
	4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	✓	3.5
	3.5207.006	T15	✓	✓				3.5
	3.5208.000	T15	✓	✓				3.5
	3.1221.050	T15	✓	✓				



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S

Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży




ST-80-511 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **15.0205.208** or **15.0205.202+15.0205.206**
Stosować z instrumentarium **15.0205.208** lub **15.0205.202+15.0205.206**

5,0ChLP FOREARM PLATE STRAIGHT 5,0ChLP PŁYTKA PROSTA PRZEDRAMIENNA



		Len	Ti
1	6	82	3.7240.606
	8	102	3.7240.608

5.00ChLP FOREARM PLATE CURVED 5,0ChLP PŁYTKA WYGIĘTA PRZEDRAMIENNA

		Len	Ti
2	12	146	3.7268.612
	14	170	3.7268.614



			TiA	Co	VA			
 3.5200.xxx	T15	✓	✓			✓		3.5
 3.5225.xxx	T15	✓	✓			✓		2.4
 3.1306.xxx	T15		✓			✓		3.5
 4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	✓		3.5
 3.5207.006	T15	✓	✓					3.5
 3.5208.000	T15	✓	✓					3.5
 3.1221.050	T15	✓	✓					



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S

Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-47 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **15.0205.208** or **15.0205.202+15.0205.206**
Stosować z instrumentarium **15.0205.208** lub **15.0205.202+15.0205.206**


5.0ChLP OLECRANON PLATE 5,0ChLP PŁYTKA WYROSTKA ŁOKCIOWEGO



3.4097.505

		Ti	
		L	R
Len			
2	88	3.4097.502	3.4098.502
4	121	3.4097.504	3.4098.504
6	151	3.4097.506	3.4098.506
8	181	3.4097.508	3.4098.508

ST-80-510 See surgical technique
Patrz technika operacyjna




5.0ChLP RADIUS VOLAR PLATE 5,0ChLP PŁYTKA PROMIENIOWA DŁONIOWA



3.7067.611

		Ti	
		L	R
Len			
5	73	3.7067.605	3.7068.605
7	97	3.7067.607	3.7068.607
9	122	3.7067.609	3.7068.609
11	146	3.7067.611	3.7068.611

ST-47 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



			TiA	Co	VA		
	3.5200.xxx	T15	✓	✓		✓	3.5
	3.5225.xxx	T15	✓	✓		✓	2.4
	3.1306.xxx	T15		✓		✓	3.5
	4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	3.5
	3.5207.006	T15	✓	✓			3.5
	3.5208.000	T15	✓	✓			3.5
	3.1221.050	T15	✓	✓			

The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S

For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



Use with instrument set no. **15.0205.208** or **15.0205.202+15.0205.206**
Stosować z instrumentarium **15.0205.208** lub **15.0205.202+15.0205.206**

5.0ChLP WRIST ARTHRODESIS PLATES
5.0ChLP PŁYTKI DO ARTRODEZY NADGARSTKA



	Len	Ti	STRAIGHT PROSTA
1	130	3.7033.004	
2	131	3.7034.004	SHORT BEND PODGIECIE KRÓTKIE
3	140	3.7035.004	STANDARD BEND PODGIECIE STANDARDOWE

 ST-80-509 See surgical technique
 Patrz technika operacyjna



					TiA	Co	VA			
	3.5200.xxx	T15	✓	✓				✓		3.5
	3.5225.xxx	T15	✓	✓				✓		2.4
	3.1306.xxx	T15		✓				✓		3.5
	4.5236.xxx	T15	✓			✓	✓	✓		3.5
	3.5207.006	T15	✓	✓						3.5
	3.5208.000	T15	✓	✓						3.5
	3.1221.050	T15	✓	✓						



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S

Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufix "S",
np. 3.5200.030S




For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj
się z naszym Działem Sprzedaży



Use with instrument set no. **15.0205.208** or **15.0205.202+15.0205.206**
Stosować z instrumentarium **15.0205.208** lub **15.0205.202+15.0205.206**

5.0ChLP PROXIMAL TIBIAL T PLATE 5,0ChLP PŁYTKA PISZCZELOWA BLIŻSZA T



3.7091.606

			Ti	
	Len	L	R	
4	110	3.7091.604	3.7092.604	
5	125	3.7091.605	3.7092.605	
6	140	3.7091.606	3.7092.606	
8	170	3.7091.608	3.7092.608	



		TiA	Co	VA				
	3.5200.xxx	T15	✓	✓		✓	3.5	
	3.5225.xxx	T15	✓	✓		✓	2.4	
	3.1306.xxx	T15		✓		✓	3.5	
	4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	3.5	
	3.5207.006	T15	✓	✓			3.5	
	3.5208.000	T15	✓	✓			3.5	
	3.1221.050	T15	✓	✓				



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



Use with instrument set no. **15.0205.208** or **15.0205.202+15.0205.206**
Stosować z instrumentarium **15.0205.208** lub **15.0205.202+15.0205.206**

5.0ChLP PROXIMAL LATERAL TIBIA PLATE 5,0ChLP PŁYTKA PISZCZELOWA BLIŻSZA BOCZNA



3.7203.608

			Ti	
	Len	L		R
4	121	3.7203.604		3.7202.604
5	134	3.7203.605		3.7202.605
6	147	3.7203.606		3.7202.606
8	173	3.7203.608		3.7202.608

ST-80-516 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



5.0ChLP NARROW TIBIAL PLATE 5,0ChLP PŁYTKA PISZCZELOWA WĄSKA



3.4011.609

			Ti	
	Len	L		R
1	74	3.4011.601		3.4012.601
3	100	3.4011.603		3.4012.603
5	126	3.4011.605		3.4012.605
7	152	3.4011.607		3.4012.607
9	178	3.4011.609		3.4012.609

ST-80-522 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **15.0205.208** or **15.0205.202+15.0205.206**
Stosować z instrumentarium **15.0205.208** lub **15.0205.202+15.0205.206**

			TiA	Co	VA		
	3.5200.xxx	T15	✓	✓		✓	3.5
	3.5225.xxx	T15	✓	✓		✓	2.4
	3.1306.xxx	T15		✓		✓	3.5
	4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	3.5
	3.5207.006	T15	✓	✓			3.5
	3.5208.000	T15	✓	✓			3.5
	3.1221.050	T15	✓	✓			



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S

Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufix "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży

5.0ChLP POSTERIOR NARROW TIBIA PLATE 5,0ChLP PŁYTKA PISZCZEŁOWA TYLNA WĄSKA




	Len	Ti
4	66	3.7094.604
6	86	3.7094.606

5.0CHLP POSTERIOR WIDE TIBIA PLATE 5,0ChLP PŁYTKA PISZCZEŁOWA TYLNA SZEROKA



	Len	Ti
4	66	3.7095.604
6	86	3.7095.606



	3.5200.xxx	T15	✓	✓		✓		3.5
	3.5225.xxx	T15	✓	✓		✓		2.4
	3.1306.xxx	T15		✓		✓		3.5
	4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	✓	3.5
	3.5207.006	T15	✓	✓				3.5
	3.5208.000	T15	✓	✓				3.5
	3.1221.050	T15	✓	✓				



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S

Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-80-501 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **15.0205.208** or **15.0205.202+15.0205.206**
Stosować z instrumentarium **15.0205.208** lub **15.0205.202+15.0205.206**

5.0ChLP TIBIAL DISTAL MEDIAL PLATE 5,0ChLP PŁYTKA PISZCZELOWA DALSZĄ PRZYŚRODKOWA




	Len	Ti
4	56	3.7238.604
5	66	3.7238.605

ST-80-523 See surgical technique
Patrz technika operacyjna




5.0ChLP DISTAL MEDIAL TIBIAL PLATE 5,0ChLP PŁYTKA PISZCZELOWA DALSZĄ PRZYŚRODKOWA



	Len	Ti
7	167	3.4033.507
9	197	3.4033.509

ST-47 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



	3.5200.xxx	T15	✓	✓	✓	✓	3.5
	3.5225.xxx	T15	✓	✓	✓	✓	2.4
	3.1306.xxx	T15	✓	✓	✓	✓	3.5
	4.5236.xxx	T15	✓	✓	✓	✓	3.5
	3.5207.006	T15	✓	✓	✓	✓	3.5
	3.5208.000	T15	✓	✓	✓	✓	3.5
	3.1221.050	T15	✓	✓	✓	✓	3.5

The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S

For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży




Use with instrument set no. **15.0205.208** or **15.0205.202+15.0205.206**
Stosować z instrumentarium **15.0205.208** lub **15.0205.202+15.0205.206**

5.0ChLP DISTAL MEDIAL TIBIAL PLATE 5,0ChLP PŁYTKA PISZCZELOWA DALSZĄ PRZYŚRODKOWA



			(Ti)	
	(Len)	(L)	(R)	
1	4 108	3.4039.604	3.4040.604	
	6 134	3.4039.606	3.4040.606	
	8 160	3.4039.608	3.4040.608	
2	4 99	3.7019.604	3.7018.604	
	6 125	3.7019.606	3.7018.606	
	8 151	3.7019.608	3.7018.608	

ST-80-503 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



5.0ChLP DISTAL TIBIAL L PLATE 5,0ChLP PŁYTKA PISZCZELOWA DALSZĄ L



			(Ti)	
	(Len)	(L)	(R)	
	5 114	3.4051.605	3.4052.605	
	7 140	3.4051.607	3.4052.607	
	9 166	3.4051.609	3.4052.609	

ST-80-504 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **15.0205.208** or **15.0205.202+15.0205.206**
Stosować z instrumentarium **15.0205.208** lub **15.0205.202+15.0205.206**

			(TiA)	(Co)	(VA)		
3.5200.xxx	T15	✓	✓			✓	3.5
3.5225.xxx	T15	✓	✓			✓	2.4
3.1306.xxx	T15		✓			✓	3.5
4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	✓	3.5
3.5207.006	T15	✓	✓				3.5
3.5208.000	T15	✓	✓				3.5
3.1221.050	T15	✓	✓				

The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S


For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży

5.0ChLP DISTAL LATERAL FIBULA PLATE 5,0ChLP PŁYTKA STRZAŁKOWA DALSZĄ BOCZNA



3.7029.607

			Ti
	Len	L	R
4	85	3.7029.604	3.7030.604
5	95	3.7029.605	3.7030.605
6	105	3.7029.606	3.7030.606
8	125	3.7029.608	3.7030.608
10	145	3.7029.610	3.7030.610
ST-47	See surgical technique Patrz technika operacyjna		



			TiA	Co	VA		
	3.5200.xxx	T15	✓	✓		✓	3.5
	3.5225.xxx	T15	✓	✓		✓	2.4
	3.1306.xxx	T15		✓		✓	3.5
	4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	3.5
	3.5207.006	T15	✓	✓			3.5
	3.5208.000	T15	✓	✓			3.5
	3.1221.050	T15	✓	✓			



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S

Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży




Use with instrument set no. **15.0205.208** or

15.0205.202+15.0205.206

Stosować z instrumentarium **15.0205.208** lub

15.0205.202+15.0205.206

CANNULATED SCREW 4.0 WKRĘT KANIULOWANY 4,0



Len	T15 TiA
30	3.1996.030
35	3.1996.035
40	3.1996.040
45	3.1996.045
50	3.1996.050
55	3.1996.055
60	3.1996.060
65	3.1996.065
70	3.1996.070

i Wkręt kaniulowany 4,0 dedykowany do więzozrostu
Cannulated screw 4.0 for syndesmotic fixation



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży




Use with instrument set no. **15.0100.403**
Stosować z instrumentarium **15.0100.403**



5.0ChLP CALCANEAL PLATE 5,0ChLP PŁYTKA PIĘTOWA


	Len	L	R
Small	59	3.7201.601	3.7200.601
Medium	63	3.7201.602	3.7200.602
Large	66	3.7201.603	3.7200.603

ST-80-512 See surgical technique
Patrz technika operacyjna




5.0ChLP CALCANEAL PLATE 5,0ChLP PŁYTKA PIĘTOWA

	L	R
	3.4057.000	3.4058.000



4.5ChLP CALCANEAL PLATE WITH HOOK 4,5ChLP PŁYTKA PIĘTOWA Z ZACZEPEM

	L	R
	3.4059.000	3.4060.000



		TiA	Co	VA		
3.5200.xxx	T15	✓	✓		✓	3.5
3.5225.xxx	T15	✓	✓		✓	2.4
4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	3.5
3.5207.006	T15	✓	✓			3.5
3.5208.000	T15	✓	✓			3.5
3.1221.050	T15	✓	✓			


The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży






Use with instrument set no. **15.0205.208** or **15.0205.202+15.0205.206**
Stosować z instrumentarium **15.0205.208** lub **15.0205.202+15.0205.206**



PALETTES FOR IMPLANTS PALETY NA IMPLANTY

STAND FOR 5.0CHLP SCREWS 4X2 H STATYW NA WKRETY 5,0CHLP 4X2 H	14.0205.501															
	5.0ChLP self-tapping screw 3.5 5,0ChLP wkręt samogwintujący 3,5 [REF] 3.5200.0xx															
																
	L[mm]	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	Pcs Szt.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	L[mm]	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	65	70	75	80	85
Pcs Szt.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5.0ChLP cerclage screws 5,0ChLP wkręt do cerklarzu [REF] 3.1221.050																
																
Pcs Szt.	3															
* Tray does not include implants / Statyw nie zawiera implantów																

STAND FOR 5.0CHLP SCREWS 4X2 H STATYW NA WKRETY 5,0CHLP 4X2 H		14.0205.506																
	5.0ChLP self-tapping screw 3.5 5,0ChLP wkręt samogwintujący 3,5 [REF] 3.5200.0xx																	
	L[mm]		12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	
	Pcs Szt.		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	L[mm]		42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	65	70	75	80	85	
	Pcs Szt.		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	5.0ChLP screw VA 3.5 5,0ChLP wkręt VA 3,5 [REF] 4.5236.0xx																	
	L[mm]		12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	
Pcs Szt.		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
L[mm]		42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	65	70	75	80	85		
Pcs Szt.		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
* Tray does not include implants / Statyw nie zawiera implantów																		

STAND FOR 5.0CHLP SCREWS 4X2 H STATYW NA WKRETY 5,0CHLP 4X2 H	14.0205.502															
	Cortical self-tapping screw 3.5 Wkręt korowy samogwintujący 3,5 [REF] 3.1306.0xx															
																
	L[mm]	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	Pcs Szt.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	L[mm]	45	50	55	60	65	70	75	80	85						
	Pcs Szt.	2	2	2	2	2	2	2	2	2						
	4.5ChLP screw 2.4 4,5ChLP wkręt 2,4 [REF] 3.5225.0xx															
																
	L[mm]	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38
	Pcs Szt.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
L[mm]	40															
Pcs Szt.	3															
5.0ChLP Cancellous screw 3,9 5,0ChLP Wkręt gąbczasty 3,9 [REF] 3.5231.0xx																
																
L[mm]	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80						
Pcs Szt.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2						
* Tray does not include implants / Statyw nie zawiera implantów																

5.0 ChM Locked Plating ChLPsystem



type rodzaj	cat. no. nr katalogowy	aiming block nakładka celująca	trial pryzmiar	palette (without aiming blocks) paleta (bez nakładek)	palette (with aiming blocks) paleta (z nakładkami)
Narrow straight reconstruction plate Płytką rekonstrukcyjną prostą wąską	3.4080.xxx	-	-	14.0205.402	-
Straight reconstruction plate Płytką rekonstrukcyjną prostą	3.4022.xxx	-	-		
Narrow compression limited contact plate Płytką wąską, kompresyjną, z ograniczonym kontaktem	3.3157.xxx	-	-	14.0205.404	-
Tubular straight plate 1/3 Płytką prostą rurkową 1/3	3.4081.xxx	-	-	-	-
ACJ plate Płytką ACJ	3.7242.xxx	-	-	14.0205.601	-
Clavicular plate with hook Płytką obojczykową z hakiem	3.4025.5xx	-	43.4025.505	14.0205.403	-
	3.4026.5xx		43.4026.505		
	3.4027.5xx		43.4027.505		
	3.4028.5xx		43.4028.505		
Clavicle S plate Płytką obojczykową S	3.7014.5xx	-	43.7014.505	14.0205.405	-
	3.7015.5xx		43.7015.505		
Clavicle shaft S plate Płytką obojczykową S trzonowa	3.7048.6xx	-	-	14.0205.406	-
	3.7049.6xx				
Scapular medial plate Płytką łopatkową przyśrodkową	3.7207.6xx	-	-	14.0205.426	-
	3.7208.6xx				
Scapular lateral plate Płytką łopatkową boczną	3.7209.6xx				
	3.7210.6xx				
Scapular glenoid plate Płytką panewkową	3.7211.6xx				
	3.7212.6xx				
Humerus plate Płytką ramienną	3.4034.6xx	40.5671.000		14.0205.401	15.0205.401
Distal humerus Y plate Płytką ramienną dalszą Y	3.7243.6xx	-	43.7243.608	14.0205.429	
	3.7244.6xx		43.7244.608		
Distal lateral humerus plate Płytką ramienną dalszą boczną	3.7036.6xx	40.8210.000	43.7036.606	14.0205.419 14.0205.420	15.0205.419 15.0205.420
	3.7037.6xx	40.8211.000	43.7037.606		
Distal posterior lateral humerus plate Płytką ramienną dalszą tylną boczną	3.7038.6xx	40.8212.000	43.7038.606		
	3.7039.6xx	40.8213.000	43.7039.606		
Distal posterior medial humerus plate Płytką ramienną dalszą tylną przyśrodkową	3.7040.6xx	40.8214.000	43.7040.606		
	3.7041.6xx	40.8215.000	43.7041.606		
Distal posterior medial humerus plate Płytką ramienną dalszą przyśrodkową	3.7071.6xx	40.8217.000	43.7071.606		
	3.7072.6xx	40.8216.000	43.7072.606		
Distal dorsolateral humerus plate Płytką ramienną dalszą grzbietowo boczną	3.7073.6xx	40.8219.000	43.7073.606		
	3.7074.6xx	40.8218.000	43.7074.606		
Forearm plate straight Płytką prostą przedramienną	3.7240.6xx	-	-	-	-

Olecranon plate Płytkę wyrostka łokciowego	3.4097.5xx	40.5731.100	43.4097.504	14.0205.409	15.0205.409
	3.4098.5xx	40.5731.200	43.4098.504		
Wrist arthrodesis plates Płytkę do artrodezy nadgarstka	3.7033.004	-	43.7033.004	14.0205.410	-
	3.7034.004	-	43.7034.004		
	3.7035.004	-	43.7035.004		
Radius volar plate Płytkę promieniową dłoniową	3.7067.6xx	40.5742.100	43.7067.609	14.0205.411	15.0205.411
	3.7068.6xx	40.5742.200	43.7068.609		
Proximal tibial T plate Płytkę piszczelową bliższą T	3.7091.6xx	40.8223.000	43.7091.606	14.0205.421	15.0205.421
	3.7092.6xx	40.8222.000	43.7092.606		
Proximal lateral tibia plate Płytkę piszczelową bliższą boczną	3.7202.6xx	40.8226.000	43.7202.606	14.0205.424	15.0205.424
	3.7203.6xx	40.8227.000	43.7203.606		
Narrow tibial plate Płytkę piszczelową wąską	3.4011.6xx	40.8233.000	43.4011.605	14.0205.427	15.0205.427
	3.4012.6xx	40.8232.000	43.4012.605		
Posterior narrow tibia plate Płytkę piszczelową tylną wąską	3.7094.6xx	40.8224.000	43.7094.606	14.0205.422	15.0205.422
Posterior wide tibia plate Płytkę piszczelową tylną szeroką	3.7095.6xx	40.8225.000	43.7095.606		
Tibial distal medial plate Płytkę piszczelową dalszą przyśrodkową	3.7238.6xx	-	-	-	-
Distal medial tibial plate Płytkę piszczelową dalszą przyśrodkową	3.4033.5xx	-	-	14.0205.414	-
Distal medial tibial plate Płytkę piszczelową dalszą przyśrodkową	3.4039.6xx	40.5726.100	43.4039.608	14.0205.415	15.0205.415
	3.4040.6xx	40.5726.200	43.4040.608		
Distal tibial L plate Płytkę piszczelową dalszą L	3.4051.6xx	40.8235.000	43.4051.607	14.0205.428	15.0205.428
	3.4052.6xx	40.8234.000	43.4052.607		
Distal lateral fibula plate Płytkę strzałkową dalszą boczną	3.7029.6xx	-	43.7029.605	14.0205.417	-
	3.7030.6xx	-	43.7030.605		
Calcaneal plate Płytkę piętową	3.7200.6xx	-	43.7200.60x	14.0205.423	-
	3.7201.6xx	-	43.7201.60x		
Calcaneal plate Płytkę piętową	3.4057.000	-	-	-	-
	3.4058.000	-	-	-	-
Calcaneal plate with hook Płytkę piętową z zaczepem	3.4059.000	-	-	-	-
	3.4060.000	-	-	-	-

LOCKING ELEMENTS ELEMENTY BLOKUJĄCE

		Len			TiA	Co	VA	C		
	3.5200.xxx	10÷95	T15	✓	✓			✓		3.5
	4.5236.xxx	10÷95	T15			✓	✓	✓		3.5
	3.5225.xxx	10÷40	T15	✓	✓			✓		2.4
	3.1306.xxx	10÷110	T15		✓			✓		3.5
	3.1220.xxx	6÷65	T8		✓			✓		2.7
	3.5207.006	6	T15	✓	✓			✓		3.5
	3.5208.000		T15	✓	✓					3.5
	3.1221.050			✓	✓					

LOCKING ELEMENTS ELEMENTY BLOKUJĄCE

5.0ChLP SELF-TAPPING SCREW 3.5 5,0ChLP WKRĘT SAMOGWINTUJĄCY 3,5



T15	
Len	TiA
12	3.5200.012
14	3.5200.014
16	3.5200.016
18	3.5200.018
20	3.5200.020
22	3.5200.022
24	3.5200.024
26	3.5200.026
28	3.5200.028
30	3.5200.030
32	3.5200.032
34	3.5200.034
36	3.5200.036
38	3.5200.038
40	3.5200.040
42	3.5200.042
44	3.5200.044
46	3.5200.046
48	3.5200.048
50	3.5200.050
52	3.5200.052
54	3.5200.054
56	3.5200.056
58	3.5200.058
60	3.5200.060
65	3.5200.065
70	3.5200.070
75	3.5200.075
80	3.5200.080
85	3.5200.085
90	3.5200.090
95	3.5200.095

CORTICAL SELF-TAPPING SCREW 3.5 WKRĘT KOROWY SAMOGWINTUJĄCY 3,5



T15	
Len	TiA
10	3.1306.010
12	3.1306.012
14	3.1306.014
16	3.1306.016
18	3.1306.018
20	3.1306.020
22	3.1306.022
24	3.1306.024
26	3.1306.026
28	3.1306.028
30	3.1306.030
32	3.1306.032
34	3.1306.034
36	3.1306.036
38	3.1306.038
40	3.1306.040
45	3.1306.045
50	3.1306.050
55	3.1306.055
60	3.1306.060
65	3.1306.065
70	3.1306.070
75	3.1306.075
80	3.1306.080
85	3.1306.085
90	3.1306.090
95	3.1306.095
100	3.1306.100
105	3.1306.105
110	3.1306.110

5.0ChLP SCREW VA 3.5 5,0ChLP WKRĘT VA 3,5



T15	
Len	Co
12	4.5236.012
14	4.5236.014
16	4.5236.016
18	4.5236.018
20	4.5236.020
22	4.5236.022
24	4.5236.024
26	4.5236.026
28	4.5236.028
30	4.5236.030
32	4.5236.032
34	4.5236.034
36	4.5236.036
38	4.5236.038
40	4.5236.040
42	4.5236.042
44	4.5236.044
46	4.5236.046
48	4.5236.048
50	4.5236.050
52	4.5236.052
54	4.5236.054
56	4.5236.056
58	4.5236.058
60	4.5236.060
65	4.5236.065
70	4.5236.070
75	4.5236.075
80	4.5236.080
85	4.5236.085
90	4.5236.090
95	4.5236.095

4.5ChLP SCREW 2.4 4,5ChLP WKRĘT 2,4



T15	
Len	TiA
10	3.5225.010
12	3.5225.012
14	3.5225.014
16	3.5225.016
18	3.5225.018
20	3.5225.020
22	3.5225.022
24	3.5225.024
26	3.5225.026
28	3.5225.028
30	3.5225.030
32	3.5225.032
34	3.5225.034
36	3.5225.036
38	3.5225.038
40	3.5225.040


CORTICAL SELF-TAPPING SCREW 2.7 WKRĘT KOROWY SAMOGWINTUJĄCY 2,7




T8	
Len	TiA
10	3.1220.010
12	3.1220.012
14	3.1220.014
16	3.1220.016
18	3.1220.018
20	3.1220.020
22	3.1220.022
24	3.1220.024
26	3.1220.026
28	3.1220.028
30	3.1220.030
32	3.1220.032
34	3.1220.034
36	3.1220.036
38	3.1220.038
40	3.1220.040

LOCKING ELEMENTS ELEMENTY BLOKUJĄCE


5.0CHLP SCREW HOLE INSERT
5,0CHLP WKRĘT ZAŚLEPIAJĄCY



5.0ChLP RESISTANCE SCREW
5,0ChLP WKRĘT OPOROWY



5.0ChLP CERCLAGE SCREW
5,0ChLP WKRĘT DO CERKLARZU



*Wire diameter max. 2.0 mm
Maksymalna średnica drutu 2,0 mm

7.0ChLP WIDE COMPRESSION LIMITED CONTACT PLATE 7,0ChLP PŁYTKA SZEROKA, KOMPRESYJNA Z OGRANICZONYM KONTAKTEM




	Len	Ti
6	131	3.3155.606
8	173	3.3155.608
10	215	3.3155.610
12	257	3.3155.612
14	299	3.3155.614



ST-58

See surgical technique
Patrz technika operacyjna

7.0ChLP NARROW COMPRESSION PLATE WITH LIMITED CONTACT 7,0ChLP PŁYTKA WĄSKA, KOMPRESYJNA Z OGRANICZONYM KONTAKTEM



	Len	Ti
5	90	3.7093.605
6	108	3.7093.606
8	144	3.7093.608
10	180	3.7093.610
12	216	3.7093.612
14	252	3.7093.614



ST-48

See surgical technique
Patrz technika operacyjna

	3.5210.xxx	T25	✓	✓		✓	5.0
	3.1471.xxx	T25		✓		✓	4.5
	4.5244.xxx	T25	✓		✓	✓	5.0
	3.5219.008	T25	✓	✓			5.0
	3.5220.000	T25	✓	✓			5.0
	3.1221.070		✓	✓			



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S

Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży




Use with instrument set no.

15.0207.201+15.0207.202 or 15.0207.208

Stosować z instrumentarium

15.0207.201+15.0207.202 lub 15.0207.208

7.0ChLP FEMORAL SHAFT PLATE 7,0ChLP PŁYTKA UDOWA TRZONOWA



	Len	Ti
10	209	3.7062.610
12	251	3.7062.612
14	292	3.7062.614
16	333	3.7062.616



	3.5210.xxx	T25	✓	✓		✓	5.0
	3.1471.xxx	T25		✓		✓	4.5
	4.5244.xxx	T25	✓		✓	✓	5.0
	3.5219.008	T25	✓	✓			5.0
	3.5220.000	T25	✓	✓			5.0
	3.1221.070		✓	✓			



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-48 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **15.0207.208**
Stosować z instrumentarium **15.0207.208**

7.0ChLP CONDYLAR FEMORAL PLATE 7,0ChLP PŁYTKA KŁYKCIOWA UDOWA



			Ti
	Len	L	R
4	138	3.4023.604	3.4024.604
6	180	3.4023.606	3.4024.606
8	221	3.4023.608	3.4024.608
10	263	3.4023.610	3.4024.610

			TiA	Co	VA				
	3.5210.xxx	T25	✓	✓		✓			5.0
	3.5221.xxx	T30	✓	✓			✓	✓	7.3
	3.1471.xxx	T25		✓		✓			4.5
	4.5244.xxx	T25	✓		✓	✓	✓		5.0
	3.5219.008	T25	✓	✓					5.0
	3.5220.000	T25	✓	✓					5.0
	3.1221.070	T25	✓	✓					



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S

Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-31 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no.
15.0207.201+15.0207.202 or 15.0207.208
Stosować z instrumentarium
15.0207.201+15.0207.202 lub 15.0207.208

7.0ChLP PROXIMAL FEMORAL PLATE 7,0ChLP PŁYTKA UDOWA BLIŻSZA



3.7023.606

			Ti	
	Len	L	R	
2	132	3.7023.602	3.7022.602	
4	174	3.7023.604	3.7022.604	
6	216	3.7023.606	3.7022.606	
8	258	3.7023.608	3.7022.608	

			TiA	Co	VA					
3.5210.xxx	T25	✓	✓			✓				5.0
3.5221.xxx	T30	✓	✓				✓	✓		7.3
3.1471.xxx	T25		✓			✓				4.5
4.5244.xxx	T25	✓		✓	✓	✓				5.0
3.5219.008	T25	✓	✓							5.0
3.5220.000	T25	✓	✓							5.0
3.1221.070	T25	✓	✓							



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-80-703 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **15.0207.208**
Stosować z instrumentarium **15.0207.208**


7.0ChLP CONDYLAR TIBIAL PLATE 7,0ChLP PŁYTKA KŁYKCIOWA PISZCZELOWA



			Ti	
	Len	L		R
4	129	3.4013.604		3.4014.604
5	150	3.4013.605		3.4014.605
6	171	3.4013.606		3.4014.606
8	213	3.4013.608		3.4014.608



7.0ChLP WIDE TIBIAL PLATE 7,0ChLP PŁYTKA PISZCZELOWA SZEROKA



			Ti	
	Len	L		R
4	116	3.4009.604		3.4010.604
6	158	3.4009.606		3.4010.606
8	200	3.4009.608		3.4010.608
10	242	3.4009.610		3.4010.610



			TiA	Co	VA	C		
3.5210.xxx	T25	✓	✓			✓	5.0	
3.1471.xxx	T25		✓			✓	4.5	
4.5244.xxx	T25	✓		✓	✓	✓	5.0	
3.5219.008	T25	✓	✓				5.0	
3.5220.000	T25	✓	✓				5.0	
3.1221.070		✓	✓					



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S

Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-48 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no.
15.0207.201+15.0207.202 or 15.0207.208
Stosować z instrumentarium
15.0207.201+15.0207.202 lub 15.0207.208


7.0ChLP PROXIMAL LATERAL TIBIAL PLATE 7,0ChLP PŁYTKA PISZCZELOWA BLIŻSZA BOCZNA



			Ti	
	Len	L		R
3	131	3.4089.603		3.4090.603
4	152	3.4089.604		3.4090.604
6	194	3.4089.606		3.4090.606
8	236	3.4089.608		3.4090.608




7.0ChLP MEDIAL PROXIMAL TIBIAL PLATE 7,0ChLP PŁYTKA PISZCZELOWA BLIŻSZA PRZYŚRODKOWA



			Ti	
	Len	L		R
4	134	3.7055.604		3.7054.604
6	176	3.7055.606		3.7054.606
8	218	3.7055.608		3.7054.608
10	260	3.7055.610		3.7054.610

ST-80-704 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



			TiA	Co	VA		
3.5210.xxx	T25	✓	✓			✓	5.0
3.1471.xxx	T25		✓			✓	4.5
4.5244.xxx	T25	✓		✓	✓	✓	5.0
3.5219.008	T25	✓	✓				5.0
3.5220.000	T25	✓	✓				5.0
3.1221.070		✓	✓				

The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S

For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



Use with instrument set no.
15.0207.201+15.0207.202 or 15.0207.208
Stosować z instrumentarium
15.0207.201+15.0207.202 lub 15.0207.208

7.0ChLP LATERAL ARTHRODESIS PLATE TTC 7.0ChLP PŁYTKA DO ARTRODEZY BOCZNA TTC




			Ti	
		Len	L	R
1	1	126	3.7255.601	3.7256.601
	4	180	3.7255.604	3.7256.604

7.0ChLP LATERAL ARTHRODESIS PLATE TT 7.0ChLP PŁYTKA DO ARTRODEZY BOCZNA TT



			Ti	
		Len	L	R
2	1	92	3.7257.601	3.7258.601
	4	146	3.7257.604	3.7258.604



			TiA	Co	VA			
	3.5210.xxx	T25	✓	✓		✓		5.0
	3.1471.xxx	T25		✓		✓		4.5
	3.5242.xxx	T25		✓			✓	5.4
	4.5244.xxx	T25	✓		✓	✓	✓	5.0



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-80-705 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no.
15.0207.207+15.0207.110
Stosować z instrumentarium
15.0207.207+15.0207.110

7.0ChLP POSTERIOR ARTHRODESIS PLATE TTC

7.0ChLP PŁYTKA DO ARTRODEZY TYLNA TTC



				Ti
		Len		
1	1	101	3.7259.601	3.7260.601
	4	155	3.7259.604	3.7260.604

7.0ChLP POSTERIOR ARTHRODESIS PLATE TT

7.0ChLP PŁYTKA DO ARTRODEZY TYLNA TT



				Ti
		Len		
2	1	93	3.7261.601	3.7262.601
	4	147	3.7261.604	3.7262.604



				TiA	Co	VA			
	3.5210.xxx	T25	✓	✓			✓		5.0
	3.1471.xxx	T25		✓			✓		4.5
	3.5242.xxx	T25		✓				✓	5.4
	4.5244.xxx	T25	✓		✓	✓	✓		5.0



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S

Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-80-705 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no.
15.0207.201+15.0207.202 or 15.0207.208
Stosować z instrumentarium
15.0207.201+15.0207.202 lub 15.0207.208

7.0ChLP ANTEROLATERAL ARTHRODESIS PLATE TT 7,0ChLP PŁYTKA DO ARTRODEZY PRZEDNIOBOCZNA TT



			(Ti)	
		(Len)	(L)	(R)
	1	84	3.7253.601	3.7254.601
1	4	138	3.7253.604	3.7254.604
	7	192	3.7253.607	3.7254.607

7.0ChLP ANTERIOR ARTHRODESIS PLATE TT 7.0ChLP PŁYTKA DO ARTRODEZY PRZEDNIA TT



			(Ti)	
		(Len)	(L)	(R)
	1	49	3.7263.601	
2	4	103	3.7263.604	



			(TiA)	(Co)	(VA)			
	3.5210.xxx	T25	✓	✓		✓		5.0
	3.1471.xxx	T25		✓		✓		4.5
	3.5242.xxx	T25		✓			✓	5.4
	4.5244.xxx	T25	✓		✓	✓	✓	5.0



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S

Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-80-705 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no.
15.0207.207+15.0207.110
Stosować z instrumentarium
15.0207.207+15.0207.110

PALETTES FOR IMPLANTS PALETY NA IMPLANTY

Stand for 7.0ChLP screws 4x2 H
Statyw na wkręty 7,0ChLP 4x2 H

14.0207.506

7.0ChLP self-tapping screw 5.0
 7,0ChLP wkręt samogwintujący 5,0
REF 3.5210.0xx

L [mm]	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Szt.Pcs	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
L [mm]	58	60	65	70																	
Szt.Pcs	4	4	4	4																	

* Stand does not include implants / Statyw nie zawiera implantów

Stand for 7.0ChLP screws 4x2 H
Statyw na wkręty 7,0ChLP 4x2 H

14.0207.507

Cortical screw Ø4.5

Wkręt korowy Ø4,5

REF 3.1471.0xx

L [mm]	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Szt.Pcs	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
L [mm]	58	60	65	70																	
Szt.Pcs	2	2	2	2																	

Conical cancellous screw Ø5.4


Wkręt stożkowy gąbczasty Ø5,4

REF 3.5242.0xx

L [mm]	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
Szt.Pcs	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

* Stand does not include implants / Statyw nie zawiera implantów

7.0ChLP PROXIMAL FEMORAL PERIPROSTHETIC PLATE 7,0ChLP PŁYTKA UDOWA BLIŻSZA OKOŁOPROTEZOWA



			Ti	KRÓTKA SHORT
		Len	L	R
1	6	222	3.7221.606	3.7220.606
	8	274	3.7221.608	3.7220.608
	10	326	3.7221.610	3.7220.610
	12	378	3.7221.612	3.7220.612
				DŁUGA LONG
2	6	229	3.7223.606	3.7222.606
	8	281	3.7223.608	3.7222.608
	10	333	3.7223.610	3.7222.610
	12	384	3.7223.612	3.7222.612

* Number of holes in the middle shaft part of the plate
Liczba otworów w środkowej części trzonu płytki



			TiA	Co	VA		
	3.5210.xxx	T25	✓	✓		✓	5.0
	3.5247.xxx	T25	✓				5.0
	3.1471.xxx	T25	✓	✓		✓	4.5
	4.5244.xxx	T25	✓		✓	✓	5.0
	4.5246.xxx	T25	✓		✓	✓	4.0
	3.1221.170		✓				

 For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży

 ST-80-703 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **15.0207.208**
Stosować z instrumentarium **15.0207.208**

7.0CHLP FEMORAL PERIPROSTHETIC PLATE 4 HOL. 7,0ChLP PŁYTKA UDOWA OKOŁOPROTEZOWA 4OTW.



				Ti	SHORT KRÓTKA
			Len	L R	
3	4	169			3.7276.604
					LONG DŁUGA
4	4	176			3.7277.604

7.0ChLP TROCHANTERIC PERIPROSTHETIC PLATE 7,0ChLP PŁYTKA NAKRĘTARZOWA OKOŁOPROTEZOWA



				Ti	
			Len	L R	
1	2	42			3.7224.600
2	2	50			3.7225.600



			TiA	Co	VA				
3.5210.xxx	T25	✓	✓			✓			5.0
3.5247.xxx	T25	✓							5.0
3.1471.xxx	T25	✓	✓			✓			4.5
4.5244.xxx	T25	✓		✓	✓	✓			5.0
4.5246.xxx	T25	✓		✓	✓	✓			4.0
3.1221.170		✓							

i For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży

ST-80-703 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **15.0207.208**
Stosować z instrumentarium **15.0207.208**

7.0ChLP FEMORAL PERIPROSTHETIC PLATE 7,0ChLP PŁYTKA UDOWA OKOŁOPROTEZOWA



		Ti	
	Len	L	R
6	196	3.7273.606	3.7274.606
8	248	3.7273.608	3.7274.608
10	300	3.7273.610	3.7274.610
12	352	3.7273.612	3.7274.612



7.0ChLP FEMORAL PERIPROSTHETIC PLATE 7,0ChLP PŁYTKA UDOWA OKOŁOPROTEZOWA

		Ti
	Len	L R
4	143	3.7275.604

	3.5210.xxx	T25	✓	✓		✓	5.0
	3.5247.xxx	T25	✓				5.0
	3.1471.xxx	T25	✓	✓		✓	4.5
	4.5244.xxx	T25	✓		✓	✓	5.0
	4.5246.xxx	T25	✓		✓	✓	4.0
	3.1221.170		✓				

i For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży

ST-80-703 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **15.0207.208**
Stosować z instrumentarium **15.0207.208**

CERCLAGE CABLE WITH CLAMP 2X600

KABEL DO CERKLARZU Z ZACISKIEM 2,0X600



T25

Len

600

Co

4.5250.600S

Ster

Available in sterile condition
Dostępny w wersji sterylnej

ST-98

See surgical technique
Patrz technika operacyjna





Use with instrument set no. **15.0506.101**
Stosować z instrumentarium **15.0506.101**

STAND FOR 7.0CHLP SCREWS 4X2 H
STATYW NA WKRETY 7,0CHLP 4X2 H





INSTRUMENT SET FOR 7.0ChLP PLATES NARZĘDZIA DO PŁYTKI 7,0ChLP

14.0207.501

	7.0ChLP Screw Ø5.0 7,0ChLP Wkręt Ø5,0 REF 3.5210.0xx		
	L [mm]	16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50	
	Pcs Szt.	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	
	L [mm]	52 54 56 58 60 65 70 75 80 85 90 95	
	7.0ChLP Cancellous screw Ø5,4 7,0ChLP wkręt gąbczasty Ø5,4 REF 3.5232.0xx		
	L [mm]	35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
	Pcs Szt.	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
	7.0ChLP cerclage screw 7,0 ChLP wkręt do cerklarzu REF 3.1221.070		
Pcs Szt.		3	

STAND FOR 7.0CHLP SCREWS 4X2 H
STATYW NA WKRETY 7,0CHLP 4X2 H


14.0207.502

	Cortical screw Ø4.5 Wkręt korowy Ø4,5 REF 3.1471.xxx		
	L [mm]	20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54	
	Pcs Szt.	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
	L [mm]	56 58 60 65 70 75 80 85 90	
	7.0ChLP Cancellous screw 6.5 7,0ChLP Wkręt gąbczasty 6,5 REF 3.5228.xxx		
	L [mm]	35 40 45 50 55 60 65 70 75 80	
	Pcs Szt.	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
	7.0ChLP Cannulated screw Ø7.3 7,0ChLP Wkręt kaniulowany Ø7,3 REF 3.5221.xxx		
	7.0 ChLP Conical cannulated screw Ø7.3 7,0 ChLP Wkręt stożk. kaniulowany Ø7,3 REF 3.5224.xxx		
	L [mm]	50 55 60 65 70 75 80 85 90 95	
	Pcs Szt.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	L [mm]	50 55 60 65 70 75 80 85 90 95	
	Pcs Szt.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

7.0ChLP DYNAMIC HIP PLATE 7,0ChLP DYNAMICZNA PŁYTKA BIODROWA



		Len	TiA
1	2	59	3.5314.002
	3	80	3.5314.003
	4	101	3.5314.004
	5	122	3.5314.005
2	6	143	3.5314.006
	7	164	3.5314.007
	8	185	3.5314.008



			TiA	Co	VA			
1	3.5316.xxx		✓	✓				7.3
2	3.5210.xxx	T25	✓	✓		✓		5.0
	4.5244.xxx	T25	✓		✓	✓	✓	5.0
	3.1471.xxx	T25		✓		✓		4.5
	3.5220.000	T25	✓	✓				5.0
	3.1221.070		✓	✓				



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S

Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufixs "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży




ST-62 See surgical technique
Patrz technika operacyjna




Use with instrument set no. **40.6600.000**
Stosować z instrumentarium **40.6600.000**

7.0ChLP HEPI PLATE 2HOL. 7,0ChLP PŁYTKA HEPI 2OTW.



	A	TiA
2	12	3.7098.112
2	16	3.7098.116
2	20	3.7098.120

7.0ChLP HEPI PLATE 4HOL. 7,0ChLP PŁYTKA HEPI 4OTW.



	A	TiA
4	16	3.7098.216
4	20	3.7098.220



3.5210.xxx T25 ✓ ✓ ✓ 5.0



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S

Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży




ST-80-702 See surgical technique
Patrz technika operacyjna




Use with instrument set no. **15.0207.111**
Stosować z instrumentarium **15.0207.111**

7.0ChLP HEPI PLATE 2HOL. 7,0ChLP PŁYTKA HEPI 2OTW.



	A	Ti
2	12	3.7099.112
2	16	3.7099.116
2	20	3.7099.120

7.0ChLP HEPI PLATE 4HOL. 7,0ChLP PŁYTKA HEPI 4OTW.



	A [mm]	Ti
4	16	3.7099.216
4	20	3.7099.220




-  The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S
-  For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży
-  ST-80-702 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **15.0207.111**
Stosować z instrumentarium **15.0207.111**

HEPI PLATE 2HOL. HEPI 2OTW.




		A	TiA
	2	12	3.4159.112
1	2	16	3.4159.116
	2	20	3.4159.120

HEPI PLATE 4HOL PŁYTKA HEPI 4OTW.




		A	TiA
	4	16	3.4159.216
2	4	20	3.4159.220



HEPI PLATE 2HOL. HEPI 2OTW.

		A	TiA
	2	12	3.4160.112
	2	16	3.4160.116
	2	20	3.4160.120



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S

Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży





ST-80-702 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **15.0207.111**
Stosować z instrumentarium **15.0207.111**

STAND FOR 7.0CHLP IMPLANTS 3.7098/7099/4159 4X2H STATYW NA IMPLANTY 7,0CHLP 3.7098/7099/4159 4X2H


14.0207.601

	7.0ChLP HEPI plate 2hol. 7,0ChLP płytka HEPI 2otw.						 
	7.0ChLP HEPI plate 4hol. 7,0ChLP płytka HEPI 4otw.						 
	7.0ChLP self-tapping screw 5.0 7,0ChLP wkręt samogwintujący 5,0 REF 3.5210.xxx						
	L [mm]	16	20	24	28	32	36
	Pcs Szt.	4	4	4	4	4	4
	HEPI plate Płytki HEPI						 
	Cortical self-tapping screw 4.5 Wkręt korowy samogwintujący 4,5 REF 3.1471.xxx						
	L [mm]	16	20	24	28	32	36
	Pcs Szt.	4	4	4	4	4	4

* Stand does not include implants
Statyw nie zawiera implantów


STAND FOR 5.0ChLP IMPLANTS 4X2H STATYW NA IMPLANTY 5,0ChLP 4X2H

14.0205.602


	HEPI plate Płytki HEPI						
	Cortical self-tapping screw 3.5 Wkręt korowy samogwintujący 3,5 REF 3.1306.xxx						
	L [mm]	16	20	24	28	32	36
	Pcs Szt.	8	8	8	8	8	8

* Stand does not include implants
Statyw nie zawiera implantów

7.0ChLP DISTANCE TIBIAL PLATE 7,0ChLP DYSTANSOWA PISZCZELOWA



	TiA	
	L	R
H		
3	3.7065.030	3.7066.030
5	3.7065.050	3.7066.050
7.5	3.7065.075	3.7066.075
9	3.7065.090	3.7066.090
10	3.7065.100	3.7066.100
11	3.7065.110	3.7066.110
12.5	3.7065.125	3.7066.125
15	3.7065.150	3.7066.150
17.5	3.7065.175	3.7066.175



			TiA	Co	VA				
3.5210.xxx	✓	✓	✓			✓			5.0
3.5228.xxx	✓	✓	✓				✓		6.5



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-21 See surgical technique
Patrz technika operacyjna




Use with instrument set no. **40.5350.600** or **15.0207.001**
Stosować z instrumentarium **40.5350.600** lub **15.0207.001**

7.0ChLP DISTANCE FEMUR PLATE 7,0ChLP DYSTANSOWA UDOWA



Len	H	TiA
125	5	3.3538.505
	7.5	3.3538.507
	9	3.3538.509
	10	3.3538.510
	11	3.3538.511
	12.5	3.3538.512
	15	3.3538.515
	17.5	3.3538.517



										
	3.5210.xxx	✓	✓	✓			✓			5.0
	3.5228.xxx	✓	✓	✓				✓		6.5
	3.1471.xxx	✓		✓			✓			4.5



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



ST-21 See surgical technique
Patrz technika operacyjna



Use with instrument set no. **40.5350.600** or **15.0207.001**
Stosować z instrumentarium **40.5350.600** lub **15.0207.001**


7.0ChLP DISTANCE TIBIAL PLATE 7,0ChLP PŁYTKA DYSTANSOWA PISZCZELOWA



	TiA	
	L	R
H		
0*	3.7249.600	3.7248.600
5	3.7249.605	3.7248.605
7,5	3.7249.607	3.7248.607
10	3.7249.610	3.7248.610
12,5	3.7249.612	3.7248.612
15	3.7249.615	3.7248.615
17,5	3.7249.617	3.7248.617

* płytka bez klina
plate without wedge
пластина без клина

7.0ChLP DISTANCE TIBIAL PLATE 7,0ChLP PŁYTKA DYSTANSOWA PISZCZELOWA



	TiA	
	L	R
H		
0*	3.7266.600	
5	3.7266.605	
7,5	3.7266.607	
10	3.7266.610	
12,5	3.7266.612	
15	3.7266.615	
17,5	3.7266.617	

* płytka bez klina
plate without wedge
пластина без клина

			TiA	Co	VA				
3.5210.xxx	✓	✓	✓			✓			5.0
3.1471.xxx	✓		✓			✓			4.5
4.5244.xxx	✓	✓		✓	✓	✓			5.0



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufix "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



Use with instrument set no. **40.5350.600** or **15.0207.001**
Stosować z instrumentarium **40.5350.600** lub **15.0207.001**

We have synthetic wedge-shaped bone substitutes in our offer
Oferujemy syntetyczne substytuty kości w kształcie klina

		100% β -TCP	75% HAp + 25% β -TCP
	6x25x30mm	TCP062530W	BCP062530W
	8x25x30mm	TCP082530W	BCP082530W
	10x25x30mm	TCP102530W	BCP102530W
	12x25x30mm	TCP122530W	BCP122530W
	14x25x30mm	TCP142530W	BCP142530W

7.0 ChM Locked Plating ChLPsystem



type rodzaj	cat. no. nr katalogowy	aiming block nakładka celująca	trial przymiar	palette paleta	palette (in a sterilization container) paleta (w kontenerze sterylizacyjnym)
Wide compression limited contact plate Płytki szeroka kompresyjna z ograniczonym kontaktem	3.3155.6xx				40.5704.550
Condylar femoral plate Płytki kłykciowa udowa	3.4023.6xx	40.5725.100	43.4023.606		40.5704.510
	3.4024.6xx	40.5725.200	43.4024.606		
Condylar tibial plate Płytki kłykciowa piszczelowa	3.4013.6xx	40.5724.100	43.4013.605		40.5704.520
	3.4014.6xx	40.5724.200	43.4014.605		
Wide tibial plate Płytki piszczelowa szeroka	3.4009.6xx		43.4009.606		40.5704.540
	3.4010.6xx		43.4010.606		
Proximal lateral tibial plate Płytki piszczelowa bliższa boczna	3.4089.6xx	40.5709.100	43.4089.604		40.5704.560
	3.4090.6xx	40.5709.200	43.4090.604		
Medial proximal tibial plate Płytki piszczelowa bliższa przyśrodkowa	3.7054.6xx	40.8220.000			40.6292.000
	3.7055.6xx	40.8221.000			
Anterolateral arthrodesis plate TT Płytki do artrodezy przednioboczna TT	3.7253.6xx				
	3.7254.6xx				
Lateral arthrodesis plate TTC Płytki do artrodezy boczna TTC	3.7255.6xx				
	3.7256.6xx				
Lateral arthrodesis plate TT Płytki do artrodezy boczna TT	3.7257.6xx				
	3.7258.6xx				
Posterior arthrodesis plate TTC Płytki do artrodezy tylna TTC	3.7259.6xx				
	3.7260.6xx				
Posterior arthrodesis plate TT Płytki do artrodezy tylna TT	3.7261.6xx				
	3.7262.6xx				
Anterior arthrodesis plate TT Płytki do artrodezy przednia TT	3.7263.6xx				
Proximal femoral periprosthetic plate Płytki udowa bliższa okołoprotezowa	3.7220.6xx				40.6299.100
	3.7221.6xx				
	3.7222.6xx				
	3.7223.6xx				
Trochanteric periprosthetic plate Płytki nakrętarzowa okołoprotezowa	3.7276.6xx				
	3.7277.6xx				
Trochanteric periprosthetic plate Płytki nakrętarzowa okołoprotezowa	3.7224.600				40.6299.100
	3.7225.600				
Proximal femoral plate Płytki udowa bliższa	3.7022.6xx	40.5732.200	43.7022.604		40.5704.590
	3.7023.6xx	40.5732.100			
Femoral shaft plate Płytki udowa trzonowa	3.7062.6xx				40.5704.900

Narrow compression plate with limited contact Płytką wąską kompresyjną z ograniczonym kontaktem	3.7093.6xx				40.6296.000
Dynamic hip plate Płytką dynamiczną biodrową	3.5314.00x				
HEPI plate Płytki HEPI	3.7098.xxx			14.0207.601; 14.0205.602	
	3.7099.xxx				
	3.4159.xxx				
	3.4160.xxx				
Distance tibial plate Płytką dystansową piszczelową	3.7065.xxx			40.5358.000	
	3.7066.xxx				
Distance femur plate Płytką dystansową udową	3.3538.5xx				

LOCKING ELEMENTS ELEMENTY BLOKUJĄCE

		Len			TiA	Co	VA				
	3.5210.xxx	16÷110	T25	✓	✓			✓			5.0
	3.5228.xxx	30÷95	T30	✓	✓				✓		6.5
	3.5221.xxx	30÷100	T30	✓	✓				✓	✓	7.3
	3.1471.xxx	16÷110	T25		✓			✓			4.5
	3.5242.xxx		T25		✓				✓		5.4
	4.5244.xxx	16÷110	T25	✓		✓	✓	✓			5.0
	4.5246.xxx*	16÷95	T25	✓		✓	✓	✓			4.0
	3.5247.xxx*	10÷20	T25	✓	✓			✓			5.0
	3.5316.xxx	65÷130		✓	✓						7.3
	3.5219.008	8	T25	✓	✓						5.0
	3.5220.000		T25	✓	✓						5.0
	3.1221.070			✓	✓						
	3.1221.170*			✓	✓						

*) NOTE: Screw dedicated to periprosthetic plates.

UWAGA: Wkręt dedykowany do płytek okołoprotezowych.

LOCKING ELEMENTS ELEMENTY BLOKUJĄCE

7.0ChLP SELF-TAPPING SCREW 5.0
7,0ChLP WKRĘT SAMOGWINTUJĄCY 5,0



T25	
Len	TiA
16	3.5210.016
18	3.5210.018
20	3.5210.020
22	3.5210.022
24	3.5210.024
26	3.5210.026
28	3.5210.028
30	3.5210.030
32	3.5210.032
34	3.5210.034
36	3.5210.036
38	3.5210.038
40	3.5210.040
42	3.5210.042
44	3.5210.044
46	3.5210.046
48	3.5210.048
50	3.5210.050
52	3.5210.052
54	3.5210.054
56	3.5210.056
58	3.5210.058
60	3.5210.060
65	3.5210.065
70	3.5210.070
75	3.5210.075
80	3.5210.080
85	3.5210.085
90	3.5210.090
95	3.5210.095

7.0ChLP SCREW VA 5.0
7,0ChLP WKRĘT VA 5,0



T25	
Len	Co
16	4.5244.016
18	4.5244.018
20	4.5244.020
22	4.5244.022
24	4.5244.024
26	4.5244.026
28	4.5244.028
30	4.5244.030
32	4.5244.032
34	4.5244.034
36	4.5244.036
38	4.5244.038
40	4.5244.040
42	4.5244.042
44	4.5244.044
46	4.5244.046
48	4.5244.048
50	4.5244.050
52	4.5244.052
54	4.5244.054
56	4.5244.056
58	4.5244.058
60	4.5244.060
65	4.5244.065
70	4.5244.070
75	4.5244.075
80	4.5244.080
85	4.5244.085
90	4.5244.090
95	4.5244.095
100	4.5244.100
105	4.5244.105
110	4.5244.110

7.0ChLP SCREW VA 4.0
7,0ChLP WKRĘT VA 4,0



T25	
Len	Co
16	4.5246.016
18	4.5246.018
20	4.5246.020
22	4.5246.022
24	4.5246.024
26	4.5246.026
28	4.5246.028
30	4.5246.030
32	4.5246.032
34	4.5246.034
36	4.5246.036
38	4.5246.038
40	4.5246.040
42	4.5246.042
44	4.5246.044
46	4.5246.046
48	4.5246.048
50	4.5246.050
52	4.5246.052
54	4.5246.054
56	4.5246.056
58	4.5246.058
60	4.5246.060
65	4.5246.065
70	4.5246.070
75	4.5246.075
80	4.5246.080
85	4.5246.085
90	4.5246.090
95	4.5246.095

*NOTE: Screw dedicated to periprosthetic plates.
UWAGA: Wkręt dedykowany do płytek okołoprotezowych.

7.0ChLP CERCLAGE SCREW
7,0ChLP WKRĘT DO CERKLARZU



TiA
3.1221.070

*Wire diameter max. 2.0 mm
Maksymalna średnica drutu 2,0 mm

7.0ChLP CERCLAGE SCREW
7,0ChLP WKRĘT DO CERKLARZU



TiA
3.1221.170

*NOTE: Screw dedicated to periprosthetic plates.
UWAGA: Wkręt dedykowany do płytek okołoprotezowych.

7.0ChLP PERIPROSTHETIC SCREW 5.0
7,0ChLP WKRĘT OKOŁOPROTEZOWY 5,0



T25	
Len	TiA
10	3.5247.010
12	3.5247.012
14	3.5247.014
16	3.5247.016
18	3.5247.018
20	3.5247.020

*NOTE: Screw dedicated to periprosthetic plates.
UWAGA: Wkręt dedykowany do płytek okołoprotezowych.


LOCKING ELEMENTS ELEMENTY BLOKUJĄCE

CORTICAL SELF-TAPPING SCREW 4.5 WKREŢ KOROWY SAMOGWINTUJĄCY 4,5



Len	T25	TiA
20		3.1471.020
22		3.1471.022
24		3.1471.024
26		3.1471.026
28		3.1471.028
30		3.1471.030
32		3.1471.032
34		3.1471.034
36		3.1471.036
38		3.1471.038
40		3.1471.040
42		3.1471.042
44		3.1471.044
46		3.1471.046
48		3.1471.048
50		3.1471.050
52		3.1471.052
54		3.1471.054
56		3.1471.056
58		3.1471.058
60		3.1471.060
65		3.1471.065
70		3.1471.070
75		3.1471.075
80		3.1471.080
85		3.1471.085
90		3.1471.090
95		3.1471.095

7.0 ChLP CONICAL CANCELLOUS SCREW Ø5.4 7,0ChLP WKREŢ STOŹKOWY GĄBCZASTY Ø5,4



A	Len	T25	TiA
16	30		3.5242.030
	35		3.5242.035
	40		3.5242.040
	45		3.5242.045
	50		3.5242.050
32	55		3.5242.055
	60		3.5242.060
	65		3.5242.065
	70		3.5242.070
	75		3.5242.075
	80		3.5242.080
	85		3.5242.085
	90		3.5242.090
	95		3.5242.095

7.0ChLP CANNULATED SCREW 7.3 7,0ChLP WKREŢ KANIULOWANY 7,3



Len	T30	TiA
30		3.5221.030
35		3.5221.035
40		3.5221.040
45		3.5221.045
50		3.5221.050
55		3.5221.055
60		3.5221.060
65		3.5221.065
70		3.5221.070
75		3.5221.075
80		3.5221.080
85		3.5221.085
90		3.5221.090
95		3.5221.095
100		3.5221.100

7.0ChLP CANCELLOUS SCREW 6.5 7,0ChLP WKREŢ GĄBCZASTY 6,5



Len	T30	TiA
30		3.5228.030
35		3.5228.035
40		3.5228.040
45		3.5228.045
50		3.5228.050
55		3.5228.055
60		3.5228.060
65		3.5228.065
70		3.5228.070
75		3.5228.075
80		3.5228.080
85		3.5228.085
90		3.5228.090
95		3.5228.095

TELESCOPIC SCREW 7.3 ŚRUBA TELESKOPOWA 7,3



Len	TiA
70	3.5316.070
75	3.5316.075
80	3.5316.080
85	3.5316.085
90	3.5316.090
95	3.5316.095
100	3.5316.100
105	3.5316.105
110	3.5316.110
115	3.5316.115
120	3.5316.120

7.0ChLP SCREW HOLE INSERT 7,0ChLP WKREŢ ZAŚLEPIAJĄCY



Len	T25	TiA
3.5220.000		

7.0ChLP DISTANCE SCREW 7,0ChLP WKREŢ OPOROWY



Len	T25	TiA
8		3.5219.008

Catalogue no. Nr katalogowy	Page Strona	Catalogue no. Nr katalogowy	Page Strona	Catalogue no. Nr katalogowy	Page Strona	Catalogue no. Nr katalogowy	Page Strona
3.1220.006	25	3.1471.070	80	3.4024.610	54	3.4062.040	20
3.1220.008	25	3.1471.075	80	3.4025.505	28	3.4062.042	20
3.1220.010	25, 50	3.1471.080	80	3.4025.506	28	3.4062.044	20
3.1220.012	25, 50	3.1471.085	80	3.4025.507	28	3.4062.046	20
3.1220.014	25, 50	3.1471.090	80	3.4026.505	28	3.4063.040	15
3.1220.016	25, 50	3.1471.095	80	3.4026.506	28	3.4063.045	15
3.1220.018	25, 50	3.1996.030	44	3.4026.507	28	3.4063.050	15
3.1220.020	25, 50	3.1996.035	44	3.4027.505	28	3.4064.040	15
3.1220.022	25, 50	3.1996.040	44	3.4027.506	28	3.4064.045	15
3.1220.024	25, 50	3.1996.045	44	3.4027.507	28	3.4064.050	15
3.1220.026	25, 50	3.1996.050	44	3.4028.505	28	3.4065.723	19
3.1220.028	25, 50	3.1996.055	44	3.4028.506	28	3.4065.725	19
3.1220.030	25, 50	3.1996.060	44	3.4028.507	28	3.4065.730	19
3.1220.032	25, 50	3.1996.065	44	3.4031.028	20	3.4065.735	19
3.1220.034	25, 50	3.1996.070	44	3.4031.030	20	3.4066.004	15
3.1220.036	25, 50	3.3155.606	52	3.4031.032	20	3.4066.005	15
3.1220.038	25, 50	3.3155.608	52	3.4032.028	20	3.4066.006	15
3.1220.040	25, 50	3.3155.610	52	3.4032.030	20	3.4067.026	13
3.1221.050	51	3.3155.612	52	3.4032.032	20	3.4067.029	13
3.1221.070	79	3.3155.614	52	3.4033.507	41	3.4068.026	13
3.1221.170	79	3.3157.505	26	3.4033.509	41	3.4068.029	13
3.1306.010	50	3.3157.506	26	3.4034.604	31	3.4069.053	13
3.1306.012	50	3.3157.507	26	3.4034.605	31	3.4070.046	16
3.1306.014	50	3.3157.508	26	3.4034.606	31	3.4070.050	16
3.1306.016	50	3.3157.510	26	3.4034.608	31	3.4070.054	16
3.1306.018	50	3.3157.512	26	3.4034.610	31	3.4071.046	16
3.1306.020	50	3.3538.505	73	3.4037.602	10	3.4071.050	16
3.1306.022	50	3.3538.507	73	3.4037.603	10	3.4071.054	16
3.1306.024	50	3.3538.509	73	3.4037.604	10	3.4072.503	18
3.1306.026	50	3.3538.510	73	3.4038.602	10	3.4072.504	18
3.1306.028	50	3.3538.511	73	3.4038.603	10	3.4072.505	18
3.1306.030	50	3.3538.512	73	3.4038.604	10	3.4072.506	18
3.1306.032	50	3.3538.515	73	3.4039.604	42	3.4072.507	18
3.1306.034	50	3.3538.517	73	3.4039.606	42	3.4072.508	18
3.1306.036	50	3.4009.604	56	3.4039.608	42	3.4072.509	18
3.1306.038	50	3.4009.606	56	3.4040.604	42	3.4072.510	18
3.1306.040	50	3.4009.608	56	3.4040.606	42	3.4073.005	15
3.1306.045	50	3.4009.610	56	3.4040.608	42	3.4074.601	18
3.1306.050	50	3.4010.604	56	3.4041.602	10	3.4074.602	18
3.1306.055	50	3.4010.606	56	3.4041.603	10	3.4074.603	18
3.1306.060	50	3.4010.608	56	3.4041.604	10	3.4075.601	18
3.1306.065	50	3.4010.610	56	3.4042.602	10	3.4075.602	18
3.1306.070	50	3.4011.601	39	3.4042.603	10	3.4075.603	18
3.1306.075	50	3.4011.603	39	3.4042.604	10	3.4080.504	26
3.1306.080	50	3.4011.605	39	3.4043.602	10	3.4080.505	26
3.1306.085	50	3.4011.607	39	3.4043.603	10	3.4080.506	26
3.1306.090	50	3.4011.609	39	3.4043.604	10	3.4080.507	26
3.1306.095	50	3.4012.601	39	3.4044.602	10	3.4080.508	26
3.1306.100	50	3.4012.603	39	3.4044.603	10	3.4081.004	27
3.1306.105	50	3.4012.605	39	3.4044.604	10	3.4081.005	27
3.1306.110	50	3.4012.607	39	3.4045.602	10	3.4081.006	27
3.1471.020	80	3.4012.609	39	3.4045.603	10	3.4081.007	27
3.1471.022	80	3.4013.604	56	3.4045.604	10	3.4081.008	27
3.1471.024	80	3.4013.605	56	3.4046.602	10	3.4081.010	27
3.1471.026	80	3.4013.606	56	3.4046.603	10	3.4081.604	27
3.1471.028	80	3.4013.608	56	3.4046.604	10	3.4081.605	27
3.1471.030	80	3.4014.604	56	3.4047.603	10	3.4081.606	27
3.1471.032	80	3.4014.605	56	3.4047.604	10	3.4081.607	27
3.1471.034	80	3.4014.606	56	3.4048.603	10	3.4081.608	27
3.1471.036	80	3.4014.608	56	3.4048.604	10	3.4081.609	27
3.1471.038	80	3.4022.804	26	3.4051.605	42	3.4081.610	27
3.1471.040	80	3.4022.805	26	3.4051.607	42	3.4084.051	17
3.1471.042	80	3.4022.806	26	3.4051.609	42	3.4084.060	17
3.1471.044	80	3.4022.807	26	3.4052.605	42	3.4084.066	17
3.1471.046	80	3.4022.808	26	3.4052.607	42	3.4085.033	16
3.1471.048	80	3.4022.810	26	3.4052.609	42	3.4086.033	16
3.1471.050	80	3.4023.604	54	3.4057.000	45	3.4087.028	17
3.1471.052	80	3.4023.606	54	3.4058.000	45	3.4087.038	17
3.1471.054	80	3.4023.608	54	3.4059.000	45	3.4087.048	17
3.1471.056	80	3.4023.610	54	3.4060.000	45	3.4088.028	17
3.1471.058	80	3.4024.604	54	3.4061.022	14	3.4088.038	17
3.1471.060	80	3.4024.606	54	3.4061.027	14	3.4088.048	17
3.1471.065	80	3.4024.608	54	3.4062.038	20	3.4089.603	57

Catalogue no. Nr katalogowy	Page Strona	Catalogue no. Nr katalogowy	Page Strona	Catalogue no. Nr katalogowy	Page Strona	Catalogue no. Nr katalogowy	Page Strona
3.4089.604	57	3.5200.034	50	3.5225.016	50	3.7015.503	29
3.4089.606	57	3.5200.036	50	3.5225.018	50	3.7015.504	29
3.4089.608	57	3.5200.038	50	3.5225.020	50	3.7015.505	29
3.4090.603	57	3.5200.040	50	3.5225.022	50	3.7015.506	29
3.4090.604	57	3.5200.042	50	3.5225.024	50	3.7015.508	29
3.4090.606	57	3.5200.044	50	3.5225.026	50	3.7015.604	29
3.4090.608	57	3.5200.046	50	3.5225.028	50	3.7015.605	29
3.4097.502	36	3.5200.048	50	3.5225.030	50	3.7015.606	29
3.4097.504	36	3.5200.050	50	3.5225.032	50	3.7015.607	29
3.4097.506	36	3.5200.052	50	3.5225.034	50	3.7015.609	29
3.4097.508	36	3.5200.054	50	3.5225.036	50	3.7018.604	42
3.4098.502	36	3.5200.056	50	3.5225.038	50	3.7018.606	42
3.4098.504	36	3.5200.058	50	3.5225.040	50	3.7018.608	42
3.4098.506	36	3.5200.060	50	3.5228.030	80	3.7019.604	42
3.4098.508	36	3.5200.065	50	3.5228.035	80	3.7019.606	42
3.4099.603	11	3.5200.070	50	3.5228.040	80	3.7019.608	42
3.4099.604	11	3.5200.075	50	3.5228.045	80	3.7020.016	19
3.4099.605	11	3.5200.080	50	3.5228.050	80	3.7020.020	19
3.4159.112	70	3.5200.085	50	3.5228.055	80	3.7020.024	19
3.4159.116	70	3.5200.090	50	3.5228.060	80	3.7021.041	13
3.4159.120	70	3.5200.095	50	3.5228.065	80	3.7022.602	55
3.4159.216	70	3.5207.006	51	3.5228.070	80	3.7022.604	55
3.4159.220	70	3.5208.000	51	3.5228.075	80	3.7022.606	55
3.4160.112	70	3.5210.016	79	3.5228.080	80	3.7022.608	55
3.4160.116	70	3.5210.018	79	3.5228.085	80	3.7023.602	55
3.4160.120	70	3.5210.020	79	3.5228.090	80	3.7023.604	55
3.5164.006	25	3.5210.022	79	3.5228.095	80	3.7023.606	55
3.5164.008	25	3.5210.024	79	3.5242.030	80	3.7023.608	55
3.5164.010	25	3.5210.026	79	3.5242.035	80	3.7024.501	12
3.5164.012	25	3.5210.028	79	3.5242.040	80	3.7024.502	12
3.5164.014	25	3.5210.030	79	3.5242.045	80	3.7025.501	12
3.5164.016	25	3.5210.032	79	3.5242.050	80	3.7025.502	12
3.5164.018	25	3.5210.034	79	3.5242.055	80	3.7026.501	12
3.5164.020	25	3.5210.036	79	3.5242.060	80	3.7026.502	12
3.5164.022	25	3.5210.038	79	3.5242.065	80	3.7027.501	12
3.5164.024	25	3.5210.040	79	3.5242.070	80	3.7027.502	12
3.5164.026	25	3.5210.042	79	3.5242.075	80	3.7028.501	12
3.5164.028	25	3.5210.044	79	3.5242.080	80	3.7028.502	12
3.5164.030	25	3.5210.046	79	3.5242.085	80	3.7029.604	43
3.5164.032	25	3.5210.048	79	3.5242.090	80	3.7029.605	43
3.5164.034	25	3.5210.050	79	3.5242.095	80	3.7029.606	43
3.5164.036	25	3.5210.052	79	3.5247.010	79	3.7029.608	43
3.5164.038	25	3.5210.054	79	3.5247.012	79	3.7029.610	43
3.5164.040	25	3.5210.056	79	3.5247.014	79	3.7030.604	43
3.5165.006	25	3.5210.058	79	3.5247.016	79	3.7030.605	43
3.5165.008	25	3.5210.060	79	3.5247.018	79	3.7030.606	43
3.5165.010	25	3.5210.065	79	3.5247.020	79	3.7030.608	43
3.5165.012	25	3.5210.070	79	3.5314.004	67	3.7030.610	43
3.5165.014	25	3.5210.075	79	3.5314.005	67	3.7033.004	37
3.5165.016	25	3.5210.080	79	3.5314.006	67	3.7034.004	37
3.5165.018	25	3.5210.085	79	3.5314.007	67	3.7035.004	37
3.5165.020	25	3.5210.090	79	3.5314.008	67	3.7036.604	32
3.5165.022	25	3.5210.095	79	3.5316.070	80	3.7036.606	32
3.5165.024	25	3.5219.008	80	3.5316.075	80	3.7036.608	32
3.5165.026	25	3.5220.000	80	3.5316.080	80	3.7036.610	32
3.5165.028	25	3.5221.030	80	3.5316.085	80	3.7036.612	32
3.5165.030	25	3.5221.035	80	3.5316.090	80	3.7037.604	32
3.5165.032	25	3.5221.040	80	3.5316.095	80	3.7037.606	32
3.5165.034	25	3.5221.045	80	3.5316.100	80	3.7037.608	32
3.5165.036	25	3.5221.050	80	3.5316.105	80	3.7037.610	32
3.5165.038	25	3.5221.055	80	3.5316.110	80	3.7037.612	32
3.5165.040	25	3.5221.060	80	3.5316.115	80	3.7038.604	32
3.5200.012	50	3.5221.065	80	3.5316.120	80	3.7038.606	32
3.5200.014	50	3.5221.070	80	3.7014.503	29	3.7038.608	32
3.5200.016	50	3.5221.075	80	3.7014.504	29	3.7038.610	32
3.5200.018	50	3.5221.080	80	3.7014.505	29	3.7038.612	32
3.5200.020	50	3.5221.085	80	3.7014.506	29	3.7039.604	32
3.5200.022	50	3.5221.090	80	3.7014.508	29	3.7039.606	32
3.5200.024	50	3.5221.095	80	3.7014.604	29	3.7039.608	32
3.5200.026	50	3.5221.100	80	3.7014.605	29	3.7039.610	32
3.5200.028	50	3.5225.010	50	3.7014.606	29	3.7039.612	32
3.5200.030	50	3.5225.012	50	3.7014.607	29	3.7040.604	33
3.5200.032	50	3.5225.014	50	3.7014.609	29	3.7040.606	33

Catalogue no. Nr katalogowy	Page Strona	Catalogue no. Nr katalogowy	Page Strona	Catalogue no. Nr katalogowy	Page Strona	Catalogue no. Nr katalogowy	Page Strona
3.7040.608	33	3.7067.607	36	3.7099.220	69	3.7235.606	7
3.7040.610	33	3.7067.609	36	3.7200.601	45	3.7236.603	7
3.7040.612	33	3.7067.611	36	3.7200.602	45	3.7236.604	7
3.7041.604	33	3.7068.605	36	3.7200.603	45	3.7236.606	7
3.7041.606	33	3.7068.607	36	3.7201.601	45	3.7237.603	7
3.7041.608	33	3.7068.609	36	3.7201.602	45	3.7237.604	7
3.7041.610	33	3.7068.611	36	3.7201.603	45	3.7237.606	7
3.7041.612	33	3.7071.604	33	3.7202.604	39	3.7238.604	41
3.7048.506	29	3.7071.606	33	3.7202.605	39	3.7238.605	41
3.7048.508	29	3.7071.608	33	3.7202.606	39	3.7240.606	35
3.7048.510	29	3.7071.610	33	3.7202.608	39	3.7240.608	35
3.7048.610	29	3.7071.612	33	3.7203.604	39	3.7242.110	28
3.7049.506	29	3.7072.604	33	3.7203.605	39	3.7242.113	28
3.7049.508	29	3.7072.606	33	3.7203.606	39	3.7242.116	28
3.7049.510	29	3.7072.608	33	3.7203.608	39	3.7243.605	31
3.7054	63	3.7072.610	33	3.7206.014	11	3.7243.606	31
3.7054.604	57	3.7072.612	33	3.7206.021	11	3.7243.608	31
3.7054.606	57	3.7073.604	34	3.7207.603	30	3.7243.610	31
3.7054.608	57	3.7073.606	34	3.7207.605	30	3.7243.612	31
3.7054.610	57	3.7073.608	34	3.7208.603	30	3.7243.614	31
3.7055.604	57	3.7073.610	34	3.7208.605	30	3.7243.616	31
3.7055.606	57	3.7073.612	34	3.7209.605	30	3.7244.605	31
3.7055.608	57	3.7074.604	34	3.7209.607	30	3.7244.606	31
3.7055.610	57	3.7074.606	34	3.7210.605	30	3.7244.608	31
3.7056.002	21	3.7074.608	34	3.7211.600	30	3.7244.610	31
3.7056.003	21	3.7074.610	34	3.7212.600	30	3.7244.612	31
3.7056.004	21	3.7074.612	34	3.7220.606	62	3.7244.614	31
3.7056.005	21	3.7075.000	8	3.7220.608	62	3.7244.616	31
3.7056.006	21	3.7076.000	8	3.7220.610	62	3.7248.600	74
3.7056.007	21	3.7077.000	8	3.7220.612	62	3.7248.605	74
3.7057.002	21	3.7078.000	8	3.7221.606	62	3.7248.607	74
3.7057.003	21	3.7079.000	8	3.7221.608	62	3.7248.610	74
3.7057.004	21	3.7081.000	8	3.7221.610	62	3.7248.612	74
3.7057.005	21	3.7082.000	8	3.7221.612	62	3.7248.615	74
3.7057.006	21	3.7083.604	8	3.7222.606	62	3.7248.617	74
3.7057.007	21	3.7083.605	8	3.7222.608	62	3.7249.600	74
3.7058.004	14	3.7083.606	8	3.7222.610	62	3.7249.605	74
3.7058.006	14	3.7084.604	8	3.7222.612	62	3.7249.607	74
3.7060.140	22	3.7084.605	8	3.7223.606	62	3.7249.610	74
3.7060.145	22	3.7084.606	8	3.7223.608	62	3.7249.612	74
3.7060.150	22	3.7085.604	8	3.7223.610	62	3.7249.615	74
3.7060.240	22	3.7085.605	8	3.7223.612	62	3.7249.617	74
3.7060.245	22	3.7085.606	8	3.7224.600	63	3.7253.601	60
3.7060.250	22	3.7086.604	8	3.7225.600	63	3.7253.604	60
3.7061.140	22	3.7086.605	8	3.7226.603	7	3.7253.607	60
3.7061.145	22	3.7086.606	8	3.7226.604	7	3.7254.601	60
3.7061.150	22	3.7091.604	38	3.7226.606	7	3.7254.604	60
3.7061.240	22	3.7091.605	38	3.7227.603	7	3.7254.607	60
3.7061.245	22	3.7091.606	38	3.7227.604	7	3.7255.601	58
3.7061.250	22	3.7091.608	38	3.7227.606	7	3.7255.604	58
3.7062.610	53	3.7092.604	38	3.7228.603	7	3.7256.601	58
3.7062.612	53	3.7092.605	38	3.7228.604	7	3.7256.604	58
3.7062.614	53	3.7092.606	38	3.7228.606	7	3.7257.601	58
3.7062.616	53	3.7092.608	38	3.7229.603	7	3.7257.604	58
3.7065.030	72	3.7093.605	52	3.7229.604	7	3.7258.601	58
3.7065.050	72	3.7093.606	52	3.7229.606	7	3.7258.604	58
3.7065.075	72	3.7093.608	52	3.7230.603	7	3.7259.601	59
3.7065.090	72	3.7093.610	52	3.7230.604	7	3.7259.604	59
3.7065.100	72	3.7093.612	52	3.7230.606	7	3.7260.601	59
3.7065.110	72	3.7093.614	52	3.7231.603	7	3.7260.604	59
3.7065.125	72	3.7094.604	40	3.7231.604	7	3.7261.601	59
3.7065.150	72	3.7094.606	40	3.7231.606	7	3.7261.604	59
3.7065.175	72	3.7095.604	40	3.7232.603	7	3.7262.601	59
3.7066.030	72	3.7095.606	40	3.7232.604	7	3.7262.604	59
3.7066.050	72	3.7098.112	68	3.7232.606	7	3.7263.601	60
3.7066.075	72	3.7098.116	68	3.7233.603	7	3.7263.604	60
3.7066.090	72	3.7098.120	68	3.7233.604	7	3.7266.600	74
3.7066.100	72	3.7098.216	68	3.7233.606	7	3.7266.605	74
3.7066.110	72	3.7098.220	68	3.7234.603	7	3.7266.607	74
3.7066.125	72	3.7099.112	69	3.7234.604	7	3.7266.610	74
3.7066.150	72	3.7099.116	69	3.7234.606	7	3.7266.612	74
3.7066.175	72	3.7099.120	69	3.7235.603	7	3.7266.615	74
3.7067.605	36	3.7099.216	69	3.7235.604	7	3.7266.617	74

Catalogue no. Nr katalogowy	Page Strona	Catalogue no. Nr katalogowy	Page Strona	Catalogue no. Nr katalogowy	Page Strona	Catalogue no. Nr katalogowy	Page Strona
3.7268.612	35	4.5244.058	79	14.0207.413	76	40.6297.000	21
3.7268.614	35	4.5244.060	79	14.0207.501	66	40.6298.000	24
4.5235.006	25	4.5244.065	79	14.0207.502	66	40.6299.100	76
4.5235.008	25	4.5244.070	79	14.0207.506	61	40.6600.000	67
4.5235.010	25	4.5244.075	79	14.0207.507	61	40.8210.000	47
4.5235.012	25	4.5244.080	79	14.0207.601	71, 77	40.8211.000	47
4.5235.014	25	4.5244.085	79	15.0204.002	22	40.8212.000	47
4.5235.016	25	4.5244.090	79	15.0204.602	11	40.8213.000	47
4.5235.018	25	4.5244.095	79	15.0204.603	24	40.8214.000	47
4.5235.020	25	4.5244.100	79	15.0205.202	26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45	40.8215.000	47
4.5235.022	25	4.5244.105	79	15.0205.206	26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45	40.8216.000	47
4.5235.024	25	4.5244.110	79	15.0205.208	26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45	40.8217.000	47
4.5235.026	25	4.5246.016	79	15.0205.401	47	40.8218.000	47
4.5235.028	25	4.5246.018	79	15.0205.409	48	40.8219.000	47
4.5235.030	25	4.5246.020	79	15.0205.411	48	40.8220.000	76
4.5235.032	25	4.5246.022	79	15.0205.415	48	40.8221.000	76
4.5235.034	25	4.5246.024	79	15.0205.419	47	40.8222.000	48
4.5235.036	25	4.5246.026	79	15.0205.420	47	40.8223.000	48
4.5235.038	25	4.5246.028	79	15.0205.421	48	40.8224.000	48
4.5235.040	25	4.5246.030	79	15.0205.422	48	40.8225.000	48
4.5236.012	50	4.5246.032	79	15.0205.424	48	40.8226.000	48
4.5236.014	50	4.5246.034	79	15.0205.427	48	40.8227.000	48
4.5236.016	50	4.5246.036	79	15.0205.428	48	40.8232.000	48
4.5236.018	50	4.5246.038	79	15.0205.430	28	40.8233.000	48
4.5236.020	50	4.5246.040	79	15.0205.601	28	40.8234.000	48
4.5236.022	50	4.5246.042	79	15.0207.001	72, 73, 74	40.8235.000	48
4.5236.024	50	4.5246.044	79	15.0207.110	58, 60	40.8236.000	23
4.5236.026	50	4.5246.046	79	15.0207.111	68, 69, 70	40.8237.000	23
4.5236.028	50	4.5246.048	79	15.0207.201	52, 54, 56, 57, 59	40.8238.000	23
4.5236.030	50	4.5246.050	79	15.0207.202	52, 54, 56, 57, 59	40.8239.000	23
4.5236.032	50	4.5246.052	79	15.0207.207	58, 60	40.8240.000	23
4.5236.034	50	4.5246.054	79	15.0207.208	52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 64	40.8241.000	23
4.5236.036	50	4.5246.056	79	15.0506.101	65	43.4009.606	76
4.5236.038	50	4.5246.058	79	40.5350.600	72, 73, 74	43.4010.606	76
4.5236.040	50	4.5246.060	79	40.5358.000	77	43.4011.605	48
4.5236.042	50	4.5246.065	79	40.5671.000	47	43.4012.605	48
4.5236.044	50	4.5246.070	79	40.5704.510	76	43.4013.605	76
4.5236.046	50	4.5246.075	79	40.5704.520	76	43.4014.605	76
4.5236.048	50	4.5246.080	79	40.5704.540	76	43.4023.606	76
4.5236.050	50	4.5246.085	79	40.5704.550	76	43.4024.606	76
4.5236.052	50	4.5246.090	79	40.5704.560	76	43.4025.505	47
4.5236.054	50	4.5246.095	79	40.5704.590	76	43.4026.505	47
4.5236.056	50	4.5250.600S	65	40.5704.900	76	43.4027.505	47
4.5236.058	50	14.0204.601	24	40.5709.100	76	43.4028.505	47
4.5236.060	50	14.0204.602	24	40.5709.200	76	43.4037.603	23
4.5236.065	50	14.0205.401	47	40.5710.020	13, 14, 15, 16, 17, 18	43.4038.603	23
4.5236.070	50	14.0205.402	47	40.5710.171	7, 8, 10, 11	43.4039.608	48
4.5236.075	50	14.0205.403	47	40.5713.040	23	43.4040.608	48
4.5236.080	50	14.0205.404	47	40.5713.150	23	43.4041.603	23
4.5236.085	50	14.0205.405	47	40.5713.170	23	43.4042.603	23
4.5236.090	50	14.0205.406	47	40.5713.230	12	43.4043.603	23
4.5236.095	50	14.0205.409	48	40.5713.330	24	43.4044.603	23
4.5244.016	79	14.0205.410	48	40.5714.020	24	43.4045.603	23
4.5244.018	79	14.0205.411	48	40.5724.100	76	43.4046.603	23
4.5244.020	79	14.0205.414	48	40.5724.200	76	43.4047.603	23
4.5244.022	79	14.0205.415	48	40.5725.100	76	43.4048.603	23
4.5244.024	79	14.0205.417	48	40.5725.200	76	43.4051.607	48
4.5244.026	79	14.0205.419	47	40.5726.100	48	43.4052.607	48
4.5244.028	79	14.0205.420	47	40.5726.200	48	43.4089.604	76
4.5244.030	79	14.0205.421	48	40.5731.100	48	43.4090.604	76
4.5244.032	79	14.0205.422	48	40.5731.200	48	43.4097.504	48
4.5244.034	79	14.0205.423	48	40.5732.100	76	43.4098.504	48
4.5244.036	79	14.0205.424	48	40.5732.200	76	43.4099.604	23
4.5244.038	79	14.0205.426	47	40.5741.200	19, 20	43.7014.505	47
4.5244.040	79	14.0205.427	48	40.5741.300	24	43.7015.505	47
4.5244.042	79	14.0205.428	48	40.5742.100	48	43.7022.604	76
4.5244.044	79	14.0205.429	47	40.5742.200	48	43.7024.502	24
4.5244.046	79	14.0205.501	46	40.6292.000	76	43.7025.502	24
4.5244.048	79	14.0205.502	46	40.6296.000	77	43.7026.502	24
4.5244.050	79	14.0205.506	46			43.7027.502	24
4.5244.052	79	14.0205.601	47			43.7028.502	24
4.5244.054	79	14.0205.602	71, 77			43.7029.605	48
4.5244.056	79	14.0207.412	76			43.7030.605	48

Catalogue no. Nr katalogowy	Page Strona
43.7033.004	48
43.7034.004	48
43.7035.004	48
43.7036.606	47
43.7037.606	47
43.7038.606	47
43.7039.606	47
43.7040.606	47
43.7041.606	47
43.7071.606	47
43.7072.606	47
43.7073.606	47
43.7074.606	47
43.7075.000	23
43.7076.000	23
43.7077.000	23
43.7078.000	23
43.7079.000	23
43.7080.000	23
43.7081.000	23
43.7082.000	23
43.7083.605	23
43.7084.605	23
43.7085.605	23
43.7086.605	23
43.7200.60x	48
43.7201.60x	48
43.7202.606	48
43.7203.606	48
43.7228.606	23
43.7229.606	23
43.7234.606	23
43.7243.608	47
43.7244.608	47

ChM sp. z o.o.
Lewickie 3b
16-061 Juchnowiec Kościelny
Poland
tel. +48 85 86 86 100
fax +48 85 86 86 101
chm@chm.eu
www.chm.eu

