

БЛОКИРУЕМЫЕ ПЛАСТИНЫ

4,0[°] CHM Locked Plating
ChLPsystem

5,0[°] CHM Locked Plating
ChLPsystem

7,0[°] CHM Locked Plating
ChLPsystem




ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ.....	5	5,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ ДИСТАЛЬНАЯ ЗАДНЯЯ МЕДИАЛЬНАЯ	33
4,0ChLP ПЛАСТИНА ЛАДОННАЯ ДЛЯ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ.....	7	5,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ ДИСТАЛЬНАЯ МЕДИАЛЬНАЯ.....	33
4,0ChLP ПЛАСТИНА ЛАДОННАЯ ДЛЯ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ РАСШИРЕННАЯ.....	7	5,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ ДИСТАЛЬНАЯ ДОРСОЛАТЕРАЛЬНАЯ.....	34
4,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ ДОРСАЛЬНАЯ.....	8	5,0ChLP ПЛАСТИНА ИЗОГНУТАЯ ПРЕДПЛЕЧЬЯ.....	35
ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ДИСТАЛЬНОЙ ЧАСТИ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ – ДОРСАЛЬНЫЕ.....	9	5,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ПРЕДПЛЕЧЬЯ.....	35
4,0ChLP ПЛАСТИНА ПРЯМАЯ.....	10	5,0ChLP ПЛАСТИНА ЛАДОННАЯ ДЛЯ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ.....	36
4,0ChLP ПЛАСТИНА L-ОБРАЗНАЯ.....	10	5,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ЛОКТЕВОГО ОТРОСТКА.....	36
4,0ChLP ПЛАСТИНА Т-ОБРАЗНАЯ.....	10	5,0ChLP ПЛАСТИНЫ ДЛЯ АРТРОДЕЗА ЗАПЯСТЬЯ.....	37
4,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ АРТРОДЕЗА ЗАПЯСТЬЯ.....	11	5,0ChLP ПЛАСТИНА БОЛЬШЕБЕРЦОВАЯ ПРОКСИМАЛЬНАЯ Т-ОБРАЗНАЯ.....	38
4,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ЛОКТЕВОЙ КОСТИ ДИСТАЛЬНАЯ.....	11	5,0ChLP ПЛАСТИНА БОЛЬШЕБЕРЦОВАЯ ПРОКСИМАЛЬНАЯ ЛАТЕРАЛЬНАЯ.....	39
4,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ГОЛОВКИ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ ШЕЙНАЯ.....	12	5,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ УЗКАЯ.....	39
4,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ГОЛОВКИ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ.....	12	5,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ ТЫЛЬНАЯ УЗКАЯ.....	40
4,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ЛАДЬЕВИДНОЙ КОСТИ.....	13	5,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ ТЫЛЬНАЯ ШИРОКАЯ.....	40
.....	13	5,0ChLP ПЛАСТИНА БОЛЬШЕБЕРЦОВАЯ ДИСТАЛЬНАЯ МЕДИАЛЬНАЯ.....	41
4,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ТАРАННОЙ КОСТИ.....	13	5,0ChLP ПЛАСТИНА БОЛЬШЕБЕРЦОВАЯ ДИСТАЛЬНАЯ МЕДИАЛЬНАЯ.....	41
4,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ КУБОВИДНОЙ КОСТИ.....	13	5,0ChLP ПЛАСТИНА БОЛЬШЕБЕРЦОВАЯ ДИСТАЛЬНАЯ МЕДИАЛЬНАЯ.....	42
4,0ChLP ПЛАСТИНА Т.....	14	5,0ChLP ПЛАСТИНА БОЛЬШЕБЕРЦОВАЯ ДИСТАЛЬНАЯ L.....	42
4,0ChLP ПЛАСТИНА ПРЯМОУГОЛЬНИК.....	14	5,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ МЕНЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ ДИСТАЛЬНАЯ ЗАДНЕ-БОКОВАЯ.....	43
4,0ChLP ПЛАСТИНА 3D.....	15	5,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ ДИСТАЛЬНАЯ ЗАДНЯЯ.....	44
4,0ChLP ПЛАСТИНА ИЗОГНУТАЯ.....	15	5,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ ДИСТАЛЬНАЯ ЗАДНЯЯ МЕДИАЛЬНАЯ.....	44
4,0ChLP ПЛАСТИНА Т-ОБРАЗНАЯ НАКЛОННАЯ.....	16	5,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ МАЛОБЕРЦОВОЙ КОСТИ ДИСТАЛЬНАЯ БОКОВАЯ.....	45
4,0ChLP ПЛАСТИНА ТИП 6.....	16	ВИНТ КАНЮЛИРОВАННЫЙ 4,0.....	46
4,0ChLP ПЛАСТИНА ПРЯМАЯ ШИРОКАЯ.....	17	4,5ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ПЯТКИ С КРЮЧКОМ.....	47
4,0ChLP ПЛАСТИНА L-ОБРАЗНАЯ.....	17	5,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ПЯТКИ.....	47
4,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ СУСТАВА ЛИСФРАНКА.....	18	5,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ПЯТКИ.....	47
4,0ChLP ПЛАСТИНА РЕКОНСТРУКТИВНАЯ.....	18	ПОДДОНЫ ДЛЯ ИМПЛАТОВ.....	48
4,0ChLP ПЛАСТИНА Х-ОБРАЗНАЯ.....	19	БЛОКИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ.....	51
4,0ChLP ПЛАСТИНА СТОПЫ 2-ОТВ.....	19	7,0ChLP ПЛАСТИНА УЗКАЯ, КОМПРЕССИОННАЯ С ОГРАНИЧЕННЫМ КОНТАКТОМ.....	54
4,0ChLP ПЛАСТИНА Т-ОБРАЗНАЯ КОСАЯ ДЛЯ МЕЛКИХ КОСТЕЙ.....	20	7,0ChLP ПЛАСТИНА ШИРОКАЯ, КОМПРЕССИОННАЯ С ОГРАНИЧЕННЫМ КОНТАКТОМ.....	54
4,0ChLP ПЛАСТИНА Т.....	20	7,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ БЕДРЕННОЙ КОСТИ МОЛЯРНАЯ.....	55
4,0ChLP ПЛАСТИНА Т.....	21	7,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ МЫШЕЛКОВ БЕДРА.....	56
4,0ChLP ПЛАСТИНА Х КЛИНОВИДНАЯ.....	21	7,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ БЕДРЕННОЙ КОСТИ ПРОКСИМАЛЬНАЯ.....	57
4,0ChLP ПЛАСТИНА ВНУТРИКОСТНАЯ.....	22	7,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ МЫШЕЛКОВ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ.....	58
БЛОКИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ.....	25	7,0ChLP ПЛАСТИНА ШИРОКАЯ ДЛЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ.....	58
4,5ChLP ПЛАСТИНА РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ПРЯМАЯ УЗКАЯ.....	26	7,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ПРОКСИМАЛЬНОЙ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ МЕДИАЛЬНАЯ.....	59
5,0ChLP ПЛАСТИНА РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ПРЯМАЯ.....	26	7,0ChLP ПЛАСТИНА БОЛЬШЕБЕРЦОВАЯ ПРОКСИМАЛЬНАЯ ЛАТЕРАЛЬНАЯ.....	59
5,0ChLP ПЛАСТИНА УЗКАЯ, КОМПРЕССИОННАЯ С ОГРАНИЧЕННЫМ КОНТАКТОМ.....	26	7,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ АРТРОДЕЗА ЛАТЕРАЛЬНАЯ ТТ.....	60
5,0ChLP ПЛАСТИНА ТРУБЧАТАЯ ПРЯМАЯ 1/3.....	27	7,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ АРТРОДЕЗА ЛАТЕРАЛЬНАЯ ТТС.....	60
5,0ChLP ПЛАСТИНА КЛЮЧИЧНАЯ С КРЮЧКОМ.....	28	7,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ АРТРОДЕЗА ЗАДНЯЯ ТТС.....	61
5,0ChLP ПЛАСТИНА ACSJ.....	28	7,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ АРТРОДЕЗА ЗАДНЯЯ ТТ.....	61
5,0ChLP ПЛАСТИНА КЛЮЧИЧНАЯ S МОЛЯРНАЯ.....	29	7,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ АРТРОДЕЗА ПЕРЕДНЕЛАТЕРАЛЬНАЯ ТТ.....	62
5,0ChLP ПЛАСТИНА КЛЮЧИЧНАЯ S.....	29	7,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ АРТРОДЕЗА ПЕРЕДНЯЯ ТТ.....	62
5,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ЛОПАТКИ МЕДИАЛЬНАЯ.....	30	ПОДДОНЫ ДЛЯ ИМПЛАТОВ.....	63
5,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ЛОПАТКИ ЛАТЕРАЛЬНАЯ.....	30	7,0ChLP ПЛАСТИНА БЕДРЕННАЯ ПРОКСИМАЛЬНАЯ ОКОЛОПРОТЕЗНАЯ.....	64
5,0ChLP ПЛАСТИНА ГЛЕНОИДНАЯ.....	30	7,0ChLP ПЛАСТИНА ВЕРТЕЛЬНАЯ ОКОЛОПРОТЕЗНАЯ.....	65
5,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ.....	31	7,0ChLP ПЛАСТИНА БЕДРЕННАЯ ОКОЛОПРОТЕЗНАЯ.....	66
5,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ ДИСТАЛЬНАЯ У-ОБРАЗНАЯ.....	31		
5,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ ДИСТАЛЬНАЯ БОКОВАЯ.....	32		
5,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ ДИСТАЛЬНАЯ ЗАДНЯЯ БОКОВАЯ.....	32		

ПРОВОЛОКА СЕРКЛЯЖНАЯ С ЗАЖИМОМ 2,0X600	67
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПЛАСТИНЫ 7,0ChLP	68
7,0ChLP ПЛАСТИНА ДИНАМИЧЕСКАЯ БЕДРЕННАЯ	69
7,0ChLP ПЛАСТИНА НЕРІ 20ТВ.....	70
ПОДСТАВКА ДЛЯ ИМПЛАНТАТОВ 7,0ChLP 3.7098/7099/4159 4X2H	73
ПОДСТАВКА ДЛЯ ИМПЛАНТАТОВ 5,0ChLP 4X2H	73
7,0ChLP ПЛАСТИНА ДИСТАНЦИРУЮЩАЯ ДЛЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ	74
7,0ChLP ПЛАСТИНА ДИСТАНЦИРУЮЩАЯ ДЛЯ БЕДРА	75
7,0ChLP ПЛАСТИНА ДИСТАНЦИРУЮЩАЯ ДЛЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ	76
ЗАМЕНИТЕЛИ КОСТИ	77
ИНДЕКС	85


	Чистый титан		Угол
	Сплав титана		доступные длины
	Сплав кобальта		Доступное количество отверстий
	Левый		Толщина [мм]
	Правый		Масштаб 1:1
	Универсальная версия		Количество резьбовых отверстий в диафизарной части пластины
	Длина		Количество резьбовых и компрессионных отверстий в диафизарной части пластины
	Шлиц торкс		Количество блокирующих отверстий в пластине
	Шлиц торкс канюлированный		Переменный угол
	Шлиц шестигранный		Кортикальный
	Шлиц шестигранный канюлированный		Спонгиозный
	Канюлированный		Доступный вариант стерильный / нестерильный
	Блокирующий		Использовать с инструментами
	Диаметр [мм]		
	Длина Н [мм]		

4,0ChLP ПЛАСТИНА ЛАДОННАЯ ДЛЯ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ



			4,0ChLP пластина ладонная для лучевой кости узкая			
1	3	44	3.7227.603	3.7226.603		
	4	54	3.7227.604	3.7226.604		
	6	70	3.7227.606	3.7226.606		
4,0ChLP пластина ладонная для лучевой кости						
2	3	44	3.7229.603	3.7228.603		
	4	54	3.7229.604	3.7228.604		
	6	70	3.7229.606	3.7228.606		
4,0ChLP пластина ладонная для лучевой кости широкая						
3	3	44	3.7231.603	3.7230.603		
	4	54	3.7231.604	3.7230.604		
	6	70	3.7231.606	3.7230.606		

4,0ChLP ПЛАСТИНА ЛАДОННАЯ ДЛЯ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ РАСШИРЕННАЯ



4,0ChLP пластина ладонная для лучевой кости расширенная узкая			
3	46	3.7233.603	3.7232.603
4	56	3.7233.604	3.7232.604
6	72	3.7233.606	3.7232.606
4,0ChLP пластина ладонная для лучевой кости расширенная			
3	46	3.7235.603	3.7234.603
4	56	3.7235.604	3.7234.604
6	72	3.7235.606	3.7234.606
4,0ChLP пластина ладонная для лучевой кости расширенная широкая			
3	46	3.7237.603	3.7236.603
4	56	3.7237.604	3.7236.604
6	72	3.7237.606	3.7236.606



Использовать с инструментами **40.5710.171**

								
	3.5164.xxx	T8	✓	✓			✓	2.4
	3.5165.xxx	T8	✓	✓			✓	2.7
	3.1220.xxx	T8		✓			✓	2.7
	4.5235.xxx	T8	✓		✓	✓	✓	2.4



	Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S
	Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж
	ST-80-403 Смотри описание хирургической техники

4,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ ДОРСАЛЬНАЯ



		TiA	Co	VA			
	3.5164.xxx	T8	✓	✓	✓	2.4	
	3.5165.xxx	T8	✓	✓	✓	2.7	
	3.1220.xxx	T8	✓		✓	2.7	
	4.5235.xxx	T8	✓	✓	✓	2.4	



4,0ChLP пластина для лучевой кости дорсальная
дельта-образная

1	4	75	3.7083.604	3.7084.604
	5	82	3.7083.605	3.7084.605
	6	90	3.7083.606	3.7084.606

4,0ChLP пластина для лучевой кости дорсальная
у-образная

2	4	75	3.7085.604	3.7086.604
	5	82	3.7085.605	3.7086.605
	6	90	3.7085.606	3.7086.606

4,0ChLP Пластина для лучевой кости дорсальная
H-образная узкая

3	-	63	3.7079.000	3.7080.000
---	---	----	------------	------------

4,0ChLP Пластина для лучевой кости дорсальная
H-образная широкая

4	-	64	3.7081.000	3.7082.000
---	---	----	------------	------------

4,0ChLP Пластина для лучевой кости дорсальная Пи-
образная узкая

5	-	63	3.7075.000	3.7076.000
---	---	----	------------	------------

4,0ChLP Пластина для лучевой кости дорсальная Пи-
образная широкая

6	-	64	3.7077.000	3.7078.000
---	---	----	------------	------------



Использовать с инструментами **40.5710.171**



Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S



Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ДИСТАЛЬНОЙ ЧАСТИ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ – ДОРСАЛЬНЫЕ


1:1




3.4047.6xx



Взаимозаменяемые пластины используемые с прямой пластиной в технике 2-пластиновой.



3.4041.6xx



3.4043.6xx



3.4037.6xx



3.4045.6xx




3.4048.6xx

3.4042.6xx

3.4044.6xx

3.4038.6xx

3.4046.6xx



4,0ChLP ПЛАСТИНА ПРЯМАЯ

1:1



		Len	Ti
1	3	47	3.4047.603
	4	58	3.4047.604

4,0ChLP ПЛАСТИНА Т-ОБРАЗНАЯ

		Len	Ti
2	3	40	3.4048.603
	4	51	3.4048.604



4,0ChLP ПЛАСТИНА L-ОБРАЗНАЯ

		Len	Ti
3	2	29	3.4041.602
	3	40	3.4041.603
	4	51	3.4041.604
	2	29	3.4043.602
4	3	40	3.4043.603
	4	51	3.4043.604



4,0ChLP ПЛАСТИНА L-ОБРАЗНАЯ КОСАЯ

		Len	Ti
5	2	30	3.4037.602
	3	41	3.4037.603
	4	52	3.4037.604
6	2	32	3.4045.602
	3	43	3.4045.603
	4	54	3.4045.604



Использовать с инструментами 40.5710.171

			TiA	Co	VA		
	3.5164.xxx	T8	✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	T8	✓	✓		✓	2.7
	3.1220.xxx	T8		✓		✓	2.7
	4.5235.xxx	T8	✓		✓	✓	2.4

 Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S

 Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж

 ST-80-403 Смотри описание хирургической техники

4,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ЛОКТЕВОЙ КОСТИ ДИСТАЛЬНАЯ

1:1



3.4099.603



Len

Ti

3	45	3.4099.603
4	53	3.4099.604
5	61	3.4099.605



Использовать с инструментами **40.5710.171**

								
	3.5164.xxx	T8	✓	✓			✓	2.4
	3.5165.xxx	T8	✓	✓			✓	2.7
	3.1220.xxx	T8		✓			✓	2.7
	4.5235.xxx	T8	✓		✓	✓	✓	2.4



Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S



Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж



ST-80-402

4,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ АРТРОДЕЗА ЗАПЯСТЬЯ

1



2



Ti

1	6	14	3.7206.014
2	12	21	3.7206.021



Использовать с инструментами **40.5710.171 + 15.0204.602**

								
	3.5164.xxx	T8	✓	✓			✓	2.4
	4.5235.xxx	T8	✓		✓	✓	✓	2.4



Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S




Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж



ST-80-404 Смотри описание хирургической техники

4,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ГОЛОВКИ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ

1:1



			Ti	
		Len	L	R
МАЛАЯ				
1	36	3.7025.501	3.7024.501	
2	47	3.7025.502	3.7024.502	
БОЛЬШАЯ				
2	36	3.7027.501	3.7026.501	
2	47	3.7027.502	3.7026.502	



4,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ГОЛОВКИ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ ШЕЙНАЯ

1:1



		Len	Ti
1	32	3.7028.501	
2	43	3.7028.502	

 Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S

 Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж



Использовать с инструментами **40.5713.171**

		TiA	Co	VA			
	3.5164.xxx	T8	✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	T8	✓	✓		✓	2.7
	3.1220.xxx	T8		✓		✓	2.7
	4.5235.xxx	T8	✓		✓	✓	2.4

4,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ТАРАННОЙ КОСТИ




Len	Ti
41	3.7021.041




4,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ЛАДЬЕВИДНОЙ КОСТИ

Len	Ti
53	3.4069.053



4,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ КУБОВИДНОЙ КОСТИ

	Ti
L ₁ xL ₂	
15x26	3.4067.026
18x29	3.4067.029



Использовать с инструментами **40.5710.020**

							
	3.5164.xxx	T8	✓	✓	✓	✓	2.4
	3.5165.xxx	T8	✓	✓	✓	✓	2.7
	4.5235.xxx	T8	✓	✓	✓	✓	2.4

 Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S

 Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж

 ST-80-405 Смотри описание хирургической техники

4,0ChLP ПЛАСТИНА Т



	Len	Ti
4	35,3	3.7058.004
6	48,3	3.7058.006



4,0ChLP ПЛАСТИНА ПРЯМОУГОЛЬНИК



Len	Ti
22	3.4061.022
27	3.4061.027



Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S



Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж



ST-80-405 Смотри описание хирургической техники




Использовать с инструментами **40.5710.020**




	3.5164.xxx	T8	✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	T8	✓	✓		✓	2.7
	3.1220.xxx	T8		✓		✓	2.7
	4.5235.xxx	T8	✓		✓	✓	2.4

4,0ChLP ПЛАСТИНА ИЗОГНУТАЯ



			Ti	
	Len	L		R
4	39		3.4066.004	
5	46	3.4073.005		3.4066.005
6	54		3.4066.006	



4,0ChLP ПЛАСТИНА 3D



		Ti	
Len	L		R
40	3.4063.040		3.4064.040
45	3.4063.045		3.4064.045
50	3.4063.050		3.4064.050



Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S



Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж



ST-80-405 Смотри описание хирургической техники



Использовать с инструментами **40.5710.020**

			TiA	Co	VA		
	3.5164.xxx	T8	✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	T8	✓	✓		✓	2.7
	4.5235.xxx	T8	✓		✓	✓	2.4

4,0ChLP ПЛАСТИНА ТИП 6



Len	L	R
46	3.4071.046	3.4070.046
50	3.4071.050	3.4070.050
54	3.4071.054	3.4070.054



4,0ChLP ПЛАСТИНА Т-ОБРАЗНАЯ НАКЛОННАЯ



Len	L	R
33	3.4085.033	3.4086.033



Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S



Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж



ST-80-405 Смотри описание хирургической техники



Использовать с инструментами **40.5710.020**

							
	3.5164.xxx	T8	✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	T8	✓	✓		✓	2.7
	4.5235.xxx	T8	✓		✓	✓	2.4

4,0ChLP ПЛАСТИНА L-ОБРАЗНАЯ




Len	L	R
28	3.4087.028	3.4088.028
38	3.4087.038	3.4088.038
48	3.4087.048	3.4088.048



4,0ChLP ПЛАСТИНА ПРЯМАЯ ШИРОКАЯ



Len	Ti
51	3.4084.051
60	3.4084.060
66	3.4084.066



-  Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S
-  Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж
-  ST-80-405 Смотри описание хирургической техники

 Использовать с инструментами **40.5710.020**

			TiA	Co	VA		
	3.5164.xxx	T8	✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	T8	✓	✓		✓	2.7
	3.1220.xxx	T8		✓		✓	2.7
	4.5235.xxx	T8	✓		✓	✓	2.4


4,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ СУСТАВА ЛИСФРАНКА




	Ti	
	L	R
Len		
39	3.4075.601	3.4074.601
48	3.4075.602	3.4074.602
59	3.4075.603	3.4074.603



4,0ChLP ПЛАСТИНА РЕКОНСТРУКТИВНАЯ



	Len	Ti
3	54	3.4072.503
4	64	3.4072.504
5	74	3.4072.505
6	84	3.4072.506
7	94	3.4072.507
8	104	3.4072.508
9	114	3.4072.509
10	124	3.4072.510



Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S



Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж




ST-80-405 Смотрите описание хирургической техники



Использовать с инструментами **40.5710.020**

			TiA	Co	VA		
	3.5164.xxx	T8	✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	T8	✓	✓		✓	2.7
	3.1220.xxx	T8		✓		✓	2.7
	4.5235.xxx	T8	✓		✓	✓	2.4

4,0ChLP ПЛАСТИНА СТОПЫ 2-ОТВ.




A	Len	Ti
10	16	3.7020.016
14	20	3.7020.020
18	24	3.7020.024



4,0ChLP ПЛАСТИНА Х-ОБРАЗНАЯ



Len	Ti
23	3.4065.723
25	3.4065.725
30	3.4065.730
35	3.4065.735



Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S



Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж



ST-80-405 Смотри описание хирургической техники



Использовать с инструментами **40.5741.200**

							
	3.5164.xxx	T8	✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	T8	✓	✓		✓	2.7
	4.5235.xxx	T8	✓		✓	✓	2.4

4,0ChLP ПЛАСТИНА Т-ОБРАЗНАЯ КОСАЯ ДЛЯ МЕЛКИХ КОСТЕЙ



Len	L	R
28	3.4031.028	3.4032.028
30	3.4031.030	3.4032.030
32	3.4031.032	3.4032.032



4,0ChLP ПЛАСТИНА Т

Len	Ti
38	3.4062.038
40	3.4062.040
42	3.4062.042
44	3.4062.044
46	3.4062.046



Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S



Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж




ST-80-405 Смотрите описание хирургической техники



Использовать с инструментами **40.5741.200**


	3.5164.xxx	T8	✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	T8	✓	✓		✓	2.7
	4.5235.xxx	T8	✓		✓	✓	2.4

4,0ChLP ПЛАСТИНА Т




		
2	30	3.7056.002
3	30	3.7056.003
4	30	3.7056.004
5	30	3.7056.005
6	30	3.7056.006
7	30	3.7056.007

4,0ChLP ПЛАСТИНА Х КЛИНОВИДНАЯ



		
2	23	3.7057.002
3	23	3.7057.003
4	23	3.7057.004
5	23	3.7057.005
6	23	3.7057.006
7	23	3.7057.007



 Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S

 Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж

 ST-80-401 Смотри описание хирургической техники



Использовать с инструментами **40.6297.000**

								
	3.5164.xxx	T8	✓	✓			✓	2.4
	3.5165.xxx	T8	✓	✓			✓	2.7
	4.5235.xxx	T8	✓		✓	✓	✓	2.4

4,0ChLP ПЛАСТИНА ВНУТРИКОСТНАЯ

1:1



	Len	L	R
1	40	3.7061.140	3.7060.140
	45	3.7061.145	3.7060.145
	50	3.7061.150	3.7060.150
2	40	3.7061.240	3.7060.240
	45	3.7061.245	3.7060.245
	50	3.7061.250	3.7060.250



Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S



Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж



ST-65 Смотри описание хирургической техники



Использовать с инструментами **15.0204.002**

	3.5164.xxx	T8	✓	✓		✓	2.4
	4.5235.xxx	T8	✓		✓	✓	2.4





тип	кат. №	шаблон накладка	мера	поддон (без шаблон накладок)	поддон (с шаблон накладками)	
Пластина ладонная для лучевой кости	3.7226.xxx	40.8236.000	 43.7228.606	-	40.5713.170	
	3.7227.xxx	40.8237.000				
	3.7228.xxx	40.8238.000	 43.7229.606			
	3.7229.xxx	40.8239.000				
	3.7230.xxx	40.8240.000				
	3.7231.xxx	40.8241.000				
Пластина ладонная для лучевой кости расширенная	3.7232.xxx	40.8236.000	 43.7234.606	-		
	3.7233.xxx	40.8237.000				
	3.7234.xxx	40.8238.000	 43.7235.606			
	3.7235.xxx	40.8239.000				
	3.7236.xxx	40.8240.000				
	3.7237.xxx	40.8241.000				
Пластина для лучевой кости дорсальная дельта-образная	3.7083.xxx	-	43.7083.605	40.5713.150	-	
	3.7084.xxx		43.7084.605			
	3.7085.xxx		43.7085.605			
	3.7086.xxx		43.7086.605			
	3.7075.000		43.7075.000			
	3.7076.000		43.7076.000			
	3.7077.000		43.7077.000			
	3.7078.000		43.7078.000			
	3.7079.000		43.7079.000			
	3.7080.000		43.7080.000			
	3.7081.000		43.7081.000			
	3.7082.000		43.7082.000			
Пластина прямая	3.4047.xxx	-	43.4047.603	-	40.5713.040	
Пластина L-образная	3.4041.xxx	-	43.4041.603	-		
	3.4042.xxx		43.4042.603	-		
Пластина L-образная косая	3.4037.xxx	-	43.4037.603	-		
	3.4038.xxx		43.4038.603			
	3.4045.xxx		43.4045.603			
	3.4046.xxx		43.4046.603			
Пластина T-образная	3.4048.xxx	-	43.4048.603	-		
Пластина L-образная	3.4043.xxx	-	43.4043.603	-		
	3.4044.xxx		43.4044.603	-		
Пластина для локтевой кости дистальная	3.4099.xxx	-	43.4099.604	-	-	

Radial head plate	3.7024.xxx	-	43.7024.502	40.5713.330	-
	3.7025.xxx		43.7025.502		
	3.7026.xxx		43.7026.502		
	3.7027.xxx		43.7027.502		
Radial head neck plate	3.7028.xxx	-	43.7028.502		
Пластина внутрикостная	3.7061.xxx			14.0204.601	
Пластина для артрореза запястья	3.7206.xxx	-		14.0204.602	15.0204.603
Talus plate	3.7021.xxx	-	-	40.5714.020	-
Пластина прямоугольник	3.4061.xxx				
Пластина 3D	3.4063.xxx				
	3.4064.xxx				
Пластина изогнута	3.4066.xxx				
	3.4073.xxx				
Пластина для кубовидной кости	3.4067.xxx				
	3.4068.xxx				
Пластина для ладьевидной кости	3.4069.xxx				
Пластина 6-образная	3.4070.xxx				
	3.4071.xxx				
Пластина Т наклонная	3.4085.xxx				
	3.4086.xxx				
Пластина L	3.4087.xxx				
	3.4088.xxx				
пластина прямая широкая	3.4084.xxx				
Пластина для сустава лисфранка	3.4074.xxx				
	3.4075.xxx				
Пластина реконструктивная	3.4072.xxx				
2-отв. пластина для стопы	3.7020.xxx	-	-	40.5741.300	-
Пластина Т-образная косая для мелких кости	3.4031.xxx				
	3.4032.xxx				
Пластина X	3.4065.xxx				
Пластина Т	3.4062.xxx				
Пластина Т клиновидная	3.7056.xxx	-	-	-	40.6298.000
Пластина X клиновидная	3.7057.xxx				

БЛОКИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

4,0ChLP ВИНТ 2,4



6	3.5164.006
8	3.5164.008
10	3.5164.010
12	3.5164.012
14	3.5164.014
16	3.5164.016
18	3.5164.018
20	3.5164.020
22	3.5164.022
24	3.5164.024
26	3.5164.026
28	3.5164.028
30	3.5164.030
32	3.5164.032
34	3.5164.034
36	3.5164.036
38	3.5164.038
40	3.5164.040

4,0ChLP ВИНТ 2,7



6	3.5165.006
8	3.5165.008
10	3.5165.010
12	3.5165.012
14	3.5165.014
16	3.5165.016
18	3.5165.018
20	3.5165.020
22	3.5165.022
24	3.5165.024
26	3.5165.026
28	3.5165.028
30	3.5165.030
32	3.5165.032
34	3.5165.034
36	3.5165.036
38	3.5165.038
40	3.5165.040

4,0ChLP ВИНТ VA 2,4




6	4.5235.006
8	4.5235.008
10	4.5235.010
12	4.5235.012
14	4.5235.014
16	4.5235.016
18	4.5235.018
20	4.5235.020
22	4.5235.022
24	4.5235.024
26	4.5235.026
28	4.5235.028
30	4.5235.030
32	4.5235.032
34	4.5235.034
36	4.5235.036
38	4.5235.038
40	4.5235.040

ВИНТ КОРТИКАЛЬНЫЙ САМОРЕЗ. 2,7




6	3.1220.006
8	3.1220.008
10	3.1220.010
12	3.1220.012
14	3.1220.014
16	3.1220.016
18	3.1220.018
20	3.1220.020
22	3.1220.022
24	3.1220.024
26	3.1220.026
28	3.1220.028
30	3.1220.030
32	3.1220.032
34	3.1220.034
36	3.1220.036
38	3.1220.038
40	3.1220.040

4,5ChLP ПЛАСТИНА РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ПРЯМАЯ УЗКАЯ



	Len	Ti
4	88	3.4080.504
5	102	3.4080.505
6	116	3.4080.506
7	130	3.4080.507
8	144	3.4080.508

5,0ChLP ПЛАСТИНА РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ПРЯМАЯ



	Len	Ti
4	88	3.4022.804
5	102	3.4022.805
6	116	3.4022.806
7	130	3.4022.807
8	144	3.4022.808
10	172	3.4022.810

5,0ChLP ПЛАСТИНА УЗКАЯ, КОМПРЕССИОННАЯ С ОГРАНИЧЕННЫМ КОНТАКТОМ



	Len	Ti
5	88	3.3157.505
6	103	3.3157.506
7	118	3.3157.507
8	133	3.3157.508
10	163	3.3157.510
12	193	3.3157.512

								
	3.5200.xxx	T15	✓	✓		✓		3.5
	3.5225.xxx	T15	✓	✓		✓		2.4
	3.1306.xxx	T15		✓		✓		3.5
	4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	✓	3.5
	3.5207.006	T15	✓	✓				3.5
	3.5208.000	T15	✓	✓				3.5
	3.1221.050	T15	✓	✓				



Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S



Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж



ST-47 Смотри описание хирургической техники



Использовать с инструментами **15.0205.208, 15.0205.202+15.0205.206**

5,0ChLP ПЛАСТИНА ТРУБЧАТАЯ ПРЯМАЯ 1/3



3.4081.006

	Len	Ti	2.0
4	45	3.4081.004	
5	57	3.4081.005	
6	69	3.4081.006	
7	81	3.4081.007	
8	93	3.4081.008	
10	117	3.4081.010	



5,0ChLP ТРУБЧАТАЯ ПРЯМАЯ ПЛАСТИНА 1/3



3.4081.606

	Len	Ti	2.0
4	46	3.4081.604	
5	58	3.4081.605	
6	70	3.4081.606	
7	82	3.4081.607	
8	94	3.4081.608	
9	106	3.4081.609	
10	118	3.4081.610	

				TiA	Co	VA				
	3.5200.xxx	T15	✓	✓			✓			3.5
	3.5225.xxx	T15	✓	✓			✓			2.4
	3.1306.xxx	T15		✓			✓			3.5
	4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	✓			3.5
	3.5207.006	T15	✓	✓						3.5
	3.5208.000	T15	✓	✓						3.5
	3.1221.050	T15	✓	✓						

 Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S

 Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж

 ST-47 Смотри описание хирургической техники

 Использовать с инструментами **15.0205.208, 15.0205.202+15.0205.206**

5,0ChLP ПЛАСТИНА АСJ



	
10	3.7242.110
13	3.7242.113
16	3.7242.116



ST-80-521 Смотри описание хирургической техники



Использовать с инструментами **15.0205.601; 15.0205.430**
+15.0205.206; 15.205.208



	3.5200.xxx	T15	✓	✓		✓	3.5
	4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	3.5



5,0ChLP ПЛАСТИНА КЛЮЧИЧНАЯ С КРЮЧКОМ

			
			
12	5	3.4025.505	3.4026.505
	6	3.4025.506	3.4026.506
	7	3.4025.507	3.4026.507
15	5	3.4027.505	3.4028.505
	6	3.4027.506	3.4028.506
	7	3.4027.507	3.4028.507



	3.5200.xxx	T15	✓	✓		✓	3.5
	3.5225.xxx	T15	✓	✓		✓	2.4
	3.1306.xxx	T15		✓		✓	3.5
	4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	3.5
	3.5207.006	T15	✓	✓			3.5
	3.5208.000	T15	✓	✓			3.5
	3.1221.050	T15	✓	✓			



Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S



Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж



ST-80-502 Смотри описание хирургической техники




Использовать с инструментами **15.0205.208;**
15.0205.202+15.0205.206

5,0ChLP ПЛАСТИНА КЛЮЧИЧНАЯ S



			Ti
	Len	L	R
3	71	3.7015.503	3.7014.503
4	80	3.7015.504	3.7014.504
1 5	90	3.7015.505	3.7014.505
6	99	3.7015.506	3.7014.506
8	116	3.7015.508	3.7014.508
4	71	3.7015.604	3.7014.604
5	80	3.7015.605	3.7014.605
2 6	90	3.7015.606	3.7014.606
7	99	3.7015.607	3.7014.607
9	116	3.7015.609	3.7014.609



5,0ChLP ПЛАСТИНА КЛЮЧИЧНАЯ S МОЛЯРНАЯ

			Ti
	Len	L	R
6	66	3.7049.506	3.7048.506
1 8	84	3.7049.508	3.7048.508
10	104	3.7049.510	3.7048.510
6	66	3.7049.606	3.7048.606
2 8	84	3.7049.608	3.7048.608
10	104	3.7049.610	3.7048.610



Использовать с инструментами **15.0205.208; 15.0205.202 + 15.0205.206**

									
	3.5200.xxx	T15	✓	✓			✓		3.5
	3.5225.xxx	T15	✓	✓			✓		2.4
	3.1306.xxx	T15		✓			✓		3.5
	4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	✓		3.5
	3.5207.006	T15	✓	✓					3.5
	3.5208.000	T15	✓	✓					3.5
	3.1221.050	T15	✓	✓					



Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S



Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж



ST-80-518 Смотри описание хирургической техники

5,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ЛОПАТКИ МЕДИАЛЬНАЯ



			Ti	
		Len	L	R
1	3	72	3.7207.603	3.7208.603
	5	91	3.7207.605	3.7208.605

5,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ЛОПАТКИ ЛАТЕРАЛЬНАЯ



			Ti	
		Len	L	R
2	5	91	3.7209.605	3.7210.605
	7	111	3.7209.607	3.7210.607

5,0ChLP ПЛАСТИНА ГЛЕНОИДНАЯ

			Ti	
		Len	L	R
3	39		3.7211.600	3.7212.600



			TiA	Co	VA		
	3.5200.xxx	T15	✓	✓		✓	3.5
	3.5225.xxx	T15	✓	✓		✓	2.4
	3.1306.xxx	T15		✓		✓	3.5
	4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	3.5
	3.5207.006	T15	✓	✓			3.5
	3.5208.000	T15	✓	✓			3.5

 Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S

 Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж

 ST-80-519 Смотри описание хирургической техники

 Использовать с инструментами **15.0205.208;**
15.0205.202+15.0205.206

5,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ



4	95	3.4034.604
5	108	3.4034.605
6	121	3.4034.606
8	147	3.4034.608
10	173	3.4034.610




ST-80-514

Смотри описание хирургической техники



5.0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ ДИСТАЛЬНАЯ У-ОБРАЗНАЯ



5	116	3.7243.605	3.7244.605
6	129	3.7243.606	3.7244.606
8	155	3.7243.608	3.7244.608
10	181	3.7243.610	3.7244.610
12	207	3.7243.612	3.7244.612
14	233	3.7243.614	3.7244.614
16	259	3.7243.616	3.7244.616



ST-80-520

Смотри описание хирургической техники



	3.5200.xxx	T15	✓	✓	✓	3.5
	3.5225.xxx	T15	✓	✓	✓	2.4
	3.1306.xxx	T15	✓	✓	✓	3.5
	4.5236.xxx	T15	✓	✓	✓	3.5
	3.5207.006	T15	✓	✓	✓	3.5
	3.5208.000	T15	✓	✓	✓	3.5
	3.1221.050	T15	✓	✓	✓	3.5



Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S



Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж



Использовать с инструментами **15.0205.208;**
15.0205.202+15.0205.206

5,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ ДИСТАЛЬНАЯ БОКОВАЯ



				Ti
		Len	L	R
1	4	91	3.7037.604	3.7036.604
	6	111	3.7037.606	3.7036.606
	8	131	3.7037.608	3.7036.608
	10	151	3.7037.610	3.7036.610
	12	171	3.7037.612	3.7036.612

5,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ ДИСТАЛЬНАЯ ЗАДНЯЯ БОКОВАЯ

				Ti
		Len	L	R
2	4	75	3.7039.604	3.7038.604
	6	97	3.7039.606	3.7038.606
	8	113	3.7039.608	3.7038.608
	10	131	3.7039.610	3.7038.610
	12	150	3.7039.612	3.7038.612



			TiA	Co	VA		
3.5200.xxx	T15	✓	✓			✓	3.5
3.5225.xxx	T15	✓	✓			✓	2.4
3.1306.xxx	T15		✓			✓	3.5
4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	✓	3.5
3.5207.006	T15	✓	✓				3.5
3.5208.000	T15	✓	✓				3.5

Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S

Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж

ST-80-511 Смотри описание хирургической техники

Использовать с инструментами **15.0205.208;**
15.0205.202+15.0205.206

5,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ ДИСТАЛЬНАЯ ЗАДНЯЯ МЕДИАЛЬНАЯ




				Ti
		Len	L	R
	4	84	3.7041.604	3.7040.604
	6	104	3.7041.606	3.7040.606
3	8	124	3.7041.608	3.7040.608
	10	144	3.7041.610	3.7040.610
	12	164	3.7041.612	3.7040.612

5,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ ДИСТАЛЬНАЯ МЕДИАЛЬНАЯ



						
						
	4	91	3.7071.604		3.7072.604	
	6	111	3.7071.606		3.7072.606	
4	8	131	3.7071.608		3.7072.608	
	10	151	3.7071.610		3.7072.610	
	12	170	3.7071.612		3.7072.612	

мин. 2 отверстия



90°
3.7040 / 3.7041
+
3.7036 / 3.7037

мин. 2 отверстия



180°
3.7071 / 3.7072
+
3.7036 / 3.7037

мин. 2 отверстия



90°
3.7071 / 3.7072
+
3.7038 / 3.7039

	3.5200.xxx	T15	✓	✓		✓	3.5
	3.5225.xxx	T15	✓	✓		✓	2.4
	3.1306.xxx	T15		✓		✓	3.5
	4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	3.5
	3.5207.006	T15	✓	✓			3.5
	3.5208.000	T15	✓	✓			3.5
	3.1221.050	T15	✓	✓			



Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S



Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж



ST-80-511 Смотри описание хирургической техники



Использовать с инструментами **15.0205.208;**
15.0205.202+15.0205.206

5,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ ДИСТАЛЬНАЯ ДОРСОЛАТЕРАЛЬНАЯ



				
	4	75	3.7073.604	3.7074.604
	6	94	3.7073.606	3.7074.606
5	8	113	3.7073.608	3.7074.608
	10	132	3.7073.610	3.7074.610
	12	151	3.7073.612	3.7074.612



								
	3.5200.xxx	T15	✓	✓		✓		3.5
	3.5225.xxx	T15	✓	✓		✓		2.4
	3.1306.xxx	T15		✓		✓		3.5
	4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	✓	3.5
	3.5207.006	T15	✓	✓				3.5
	3.5208.000	T15	✓	✓				3.5
	3.1221.050	T15	✓	✓				


 Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S

 Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж

 ST-80-511 Смотри описание хирургической техники

 Использовать с инструментами **15.0205.208;**
15.0205.202+15.0205.206

5,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ПРЕДПЛЕЧЬЯ



		Len	Ti
1	6	82	3.7240.606
	8	102	3.7240.608

5,0ChLP ПЛАСТИНА ИЗОГНУТАЯ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

		Len	Ti
2	12	146	3.7268.612
	14	170	3.7268.614



			TiA	Co	VA			
 3.5200.xxx	T15	✓	✓			✓		3.5
 3.5225.xxx	T15	✓	✓			✓		2.4
 3.1306.xxx	T15		✓			✓		3.5
 4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	✓		3.5
 3.5207.006	T15	✓	✓					3.5
 3.5208.000	T15	✓	✓					3.5
 3.1221.050	T15	✓	✓					

 Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S

 Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж


 ST-47 Смотри описание хирургической техники

 Использовать с инструментами **15.0205.208;**
15.0205.202+15.0205.206

5,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ЛОКТЕВОГО ОТРОСТКА



			Ti	
	Len	L	R	
2	88	3.4097.502	3.4098.502	
4	121	3.4097.504	3.4098.504	
6	151	3.4097.506	3.4098.506	
8	181	3.4097.508	3.4098.508	
		ST-80-510		
		Смотри описание хирургической техники		



5,0ChLP ПЛАСТИНА ЛАДОННАЯ ДЛЯ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ

			Ti	
	Len	L	R	
5	73	3.7067.605	3.7068.605	
7	97	3.7067.607	3.7068.607	
9	122	3.7067.609	3.7068.609	
11	146	3.7067.611	3.7068.611	
		ST-47		
		Смотри описание хирургической техники		




			TiA	Co	VA	C		
3.5200.xxx	T15	✓	✓			✓	3.5	
3.5225.xxx	T15	✓	✓			✓	2.4	
3.1306.xxx	T15		✓			✓	3.5	
4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	✓	3.5	
3.5207.006	T15	✓	✓				3.5	
3.5208.000	T15	✓	✓				3.5	
3.1221.050	T15	✓	✓					

 Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S

 Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж

 Использовать с инструментами **15.0205.208;**
15.0205.202+15.0205.206

5,0ChLP ПЛАСТИНЫ ДЛЯ АРТРОДЕЗА ЗАПЯСТЬЯ



	Len	Ti	
1	130	3.7033.004	ПРЯМАЯ
2	131	3.7034.004	ПРОСТ.ИЗГИБ
3	140	3.7035.004	СТАНД.ИЗГИБ
 ST-80-509 Смотри описание хирургической техники			



								
	3.5200.xxx	T15	✓	✓			✓	3.5
	3.5225.xxx	T15	✓	✓			✓	2.4
	3.1306.xxx	T15		✓			✓	3.5
	4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	✓	3.5
	3.5207.006	T15	✓	✓				3.5
	3.5208.000	T15	✓	✓				3.5
	3.1221.050	T15	✓	✓				

 Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S

 Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж



Использовать с инструментами **15.0205.208;**
15.0205.202+15.0205.206

5,0ChLP ПЛАСТИНА БОЛЬШЕБЕРЦОВАЯ ПРОКСИМАЛЬНАЯ Т-ОБРАЗНАЯ



			Ti	
	Len	L		R
4	110	3.7091.604		3.7092.604
5	125	3.7091.605		3.7092.605
6	140	3.7091.606		3.7092.606
8	170	3.7091.608		3.7092.608



		TiA	Co	VA				
	3.5200.xxx	T15	✓	✓		✓		3.5
	3.5225.xxx	T15	✓	✓		✓		2.4
	3.1306.xxx	T15		✓		✓		3.5
	4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	✓	3.5
	3.5207.006	T15	✓	✓				3.5
	3.5208.000	T15	✓	✓				3.5
	3.1221.050	T15	✓	✓				

 Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S

 Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж

 Использовать с инструментами **15.0205.208;**
15.0205.202+15.0205.206

5,0ChLP ПЛАСТИНА БОЛЬШЕБЕРЦОВАЯ ПРОКСИМАЛЬНАЯ ЛАТЕРАЛЬНАЯ



3.7203.608

			Ti	
	Len	L	R	
4	121	3.7203.604	3.7202.604	
5	134	3.7203.605	3.7202.605	
6	147	3.7203.606	3.7202.606	
8	173	3.7203.608	3.7202.608	

ST-80-516 Смотрите описание хирургической техники



3.4011.609

5,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ УЗКАЯ

			Ti	
	Len	L	R	
1	74	3.4011.601	3.4012.601	
3	100	3.4011.603	3.4012.603	
5	126	3.4011.605	3.4012.605	
7	152	3.4011.607	3.4012.607	
9	178	3.4011.609	3.4012.609	

ST-80-522 Смотрите описание хирургической техники



Использовать с инструментами

			TiA	Co	VA		
3.5200.xxx	T15	✓	✓			✓	3.5
3.5225.xxx	T15	✓	✓			✓	2.4
3.1306.xxx	T15		✓			✓	3.5
4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	✓	3.5
3.5207.006	T15	✓	✓				3.5
3.5208.000	T15	✓	✓				3.5
3.1221.050	T15	✓	✓				

	Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S
	Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж

5,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ ТЫЛЬНАЯ УЗКАЯ



	Len	Ti
4	66	3.7094.604
6	86	3.7094.606

5,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ ТЫЛЬНАЯ ШИРОКАЯ



	Len	Ti
4	66	3.7095.604
6	86	3.7095.606



								
	3.5200.xxx	T15	✓	✓		✓		3.5
	3.5225.xxx	T15	✓	✓		✓		2.4
	3.1306.xxx	T15		✓		✓		3.5
	4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	✓	3.5
	3.5207.006	T15	✓	✓				3.5
	3.5208.000	T15	✓	✓				3.5
	3.1221.050	T15	✓	✓				

 Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S

 Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж

 ST-80-501 Смотри описание хирургической техники

 Использовать с инструментами **15.0205.208;**
15.0205.202+15.0205.206

5,0ChLP ПЛАСТИНА БОЛЬШЕБЕРЦОВАЯ ДИСТАЛЬНАЯ МЕДИАЛЬНАЯ



4	56	3.7238.604
5	66	3.7238.605




ST-80-523

Смотри описание хирургической техники



5,0ChLP ПЛАСТИНА БОЛЬШЕБЕРЦОВАЯ ДИСТАЛЬНАЯ МЕДИАЛЬНАЯ



7	167	3.4033.507
9	197	3.4033.509



ST-47

Смотри описание хирургической техники



	3.5200.xxx	T15	✓	✓		✓	3.5
	3.5225.xxx	T15	✓	✓		✓	2.4
	3.1306.xxx	T15		✓		✓	3.5
	4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	3.5
	3.5207.006	T15	✓	✓			3.5
	3.5208.000	T15	✓	✓			3.5
	3.1221.050	T15	✓	✓			



Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S



Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж




Использовать с инструментами **15.0205.208;**
15.0205.202+15.0205.206

5,0ChLP ПЛАСТИНА БОЛЬШЕБЕРЦОВАЯ ДИСТАЛЬНАЯ МЕДИАЛЬНАЯ



					
	4 108	3.4039.604	3.4040.604		
1	6 134	3.4039.606	3.4040.606		
	8 160	3.4039.608	3.4040.608		
	4 99	3.7019.604	3.7018.604		
2	6 125	3.7019.606	3.7018.606		
	8 151	3.7019.608	3.7018.608		

 **ST-80-303** Смотри описание хирургической техники



5,0ChLP ПЛАСТИНА БОЛЬШЕБЕРЦОВАЯ ДИСТАЛЬНАЯ L

 5  114  3.4051.605  3.4052.605			
7	140	3.4051.607	3.4052.607
9	166	3.4051.609	3.4052.609



 ST-80-504

Смотри описание хирургической техники



Использовать с инструментами **15.0205.208;**
15.0205.202+15.0205.206

				TiA	Co	VA			
	3.5200.xxx	T15	✓	✓			✓		3.5
	3.5225.xxx	T15	✓	✓			✓		2.4
	3.1306.xxx	T15		✓			✓		3.5
	4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	✓		3.5
	3.5207.006	T15	✓	✓					3.5
	3.5208.000	T15	✓	✓					3.5
	3.1221.050	T15	✓	✓					



Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S



Для получения информации о других размерах,
пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж

5,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ МЕНЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ ДИСТАЛЬНАЯ ЗАДНЕ-БОКОВАЯ



			Ti	
	Len	L	R	
4	86	3.7031.604	3.7032.604	
6	106	3.7031.606	3.7032.606	



Использовать с инструментами **15.0205.208;**
15.0205.202+15.0205.206

			TiA	Co	VA		
	3.5200.xxx	T15	✓	✓		✓	3.5
	3.5225.xxx	T15	✓	✓		✓	2.4
	3.1306.xxx	T15		✓		✓	3.5
	4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	3.5
	3.5207.006	T15	✓	✓			3.5
	3.5208.000	T15	✓	✓			3.5
	3.1221.050	T15	✓	✓			



Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S



Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж

5,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ БОЛШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ ДИСТАЛЬНАЯ ЗАДНЯЯ



			Ti	
	Len	L		R
4	64	3.7271.604		3.7272.604
6	84	3.7271.606		3.7272.606

5,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ БОЛШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ ДИСТАЛЬНАЯ ЗАДНЯЯ МЕДИАЛЬНАЯ



			Ti	
	Len	L		R
4	66	3.7281.604		3.7280.604



Использовать с инструментами **15.0205.208;**
15.0205.202+15.0205.206

			TiA	Co	VA	C		
	3.5200.xxx	T15	✓	✓			✓	3.5
	3.5225.xxx	T15	✓	✓			✓	2.4
	3.1306.xxx	T15		✓			✓	3.5
	4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	✓	3.5
	3.5207.006	T15	✓	✓				3.5
	3.5208.000	T15	✓	✓				3.5
	3.1221.050	T15	✓	✓				



Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S



Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж

5,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ МАЛОБЕРЦОВОЙ КОСТИ ДИСТАЛЬНАЯ БОКОВАЯ



			Ti	
	Len	L		R
4	85	3.7029.604		3.7030.604
5	95	3.7029.605		3.7030.605
6	105	3.7029.606		3.7030.606
8	125	3.7029.608		3.7030.608
10	145	3.7029.610		3.7030.610
ST-47	Смотри описание хирургической техники			



			TiA	Co	VA			
3.5200.xxx	T15	✓	✓			✓		3.5
3.5225.xxx	T15	✓	✓			✓		2.4
3.1306.xxx	T15		✓			✓		3.5
4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	✓		3.5
3.5207.006	T15	✓	✓					3.5
3.5208.000	T15	✓	✓					3.5
3.1221.050	T15	✓	✓					


 Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S

 Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж




Использовать с инструментами **15.0205.208;**
15.0205.202+15.0205.206

ВИНТ КАНЮЛИРОВАННЫЙ 4,0



Len	T15 TiA
30	3.1996.030
35	3.1996.035
40	3.1996.040
45	3.1996.045
50	3.1996.050
55	3.1996.055
60	3.1996.060
65	3.1996.065
70	3.1996.070

i Винт канюлированный 4,0, предназначенный для синдесмоза



Ster Non Ster Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S

i Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж

 Использовать с инструментами **15.0100.403**

5,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ПЯТКИ




	Len	L	R
Small	59	3.7201.601	3.7200.601
Medium	63	3.7201.602	3.7200.602
Large	66	3.7201.603	3.7200.603

ST-80-512 Смотрите описание хирургической техники




5,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ПЯТКИ




	L	R
	3.4057.000	3.4058.000

4,5ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ПЯТКИ С КРЮЧКОМ



	L	R
	3.4059.000	3.4060.000




		TiA	Co	VA		
	3.5200.xxx	T15	✓	✓	✓	3.5
	3.5225.xxx	T15	✓	✓	✓	2.4
	4.5236.xxx	T15	✓	✓	✓	3.5
	3.5207.006	T15	✓	✓		3.5
	3.5208.000	T15	✓	✓		3.5
	3.1221.050	T15	✓	✓		

Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S



Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж

Использовать с инструментами **15.0205.208;**
15.0205.202+15.0205.206




ПОДДОНЫ ДЛЯ ИМПЛАТАТОВ

ПОДСТАВКА ДЛЯ ВИНТОВ 5,0CHLP 4X2 Н		14.0205.501																
		Винт самонарезающий 5,0ChLP 3,5 REF 3.5200.0xx 																
		L[мм]	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	
		Шт.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
		L[мм]	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	65	70	75	80	85	
		Шт.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
		5,0ChLP серкляжный винт REF 3.1221.050 																
		Шт.	3															

* Штатив не включает в себя имплантаты


ПОДСТАВКА ДЛЯ ВИНТОВ 5,0CHLP 4X2 Н		14.0205.506																
		Винт самонарезающий 5,0ChLP 3,5 REF 3.5200.0xx 																
		L[мм]	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	
		Шт.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
		L[мм]	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	65	70	75	80	85	
		Шт.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
		5,0ChLP винт VA 3,5 REF 4.5236.0xx 																
		L[мм]	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	
		Шт.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
		L[мм]	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	65	70	75	80	85	
		Шт.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	

* Штатив не включает в себя имплантаты

ПОДСТАВКА ДЛЯ ВИНТОВ 5,0CHLP 4X2 Н														14.0205.502																		
														Винт кортикальный 3,5 REF 3.1306.0xx																		
														L[мм]	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40			
														Шт.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
														L[мм]	45	50	55	60	65	70	75	80	85									
														Шт.	2	2	2	2	2	2	2	2	2									
														4,5ChLP винт 2,4 REF 3.5225.0xx																		
														L[мм]	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38			
														Шт.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
														L[мм]	40																	
														Шт.	3																	
														5,0ChLP Винт спонгиозный 3,9 REF 3.5231.0xx																		
														L[мм]	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80								
														Шт.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2							
* Штатив не включает в себя имплантаты																																

* Штатив не включает в себя имплантаты

5.0 ChM Locked Plating ChLPsystem



тип	кат. №	шаблон накладка	мера	поддон (без шаблон накладок)	поддон (с шаблон накладками)
Пластина реконструктивная прямая узкая	3.4080.xxx	-	-	14.0205.402	-
Пластина реконструктивная прямая	3.4022.xxx	-	-		
Пластина узкая, компрессионная с ограниченным контактом	3.3157.xxx	-	-	14.0205.404	-
Пластина трубчатая прямая ½	3.4081.xxx	-	-	-	-
Пластина ACJ	3.7242.xxx	-	-	14.0205.601	-
Пластина ключичная с крючком	3.4025.5xx	-	43.4025.505	14.0205.403	-
	3.4026.5xx		43.4026.505		
	3.4027.5xx		43.4027.505		
	3.4028.5xx		43.4028.505		
Пластина ключичная S-образная	3.7014.5xx	-	43.7014.505	14.0205.405	-
	3.7015.5xx		43.7015.505		
Пластина ключичная S-образная молярная	3.7048.6xx	-	-	14.0205.406	-
	3.7049.6xx				
Пластина для лопатки медиальная	3.7207.6xx	-	-	14.0205.426	-
	3.7208.6xx				
Пластина для лопатки латеральная	3.7209.6xx				
	3.7210.6xx				
Пластина гленоидная	3.7211.6xx				
	3.7212.6xx				
Пластина для плечевой кости	3.4034.6xx	40.5671.000		14.0205.401	15.0205.401
Пластина для плечевой кости дистальная Y-образная	3.7243.6xx	-	43.7243.608	14.0205.429	
	3.7244.6xx		43.7244.608		
Пластина для плечевой кости дистальная боковая	3.7036.6xx	40.8210.000	43.7036.606	14.0205.419 14.0205.420	15.0205.419 15.0205.420
	3.7037.6xx	40.8211.000	43.7037.606		
Пластина для плечевой кости дистальная задняя боковая	3.7038.6xx	40.8212.000	43.7038.606		
	3.7039.6xx	40.8213.000	43.7039.606		
Пластина для плечевой кости дистальная медиальная	3.7040.6xx	40.8214.000	43.7040.606		
	3.7041.6xx	40.8215.000	43.7041.606		
	3.7071.6xx	40.8217.000	43.7071.606		
	3.7072.6xx	40.8216.000	43.7072.606		
Пластина для плечевой кости дистальная дорсолатеральная	3.7073.6xx	40.8219.000	43.7073.606		
	3.7074.6xx	40.8218.000	43.7074.606		
Пластина для предплечья	3.7240.6xx	-	-	-	-
Пластина для локтевого отростка	3.4097.5xx	40.5731.100	43.4097.504	14.0205.409	15.0205.409
	3.4098.5xx	40.5731.200	43.4098.504		

Пластина для артродеза запястья	3.7033.004	-	43.7033.004	14.0205.410	-
	3.7034.004	-	43.7034.004		
	3.7035.004	-	43.7035.004		
Пластина ладонная для лучевой кости	3.7067.6xx	40.5742.100	43.7067.609	14.0205.411	15.0205.411
	3.7068.6xx	40.5742.200	43.7068.609		
Пластина большеберцовая проксимальная Т-образная	3.7091.6xx	40.8223.000	43.7091.606	14.0205.421	15.0205.421
	3.7092.6xx	40.8222.000	43.7092.606		
Пластина большеберцовая проксимальная латеральная	3.7202.6xx	40.8226.000	43.7202.606	14.0205.424	15.0205.424
	3.7203.6xx	40.8227.000	43.7203.606		
Узкая пластина для большеберцовой кости	3.4011.6xx	40.8233.000	43.4011.605	14.0205.427	15.0205.427
	3.4012.6xx	40.8232.000	43.4012.605		
Пластина для большеберцовой кости тыльная узкая	3.7094.6xx	40.8224.000	43.7094.606	14.0205.422	15.0205.422
Пластина для большеберцовой кости тыльная широкая	3.7095.6xx	40.8225.000	43.7095.606		
Пластина большеберцовая дистальная медиальная	3.7238.6xx	-	-	-	-
Пластина большеберцовая дистальная медиальная	3.4033.5xx	-	-	14.0205.414	-
	3.4039.6xx	40.5726.100	43.4039.608	14.0205.415	15.0205.415
	3.4040.6xx	40.5726.200	43.4040.608		
Пластина большеберцовая дистальная L-образная	3.4051.6xx	40.8235.000	43.4051.607	14.0205.428	15.0205.428
	3.4052.6xx	40.8234.000	43.4052.607		
Пластина для малоберцовой кости дистальная боковая	3.7029.6xx	-	43.7029.605	14.0205.417	-
	3.7030.6xx	-	43.7030.605		
Пластина для пятки	3.7200.6xx	-	43.7200.60x	14.0205.423	-
	3.7201.6xx	-	43.7201.60x		
Пластина для пятки	3.4057.000	-	-	-	-
	3.4058.000	-	-	-	-
Пластины для пятки с крючком	3.4059.000	-	-	-	-
	3.4060.000	-	-	-	-

БЛОКИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

		Len			TiA	Co	VA	C		
	3.5200.xxx	10÷95	T15	✓	✓			✓		3.5
	4.5236.xxx	10÷95	T15			✓	✓	✓		3.5
	3.5225.xxx	10÷40	T15	✓	✓			✓		2.4
	3.1306.xxx	10÷110	T15		✓			✓		3.5
	3.1220.xxx	6÷65	T8		✓			✓		2.7
	3.5207.006	6	T15	✓	✓			✓		3.5
	3.5208.000		T15	✓	✓					3.5
	3.1221.050			✓	✓					

БЛОКИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

5,0ChLP ВИНТ САМОНАРЕЗ 3,5



T15	
Len	TiA
12	3.5200.012
14	3.5200.014
16	3.5200.016
18	3.5200.018
20	3.5200.020
22	3.5200.022
24	3.5200.024
26	3.5200.026
28	3.5200.028
30	3.5200.030
32	3.5200.032
34	3.5200.034
36	3.5200.036
38	3.5200.038
40	3.5200.040
42	3.5200.042
44	3.5200.044
46	3.5200.046
48	3.5200.048
50	3.5200.050
52	3.5200.052
54	3.5200.054
56	3.5200.056
58	3.5200.058
60	3.5200.060
65	3.5200.065
70	3.5200.070
75	3.5200.075
80	3.5200.080
85	3.5200.085
90	3.5200.090
95	3.5200.095

ВИНТ КОРТИКАЛЬНЫЙ САМОРЕЗ. 3,5



T15	
Len	TiA
10	3.1306.010
12	3.1306.012
14	3.1306.014
16	3.1306.016
18	3.1306.018
20	3.1306.020
22	3.1306.022
24	3.1306.024
26	3.1306.026
28	3.1306.028
30	3.1306.030
32	3.1306.032
34	3.1306.034
36	3.1306.036
38	3.1306.038
40	3.1306.040
45	3.1306.045
50	3.1306.050
55	3.1306.055
60	3.1306.060
65	3.1306.065
70	3.1306.070
75	3.1306.075
80	3.1306.080
85	3.1306.085
90	3.1306.090
95	3.1306.095
100	3.1306.100
105	3.1306.105
110	3.1306.110

5,0ChLP ВИНТ VA 3,5



T15	
Len	Co
12	4.5236.012
14	4.5236.014
16	4.5236.016
18	4.5236.018
20	4.5236.020
22	4.5236.022
24	4.5236.024
26	4.5236.026
28	4.5236.028
30	4.5236.030
32	4.5236.032
34	4.5236.034
36	4.5236.036
38	4.5236.038
40	4.5236.040
42	4.5236.042
44	4.5236.044
46	4.5236.046
48	4.5236.048
50	4.5236.050
52	4.5236.052
54	4.5236.054
56	4.5236.056
58	4.5236.058
60	4.5236.060
65	4.5236.065
70	4.5236.070
75	4.5236.075
80	4.5236.080
85	4.5236.085
90	4.5236.090
95	4.5236.095

4,5ChLP ВИНТ 2,4



T15	
Len	TiA
10	3.5225.010
12	3.5225.012
14	3.5225.014
16	3.5225.016
18	3.5225.018
20	3.5225.020
22	3.5225.022
24	3.5225.024
26	3.5225.026
28	3.5225.028
30	3.5225.030
32	3.5225.032
34	3.5225.034
36	3.5225.036
38	3.5225.038
40	3.5225.040


ВИНТ КОРТИКАЛЬНЫЙ САМОРЕЗ. 2,7




T8	
Len	TiA
10	3.1220.010
12	3.1220.012
14	3.1220.014
16	3.1220.016
18	3.1220.018
20	3.1220.020
22	3.1220.022
24	3.1220.024
26	3.1220.026
28	3.1220.028
30	3.1220.030
32	3.1220.032
34	3.1220.034
36	3.1220.036
38	3.1220.038
40	3.1220.040

БЛОКИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ


5,0ChLP ВИНТ ЗАГЛУШКА



5,0ChLP ДИСТАНЦИОННЫЙ
ВИНТ



5,0ChLP ВИНТ СЕРКЛЯЖНЫЙ



* Максимальный диаметр спицы
2,0 мм

7,0ChLP ПЛАСТИНА ШИРОКАЯ, КОМПРЕССИОННАЯ С ОГРАНИЧЕННЫМ КОНТАКТОМ




	Len	Ti
6	131	3.3155.606
8	173	3.3155.608
10	215	3.3155.610
12	257	3.3155.612
14	299	3.3155.614



ST-58

Смотри описание хирургической техники

7,0ChLP ПЛАСТИНА УЗКАЯ, КОМПРЕССИОННАЯ С ОГРАНИЧЕННЫМ КОНТАКТОМ



	Len	Ti
5	90	3.7093.605
6	108	3.7093.606
8	144	3.7093.608
10	180	3.7093.610
12	216	3.7093.612
14	252	3.7093.614



ST-48

Смотри описание хирургической техники

	3.5210.xxx	T25	✓	✓		✓	5.0
	3.1471.xxx	T25		✓		✓	4.5
	4.5244.xxx	T25	✓		✓	✓	5.0
	3.5219.008	T25	✓	✓			5.0
	3.5220.000	T25	✓	✓			5.0
	3.1221.070		✓	✓			



Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S




Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж



Использовать с инструментами
15.0207.201+15.0207.202 lub 15.0207.208

7,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ БЕДРЕННОЙ КОСТИ МОЛЯРНАЯ



	Len	Ti
10	209	3.7062.610
12	251	3.7062.612
14	292	3.7062.614
16	333	3.7062.616



		TiA	Co	VA	C			
	3.5210.xxx	T25	✓	✓		✓		5.0
	3.1471.xxx	T25		✓		✓		4.5
	4.5244.xxx	T25	✓		✓	✓	✓	5.0
	3.5219.008	T25	✓	✓				5.0
	3.5220.000	T25	✓	✓				5.0
	3.1221.070		✓	✓				

 Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S

 Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж

 ST-48 Смотри описание хирургической техники

 Использовать с инструментами **15.0207.208**

7,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ МЫШЦЕЛКОВ БЕДРА



			Ti	
	Len	L		R
4	138	3.4023.604		3.4024.604
6	180	3.4023.606		3.4024.606
8	221	3.4023.608		3.4024.608
10	263	3.4023.610		3.4024.610

			TiA	Co	VA				
	3.5210.xxx	T25	✓	✓		✓			5.0
	3.5221.xxx	T30	✓	✓			✓	✓	7.3
	3.1471.xxx	T25		✓		✓			4.5
	4.5244.xxx	T25	✓		✓	✓	✓		5.0
	3.5219.008	T25	✓	✓					5.0
	3.5220.000	T25	✓	✓					5.0
	3.1221.070	T25	✓	✓					



 Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S

 Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж

 ST-31 Смотри описание хирургической техники

 Использовать с инструментами
15.0207.201+15.0207.202; 15.0207.208

7.0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ БЕДРЕННОЙ КОСТИ ПРОКСИМАЛЬНАЯ



			Ti	
	Len	L		R
2	132	3.7023.602		3.7022.602
4	174	3.7023.604		3.7022.604
6	216	3.7023.606		3.7022.606
8	258	3.7023.608		3.7022.608

			TiA	Co	VA				
	3.5210.xxx	T25	✓	✓		✓			5.0
	3.5221.xxx	T30	✓	✓			✓	✓	7.3
	3.1471.xxx	T25		✓		✓			4.5
	4.5244.xxx	T25	✓		✓	✓	✓		5.0
	3.5219.008	T25	✓	✓					5.0
	3.5220.000	T25	✓	✓					5.0
	3.1221.070	T25	✓	✓					



 Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S

 Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж

 ST-80-703 Смотри описание хирургической техники




Использовать с инструментами **15.0207.208**

7,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ МЫШЦЕЛКОВ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ



			Ti	
	Len	L		R
4	129	3.4013.604		3.4014.604
5	150	3.4013.605		3.4014.605
6	171	3.4013.606		3.4014.606
8	213	3.4013.608		3.4014.608



7,0ChLP ПЛАСТИНА ШИРОКАЯ ДЛЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ

			Ti	
	Len	L		R
4	116	3.4009.604		3.4010.604
6	158	3.4009.606		3.4010.606
8	200	3.4009.608		3.4010.608
10	242	3.4009.610		3.4010.610



			TiA	Co	VA	C		
3.5210.xxx	T25	✓	✓			✓		5.0
3.1471.xxx	T25		✓			✓		4.5
4.5244.xxx	T25	✓		✓	✓	✓		5.0
3.5219.008	T25	✓	✓					5.0
3.5220.000	T25	✓	✓					5.0
3.1221.070		✓	✓					

 Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S

 Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж

 ST-48 Смотри описание хирургической техники

 Использовать с инструментами
15.0207.201+15.0207.202; 15.0207.208

7,0ChLP ПЛАСТИНА БОЛЬШЕБЕРЦОВАЯ ПРОКСИМАЛЬНАЯ ЛАТЕРАЛЬНАЯ



			Ti	
	Len	L	R	
3	131	3.4089.603	3.4090.603	
4	152	3.4089.604	3.4090.604	
6	194	3.4089.606	3.4090.606	
8	236	3.4089.608	3.4090.608	



7,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ ПРОКСИМАЛЬНОЙ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ МЕДИАЛЬНАЯ



			Ti	
	Len	L	R	
4	134	3.7055.604	3.7054.604	
6	176	3.7055.606	3.7054.606	
8	218	3.7055.608	3.7054.608	
10	260	3.7055.610	3.7054.610	



ST-80-704

Смотри описание хирургической техники



	3.5210.xxx	T25	✓	✓	✓	5.0
	3.1471.xxx	T25	✓		✓	4.5
	4.5244.xxx	T25	✓	✓	✓	5.0
	3.5219.008	T25	✓	✓		5.0
	3.5220.000	T25	✓	✓		5.0
	3.1221.070		✓	✓		



Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S



Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж


Использовать с инструментами
15.0207.201+15.0207.202; 15.0207.208

7,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ АРТРОДЕЗА ЛАТЕРАЛЬНАЯ ТТС




			Ti	
		Len	L	R
1	1	126	3.7255.601	3.7256.601
	4	180	3.7255.604	3.7256.604

7,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ АРТРОДЕЗА ЛАТЕРАЛЬНАЯ ТТ



			Ti	
		Len	L	R
2	1	92	3.7257.601	3.7258.601
	4	146	3.7257.604	3.7258.604



			TiA	Co	VA		
	3.5210.xxx	T25	✓	✓		✓	5.0
	3.1471.xxx	T25		✓		✓	4.5
	3.5242.xxx	T25		✓		✓	5.4
	4.5244.xxx	T25	✓		✓	✓	5.0



Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S



Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж



ST-80-705 Смотри описание хирургической техники



Использовать с инструментами
15.0207.207+15.0207.110

7,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ АРТРОДЕЗА ЗАДНЯЯ ТТС




				
1	1	101	3.7259.601	3.7260.601
	4	155	3.7259.604	3.7260.604

7,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ АРТРОДЕЗА ЗАДНЯЯ ТТ



				
2	1	93	3.7261.601	3.7262.601
	4	147	3.7261.604	3.7262.604



								
 3.5210.xxx	T25	✓	✓			✓		5.0
 3.1471.xxx	T25		✓			✓		4.5
 3.5242.xxx	T25		✓				✓	5.4
 4.5244.xxx	T25	✓		✓	✓	✓		5.0

 Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S

 Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж

 ST-80-705 Смотри описание хирургической техники

 Использовать с инструментами
15.0207.201+15.0207.202; 15.0207.208

7,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ АРТРОДЕЗА ПЕРЕДНЕЛАТЕРАЛЬНАЯ ТТ



			Ti	
		Len	L	R
	1	84	3.7253.601	3.7254.601
1	4	138	3.7253.604	3.7254.604
	7	192	3.7253.607	3.7254.607

7,0ChLP ПЛАСТИНА ДЛЯ АРТРОДЕЗА ПЕРЕДНЯЯ ТТ



			Ti	
		Len	L	R
	1	49	3.7263.601	
2	4	103	3.7263.604	



			TiA	Co	VA		
	3.5210.xxx	T25	✓	✓		✓	5.0
	3.1471.xxx	T25		✓		✓	4.5
	3.5242.xxx	T25		✓		✓	5.4
	4.5244.xxx	T25	✓		✓	✓	5.0



Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S



Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж



ST-80-705 Смотри описание хирургической техники




Использовать с инструментами
15.0207.207+15.0207.110

ПОДДОНЫ ДЛЯ ИМПЛАТАТОВ

Подставка для винтов 7,0ChLP 4x2 Н

14.0207.506

	7,0ChLP Винт самонарезающий 5,0 REF 3.5210.0xx 																
	L	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46
	Шт.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	L	58	60	65	70												
	Шт.	4	4	4	4												

* Подставка не содержит имплантатов

Подставка для винтов 7,0ChLP 4x2 Н

14.0207.507

Винт кортикальный Ø4,5

REF 3.1471.0xx

L	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Шт.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
L	58	60	65	70																	
Шт.	2	2	2	2																	


Винт конический спонгиозный Ø5,4

REF 3.5242.0xx

L	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
Шт.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

* Подставка не содержит имплантатов

7,0ChLP ПЛАСТИНА БЕДРЕННАЯ ПРОКСИМАЛЬНАЯ ОКОЛОПРОТЕЗНАЯ



			Ti	КОРОТКАЯ
		Len	L	R
1	6	222	3.7221.606	3.7220.606
	8	274	3.7221.608	3.7220.608
	10	326	3.7221.610	3.7220.610
	12	378	3.7221.612	3.7220.612
ДЛИННАЯ				
2	6	229	3.7223.606	3.7222.606
	8	281	3.7223.608	3.7222.608
	10	333	3.7223.610	3.7222.610
	12	384	3.7223.612	3.7222.612

* Количество резьбовых отверстий в центральном отделе диафизарной части пластины



			TiA	Co	VA		
	3.5210.xxx	T25	✓	✓		✓	5.0
	3.5247.xxx	T25	✓				5.0
	3.1471.xxx	T25	✓	✓		✓	4.5
	4.5244.xxx	T25	✓		✓	✓	5.0
	4.5246.xxx	T25	✓		✓	✓	4.0
	3.1221.170		✓				

 Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж

 ST-80-703 Смотри описание хирургической техники



Использовать с инструментами **15.0207.208**

7,0ChLP ПЛАСТИНА БЕДРЕННАЯ ОКОЛОПРОТЕЗНАЯ 40ТВ.



				Ti	КОРОТКАЯ
				Len	
3	4	169		3.7276.604	
				L R	ДЛИННАЯ
4	4	176		3.7277.604	

7,0ChLP ПЛАСТИНА ВЕРТЕЛЬНАЯ ОКОЛОПРОТЕЗНАЯ



				Ti	
				Len	
1	2	42		3.7224.600	КОРОТКАЯ
2	2	50		3.7225.600	ДЛИННАЯ



			TiA	Co	VA		
	3.5210.xxx	T25	✓	✓		✓	5.0
	3.5247.xxx	T25	✓				5.0
	3.1471.xxx	T25	✓	✓		✓	4.5
	4.5244.xxx	T25	✓		✓	✓	5.0
	4.5246.xxx	T25	✓		✓	✓	4.0
	3.1221.170		✓				



Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж



ST-80-703 Смотри описание хирургической техники



Использовать с инструментами **15.0207.208**

7,0ChLP ПЛАСТИНА БЕДРЕННАЯ ОКОЛОПРОТЕЗНАЯ



		Ti	
	Len		
6	196	3.7273.606	3.7274.606
8	248	3.7273.608	3.7274.608
10	300	3.7273.610	3.7274.610
12	352	3.7273.612	3.7274.612



7,0ChLP ПЛАСТИНА БЕДРЕННАЯ ОКОЛОПРОТЕЗНАЯ



		Ti
	Len	
4	143	3.7275.604

				TiA	Co	VA			
	3.5210.xxx	T25	✓	✓			✓		5.0
	3.5247.xxx	T25	✓						5.0
	3.1471.xxx	T25	✓	✓			✓		4.5
	4.5244.xxx	T25	✓		✓	✓	✓		5.0
	4.5246.xxx	T25	✓		✓	✓	✓		4.0
	3.1221.170		✓						

 Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж

 ST-80-703 Смотрите описание хирургической техники

 Использовать с инструментами **15.0207.208**

ПРОВОЛОКА СЕРКЛЯЖНАЯ С ЗАЖИМОМ 2,0X600



Len

600

Co

4.5250.600S

Ster

Исключительно в стерильной версии

ST-98

Смотри описание хирургической техники





Использовать с инструментами **15.0506.101**

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПЛАСТИНЫ 7,0ChLP

ПОДСТАВКА ДЛЯ ВИНТОВ 7,0ChLP 4X2 Н

14.0207.501

	7,0ChLP Винт Ø5,0 REF 3.5210.0xx 																		
	L [мм]	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
	Шт.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	L [мм]	52	54	56	58	60	65	70	75	80	85	90	95						
		Шт.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4						
	7,0ChLP Винт спонгиозный Ø5,4 REF 3.5232.0xx 																		
	L [мм]	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80								
	Шт.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
	7,0 ChLP серкляжный винт REF 3.1221.070 																		
	Шт.	3																	

ПОДСТАВКА ДЛЯ ВИНТОВ 7,0ChLP 4X2 Н

14.0207.502

Винт кортикальный саморез. 4,5
REF 3.1471.xxx

L [мм]	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Шт.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
L [мм]	56	58	60	65	70	75	80	85	90									
Шт.	2	2	2	2	2	2	2	2	2									

7,0ChLP Винт спонгиозный 6,5
REF 3.5228.xxx

L [мм]	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
Шт.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

7,0ChLP Винт канюлированный 7,3
REF 3.5221.xxx

L [мм]	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	
Шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	


7,0ChLP Винт канюлированный конический 7,3
REF 3.5224.xxx

L [мм]	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	
Шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

7,0ChLP ПЛАСТИНА ДИНАМИЧЕСКАЯ БЕДРЕННАЯ



		Len	TiA
1	2	59	3.5314.002
	3	80	3.5314.003
	4	101	3.5314.004
	5	122	3.5314.005
2	6	143	3.5314.006
	7	164	3.5314.007
	8	185	3.5314.008



				TiA	Co	VA			
2	1		3.5316.xxx	✓	✓				7.3
			3.5210.xxx	T25	✓	✓		✓	5.0
			4.5244.xxx	T25	✓		✓	✓	5.0
			3.1471.xxx	T25		✓		✓	4.5
			3.5220.000	T25	✓	✓			5.0
			3.1221.070		✓	✓			



Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S



Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж




ST-62 Смотри описание хирургической техники




Использовать с инструментами **40.6600.000**

7,0ChLP ПЛАСТИНА НЕРІ 2ОТВ.



	A	TiA
2	12	3.7098.112
2	16	3.7098.116
2	20	3.7098.120

7,0ChLP ПЛАСТИНА НЕРІ 4ОТВ.



	A	TiA
4	16	3.7098.216
4	20	3.7098.220



 Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S


 Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж

 ST-80-702 Смотри описание хирургической техники




Использовать с инструментами **15.0207.111**

7,0ChLP ПЛАСТИНА НЕРІ 2ОТВ.



	A	Ti
2	12	3.7099.112
2	16	3.7099.116
2	20	3.7099.120

7,0ChLP ПЛАСТИНА НЕРІ 4ОТВ.



	A [mm]	Ti
4	16	3.7099.216
4	20	3.7099.220



 Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S


 Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж

 ST-80-702 Смотри описание хирургической техники



Использовать с инструментами **15.0207.111**

ПЛАСТИНА НЕРІ 2ОТВ.




		A	TiA
	2	12	3.4159.112
1	2	16	3.4159.116
	2	20	3.4159.120

ПЛАСТИНА НЕРІ 4ОТВ



		A	TiA
	4	16	3.4159.216
2	4	20	3.4159.220



ПЛАСТИНА НЕРІ 2ОТВ.

		A	TiA
	2	12	3.4160.112
	2	16	3.4160.116
	2	20	3.4160.120



 Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S

 Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж

 ST-80-702 Смотри описание хирургической техники



Использовать с инструментами **15.0207.111**

ПОДСТАВКА ДЛЯ ИМПЛАНТАТОВ 7,0ChLP 3.7098/7099/4159 4X2H

14.0207.601

7,0ChLP пластина HEPI 2отв.

7,0ChLP пластина HEPI 4отв.

7,0ChLP Винт самонарезающий 5,0

REF 3.5210.xxx

L [мм]	16	20	24	28	32	36
Шт.	4	4	4	4	4	4

Пластина HEPI

Винт кортикальный самонарезающий 4,5

REF 3.1471.xxx

L [мм]	16	20	24	28	32	36
Шт.	4	4	4	4	4	4

* Штатив не включает в себя имплантаты

ПОДСТАВКА ДЛЯ ИМПЛАНТАТОВ 5,0ChLP 4X2H

14.0205.602


	Пластина HEPI																		
	Винт кортикальный самонарезающий 3,5 REF 3.1306.xxx																		
	<table border="1"> <tr> <td>L [мм]</td><td>16</td><td>20</td><td>24</td><td>28</td><td>32</td><td>36</td></tr> <tr> <td>Шт.</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr> </table>						L [мм]	16	20	24	28	32	36	Шт.	8	8	8	8	8
L [мм]	16	20	24	28	32	36													
Шт.	8	8	8	8	8	8													

* Штатив не включает в себя имплантаты

7,0ChLP ПЛАСТИНА ДИСТАНЦИРУЮЩАЯ ДЛЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ



	TiA		
	H	L	R
3	3.7065.030	3.7066.030	
5	3.7065.050	3.7066.050	
7.5	3.7065.075	3.7066.075	
9	3.7065.090	3.7066.090	
10	3.7065.100	3.7066.100	
11	3.7065.110	3.7066.110	
12.5	3.7065.125	3.7066.125	
15	3.7065.150	3.7066.150	
17.5	3.7065.175	3.7066.175	



			TiA	Co	VA				
3.5210.xxx	✓	✓	✓			✓			5.0
3.5228.xxx	✓	✓	✓				✓		6.5

 Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S

 Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж


 ST-21 Смотри описание хирургической техники

 Использовать с инструментами **40.5350.600; 15.0207.001**

7,0ChLP ПЛАСТИНА ДИСТАНЦИРУЮЩАЯ ДЛЯ БЕДРА



Len	H	TiA
125	5	3.3538.505
	7.5	3.3538.507
	9	3.3538.509
	10	3.3538.510
	11	3.3538.511
	12.5	3.3538.512
	15	3.3538.515
	17.5	3.3538.517



				TiA	Co	VA				
	3.5210.xxx	✓	✓	✓			✓			5.0
	3.5228.xxx	✓	✓	✓				✓		6.5
	3.1471.xxx	✓		✓			✓			4.5



Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S



Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж



ST-21 Смотри описание хирургической техники



Использовать с инструментами **40.5350.600; 15.0207.001**


7,0ChLP ПЛАСТИНА ДИСТАНЦИРУЮЩАЯ ДЛЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ



	TiA	
	(H)	(L) (R)
0*	3.7249.600	3.7248.600
5	3.7249.605	3.7248.605
7,5	3.7249.607	3.7248.607
10	3.7249.610	3.7248.610
12,5	3.7249.612	3.7248.612
15	3.7249.615	3.7248.615
17,5	3.7249.617	3.7248.617

* пластина без клина

7,0ChLP ПЛАСТИНА ДИСТАНЦИРУЮЩАЯ ДЛЯ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ



	TiA	
	(H)	(L) (R)
0*	3.7266.600	
5	3.7266.605	
7,5	3.7266.607	
10	3.7266.610	
12,5	3.7266.612	
15	3.7266.615	
17,5	3.7266.617	

* пластина без клина

			TiA	Co	VA				
3.5210.xxx	✓	✓	✓			✓			5.0
3.1471.xxx	✓		✓			✓			4.5
4.5244.xxx	✓	✓		✓	✓	✓			5.0



Стерильная версия содержит суффикс «S» в каталожном номере, например 3.5200.030S



Для получения информации о других размерах, пожалуйста, свяжитесь с нашим Отделом Продаж




Использовать с инструментами **40.5350.600; 15.0207.001**

Мы предлагаем клиновидные синтетические заменители костей

		100% β -TCP	75% HA + 25% β -TCP
	6x25x30мм	TCP062530W	BCP062530W
	8x25x30мм	TCP082530W	BCP082530W
	10x25x30мм	TCP102530W	BCP102530W
	12x25x30мм	TCP122530W	BCP122530W
	14x25x30мм	TCP142530W	BCP142530W

7.0 ChM Locked Plating ChLP system



тип	кат. №	шаблон накладка	мера	поддон	поддон (в стерилизационном контейнере)
Пластина широкая, компрессионная с ограниченным контактом	3.3155.6xx				40.5704.550
Пластина для мыщелков бедренной кости	3.4023.6xx	40.5725.100	43.4023.606		40.5704.510
	3.4024.6xx	40.5725.200	43.4024.606		
Пластина для мыщелков большеберцовой кости	3.4013.6xx	40.5724.100	43.4013.605		40.5704.520
	3.4014.6xx	40.5724.200	43.4014.605		
Широкая пластина для большеберцовой кости	3.4009.6xx		43.4009.606		40.5704.540
	3.4010.6xx		43.4010.606		
Пластина большеберцовая проксимальная латеральная	3.4089.6xx	40.5709.100	43.4089.604		40.5704.560
	3.4090.6xx	40.5709.200	43.4090.604		
Пластина для проксимальной большеберцовой кости медиальная	3.7054.6xx	40.8220.000			40.6292.000
	3.7055.6xx	40.8221.000			
Пластина для артродеза переднелатеральная ТТ	3.7253.6xx			14.0207.412; 14.0207.413	
	3.7254.6xx				
Пластина для артродеза латеральная ТТС	3.7255.6xx				
	3.7256.6xx				
Пластина для артродеза латеральная ТТ	3.7257.6xx				
	3.7258.6xx				
Пластина для артродеза задняя ТТС	3.7259.6xx				
	3.7260.6xx				
Пластина для артродеза задняя ТТ	3.7261.6xx				
	3.7262.6xx				
Пластина для артродеза передняя ТТ	3.7263.6xx				40.6299.100
Пластина бедренная околоспроуночная	3.7220.6xx				
	3.7221.6xx				
	3.7222.6xx				
	3.7223.6xx				
Пластина вертетьная околоспроуночная	3.7276.6xx				
	3.7277.6xx				
Пластина вертетьная околоспроуночная	3.7224.600				40.6299.100
	3.7225.600				
Пластина для бедренной кости проксимальная	3.7022.6xx	40.5732.200	43.7022.604		40.5704.590
	3.7023.6xx	40.5732.100			
пластина для бедренной кости диафизная	3.7062.6xx				40.5704.900
Пластина узкая, компрессионная с ограниченным контактом	3.7093.6xx				40.6296.000

Пластина динамическая бедренная	3.5314.00x				
Пластина NEPI	3.7098.xxx			14.0207.601; 14.0205.602	
	3.7099.xxx				
	3.4159.xxx				
	3.4160.xxx				
Пластина дистанционная для большеберцовой кости	3.7065.xxx			40.5358.000	
	3.7066.xxx				
Дистанционная для бедренной кости	3.3538.5xx				

БЛОКИРУЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

		Len			TiA	Co	VA				
	3.5210.xxx	16÷110	T25	✓	✓			✓			5.0
	3.5228.xxx	30÷95	T30	✓	✓				✓		6.5
	3.5221.xxx	30÷100	T30	✓	✓				✓	✓	7.3
	3.1471.xxx	16÷110	T25		✓			✓			4.5
	3.5242.xxx		T25		✓				✓		5.4
	4.5244.xxx	16÷110	T25	✓		✓	✓	✓			5.0
	4.5246.xxx*	16÷95	T25	✓		✓	✓	✓			4.0
	3.5247.xxx*	10÷20	T25	✓	✓			✓			5.0
	3.5316.xxx	65÷130		✓	✓						7.3
	3.5219.008	8	T25	✓	✓						5.0
	3.5220.000		T25	✓	✓						5.0
	3.1221.070			✓	✓						
	3.1221.170*			✓	✓						

*) ВНИМАНИЕ: Винт предназначен исключительно для пластин околопротезных

БЛОКИРУЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

7,0ChLP ВИНТ САМОРЕЗ 5,0



T25	
Len	TiA
16	3.5210.016
18	3.5210.018
20	3.5210.020
22	3.5210.022
24	3.5210.024
26	3.5210.026
28	3.5210.028
30	3.5210.030
32	3.5210.032
34	3.5210.034
36	3.5210.036
38	3.5210.038
40	3.5210.040
42	3.5210.042
44	3.5210.044
46	3.5210.046
48	3.5210.048
50	3.5210.050
52	3.5210.052
54	3.5210.054
56	3.5210.056
58	3.5210.058
60	3.5210.060
65	3.5210.065
70	3.5210.070
75	3.5210.075
80	3.5210.080
85	3.5210.085
90	3.5210.090
95	3.5210.095

7,0ChLP ВИНТ VA 5,0



T25	
Len	Co
16	4.5244.016
18	4.5244.018
20	4.5244.020
22	4.5244.022
24	4.5244.024
26	4.5244.026
28	4.5244.028
30	4.5244.030
32	4.5244.032
34	4.5244.034
36	4.5244.036
38	4.5244.038
40	4.5244.040
42	4.5244.042
44	4.5244.044
46	4.5244.046
48	4.5244.048
50	4.5244.050
52	4.5244.052
54	4.5244.054
56	4.5244.056
58	4.5244.058
60	4.5244.060
65	4.5244.065
70	4.5244.070
75	4.5244.075
80	4.5244.080
85	4.5244.085
90	4.5244.090
95	4.5244.095
100	4.5244.100
105	4.5244.105
110	4.5244.110

7,0ChLP ВИНТ VA 5,0



T25	
Len	Co
16	4.5246.016
18	4.5246.018
20	4.5246.020
22	4.5246.022
24	4.5246.024
26	4.5246.026
28	4.5246.028
30	4.5246.030
32	4.5246.032
34	4.5246.034
36	4.5246.036
38	4.5246.038
40	4.5246.040
42	4.5246.042
44	4.5246.044
46	4.5246.046
48	4.5246.048
50	4.5246.050
52	4.5246.052
54	4.5246.054
56	4.5246.056
58	4.5246.058
60	4.5246.060
65	4.5246.065
70	4.5246.070
75	4.5246.075
80	4.5246.080
85	4.5246.085
90	4.5246.090
95	4.5246.095

*ВНИМАНИЕ: Винт предназначен исключительно для пластин околопротезных.

7,0ChLP СЕРКЛЯЖНЫЙ ВИНТ



TiA
3.1221.070

* Максимальный диаметр спицы 2,0 мм

7,0ChLP СЕРКЛЯЖНЫЙ ВИНТ



TiA
3.1221.170

*ВНИМАНИЕ: Винт предназначен исключительно для пластин околопротезных.

7,0ChLP ВИНТ ОКОЛОПРОТЕЗНЫЙ 5,0



T25	
Len	TiA
10	3.5247.010
12	3.5247.012
14	3.5247.014
16	3.5247.016
18	3.5247.018
20	3.5247.020

*ВНИМАНИЕ: Винт предназначен исключительно для пластин околопротезных.


БЛОКИРУЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ВИНТ КОРТИКАЛЬНЫЙ САМОРЕЗ. 4,5



Len	T25	TiA
20		3.1471.020
22		3.1471.022
24		3.1471.024
26		3.1471.026
28		3.1471.028
30		3.1471.030
32		3.1471.032
34		3.1471.034
36		3.1471.036
38		3.1471.038
40		3.1471.040
42		3.1471.042
44		3.1471.044
46		3.1471.046
48		3.1471.048
50		3.1471.050
52		3.1471.052
54		3.1471.054
56		3.1471.056
58		3.1471.058
60		3.1471.060
65		3.1471.065
70		3.1471.070
75		3.1471.075
80		3.1471.080
85		3.1471.085
90		3.1471.090
95		3.1471.095

7,0 ChLP ВИНТ КОНИЧЕСКИЙ СПОНГИОЗНЫЙ Ø5,4



A	Len	T25	TiA
16	30		3.5242.030
	35		3.5242.035
	40		3.5242.040
	45		3.5242.045
	50		3.5242.050
32	55		3.5242.055
	60		3.5242.060
	65		3.5242.065
	70		3.5242.070
	75		3.5242.075
	80		3.5242.080
	85		3.5242.085
	90		3.5242.090
	95		3.5242.095

7,0ChLP ВИНТ КАНЮЛИРОВАННЫЙ 7,3



Len	T30	TiA
30		3.5221.030
35		3.5221.035
40		3.5221.040
45		3.5221.045
50		3.5221.050
55		3.5221.055
60		3.5221.060
65		3.5221.065
70		3.5221.070
75		3.5221.075
80		3.5221.080
85		3.5221.085
90		3.5221.090
95		3.5221.095
100		3.5221.100

7,0ChLP ВИНТ ЗАГЛУШКА



Len	T25	TiA
3.5220.000		

7,0ChLP ВИНТ ДИСТАНЦИОННЫЙ



Len	T25	TiA
8		3.5219.008

7,0ChLP ВИНТ СПОНГИОЗНЫЙ 6,5



Len	T30	TiA
30		3.5228.030
35		3.5228.035
40		3.5228.040
45		3.5228.045
50		3.5228.050
55		3.5228.055
60		3.5228.060
65		3.5228.065
70		3.5228.070
75		3.5228.075
80		3.5228.080
85		3.5228.085
90		3.5228.090
95		3.5228.095

ВИНТ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ 7,3



Len	TiA
70	3.5316.070
75	3.5316.075
80	3.5316.080
85	3.5316.085
90	3.5316.090
95	3.5316.095
100	3.5316.100
105	3.5316.105
110	3.5316.110
115	3.5316.115
120	3.5316.120

Каталожный Но.	Страница	Каталожный Но.	Страница	Каталожный Но.	Страница	Каталожный Но.	Страница
3.1220.006	25	3.1471.070	82	3.4024.610	56	3.4062.040	20
3.1220.008	25	3.1471.075	82	3.4025.505	28	3.4062.042	20
3.1220.010	25, 52	3.1471.080	82	3.4025.506	28	3.4062.044	20
3.1220.012	25, 52	3.1471.085	82	3.4025.507	28	3.4062.046	20
3.1220.014	25, 52	3.1471.090	82	3.4026.505	28	3.4063.040	15
3.1220.016	25, 52	3.1471.095	82	3.4026.506	28	3.4063.045	15
3.1220.018	25, 52	3.1996.030	46	3.4026.507	28	3.4063.050	15
3.1220.020	25, 52	3.1996.035	46	3.4027.505	28	3.4064.040	15
3.1220.022	25, 52	3.1996.040	46	3.4027.506	28	3.4064.045	15
3.1220.024	25, 52	3.1996.045	46	3.4027.507	28	3.4064.050	15
3.1220.026	25, 52	3.1996.050	46	3.4028.505	28	3.4065.723	19
3.1220.028	25, 52	3.1996.055	46	3.4028.506	28	3.4065.725	19
3.1220.030	25, 52	3.1996.060	46	3.4028.507	28	3.4065.730	19
3.1220.032	25, 52	3.1996.065	46	3.4031.028	20	3.4065.735	19
3.1220.034	25, 52	3.1996.070	46	3.4031.030	20	3.4066.004	15
3.1220.036	25, 52	3.3155.606	54	3.4031.032	20	3.4066.005	15
3.1220.038	25, 52	3.3155.608	54	3.4032.028	20	3.4066.006	15
3.1220.040	25, 52	3.3155.610	54	3.4032.030	20	3.4067.026	13
3.1221.050	53	3.3155.612	54	3.4032.032	20	3.4067.029	13
3.1221.070	81	3.3155.614	54	3.4033.507	41	3.4068.026	13
3.1221.170	81	3.3157.505	26	3.4033.509	41	3.4068.029	13
3.1306.010	52	3.3157.506	26	3.4034.604	31	3.4069.053	13
3.1306.012	52	3.3157.507	26	3.4034.605	31	3.4070.046	16
3.1306.014	52	3.3157.508	26	3.4034.606	31	3.4070.050	16
3.1306.016	52	3.3157.510	26	3.4034.608	31	3.4070.054	16
3.1306.018	52	3.3157.512	26	3.4034.610	31	3.4071.046	16
3.1306.020	52	3.3538.505	75	3.4037.602	10	3.4071.050	16
3.1306.022	52	3.3538.507	75	3.4037.603	10	3.4071.054	16
3.1306.024	52	3.3538.509	75	3.4037.604	10	3.4072.503	18
3.1306.026	52	3.3538.510	75	3.4038.602	10	3.4072.504	18
3.1306.028	52	3.3538.511	75	3.4038.603	10	3.4072.505	18
3.1306.030	52	3.3538.512	75	3.4038.604	10	3.4072.506	18
3.1306.032	52	3.3538.515	75	3.4039.604	42	3.4072.507	18
3.1306.034	52	3.3538.517	75	3.4039.606	42	3.4072.508	18
3.1306.036	52	3.4009.604	58	3.4039.608	42	3.4072.509	18
3.1306.038	52	3.4009.606	58	3.4040.604	42	3.4072.510	18
3.1306.040	52	3.4009.608	58	3.4040.606	42	3.4073.005	15
3.1306.045	52	3.4009.610	58	3.4040.608	42	3.4074.601	18
3.1306.050	52	3.4010.604	58	3.4041.602	10	3.4074.602	18
3.1306.055	52	3.4010.606	58	3.4041.603	10	3.4074.603	18
3.1306.060	52	3.4010.608	58	3.4041.604	10	3.4075.601	18
3.1306.065	52	3.4010.610	58	3.4042.602	10	3.4075.602	18
3.1306.070	52	3.4011.601	39	3.4042.603	10	3.4075.603	18
3.1306.075	52	3.4011.603	39	3.4042.604	10	3.4080.504	26
3.1306.080	52	3.4011.605	39	3.4043.602	10	3.4080.505	26
3.1306.085	52	3.4011.607	39	3.4043.603	10	3.4080.506	26
3.1306.090	52	3.4011.609	39	3.4043.604	10	3.4080.507	26
3.1306.095	52	3.4012.601	39	3.4044.602	10	3.4080.508	26
3.1306.100	52	3.4012.603	39	3.4044.603	10	3.4081.004	27
3.1306.105	52	3.4012.605	39	3.4044.604	10	3.4081.005	27
3.1306.110	52	3.4012.607	39	3.4045.602	10	3.4081.006	27
3.1471.020	82	3.4012.609	39	3.4045.603	10	3.4081.007	27
3.1471.022	82	3.4013.604	58	3.4045.604	10	3.4081.008	27
3.1471.024	82	3.4013.605	58	3.4046.602	10	3.4081.010	27
3.1471.026	82	3.4013.606	58	3.4046.603	10	3.4081.604	27
3.1471.028	82	3.4013.608	58	3.4046.604	10	3.4081.605	27
3.1471.030	82	3.4014.604	58	3.4047.603	10	3.4081.606	27
3.1471.032	82	3.4014.605	58	3.4047.604	10	3.4081.607	27
3.1471.034	82	3.4014.606	58	3.4048.603	10	3.4081.608	27
3.1471.036	82	3.4014.608	58	3.4048.604	10	3.4081.609	27
3.1471.038	82	3.4022.804	26	3.4051.605	42	3.4081.610	27
3.1471.040	82	3.4022.805	26	3.4051.607	42	3.4084.051	17
3.1471.042	82	3.4022.806	26	3.4051.609	42	3.4084.060	17
3.1471.044	82	3.4022.807	26	3.4052.605	42	3.4084.066	17
3.1471.046	82	3.4022.808	26	3.4052.607	42	3.4085.033	16
3.1471.048	82	3.4022.810	26	3.4052.609	42	3.4086.033	16
3.1471.050	82	3.4023.604	56	3.4057.000	47	3.4087.028	17
3.1471.052	82	3.4023.606	56	3.4058.000	47	3.4087.038	17
3.1471.054	82	3.4023.608	56	3.4059.000	47	3.4087.048	17
3.1471.056	82	3.4023.610	56	3.4060.000	47	3.4088.028	17
3.1471.058	82	3.4024.604	56	3.4061.022	14	3.4088.038	17
3.1471.060	82	3.4024.606	56	3.4061.027	14	3.4088.048	17
3.1471.065	82	3.4024.608	56	3.4062.038	20	3.4089.603	59

Каталожный Но.	Страница	Каталожный Но.	Страница	Каталожный Но.	Страница	Каталожный Но.	Страница
3.4089.604	59	3.5200.034	52	3.5225.016	52	3.7015.503	29
3.4089.606	59	3.5200.036	52	3.5225.018	52	3.7015.504	29
3.4089.608	59	3.5200.038	52	3.5225.020	52	3.7015.505	29
3.4090.603	59	3.5200.040	52	3.5225.022	52	3.7015.506	29
3.4090.604	59	3.5200.042	52	3.5225.024	52	3.7015.508	29
3.4090.606	59	3.5200.044	52	3.5225.026	52	3.7015.604	29
3.4090.608	59	3.5200.046	52	3.5225.028	52	3.7015.605	29
3.4097.502	36	3.5200.048	52	3.5225.030	52	3.7015.606	29
3.4097.504	36	3.5200.050	52	3.5225.032	52	3.7015.607	29
3.4097.506	36	3.5200.052	52	3.5225.034	52	3.7015.609	29
3.4097.508	36	3.5200.054	52	3.5225.036	52	3.7018.604	42
3.4098.502	36	3.5200.056	52	3.5225.038	52	3.7018.606	42
3.4098.504	36	3.5200.058	52	3.5225.040	52	3.7018.608	42
3.4098.506	36	3.5200.060	52	3.5228.030	82	3.7019.604	42
3.4098.508	36	3.5200.065	52	3.5228.035	82	3.7019.606	42
3.4099.603	11	3.5200.070	52	3.5228.040	82	3.7019.608	42
3.4099.604	11	3.5200.075	52	3.5228.045	82	3.7020.016	19
3.4099.605	11	3.5200.080	52	3.5228.050	82	3.7020.020	19
3.4159.112	72	3.5200.085	52	3.5228.055	82	3.7020.024	19
3.4159.116	72	3.5200.090	52	3.5228.060	82	3.7021.041	13
3.4159.120	72	3.5200.095	52	3.5228.065	82	3.7022.602	57
3.4159.216	72	3.5207.006	53	3.5228.070	82	3.7022.604	57
3.4159.220	72	3.5208.000	53	3.5228.075	82	3.7022.606	57
3.4160.112	72	3.5210.016	81	3.5228.080	82	3.7022.608	57
3.4160.116	72	3.5210.018	81	3.5228.085	82	3.7023.602	57
3.4160.120	72	3.5210.020	81	3.5228.090	82	3.7023.604	57
3.5164.006	25	3.5210.022	81	3.5228.095	82	3.7023.606	57
3.5164.008	25	3.5210.024	81	3.5242.030	82	3.7023.608	57
3.5164.010	25	3.5210.026	81	3.5242.035	82	3.7024.501	12
3.5164.012	25	3.5210.028	81	3.5242.040	82	3.7024.502	12
3.5164.014	25	3.5210.030	81	3.5242.045	82	3.7025.501	12
3.5164.016	25	3.5210.032	81	3.5242.050	82	3.7025.502	12
3.5164.018	25	3.5210.034	81	3.5242.055	82	3.7026.501	12
3.5164.020	25	3.5210.036	81	3.5242.060	82	3.7026.502	12
3.5164.022	25	3.5210.038	81	3.5242.065	82	3.7027.501	12
3.5164.024	25	3.5210.040	81	3.5242.070	82	3.7027.502	12
3.5164.026	25	3.5210.042	81	3.5242.075	82	3.7028.501	12
3.5164.028	25	3.5210.044	81	3.5242.080	82	3.7028.502	12
3.5164.030	25	3.5210.046	81	3.5242.085	82	3.7029.604	45
3.5164.032	25	3.5210.048	81	3.5242.090	82	3.7029.605	45
3.5164.034	25	3.5210.050	81	3.5242.095	82	3.7029.606	45
3.5164.036	25	3.5210.052	81	3.5247.010	81	3.7029.608	45
3.5164.038	25	3.5210.054	81	3.5247.012	81	3.7029.610	45
3.5164.040	25	3.5210.056	81	3.5247.014	81	3.7030.604	45
3.5165.006	25	3.5210.058	81	3.5247.016	81	3.7030.605	45
3.5165.008	25	3.5210.060	81	3.5247.018	81	3.7030.606	45
3.5165.010	25	3.5210.065	81	3.5247.020	81	3.7030.608	45
3.5165.012	25	3.5210.070	81	3.5314.004	69	3.7030.610	45
3.5165.014	25	3.5210.075	81	3.5314.005	69	3.7031.604	43
3.5165.016	25	3.5210.080	81	3.5314.006	69	3.7031.606	43
3.5165.018	25	3.5210.085	81	3.5314.007	69	3.7032.604	43
3.5165.020	25	3.5210.090	81	3.5314.008	69	3.7032.606	43
3.5165.022	25	3.5210.095	81	3.5316.070	82	3.7033.004	37
3.5165.024	25	3.5219.008	82	3.5316.075	82	3.7034.004	37
3.5165.026	25	3.5220.000	82	3.5316.080	82	3.7035.004	37
3.5165.028	25	3.5221.030	82	3.5316.085	82	3.7036.604	32
3.5165.030	25	3.5221.035	82	3.5316.090	82	3.7036.606	32
3.5165.032	25	3.5221.040	82	3.5316.095	82	3.7036.608	32
3.5165.034	25	3.5221.045	82	3.5316.100	82	3.7036.610	32
3.5165.036	25	3.5221.050	82	3.5316.105	82	3.7036.612	32
3.5165.038	25	3.5221.055	82	3.5316.110	82	3.7037.604	32
3.5165.040	25	3.5221.060	82	3.5316.115	82	3.7037.606	32
3.5200.012	52	3.5221.065	82	3.5316.120	82	3.7037.608	32
3.5200.014	52	3.5221.070	82	3.7014.503	29	3.7037.610	32
3.5200.016	52	3.5221.075	82	3.7014.504	29	3.7037.612	32
3.5200.018	52	3.5221.080	82	3.7014.505	29	3.7038.604	32
3.5200.020	52	3.5221.085	82	3.7014.506	29	3.7038.606	32
3.5200.022	52	3.5221.090	82	3.7014.508	29	3.7038.608	32
3.5200.024	52	3.5221.095	82	3.7014.604	29	3.7038.610	32
3.5200.026	52	3.5221.100	82	3.7014.605	29	3.7038.612	32
3.5200.028	52	3.5225.010	52	3.7014.606	29	3.7039.604	32
3.5200.030	52	3.5225.012	52	3.7014.607	29	3.7039.606	32
3.5200.032	52	3.5225.014	52	3.7014.609	29	3.7039.608	32

Каталожный Но.	Страница	Каталожный Но.	Страница	Каталожный Но.	Страница	Каталожный Но.	Страница
3.7039.610	32	3.7066.125	74	3.7099.112	71	3.7234.604	7
3.7039.612	32	3.7066.150	74	3.7099.116	71	3.7234.606	7
3.7040.604	33	3.7066.175	74	3.7099.120	71	3.7235.603	7
3.7040.606	33	3.7067.605	36	3.7099.216	71	3.7235.604	7
3.7040.608	33	3.7067.607	36	3.7099.220	71	3.7235.606	7
3.7040.610	33	3.7067.609	36	3.7200.601	47	3.7236.603	7
3.7040.612	33	3.7067.611	36	3.7200.602	47	3.7236.604	7
3.7041.604	33	3.7068.605	36	3.7200.603	47	3.7236.606	7
3.7041.606	33	3.7068.607	36	3.7201.601	47	3.7237.603	7
3.7041.608	33	3.7068.609	36	3.7201.602	47	3.7237.604	7
3.7041.610	33	3.7068.611	36	3.7201.603	47	3.7237.606	7
3.7041.612	33	3.7071.604	33	3.7202.604	39	3.7238.604	41
3.7048.506	29	3.7071.606	33	3.7202.605	39	3.7238.605	41
3.7048.508	29	3.7071.608	33	3.7202.606	39	3.7240.606	35
3.7048.510	29	3.7071.610	33	3.7202.608	39	3.7240.608	35
3.7048.610	29	3.7071.612	33	3.7203.604	39	3.7242.110	28
3.7049.506	29	3.7072.604	33	3.7203.605	39	3.7242.113	28
3.7049.508	29	3.7072.606	33	3.7203.606	39	3.7242.116	28
3.7049.510	29	3.7072.608	33	3.7203.608	39	3.7243.605	31
3.7054	65	3.7072.610	33	3.7206.014	11	3.7243.606	31
3.7054.604	59	3.7072.612	33	3.7206.021	11	3.7243.608	31
3.7054.606	59	3.7073.604	34	3.7207.603	30	3.7243.610	31
3.7054.608	59	3.7073.606	34	3.7207.605	30	3.7243.612	31
3.7054.610	59	3.7073.608	34	3.7208.603	30	3.7243.614	31
3.7055.604	59	3.7073.610	34	3.7208.605	30	3.7243.616	31
3.7055.606	59	3.7073.612	34	3.7209.605	30	3.7244.605	31
3.7055.608	59	3.7074.604	34	3.7209.607	30	3.7244.606	31
3.7055.610	59	3.7074.606	34	3.7210.605	30	3.7244.608	31
3.7056.002	21	3.7074.608	34	3.7211.600	30	3.7244.610	31
3.7056.003	21	3.7074.610	34	3.7212.600	30	3.7244.612	31
3.7056.004	21	3.7074.612	34	3.7220.606	64	3.7244.614	31
3.7056.005	21	3.7075.000	8	3.7220.608	64	3.7244.616	31
3.7056.006	21	3.7076.000	8	3.7220.610	64	3.7248.600	76
3.7056.007	21	3.7077.000	8	3.7220.612	64	3.7248.605	76
3.7057.002	21	3.7078.000	8	3.7221.606	64	3.7248.607	76
3.7057.003	21	3.7079.000	8	3.7221.608	64	3.7248.610	76
3.7057.004	21	3.7081.000	8	3.7221.610	64	3.7248.612	76
3.7057.005	21	3.7082.000	8	3.7221.612	64	3.7248.615	76
3.7057.006	21	3.7083.604	8	3.7222.606	64	3.7248.617	76
3.7057.007	21	3.7083.605	8	3.7222.608	64	3.7249.600	76
3.7058.004	14	3.7083.606	8	3.7222.610	64	3.7249.605	76
3.7058.006	14	3.7084.604	8	3.7222.612	64	3.7249.607	76
3.7060.140	22	3.7084.605	8	3.7223.606	64	3.7249.610	76
3.7060.145	22	3.7084.606	8	3.7223.608	64	3.7249.612	76
3.7060.150	22	3.7085.604	8	3.7223.610	64	3.7249.615	76
3.7060.240	22	3.7085.605	8	3.7223.612	64	3.7249.617	76
3.7060.245	22	3.7085.606	8	3.7224.600	65	3.7253.601	62
3.7060.250	22	3.7086.604	8	3.7225.600	65	3.7253.604	62
3.7061.140	22	3.7086.605	8	3.7226.603	7	3.7253.607	62
3.7061.145	22	3.7086.606	8	3.7226.604	7	3.7254.601	62
3.7061.150	22	3.7091.604	38	3.7226.606	7	3.7254.604	62
3.7061.240	22	3.7091.605	38	3.7227.603	7	3.7254.607	62
3.7061.245	22	3.7091.606	38	3.7227.604	7	3.7255.601	60
3.7061.250	22	3.7091.608	38	3.7227.606	7	3.7255.604	60
3.7062.610	55	3.7092.604	38	3.7228.603	7	3.7256.601	60
3.7062.612	55	3.7092.605	38	3.7228.604	7	3.7256.604	60
3.7062.614	55	3.7092.606	38	3.7228.606	7	3.7257.601	60
3.7062.616	55	3.7092.608	38	3.7229.603	7	3.7257.604	60
3.7065.030	74	3.7093.605	54	3.7229.604	7	3.7258.601	60
3.7065.050	74	3.7093.606	54	3.7229.606	7	3.7258.604	60
3.7065.075	74	3.7093.608	54	3.7230.603	7	3.7259.601	61
3.7065.090	74	3.7093.610	54	3.7230.604	7	3.7259.604	61
3.7065.100	74	3.7093.612	54	3.7230.606	7	3.7260.601	61
3.7065.110	74	3.7093.614	54	3.7231.603	7	3.7260.604	61
3.7065.125	74	3.7094.604	40	3.7231.604	7	3.7261.601	61
3.7065.150	74	3.7094.606	40	3.7231.606	7	3.7261.604	61
3.7065.175	74	3.7095.604	40	3.7232.603	7	3.7262.601	61
3.7066.030	74	3.7095.606	40	3.7232.604	7	3.7262.604	61
3.7066.050	74	3.7098.112	70	3.7232.606	7	3.7263.601	62
3.7066.075	74	3.7098.116	70	3.7233.603	7	3.7263.604	62
3.7066.090	74	3.7098.120	70	3.7233.604	7	3.7266.600	76
3.7066.100	74	3.7098.216	70	3.7233.606	7	3.7266.605	76
3.7066.110	74	3.7098.220	70	3.7234.603	7	3.7266.607	76

Каталожный Но.	Страница	Каталожный Но.	Страница	Каталожный Но.	Страница	Каталожный Но.	Страница
3.7266.610	76	4.5244.038	81	14.0205.426	49	40.5726.100	50
3.7266.612	76	4.5244.040	81	14.0205.427	50	40.5726.200	50
3.7266.615	76	4.5244.042	81	14.0205.428	50	40.5731.100	50
3.7266.617	76	4.5244.044	81	14.0205.429	49	40.5731.200	50
3.7268.612	35	4.5244.046	81	14.0205.501	48	40.5732.100	78
3.7268.614	35	4.5244.048	81	14.0205.502	48	40.5732.200	78
3.7271.604	44	4.5244.050	81	14.0205.506	48	40.5741.200	19, 20
3.7271.606	44	4.5244.052	81	14.0205.601	49	40.5741.300	24
3.7272.604	44	4.5244.054	81	14.0205.602	73, 79	40.5742.100	50
3.7272.606	44	4.5244.056	81	14.0207.412	78	40.5742.200	50
3.7280.604	44	4.5244.058	81	14.0207.413	78	40.6292.000	78
3.7281.604	44	4.5244.060	81	14.0207.501	68	40.6296.000	79
4.5235.006	25	4.5244.065	81	14.0207.502	68	40.6297.000	21
4.5235.008	25	4.5244.070	81	14.0207.506	63	40.6298.000	24
4.5235.010	25	4.5244.075	81	14.0207.507	63	40.6299.100	78
4.5235.012	25	4.5244.080	81	14.0207.601	73, 79	40.6600.000	69
4.5235.014	25	4.5244.085	81	15.0204.002	22	40.8210.000	50
4.5235.016	25	4.5244.090	81	15.0204.602	11	40.8211.000	50
4.5235.018	25	4.5244.095	81	15.0204.603	24	40.8212.000	50
4.5235.020	25	4.5244.100	81	15.0205.202	26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47	40.8213.000	50
4.5235.022	25	4.5244.105	81	15.0205.206	26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47	40.8214.000	50
4.5235.024	25	4.5244.110	81	15.0205.208	26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47	40.8215.000	50
4.5235.026	25	4.5246.016	81	15.0205.401	49	40.8216.000	50
4.5235.028	25	4.5246.018	81	15.0205.409	50	40.8217.000	50
4.5235.030	25	4.5246.020	81	15.0205.411	50	40.8218.000	50
4.5235.032	25	4.5246.022	81	15.0205.415	50	40.8219.000	50
4.5235.034	25	4.5246.024	81	15.0205.419	50	40.8220.000	78
4.5235.036	25	4.5246.026	81	15.0205.420	50	40.8221.000	78
4.5235.038	25	4.5246.028	81	15.0205.422	50	40.8222.000	50
4.5235.040	25	4.5246.030	81	15.0205.424	50	40.8223.000	50
4.5236.012	52	4.5246.032	81	15.0205.427	50	40.8224.000	50
4.5236.014	52	4.5246.034	81	15.0205.428	50	40.8225.000	50
4.5236.016	52	4.5246.036	81	15.0205.430	28	40.8226.000	50
4.5236.018	52	4.5246.038	81	15.0205.601	28	40.8227.000	50
4.5236.020	52	4.5246.040	81	15.0207.001	74, 75, 76	40.8232.000	50
4.5236.022	52	4.5246.042	81	15.0207.110	60, 62	40.8233.000	50
4.5236.024	52	4.5246.044	81	15.0207.111	70, 71, 72	40.8234.000	50
4.5236.026	52	4.5246.046	81	15.0207.201	54, 56, 58, 59, 61	40.8235.000	50
4.5236.028	52	4.5246.048	81	15.0207.202	54, 56, 58, 59, 61	40.8236.000	23
4.5236.030	52	4.5246.050	81	15.0207.207	60, 62	40.8237.000	23
4.5236.032	52	4.5246.052	81	15.0207.208	54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 64, 65, 66	40.8238.000	23
4.5236.034	52	4.5246.054	81	15.0506.101	67	40.8239.000	23
4.5236.036	52	4.5246.056	81	40.5350.600	74, 75, 76	40.8240.000	23
4.5236.038	52	4.5246.058	81	40.5358.000	79	40.8241.000	23
4.5236.040	52	4.5246.060	81	40.5671.000	49	43.4009.606	78
4.5236.042	52	4.5246.065	81	40.5704.510	78	43.4010.606	78
4.5236.044	52	4.5246.070	81	40.5704.520	78	43.4011.605	50
4.5236.046	52	4.5246.075	81	40.5704.540	78	43.4012.605	50
4.5236.048	52	4.5246.080	81	40.5704.550	78	43.4013.605	78
4.5236.050	52	4.5246.085	81	40.5704.560	78	43.4014.605	78
4.5236.052	52	4.5246.090	81	40.5704.590	78	43.4023.606	78
4.5236.054	52	4.5246.095	81	40.5704.900	79	43.4024.606	78
4.5236.056	52	4.5250.6005	67	40.5709.100	78	43.4025.505	49
4.5236.058	52	14.0204.601	24	40.5709.200	78	43.4026.505	49
4.5236.060	52	14.0204.602	24	40.5710.020	13, 14, 15, 16, 17, 18	43.4027.505	49
4.5236.065	52	14.0205.401	49	40.5710.171	7, 8, 10, 11	43.4028.505	49
4.5236.070	52	14.0205.402	49	40.5713.040	23	43.4037.603	23
4.5236.075	52	14.0205.403	49	40.5713.150	23	43.4038.603	23
4.5236.080	52	14.0205.404	49	40.5713.170	23	43.4039.608	50
4.5236.085	52	14.0205.405	49	40.5713.230	12	43.4040.608	50
4.5236.090	52	14.0205.406	49	40.5713.330	24	43.4041.603	23
4.5236.095	52	14.0205.409	50	40.5714.020	24	43.4042.603	23
4.5244.016	81	14.0205.410	50	40.5724.100	78	43.4043.603	23
4.5244.018	81	14.0205.411	50	40.5724.200	78	43.4044.603	23
4.5244.020	81	14.0205.414	50	40.5725.100	78	43.4045.603	23
4.5244.022	81	14.0205.415	50	40.5725.200	78	43.4046.603	23
4.5244.024	81	14.0205.417	50			43.4047.603	23
4.5244.026	81	14.0205.419	50			43.4048.603	23
4.5244.028	81	14.0205.420	50			43.4051.607	50
4.5244.030	81	14.0205.421	50			43.4052.607	50
4.5244.032	81	14.0205.422	50			43.4089.604	78
4.5244.034	81	14.0205.423	50			43.4090.604	78
4.5244.036	81	14.0205.424	50			43.4097.504	50

Каталожный №.	Страница
43.4098.504	50
43.4099.604	23
43.7014.505	49
43.7015.505	49
43.7022.604	78
43.7024.502	24
43.7025.502	24
43.7026.502	24
43.7027.502	24
43.7028.502	24
43.7029.605	50
43.7030.605	50
43.7033.004	50
43.7034.004	50
43.7035.004	50
43.7036.606	50
43.7037.606	50
43.7038.606	50
43.7039.606	50
43.7040.606	50
43.7041.606	50
43.7071.606	50
43.7072.606	50
43.7073.606	50
43.7074.606	50
43.7075.000	23
43.7076.000	23
43.7077.000	23
43.7078.000	23
43.7079.000	23
43.7080.000	23
43.7081.000	23
43.7082.000	23
43.7083.605	23
43.7084.605	23
43.7085.605	23
43.7086.605	23
43.7200.60x	50
43.7201.60x	50
43.7202.606	50
43.7203.606	50
43.7228.606	23
43.7229.606	23
43.7234.606	23
43.7243.608	49
43.7244.608	49

ChM sp. z o.o.
Lewickie 3b
16-061 Juchnowiec Kościelny
Poland
tel. +48 85 86 86 100
fax +48 85 86 86 101
chm@chm.eu
www.chm.eu

