



ChM Pelvic System
CHARPEL *system*

STABILIZACJA MIEDNICY
PELVIC STABILIZATION
СТАБИЛИЗАЦИЯ ТАЗА




www.chm.eu

ChARPEL PŁYTKA REKONSTRUKCYJNA PROSTA 3,5 ChARPEL RECONSTRUCTION PLATE STRAIGHT 3.5 ChARPEL ПЛАСТИНА РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ПРЯМАЯ 3,5.....	3
ChARPEL PŁYTKA REKONSTRUKCYJNA PROSTA 3,5 ChARPEL RECONSTRUCTION PLATE STRAIGHT 3.5 ChARPEL ПЛАСТИНА РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ПРЯМАЯ 3,5.....	4
ChARPEL PŁYTKA REKONSTRUKCYJNA PROSTA 4,5 ChARPEL RECONSTRUCTION PLATE STRAIGHT 4.5 ChARPEL ПЛАСТИНА РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ПРЯМАЯ 4,5.....	5
ChARPEL PŁYTKA REKONSTRUKCYJNA R108 4,5 ChARPEL RECONSTRUCTION PLATE R108 4.5 ChARPEL ПЛАСТИНА РЕКОНСТРУКТИВНАЯ R108 4,5.....	6
ChARPEL PŁYTKA REKONSTRUKCYJNA R100 3,5 ChARPEL RECONSTRUCTION PLATE R100 3.5 ChARPEL ПЛАСТИНА РЕКОНСТРУКТИВНАЯ R100 3,5.....	7
ChARPEL PŁYTKA REKONSTRUKCYJNA R100 ChARPEL RECONSTRUCTION PLATE R100 ChARPEL ПЛАСТИНА РЕКОНСТРУКТИВНАЯ R100.....	8
ChARPEL PŁYTKA REKONSTRUKCYJNA J ChARPEL RECONSTRUCTION J PLATE ChARPEL ПЛАСТИНА РЕКОНСТРУКТИВНАЯ J-ОБРАЗНАЯ.....	9
ChARPEL PŁYTKA REKONSTRUKCYJNA J ChARPEL RECONSTRUCTION J PLATE ChARPEL ПЛАСТИНА РЕКОНСТРУКТИВНАЯ J-ОБРАЗНАЯ.....	10
ELEMENTY BLOKUJĄCE LOCKING ELEMENTS БЛОКИРУЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.....	11
STATYW NA WKRETY STAND FOR SCREWS ПОДСТАВКА ДЛЯ ВИНТОВ.....	12
PALETA NA IMPLANTY PALETTE FOR IMPLANTS ПОДДОН ДЛЯ ИМПЛАНТОВ.....	13
ZESTAW DO ZESPOŁEŃ MIEDNICY 40.6000.600 SET FOR PELVIC FIXATION 40.6000.600 НАБОР ДЛЯ ФИКСАЦИИ ТАЗА 40.6000.600	14
PŁYTKA DO SPOJENIA ŁONOWEGO PUBIC SYMPHYSIS PLATE ЛОННАЯ ПРЯМАЯ РАЗЪЕМНАЯ ШАРНИРНАЯ ПЛАСТИНА.....	18
PŁYTKA DO SPOJENIA ŁONOWEGO PUBIC SYMPHYSIS PLATE ЛОННАЯ ПРЯМАЯ РАЗЪЕМНАЯ ШАРНИРНАЯ ПЛАСТИНА.....	19
ELEMENTY BLOKUJĄCE LOCKING ELEMENTS БЛОКИРУЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.....	20
INSTRUMENTARIUM DO STABILIZACJI SPOJENIA ŁONOWEGO 40.5188 INSTRUMENT SET FOR FIXATION OF PUBIC SYMPHYSIS 40.5188 НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЛОННОГО СОЧЛЕНЕНИЯ 40.5188	21
PŁYTKA WIELOPŁASZCZYZNOWA MULTIPLANAR PLATE ПОЛИПОЗИЦИОННАЯ ПЛАСТИНА.....	22
PŁYTKA WIELOPŁASZCZYZNOWA REKONSTRUKCYJNA RECONSTRUCTION MULTIPLANAR PLATE РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ПОЛИПОЗИЦИОННАЯ ПЛАСТИНА.....	23


		Nr katalogowy, Catalogue No., № по кат.
O	L [mm]	Stal, Steel, Сталь
5	66	1.7052.005
6	78	1.7052.006
7	90	1.7052.007
8	102	1.7052.008
9	114	1.7052.009
10	126	1.7052.010
12	150	1.7052.012
14	174	1.7052.014
16	198	1.7052.016
18	222	1.7052.018
20	246	1.7052.020
22	270	1.7052.022

O - liczba wszystkich otworów gwintowanych w płytce
all threaded holes number in the plate
количество всех резьбовых отверстий в пластине




		Nr katalogowy, Catalogue No., № по кат.
O	L [mm]	Stal, Steel, Сталь
5	66	1.3118.005
6	78	1.3118.006
7	90	1.3118.007
8	102	1.3118.008
9	114	1.3118.009
10	126	1.3118.010
12	150	1.3118.012
14	174	1.3118.014
16	198	1.3118.016
18	222	1.3118.018
20	246	1.3118.020
22	270	1.3118.022

O - liczba otworów w płytce
holes number in the plate
количество отверстий в пластине




		Nr katalogowy, Catalogue No., № по кат.
O	L [mm]	Stal, Steel, Сталь
3	52	1.3119.003
4	68	1.3119.004
5	84	1.3119.005
6	100	1.3119.006
7	116	1.3119.007
8	132	1.3119.008
9	148	1.3119.009
10	164	1.3119.010
11	180	1.3119.011
12	196	1.3119.012
13	212	1.3119.013
14	228	1.3119.014
15	244	1.3119.015
16	260	1.3119.016

O - liczba otworów w płytce
 holes number in the plate
 количество отверстий в пластине




		Nr katalogowy, Catalogue No., № по кат.
O	L [mm]	Stal, Steel, Сталь
4	72	1.3037.004
6	102	1.3037.006
8	129	1.3037.008
10	154	1.3037.010
12	175	1.3037.012
14	193	1.3037.014
16	208	1.3037.016

O - liczba otworów w płytce
holes number in the plate
количество отверстий в пластине



		Nr katalogowy, Catalogue No., № по кат.
O	L [mm]	Stal, Steel, Сталь
4	59	1.7053.004
6	82	1.7053.006
8	104	1.7053.008
10	124	1.7053.010
12	143	1.7053.012
14	159	1.7053.014
16	173	1.7053.016
18	185	1.7053.018


O - liczba wszystkich otworów gwintowanych w płytce
 all threaded holes number in the plate
 количество всех резьбовых отверстий в пластине



Stal, Steel, Сталь
 1.5200.016-095
 Ø3.5 

		Nr katalogowy, Catalogue No., № по кат.
O	L [mm]	Stal, Steel, Сталь
4	59	1.3117.004
6	82	1.3117.006
8	104	1.3117.008
10	124	1.3117.010
12	143	1.3117.012
14	159	1.3117.014
16	173	1.3117.016
18	185	1.3117.018

O - liczba otworów w płytce
 holes number in the plate
 количество отверстий в пластине




Stal, Steel, Сталь
 1.1306.014-110
 Ø3.5 

Lewa, Left, Левая		
Nr katalogowy, Catalogue No., № по кат.		
O	L [mm]	Stal, Steel, Сталь
10	123	1.7013.010
12	143	1.7013.012
14	163	1.7013.014
16	181	1.7013.016

Prawa, Right, Правая		
Nr katalogowy, Catalogue No., № по кат.		
O	L [mm]	Stal, Steel, Сталь
10	123	1.7012.010
12	143	1.7012.012
14	163	1.7012.014
16	181	1.7012.016


O - liczba wszystkich otworów gwintowanych w płytce
all threaded holes number in the plate
количество всех резьбовых отверстий в пластине





Lewa, Left, Левая		
Nr katalogowy, Catalogue No., № по кат.		
O	L [mm]	Stal, Steel, Сталь
10	123	1.3036.010
12	143	1.3036.012
14	163	1.3036.014
16	181	1.3036.016

Prawa, Right, Правая		
Nr katalogowy, Catalogue No., № по кат.		
O	L [mm]	Stal, Steel, Сталь
10	123	1.3035.010
12	143	1.3035.012
14	163	1.3035.014
16	181	1.3035.016

O - liczba otworów w płytce
holes number in the plate
количество отверстий в пластине





5,0ChLP Wkręt Ø3,5
5.0ChLP Screw Ø3.5
5,0ChLP Винт Ø3,5





Nr katalogowy Catalogue No. № по кат.	
Stal, Steel, Сталь	
L [mm]	
12	1.5200.012
14	1.5200.014
16	1.5200.016
18	1.5200.018
20	1.5200.020
22	1.5200.022
24	1.5200.024
26	1.5200.026
28	1.5200.028
30	1.5200.030
32	1.5200.032
34	1.5200.034
36	1.5200.036
38	1.5200.038
40	1.5200.040
45	1.5200.045
50	1.5200.050
55	1.5200.055
60	1.5200.060
65	1.5200.065
70	1.5200.070
75	1.5200.075
80	1.5200.080
85	1.5200.085
90	1.5200.090
95	1.5200.095

Wkręt korowy Ø4,5
Cortical screw Ø4.5
Винт кортикальный Ø4,5



Nr katalogowy Catalogue No. № по кат.	
Stal, Steel, Сталь	
L [mm]	
16	1.1471.016
18	1.1471.018
20	1.1471.020
22	1.1471.022
24	1.1471.024
26	1.1471.026
28	1.1471.028
30	1.1471.030
32	1.1471.032
34	1.1471.034
36	1.1471.036
38	1.1471.038
40	1.1471.040
45	1.1471.044
50	1.1471.050
55	1.1471.055
60	1.1471.060
65	1.1471.065
70	1.1471.070
75	1.1471.075
80	1.1471.080
85	1.1471.085
90	1.1471.090
95	1.1471.095
100	1.1471.100
105	1.1471.105
110	1.1471.110
115	1.1471.115
120	1.1471.120
125	1.1471.125
130	1.1471.130
135	1.1471.135
140	1.1471.140


Wkręt korowy Ø3,5
Cortical screw Ø3.5
Винт кортикальный Ø3,5



Nr katalogowy Catalogue No. № по кат.	
Stal, Steel, Сталь	
L [mm]	
10	1.1306.010
12	1.1306.012
14	1.1306.014
16	1.1306.016
18	1.1306.018
20	1.1306.020
22	1.1306.022
24	1.1306.024
26	1.1306.026
28	1.1306.028
30	1.1306.030
32	1.1306.032
34	1.1306.034
36	1.1306.036
38	1.1306.038
40	1.1306.040
45	1.1306.045
50	1.1306.050
55	1.1306.055
60	1.1306.060
65	1.1306.065
70	1.1306.070
75	1.1306.075
80	1.1306.080
85	1.1306.085
90	1.1306.090
95	1.1306.095
100	1.1306.100
105	1.1306.105
110	1.1306.110

Lp. No. №	Nr katalogowy Catalogue No. № по кат.	Nazwa, Name, Название	Szt. Pcs. Шт.	
1	40.6030.000	Statyw na wkręty, Stand for screws, Подставка для винтов	1	40.6030.000
2	12.0751.103	Kontener z litym dnem 1/2 306x272x184mm, Container solid bottom 1/2 306x272x184mm, Контейнер со сплошным дном 1/2 306x272x184mm	1	
3	12.0751.200	Pokrywa aluminiowa perfor. 1/2 306x272x15mm Szara, Perforated aluminum lid 1/2 306x272x15mm Gray, Алюминиевая перфорированная крышка 1/2 306x272x15mm Серая	1	

bez implantów, implants not included, без имплантатов




40.6030.100



40.6030.000



Lp. No. №	Nr katalogowy Catalogue No. № по кат.	Nazwa, Name, Название	Szt. Pcs. Шт.	
1	40.6018.300	Statyw na implanty, Stand for implants, Подставка для имплантатов	1	40.6000.540
2	12.0750.100	Kontener z litym dnem 1/1 595x275x86mm, Container solid bottom 1/1 595x275x86mm, Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x86mm	1	
3	12.0750.200	Pokrywa aluminiowa perfor. 1/1 595x275x15mm Szara, Perforated aluminum lid 1/1 595x275x15mm Gray, Алюминиевая перфорированная крышка 1/1 595x275x15mm Серая	1	





40.6000.540

Wzorniki płytek, Plate templates, Шаблоны пластины


Lp. No. №	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.	Nazwa, Name, Название
1	40.6019.000	Wzornik płytki, Plate template, Шаблон пластины 1.3035
2	40.6020.000	Wzornik płytki, Plate template, Шаблон пластины 1.3036
3	40.6021.000	Wzornik płytki, Plate template, Шаблон пластины 1.3117
4	40.6022.000	Wzornik płytki, Plate template, Шаблон пластины 1.3118
5	40.6023.000	Wzornik płytki, Plate template, Шаблон пластины 1.3119

Lp. No. №		Nazwa Name Название	Nr katalogowy Catalogue No. № по кат.	Szt. Pcs. Шт.
1		Szczypce redukcyjne długie 1x1 Reduction long forceps 1x1 Клещи сокращённые длинные 1x1 L ≈ 400 mm/mm	40.6007.000	1
2		Szczypce redukcyjne długie 2x1 Reduction long forceps 2x1 Клещи сокращённые длинные 2x1 L ≈ 400 mm/mm	40.6008.000	1
3		Szczypce redukcyjne zapadkowe z ostr. końcówkami Reduction ratchet pliers with sharp tips Клещи сокращённые с западкой с острыми окончаниями L ≈ 205 mm/mm	40.6009.000	1
4		Szczypce kompresyjne Compression forceps Компрессионные клещи L ≈ 200 mm/mm	40.6016.000	1
5		Szczypce redukcyjne asymetryczne Reduction asymmetric pliers Редукционные асимметрические клещи L ≈ 400 mm/mm	40.6017.000	1
6		Rączka Steinmanna STEINMANN handle Ручка Штейнманна	40.0987.200	1
7		Statyw na instr. do zespożeń miednicy Stand for instrument set of pelvic fixation Подставка для инструментов для фиксации таза	40.6018.100	1
8		Hak do kości prosty Retractor for bone straight Крючок для костей прямой L ≈ 240 mm/mm	40.6001.000	1
9		Manipulator tymczasowy Temporary persuader Временный манипулятор L ≈ 300 mm/mm	40.6002.000	2

Lp. No. №		Nazwa Name Название	Nr katalogowy Catalogue No. № по кат.	Szt. Pcs. Шт.
10		Hak do kości z obsadą Retractor for bone with handle Крючок для костей с рукояткой L ≈ 200 mm/mm	40.6003.000	1
11		Szczypce kątowe redukcyjne odg. długie Angular reduction curved forceps long Клещи угловые сокращённые отогнутые длинные L ≈ 240 mm/mm	40.6004.000	1
12		Szczypce kątowe redukcyjne odg. krótkie Angular reduction curved forceps short Клещи угловые сокращённые отогнутые короткие L ≈ 200 mm/mm	40.6005.000	1
13		Szczypce kątowe redukcyjne proste Angular reduction straight forceps Клещи угловые сокращённые прямые L ≈ 240 mm/mm	40.6006.000	1
14		Zatrask wahlwy okrągły Latch swinging round Самоустанавливающаяся защелка круглая	40.6028.000	2
15		Zatrask wahlwy prostokątny Latch swinging rectangular Самоустанавливающаяся прямоугольная защелка	40.6029.000	2
16		Szczypce redukcyjne regulowane Reduction regulating forceps Клещи сокращённые регулируемые L ≈ 340 mm/mm	40.6015.000	1
17		Podważka 24 Elevator 24 Элеватор 24	40.2199.000	1
		Podważka Lange Hohmann modif. 30 LANGE-HOHMANN elevator modif. 30 Элеватор Lange Hohmann модиф. 30	40.2190.000	1
18		Statyw na instr. do zespołen miednicy Stand for instrument set of pelvic fixation Подставка для инструментов для фиксации таза	40.6018.150	1

Lp. No. №		Nazwa Name Название	Nr katalogowy Catalogue No. № по кат.	Szt. Pcs. Шт.
19		Wiertło 2,5/250 Drill 2.5/250 Сверло 2,5/250	40.2049.251	2
20		Wiertło 3,2/250 Drill 3.2/250 Сверло 3,2/250	40.2053.251	2
21		Wiertło 3,5/250 Drill 3.5/250 Сверло 3,5/250	40.1363.251	2
22		Wiertło 4,5/250 Drill 4.5/250 Сверло 4,5/250	40.1387.251	2
23		Drut Kirschnera 2,0/220 Kirschner wire 2.0/220 Спица Киршнера 2,0/220	40.4815.220	4
24		Grótkręć Schanza samowiercący 6,0x200 Schanz' s self-drilling screw 6.0x200 Стержень Шанца самосверлящий 6,2x200	1.1796.200	2
25		Rękojeść z szybkozłączem 3/16 Quick coupling handle 3/16 Рукотка с быстроразъемным соединением 3/16	40.5636.000	1
26		Grot T15 Screwdriver tip T15 Наконечник T15	40.5677.150	1
27		Grot T25-3/16 Screwdriver tip T 25-3/16 Наконечник T25-3/16	40.5684.150	1
28		Prowadnica kompresyjna 2,5 Compression guide 2.5 Направитель компрессионный 2,5	40.4804.025	1
29		Chwytnak wkrętów 3,5 Screws holder 3.5 Захват для винтов 3,5	40.6026.000	1
30		Chwytnak wkrętów 4,5 Screws holder 4.5 Захват для винтов 4,5	40.6027.000	1
31		Gwintownik HA3,5 Cortical tap HA3.5 Метчик HA3,5	40.5926.000	1
32		Gwintownik HA4,5 Cortical tap HA4.5 Метчик HA4,5	40.5647.100	1
33		Wzorzec głębokości otworów L-150mm Hole depth measure L-150mm Измеритель глубины отверстий L-150mm	40.2667.100	1
34		Wyginak do płytek rekonstrukcyjnych prosty Bender for reconstruction plates straight Выгибатель для реконструктивных пластин прямой L ≈ 200 mm/mm	40.6013.000	2
35		Wyginak wielopłaszczyznowy do pl.rekonstrukcyjnych Multiplane bender for reconstruction plates Выгибатель многогранный для реконструктивных пластин	40.6014.000	1

Lp. No. №		Nazwa Name Название	Nr katalogowy Catalogue No. № по кат.	Szt. Pcs. Шт.
36		Statyw na instr. do zespożeń miednicy Stand for instrument set of pelvic fixation Подставка для инструментов для фиксации таза	40.6018.200	1
37		Kontener z litym dnem 1/1 595x275x135mm Container with solid bottom 1/1 595x275x135mm Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x135mm	12.0750.102	2
38		Pokrywa aluminiowa perfor.1/1 595x275x15mm Szara Perforated aluminum lid 1/1 595x275x15mm Gray Перфор.алюмин.покрышка 1/1 595x275x15mm Серая	12.0750.200	2




Płytko do spojenia łonowego - żeńska
Pubic symphysis plate - female
Лонная прямая разъемная шарнирная
пластина - женская

	Otwory Holes Отверстия	Nr katalogowy, Catalogue no., № по кат.
		Stop kobaltu, Cobalt alloy, Сплав кобальта
Prawa Right Правая	3	4.3187.003
	4	4.3187.004
Lewa Left Левая	3	4.3185.003
	4	4.3185.004

Płytko do spojenia łonowego - męska
Pubic symphysis plate - male
Лонная прямая разъемная шарнирная
пластина - мужская

	Otwory Holes Отверстия	Nr katalogowy, Catalogue no., № по кат.
		Stop kobaltu, Cobalt alloy, Сплав кобальта
Prawa Right Правая	3	4.3184.003
	4	4.3184.004
Lewa Left Левая	3	4.3186.003
	4	4.3186.004



SPOSOBY KOMPLETACJI

Możliwa jest kompletacja płytki:

- męskiej lewej [4.3186] z żeńską prawą [4.3187],
- męskiej prawej [4.3184] z żeńską lewą [4.3185].



COMPLETION METHODS


The plates can be matched as follows:


- left male [4.3186] and right female [4.3187],
- right male [4.3184] and left female [4.3185].

СПОСОБЫ КОМПЛЕТАЦИИ

Возможна комплектация пластины:


- мужской левой [4.3186] с женской правой [4.3187],
- мужской правой [4.3184] с женской левой [4.3185].





	Otwory Holes Отверстия	Nr katalogowy, Catalogue no., № по кат.	
		Stop kobaltu, Cobalt alloy, Сплав кобальта	
Prawa Right Правая	3	4.3187.103	
	4	4.3187.104	
Lewa Left Левая	3	4.3185.103	
	4	4.3185.104	

	Otwory Holes Отверстия	Nr katalogowy, Catalogue no., № по кат.	
		Stop kobaltu, Cobalt alloy, Сплав кобальта	
Prawa Right Правая	3	4.3184.103	
	4	4.3184.104	
Lewa Left Левая	3	4.3186.103	
	4	4.3186.104	



SPOSOBY KOMPLETACJI

Możliwa jest kompletacja płytki:

- męskiej lewej [4.3186.10x] z żeńską prawą [4.3187.10x],
- męskiej prawej [4.3184.10x] z żeńską lewą [4.3185.10x].



COMPLETION METHODS


The plates can be matched as follows:

- left male [4.3186.10x] and right female [4.3187.10x],
- right male [4.3184.10x] and left female [4.3185.10x].


СПОСОБЫ КОМПЛЕТАЦИИ

Возможна комплектация пластины:

- мужской левой [4.3186.10x] с женской правой [4.3187.10x],
- мужской правой [4.3184.10x] с женской левой [4.3185.10x].




Wkręt korowy samogwintujący Ø3,5
Cortical self - tapping screw Ø3.5
Винт кортикальный самонарезающий Ø3,5




Nr katalogowy, Catalogue no., № по кат.			
	L [mm]	Stal, Steel, Сталь	Tytan, Titanium, Титан
	10	1.1283.010	3.1283.010
	12	1.1283.012	3.1283.012
	14	1.1283.014	3.1283.014
	16	1.1283.016	3.1283.016
	18	1.1283.018	3.1283.018
	20	1.1283.020	3.1283.020
	22	1.1283.022	3.1283.022
	24	1.1283.024	3.1283.024
	26	1.1283.026	3.1283.026
	28	1.1283.028	3.1283.028
	30	1.1283.030	3.1283.030
	32	1.1283.032	3.1283.032
	34	1.1283.034	3.1283.034
	36	1.1283.036	3.1283.036
	38	1.1283.038	3.1283.038
	40	1.1283.040	3.1283.040
	45	1.1283.045	3.1283.045
	50	1.1283.050	3.1283.050
	55	1.1283.055	3.1283.055
	60	1.1283.060	3.1283.060
	65	1.1283.065	3.1283.065
	70	1.1283.070	3.1283.070
	75	1.1283.075	3.1283.075
	80	1.1283.080	3.1283.080
	85	1.1283.085	3.1283.085
	90	1.1283.090	3.1283.090
	95	1.1283.095	3.1283.095
	100	1.1283.100	3.1283.100
	105	1.1283.105	3.1283.105
	110	1.1283.110	3.1283.110


Wkręt gąbczasty samogwintujący Ø4,0
Cancellous self - tapping screw Ø4.0
Винт спонгиозный самонарезающий Ø4,0



Nr katalogowy, Catalogue no., № по кат.			
	L [mm]	Stal, Steel, Сталь	Tytan, Titanium, Титан
	18	1.1363.018	3.1363.018
	20	1.1363.020	3.1363.020
	22	1.1363.022	3.1363.022
	24	1.1363.024	3.1363.024
	26	1.1363.026	3.1363.026
	28	1.1363.028	3.1363.028
	30	1.1363.030	3.1363.030
	35	1.1363.035	3.1363.035
	40	1.1363.040	3.1363.040
	45	1.1363.045	3.1363.045
	50	1.1363.050	3.1363.050
	55	1.1363.055	3.1363.055
	60	1.1363.060	3.1363.060



Lp. No. №		Nazwa Name Название	Nr katalogowy Catalogue No. № по кат.	Szt. Pcs. Шт.
1		Wkrętak sześciokątny S2,5 Hexagonal screwdriver S2,5 Отвертка под шестигранник S2,5	40.0321.000	1
2		Wiertło 2,0/150 Drill 2.0/150 Сверло 2,0/150	40.2047.000	1
3		Wiertło 2,5/150 Drill 2.5/150 Сверло 2,5/150	40.2049.000	1
4		Prowadnica wiertła 2,0 Drill guide 2.0 Сверло-втулка 2,0	40.2540.020	1
5		Prowadnica wiertła 2,5 Drill guide 2.5 Сверло-втулка 2,5	40.2540.025	1
6		Miarka głębokości otworów Hole depth measure Измеритель глубины отверстий	40.2667.000	1
7		Wyginak płytek 4,0 Plates bender 4.0 Выгибатель пластин 4,0	40.4643.000	2
8		Statyw na instrumentarium do płytek do spojenia łonowego Stand for instrument set of pubic symphysis plates Подставка для инструментов для пластин лонного сочленения	40.5189.000	1
9		Kontener z litym dnem 1/2 306x272x85mm Container solid bottom 1/2 306x272x85mm Контейнер со сплошным дном 1/2 306x272x85mm	12.0751.100	1
10		Pokrywa aluminiowa perfor. 1/2 306x272x15mm Szara Perforated aluminum lid 1/2 306x272x15mm Gray Алюминиевая перфорированная крышка 1/2 306x272x15mm Серая	12.0751.200	1

Nr katalogowy, Catalogue no., № по кат.	
Stal Steel Сталь	Tytan Titanium Титан
1.3194.000	3.3194.000



Stosować z zestawem do zespoień miednicy 40.6000.600
Use with set for pelvic fixation 40.6000.600
Применять с набором для фиксации таза 40.6000.600

Nr katalogowy, Catalogue No., № по кат.	
Stal Steel Сталь	Tytan Titanium Титан
1.3194.100	3.3194.100



Stosować z zestawem do zespolień miednicy 40.6000.600
Use with set for pelvic fixation 40.6000.600
Применять с набором для фиксации таза 40.6000.600

Nr katalogowy
Catalogue no.
Каталожный Но.

Strona
Page
Страница

1.1283 20, 22, 23
1.1306 4, 8, 10, 11
1.1363 20, 22, 23
1.1471 5, 6, 11
1.1796.200 16
1.3035 10, 13
1.3036 10, 13
1.3037 6
1.3117 8, 13
1.3118 4, 13
1.3119 5, 13
1.3194 22
1.3194.100 23
1.5200 3, 7, 9, 11
1.7012 9
1.7013 9
1.7052 3
1.7053 7
3.1283 18, 19, 20, 22, 23
3.1363 18, 19, 20, 22, 23
3.3194 22
3.3194.100 23
4.3184.003 18
4.3184.004 18
4.3185.003 18
4.3185.004 18
4.3186.003 18
4.3186.004 18
4.3187.003 18
4.3187.004 18
4.3184.103 19
4.3184.104 19
4.3185.103 19
4.3185.104 19
4.3186.103 19
4.3186.104 19
4.3187.103 19
4.3187.104 19
12.0750.100 13
12.0750.102 17
12.0750.200 13, 17
12.0751.100 21
12.0751.103 12
12.0751.200 12, 21
40.0321 21
40.0987.200 14
40.1363.251 16
40.1387.251 16
40.2047 21
40.2049 21
40.2049.251 16
40.2053.251 16
40.2190 15
40.2199 15

Nr katalogowy
Catalogue no.
Каталожный Но.

Strona
Page
Страница

40.2540.020 21
40.2540.025 21
40.2667 21
40.2667.100 16
40.4643 21
40.4804.025 16
40.4815.220 16
40.5189 21
40.5647.100 16
40.5677.150 16
40.5684.150 16
40.5926 16
40.6000.540 13
40.6000.600 14, 15, 16, 17, 22, 23
40.6001 14
40.6002 14
40.6003 15
40.6004 15
40.6005 15
40.6006 15
40.6007 14
40.6008 14
40.6009 14
40.6013 16
40.6014 16
40.6015 15
40.6016 14
40.6017 14
40.6018.100 13
40.6018.200 16
40.6018.150 15
40.6018.300 13
40.6019 13
40.6020 13
40.6021 13
40.6022 13
40.6023 13
40.6026 16
40.6027 16
40.6028 15
40.6029 15
40.6030 12
40.6030.100 12

ChM sp. z o.o.
Lewickie 3b
16-061 Juchnowiec Kościelny
Poland
tel.: +48 85 713 13 20
fax: +48 85 713 13 19
chm@chm.eu
www.chm.eu