


5.0ChLP DISTAL LATERAL FIBULA PLATE 5,0ChLP PŁYTKA STRZAŁKOWA DALSZĄ BOCZNA



3.7029.607

			Ti
	Len	L	R
4	85	3.7029.604	3.7030.604
5	95	3.7029.605	3.7030.605
6	105	3.7029.606	3.7030.606
8	125	3.7029.608	3.7030.608
10	145	3.7029.610	3.7030.610
ST-47	See surgical technique Patrz technika operacyjna		



			TiA	Co	VA		
3.5200.xxx	T15	✓	✓			✓	3.5
3.5225.xxx	T15	✓	✓			✓	2.4
3.1306.xxx	T15		✓			✓	3.5
4.5236.xxx	T15	✓		✓	✓	✓	3.5
3.5207.006	T15	✓	✓				3.5
3.5208.000	T15	✓	✓				3.5
3.1221.050	T15	✓	✓				



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S

Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży




Use with instrument set no. **15.0205.208** or

15.0205.202+15.0205.206

Stosować z instrumentarium **15.0205.208** lub

15.0205.202+15.0205.206

CANNULATED SCREW 4.0 WKRĘT KANIULOWANY 4,0



Len	T15 TiA
30	3.1996.030
35	3.1996.035
40	3.1996.040
45	3.1996.045
50	3.1996.050
55	3.1996.055
60	3.1996.060
65	3.1996.065
70	3.1996.070

i Wkręt kaniulowany 4,0 dedykowany do więzozrostu
Cannulated screw 4.0 for syndesmotic fixation



The sterile version includes the suffix "S" in the catalog number, e.g. 3.5200.030S
Wersja sterylna zawiera w numerze katalogowym sufiks "S", np. 3.5200.030S



For other sizes, please contact our Sales Department
W celu uzyskania informacji o innych rozmiarach skontaktuj się z naszym Działem Sprzedaży



Use with instrument set no. **15.0100.403**
Stosować z instrumentarium **15.0100.403**