


## II. ИМПЛАНТАТЫ

ChARPEL пластина реконструктивная 3,5мм прямая

№ по каталогу

О	L [мм]	Сталь
5	66	1.7052.005
6	78	1.7052.006
7	90	1.7052.007
8	102	1.7052.008
9	114	1.7052.009
10	126	1.7052.010
12	150	1.7052.012
14	174	1.7052.014
16	198	1.7052.016
18	222	1.7052.018
20	246	1.7052.020
22	270	1.7052.022

О - количество всех резьбовых отверстий в пластине




## ChARPEL пластина реконструктивная прямая 3,5

## № по каталогу

О	L [мм]	Сталь
5	66	1.3118.005
6	78	1.3118.006
7	90	1.3118.007
8	102	1.3118.008
9	114	1.3118.009
10	126	1.3118.010
12	150	1.3118.012
14	174	1.3118.014
16	198	1.3118.016
18	222	1.3118.018
20	246	1.3118.020
22	270	1.3118.022

О - количество отверстий в пластине




## ChARPEL пластина реконструктивная 4,5 прямая

№ по каталогу

О	L [мм]	Сталь
3	52	1.3119.003
4	68	1.3119.004
5	84	1.3119.005
6	100	1.3119.006
7	116	1.3119.007
8	132	1.3119.008
9	148	1.3119.009
10	164	1.3119.010
11	180	1.3119.011
12	196	1.3119.012
13	212	1.3119.013
14	228	1.3119.014
15	244	1.3119.015
16	260	1.3119.016

О - количество отверстий в пластине




## ChARPEL пластина реконструктивная R108 4,5мм

## № по каталогу

О	L [мм]	Сталь
4	72	1.3037.004
6	102	1.3037.006
8	129	1.3037.008
10	154	1.3037.010
12	175	1.3037.012
14	193	1.3037.014
16	208	1.3037.016

О - количество отверстий в пластине




## ChARPEL пластина реконструктивная 3,5мм R100

## № по каталогу

О	L [мм]	Сталь
4	59	1.7053.004
6	82	1.7053.006
8	104	1.7053.008
10	124	1.7053.010
12	143	1.7053.012
14	159	1.7053.014
16	173	1.7053.016
18	185	1.7053.018

О - количество всех резьбовых отверстий в пластине




## ChARPEL пластина реконструктивная R100 3,5мм

## № по каталогу

О	L [мм]	Сталь
4	59	1.3117.004
6	82	1.3117.006
8	104	1.3117.008
10	124	1.3117.010
12	143	1.3117.012
14	159	1.3117.014
16	173	1.3117.016
18	185	1.3117.018

О - количество отверстий в пластине




## ChARPEL пластина реконструктивная J-образная

Левая		
№ по каталогу		
О	L [мм]	Сталь
10	123	1.7013.010
12	143	1.7013.012
14	163	1.7013.014
16	181	1.7013.016

Правая		
№ по каталогу		
О	L [мм]	Сталь
10	123	1.7012.010
12	143	1.7012.012
14	163	1.7012.014
16	181	1.7012.016

О - количество всех резьбовых отверстий в пластине




ChARPEL пластина реконструктивная J-образная

Левая		
№ по каталогу		
О	L [мм]	Сталь
10	123	1.3036.010
12	143	1.3036.012
14	163	1.3036.014
16	181	1.3036.016

Правая		
№ по каталогу		
О	L [мм]	Сталь
10	123	1.3035.010
12	143	1.3035.012
14	163	1.3035.014
16	181	1.3035.016

О - количество отверстий в пластине





## 5,0ChLP пластина соединительная

## № по каталогу

О	L [мм]	Сталь
4	56,5	1.7046.104
6	83	1.7046.106

О - количество отверстий в пластине




Пластина реконструктивная

Левая

№ по каталогу

О	L [мм]	Сталь
16	44,5x134,6	1.7151.016

О - количество отверстий в пластине




Л

Правая

№ по каталогу

О	L [мм]	Сталь
16	44,5x134,6	1.7152.016

О - количество отверстий в пластине



П




## 5,0ChLP пластина реконструктивная

Левая

№ по каталогу

О	L [мм]	Сталь
16	44,5x134,6	1.7251.016

О - количество отверстий в пластине




Правая

№ по каталогу

О	L [мм]	Сталь
16	44,5x134,6	1.7252.016

О - количество отверстий в пластине



## Пластина реконструктивная гибкая 3,5

## № по каталогу

О	L [мм]	Сталь
1	18,5	1.3120.001
2	31,5	1.3120.002
3	44,5	1.3120.003

О - количество отверстий в пластине




## Пластина реконструктивная

Левая

№ по каталогу

О	Сталь
18	1.7151.118

О - количество отверстий в пластине


Сталь  
1.1306.014-110Ø3,5 

Правая

№ по каталогу

О	Сталь
18	1.7152.118

О - количество отверстий в пластине



Пластина реконструктивная

Левая

№ по каталогу

О	Сталь
20	1.7152.120

О - количество отверстий в пластине



Сталь  
1.1306.014-110



Правая

№ по каталогу

О	Сталь
20	1.7151.120

О - количество отверстий в пластине



## Пластина реконструктивная

Левая

№ по каталогу	
О	Сталь
18	1.7152.018

О - количество отверстий в пластине



Правая

№ по каталогу	
О	Сталь
18	1.7151.018

О - количество отверстий в пластине



## Пластина реконструктивная

## № по каталогу




О	Сталь
10	1.7151.110

О - количество отверстий в пластине








## 5,0ChLP винт самонарезающий 3,5



## № по каталогу

L [мм]	Сталь
12	1.5200.012
14	1.5200.014
16	1.5200.016
18	1.5200.018
20	1.5200.020
22	1.5200.022
24	1.5200.024
26	1.5200.026
28	1.5200.028
30	1.5200.030
32	1.5200.032
34	1.5200.034
36	1.5200.036
38	1.5200.038
40	1.5200.040
45	1.5200.045
50	1.5200.050
55	1.5200.055
60	1.5200.060
65	1.5200.065
70	1.5200.070
75	1.5200.075
80	1.5200.080
85	1.5200.085
90	1.5200.090
95	1.5200.095




## Винт кортикальный самонарезающий 4,5



## № по каталогу

L [мм]	Сталь
16	1.1471.016
18	1.1471.018
20	1.1471.020
22	1.1471.022
24	1.1471.024
26	1.1471.026
28	1.1471.028
30	1.1471.030
32	1.1471.032
34	1.1471.034
36	1.1471.036
38	1.1471.038
40	1.1471.040
45	1.1471.044
50	1.1471.050
55	1.1471.055
60	1.1471.060
65	1.1471.065
70	1.1471.070
75	1.1471.075
80	1.1471.080
85	1.1471.085
90	1.1471.090
95	1.1471.095
100	1.1471.100

## Винт кортикальный самонарезающий 3,5



## № по каталогу


L [мм]	Сталь
10	1.1306.010
12	1.1306.012
14	1.1306.014
16	1.1306.016
18	1.1306.018
20	1.1306.020
22	1.1306.022
24	1.1306.024
26	1.1306.026
28	1.1306.028
30	1.1306.030
32	1.1306.032
34	1.1306.034
36	1.1306.036
38	1.1306.038
40	1.1306.040
45	1.1306.045
50	1.1306.050
55	1.1306.055
60	1.1306.060
65	1.1306.065
70	1.1306.070
75	1.1306.075
80	1.1306.080
85	1.1306.085
90	1.1306.090
95	1.1306.095
100	1.1306.100
105	1.1306.105
110	1.1306.110

Подставка для винтов

№	Название	№ по каталогу	Шт.
1	Подставка для винтов	40.6030.100	1
2	Контейнер со сплошным дном 1/2 306x272x184мм	12.0751.103	1
3	Покрышка алюминиевая перфорированная 1/2 306x272x15мм Серая	12.0751.200	1

40.6030.000

без имплантатов



40.6030.100




40.6030.000

## Поддон для имплантатов

№	Название	№ по каталогу	Шт.
1	Подставка для имплантатов	40.6018.300	1
2	Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x86мм	12.0750.100	1
3	Покрышка алюминиевая перфорированная 1/1 595x275x15мм Серая	12.0750.200	1

40.6000.540













40.6000.540

















## Шаблоны пластины














№	№ по кат.	Название
1	40.6019.000	Шаблон пластины 1.3035
2	40.6020.000	Шаблон пластины 1.3036
3	40.6021.000	Шаблон пластины 1.3117
4	40.6022.000	Шаблон пластины 1.3118
5	40.6023.000	Шаблон пластины 1.3119

## III. ИНСТРУМЕНТЫ












## III.1. ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ТАЗА 40.6000.500














№	Изображение	Название	№ по каталогу	Шт.
1		Клеши сокращённые длинные 1x1	40.6007.000	1
2		Клеши сокращённые длинные 2x1	40.6008.000	1
3		Клеши сокращённые с закладкой с острыми окончаниями	40.6009.000	1
4		Компрессионные клещи	40.6016.000	1
5		Редукционные асимметрические клещи	40.6017.000	1
6		Ручка Штейнманна	40.0987.200	1
7		Подставка для инструментов для фиксации таза	40.6018.100	1
8		Крючок для костей прямой	40.6001.000	1
9		Манипулятор временный	40.6002.000	2
10		Крючок для костей с рукояткой	40.6003.000	1

№	Название	№ по каталогу	Шт.
11	 Клещи угловые сокращённые отогнутые длинные	40.6004.000	1
12	 Клещи угловые сокращённые отогнутые короткие	40.6005.000	1
13	 Клещи угловые сокращённые прямые	40.6006.000	1
14	 Защелка самоустанавливающаяся круглая	40.6028.000	2
15	 Защелка самоустанавливающаяся прямоугольная	40.6029.000	2
16	 Клещи сокращённые регулируемые	40.6015.000	1
17	 Элеватор 24	40.2199.001	1
18	 Элеватор Lange Hohmann модифицированный 30	40.2190.001	1
19	 Подставка для инструментов для фиксации таза	40.6018.150	1
20	Сверло 2,5/250	40.2049.251	2
21	Сверло 3,2/250	40.2053.251	2
22	 Сверло 3,5/250	40.1363.251	2
23	Сверло 4,5/250	40.1387.251	2
24	 Спица Киршнера 2,0/220	40.4815.220	4
25	 Сверло с измерительной шкалой 2,8/250	40.5653.251	2
26	 Наконечник компрессионный 6x200	40.6035.200	2
27	 Винт установочно-нажимной 2,8/180	40.5674.128	2
28	 Втулка направляющая 5,0/2,8	40.5673.028	4
29	 Рукоятка динамометрическая со сцеплением 2Нм	40.6652.000	1









№	Изображение	Название	№ по каталогу	Шт.
30		Наконечник T15	40.5677.150	1
31		Наконечник T25-3/16	40.5684.150	1
32		Направитель компрессионный 2,5	40.4804.025	1
33		Захват для винтов 4,5	40.6027.000	1
34		Захват для винтов 3,5	40.6026.000	1
35		Метчик HA3,5	40.5926.000	1
36		Метчик HA4,5	40.5647.100	1
37		Выгибатель для реконструктивных пластин прямой	40.6013.000	2
38		Выгибатель многогранный для реконструктивных пластин	40.6014.000	1
39		Измеритель глубины отверстий L-150мм	40.2667.100	1
40		Подставка для инструментов для фиксации таза	40.6018.200	1
41		Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x135мм	12.0750.102	2
42		Покрышка алюминиевая перфорированная 1/2 306x272x15мм Серая	12.0750.200	2

## III.2. ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ТАЗА 40.6000.600











№	Изображение	Название	№ по кат.	Шт.
1		Клещи сокращённые длинные 1x1	40.6007.000	1
2		Клещи сокращённые длинные 2x1	40.6008.000	1
3		Клещи сокращённые с западкой с острыми окончаниями	40.6009.000	1
4		Компрессионные клещи	40.6016.000	1
5		Редукционные асимметрические клещи	40.6017.000	1
6		Ручка Штейнманна	40.0987.200	1
7		Подставка для инструментов для фиксации таза	40.6018.100	1
8		Крючок для костей прямой	40.6001.000	1
9		Манипулятор временный	40.6002.000	2
10		Крючок для костей с рукояткой	40.6003.000	1
11		Клещи угловые сокращённые отогнутые длинные	40.6004.000	1












№	Название	№ по кат.	Шт.
12	 Клещи угловые сокращённые отогнутые короткие	40.6005.000	1
13	 Клещи угловые сокращённые прямые	40.6006.000	1
14	 Защелка самоустанавливающаяся круглая	40.6028.000	2
15	 Защелка самоустанавливающаяся прямоугольная	40.6029.000	2
16	 Клещи сокращённые регулируемые	40.6015.000	1
17	 Элеватор 24	40.2199.001	1
18	 Элеватор Lange Hohmann модифицированный 30	40.2190.001	1
19	 Подставка для инструментов для фиксации таза	40.6018.150	1
20	Сверло 2,5/250	40.2049.251	2
21	Сверло 3,2/250	40.2053.251	2
22	 Сверло 3,5/250	40.1363.251	2
23	Сверло 4,5/250	40.1387.251	2
24	 Спица Киршнера 2,0/220	40.4815.220	4
25	 Наконечник компрессионный 6x200	40.6035.200	2
26	 Рукоятка динамометрическая со сцеплением 2Нм	40.6652.000	1
27	Наконечник T15	40.5677.150	1
28	Наконечник T25-3/16	40.5684.150	1
29	 Направитель компрессионный 2,5	40.4804.025	1
30	Захват для винтов 4,5	40.6027.000	1
31	Захват для винтов 3,5	40.6026.000	1



№		Название	№ по кат.	Шт.
32		Метчик HA3,5	40.5926.000	1
33		Метчик HA4,5	40.5647.100	1
34		Измеритель глубины отверстий L-150мм	40.2667.100	1
35		Выгибатель для реконструктивных пластин прямой	40.6013.000	2
36		Выгибатель многогранный для реконструктивных пластин	40.6014.000	1
37		Подставка для инструментов для фиксации таза	40.6018.200	1
38		Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x135мм	12.0750.102	2
39		Покрышка алюминиевая перфорированная 1/1 595x275x15мм Серая	12.0750.200	2

## III.3. ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ТАЗА – РЕПОЗИЦИЯ 40.6000.700

№	Изображение	Название	№ по кат.	Шт.
1		Клеши сокращённые длинные 1x1	40.6007.000	1
2		Клеши сокращённые длинные 2x1	40.6008.000	1
3		Клеши сокращённые с закладкой с острыми окончаниями	40.6009.000	1
4		Компрессионные клещи	40.6016.000	1
5		Редукционные асимметрические клещи	40.6017.000	1
6		Ручка Штейнманна	40.0987.200	1
7		Подставка для инструментов для фиксации таза	40.6018.100	1
8		Крючок для костей прямой	40.6001.000	1
9		Манипулятор временный	40.6002.000	2
10		Крючок для костей с рукояткой	40.6003.000	1

№	Изображение	Название	№ по кат.	Шт.
11		Клещи угловые сокращённые отогнутые длинные	40.6004.000	1
12		Клещи угловые сокращённые отогнутые короткие	40.6005.000	1
13		Клещи угловые сокращённые прямые	40.6006.000	1
14		Защелка самоустанавливающаяся круглая	40.6028.000	2
15		Защелка самоустанавливающаяся прямоугольная	40.6029.000	2
16		Клещи сокращённые регулируемые	40.6015.000	1
17		Элеватор 24	40.2199.001	1
18		Элеватор Lange Hohmann модифицированный 30	40.2190.001	1
19		Подставка для инструментов для фиксации таза	40.6018.150	1
20		Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x135мм	12.0750.102	1
21		Покрышка алюминиевая перфорированная 1/1 595x275x15мм Серая	12.0750.200	1