



30.0025.000



Dane techniczne / Технические параметры / Technical parameters	
Zasilanie	230 V $\pm$ 10 %, 50 Hz $\pm$ 2 %
Питание	230 В $\pm$ 10 %, 50 Гц $\pm$ 2 %
Power supply	230 V $\pm$ 10 %, 50 Hz $\pm$ 2 %
Czas pracy na baterii	90min.
Время работы аккумулятора	90 мин.
Battery life	90min.
Pobór mocy	60W
Потребление мощности	60 Вт
Power consumption	60W
Czynnik roboczy	sprężone powietrze (sprężane poprzez zintegrowany kompresor)
Рабочее вещество	сжатый воздух (который производит подключённый компрессор)
Operating medium	compressed air (compressed by an integrated compressor)
Ciśnienie wyjściowe (na opasce zaciskowej)	100÷550mmHg co 5mmHg
Давление на выходе (в манжете)	100÷550 мм рт.ст. каждые 5 мм рт.ст.
Output pressure (of the tourniquet)	100÷550mmHg with an increase of 5mmHg
Zakres nastawy czasu	1÷99min. co 1min.
Диапазон настройки времени	1÷99 мин. каждую 1 мин.
Time settings range	1÷99min. with an increase of 1min.
Wymiary (H/W/D)	20,5cm x 21cm x 22,5 cm
Размеры (H/W/D)	20,5cm x 21cm x 22,5 cm
Dimensions (H/W/D)	20.5cm x 21cm x 22.5 cm
Ciężar	4kg
Вес	4 кг
Weight	4kg

Właściwości i wyposażenie:

- dodatkowe zasilanie bateryjne (awaryjne)
- wyświetlacz LCD
- zintegrowany kompresor
- wygodne szybkozłącze do podłączenia opaski zaciskowej
- menu w 3 językach: polskim, angielskim, rosyjskim
- automatyczny timer z możliwością naliczania i odliczania czasu pracy (ucisku)
- panel sterowania wyposażony w „miękkie” przyciski oraz wygodne pokrętkę zmiany ustawień
- test szczelności układu zasilacz – opaska zaciskowa
- system monitorujący pracę zasilacza wyposażony w alarmy informujące o problemach

Особенности и оснащение:

- дополнительное аккумуляторное питание (аварийное)
- дисплей LCD
- подключённый компрессор
- выгодный быстросоединитель для соединения с манжетой
- меню на 3 языках: польском, английском, русском
- автоматический таймер с возможностью насчитывания и высчитывания времени работы (сжатия)
- панель управления оборудована в „мягкие” кнопки и удобную ручку изменения настроек
- тест герметичности системы пневмодозатор- манжета
- система слежения работы пневмодозатора оборудована в сигнализации, которые информируют о проблемах

Properties and equipment:

- additional battery power supply (in case of emergency)
- LCD display
- integrated compressor
- convenient connective port for a quick connection between the unit and the tourniquet
- menu available in 3 languages: Polish, English, Russian
- automatic timer allowing for counting up and down the operating time (time of compression)
- control panel equipped with “soft” buttons and a convenient knob allowing for selection of settings
- tightness test of an electronic system – tourniquet
- system controlling the functioning of the EZO-01 device, equipped with alarms notifying about existing problems