

Płytko do spojenia łonowego - męska
 Pubic symphysis plate - male
 Лонная прямая разъемная шарнирная пластина - мужская

	Otwory Holes Отверстия	Nr katalogowy, Catalogue no., № по кат.	
		Stop kobaltu, Cobalt alloy, Сплав кобальта	
Prawa Right	3	4.3184.003	
Prawa Правая	4	4.3184.004	
Lewa Left	3	4.3186.003	
Lewa Левая	4	4.3186.004	

Płytko do spojenia łonowego - żeńska
 Pubic symphysis plate - female
 Лонная прямая разъемная шарнирная пластина - женская

	Otwory Holes Отверстия	Nr katalogowy, Catalogue no., № по кат.	
		Stop kobaltu, Cobalt alloy, Сплав кобальта	
Prawa Right	3	4.3187.003	
Prawa Правая	4	4.3187.004	
Lewa Left	3	4.3185.003	
Lewa Левая	4	4.3185.004	



SPOSOBY KOMPLETACJI

Możliwa jest kompletacja płytki:

- męskiej lewej [4.3186] z żeńską prawą [4.3187],
- męskiej prawej [4.3184] z żeńską lewą [4.3185].

COMPLETION METHODS


The plates can be matched as follows:


- left male [4.3186] and right female [4.3187],
- right male [4.3184] and left female [4.3185].

СПОСОБЫ КОМПЛЕТАЦИИ

Возможна комплектация пластины:

- мужской левой [4.3186] с женской правой [4.3187],
- мужской правой [4.3184] с женской левой [4.3185].





Пłyтка do spojenia łonowego - żeńska
Pubic symphysis plate - female
Лонная анатомически предизогнутая разъемная шарнирная пластина - женская

Пłyтка do spojenia łonowego - męska
Pubic symphysis plate - male
Лонная анатомически предизогнутая разъемная шарнирная пластина - мужская

	Otwory Holes Отверстия	Nr katalogowy, Catalogue no., № по кат.	
		Stop kobaltu, Cobalt alloy, Сплав кобальта	
Prawa Right	3	4.3187.103	
Prawa Правая	4	4.3187.104	
Lewa Left	3	4.3185.103	
Lewa Левая	4	4.3185.104	

	Otwory Holes Отверстия	Nr katalogowy, Catalogue no., № по кат.	
		Stop kobaltu, Cobalt alloy, Сплав кобальта	
Prawa Right	3	4.3184.103	
Prawa Правая	4	4.3184.104	
Lewa Left	3	4.3186.103	
Lewa Левая	4	4.3186.104	



SPOSOBY KOMPLETACJI

Możliwa jest kompletacja płytki:

- męskiej lewej [4.3186.10x] z żeńską prawą [4.3187.10x],
- męskiej prawej [4.3184.10x] z żeńską lewą [4.3185.10x].



COMPLETION METHODS


The plates can be matched as follows:

- left male [4.3186.10x] and right female [4.3187.10x],
- right male [4.3184.10x] and left female [4.3185.10x].


СПОСОБЫ КОМПЛЕТАЦИИ

Возможна комплектация пластины:

- мужской левой [4.3186.10x] с женской правой [4.3187.10x],
- мужской правой [4.3184.10x] с женской левой [4.3185.10x].




Wkręt korowy samogwintujący Ø3,5
Cortical self - tapping screw Ø3.5
Винт кортикальный самонарезающий Ø3,5











Nr katalogowy, Catalogue no., № по кат.			
L [mm]	Stal, Steel, Сталь	Tytan, Titanium, Титан	
10	1.1283.010	3.1283.010	
12	1.1283.012	3.1283.012	
14	1.1283.014	3.1283.014	
16	1.1283.016	3.1283.016	
18	1.1283.018	3.1283.018	
20	1.1283.020	3.1283.020	
22	1.1283.022	3.1283.022	
24	1.1283.024	3.1283.024	
26	1.1283.026	3.1283.026	
28	1.1283.028	3.1283.028	
30	1.1283.030	3.1283.030	
32	1.1283.032	3.1283.032	
34	1.1283.034	3.1283.034	
36	1.1283.036	3.1283.036	
38	1.1283.038	3.1283.038	
40	1.1283.040	3.1283.040	
45	1.1283.045	3.1283.045	
50	1.1283.050	3.1283.050	
55	1.1283.055	3.1283.055	
60	1.1283.060	3.1283.060	
65	1.1283.065	3.1283.065	
70	1.1283.070	3.1283.070	
75	1.1283.075	3.1283.075	
80	1.1283.080	3.1283.080	
85	1.1283.085	3.1283.085	
90	1.1283.090	3.1283.090	
95	1.1283.095	3.1283.095	
100	1.1283.100	3.1283.100	
105	1.1283.105	3.1283.105	
110	1.1283.110	3.1283.110	

Wkręt gąbczasty samogwintujący Ø4,0
Cancellous self - tapping screw Ø4.0
Винт спонгиозный самонарезающий Ø4,0



Nr katalogowy, Catalogue no., № по кат.			
L [mm]	Stal, Steel, Сталь	Tytan, Titanium, Титан	
18	1.1363.018	3.1363.018	
20	1.1363.020	3.1363.020	
22	1.1363.022	3.1363.022	
24	1.1363.024	3.1363.024	
26	1.1363.026	3.1363.026	
28	1.1363.028	3.1363.028	
30	1.1363.030	3.1363.030	
35	1.1363.035	3.1363.035	
40	1.1363.040	3.1363.040	
45	1.1363.045	3.1363.045	
50	1.1363.050	3.1363.050	
55	1.1363.055	3.1363.055	
60	1.1363.060	3.1363.060	

Lp. No. №		Nazwa Name Название	Nr katalogowy Catalogue No. № по кат.	Szt. Pcs. Шт.
1		Wkrętak sześciokątny S2,5 Hexagonal screwdriver S2.5 Отвертка под шестигранник S2,5	40.0321.000	1
2		Wiertło 2,0/150 Drill 2.0/150 Сверло 2,0/150	40.2047.000	1
3		Wiertło 2,5/150 Drill 2.5/150 Сверло 2,5/150	40.2049.000	1
4		Prowadnica wiertła 2,0 Drill guide 2.0 Сверло-втулка 2,0	40.2540.020	1
5		Prowadnica wiertła 2,5 Drill guide 2.5 Сверло-втулка 2,5	40.2540.025	1
6		Miarka głębokości otworów Hole depth measure Измеритель глубины отверстий	40.2667.000	1
7		Wyginak płytek 4,0 Plates bender 4.0 Выгибатель пластин 4,0	40.4643.000	2
8		Statyw na instrumentarium do płytek do spojenia łonowego Stand for instrument set of pubic symphysis plates Подставка для инструментов для пластин лонного сочленения	40.5189.000	1
9		Kontener z litym dnem 1/2 306x272x85mm Container solid bottom 1/2 306x272x85mm Контейнер со сплошным дном 1/2 306x272x85мм	12.0751.100	1
10		Pokrywa aluminiowa perfor. 1/2 306x272x15mm Szara Perforated aluminum lid 1/2 306x272x15mm Gray Алюминиевая перфорированная крышка 1/2 306x272x15мм Серая	12.0751.200	1