


CHM[®]

Instrumentarium do usuwania gwoździ CHARFIX/CHARFIX2 40.5850.500



www.chm.eu

KARTA INFORMACYJNA - NIE STERYLIZOWAĆ

Nazwa gwoźdźcia	Nr elementów blokujących (1- stal, 3- tytan)	Średnica lub rozmiar	Narzędzia								
			Gniazdo			Grot lub klucz			Łącznik	Wbijak- wybijak	Pobijak
			S	T	Spec.	S	T	Spec.			
ChFN2 Gwóźdź krętarczy	1.5804.xxx/3.5804.xxx	10,5	-	-	Spec. .	-	-	40.5053.000	40.4731.000	40.5507.000	40.3667.000
	1.5961.xxx /3.5961.xxx	10,5	-	-	-	-	-	-			
	1.5805.xxx /3.5805.xxx	5,0	-	-	-	-	-	-			
	1.5159.xxx /3.5159.xxx	5,0	-	-	-	-	-	-			
	1.5161.003 /3.5161.003	M8	-	25	-	-	-	40.5985.000			
	1.5962.000/3.5962.000	M4	-	-	-	-	-	-			
	1.5161.6xx/3.5161.6xx	M12x1,75	-	-	-	-	-	-			
	1.5808.000/3.5808.000	M6	-	-	-	-	-	-			
Wkrętka	M12	7	-	-	40.5964.000	-	-				
ChFN Gwóźdź krętarczy	1.1949.xxx/3.1949.xxx	11	-	-	Spec. .	-	-	40.5053.000	40.4731.000	40.5507.000	40.3667.000
	1.1938.xxx/3.1938.xxx	11	-	-	-	-	-	-			
	1.1948.xxx/3.1948.xxx	6,5	4	-	-	40.5983.000	-	-			
	1.1935.xxx/3.1935.xxx	6,5	-	-	-	-	-	-			
	1.1657.xxx/3.1657.xxx	5,0	3,5	-	-	40.5982.000	-	-			
	1.1654.xxx/3.1654.xxx	4,5	-	-	-	-	-	-			
	1.2104.6xx/3.2104.6xx	M12x1,75	4	-	-	40.5983.000	-	-			
	1.2106.008/3.2106.008	M8x1,25	4	-	-	-	-	-			
1.2104.003/3.2104.003	M8x1,25	3,5	-	-	40.5982.000	-	-				
CHARFIX2 Gwóźdź udowy anatomiczny	1.5168.xxx/3.5168.xxx	6,5	-	30	-	-	40.5986.000	-	40.5512.000	40.5507.000	40.3667.000
	1.5160.xxx/3.5160.xxx	5,5	-	25	-	-	40.5985.000	-			
	1.5159.xxx/3.5159.xxx	5,0	-	-	-	-	-	-			
	1.5161.7xx/3.5161.7xx	M10x1,5	-	30	-	-	40.5986.000	-			
	1.5162.000/3.5162.000	M10x1,5	-	-	-	-	-	-			
CHARFIX2 Gwóźdź udowy wsteczny kondylarny	1.5151.xxx/3.5151.xxx	6,5	-	25	-	-	40.5985.000	-	40.5857.000	40.5507.000	40.3667.000
	1.5160.xxx/3.5160.xxx	5,5	-	-	-	-	-	-			
	1.5159.xxx/3.5159.xxx	5,0	-	-	-	-	-	-			
	1.5172.000/ 3.5172.000	-	10	-	-	40.5965.000	-	-			
	1.5158.xxx/3.5158.xxx	6,5	-	25	-	-	40.5985.000	-			
	1.5161.006/3.5161.006	M8 spec.	-	-	-	-	-	-			
CHARFIX Gwóźdź udowy	1.1652.xxx/3.1652.xxx	6,5	5	-	-	40.5984.000	-	-	40.5071.000	40.5507.000	40.3667.000
	1.2109.xxx/3.2109.xxx	6,5	-	-	-	-	-	-			
	1.1651.xxx/3.1651.xxx	6,5	-	-	-	-	-	-			
	1.1653.xxx/3.1653.xxx	4,5	3,5	-	-	40.5982.000	-	-			
	1.1654.xxx/3.1654.xxx	4,5	-	-	-	-	-	-			
	1.2104.002/3.2104.002	M10x1	-	-	-	-	-	-			
	1.2104.3xx/3.2104.3xx	M10x1	5	-	-	40.5984.000	-	-			
	1.2106.007/3.2106.007	M10x1	-	-	-	-	-	-			

Nazwa gwoździa	Nr elementów blokujących (1- stal, 3- tytan)	Średnica lub rozmiar	Narzędzia										
			Gniazdo			Grot lub klucz			Łącznik	Wbijak- wybijak	Pobijak		
			S	T	Spec.	S	T	Spec.					
CHARFIX2 Gwóźdź pizszczelowy wsteczny	1.5160.xxx/3.5160.xxx	5,5											
	1.5159.xxx/3.5159.xxx	5,0											
	1.5161.006/3.5161.006	M8 spec.		25		-	40.5985.000		-		40.5857.000		
	1.5162.006/3.5162.006	M7x1											
CHARFIX2 Gwóźdź pizszczelowy	1.5160.xxx/3.5160.xxx	5,5											
	1.5159.xxx/3.5159.xxx	5,0											
	1.5170.xxx/3.5170.xxx	4,5											
	1.5169.xxx/3.5169.xxx	4,0	-	25	-	-	40.5985.000		-		40.4710.000		
	1.5161.xxx/3.5161.xxx	M8x1,25											
	1.5162.002/3.5162.002	M8x1,25											
CHARFIX Gwóźdź pizszczelowy i pizszczelowy wsteczny	1.1657.xxx/3.1657.xxx	5,0											
	1.1654.xxx/3.1654.xxx	4,5											
	1.2104.1xx/3.2104.1xx	M8x1,25	3,5	-	-	40.5982.000		-		-	40.4710.000		
	1.2106.002/3.2106.002	M8x1,25											
	1.2104.003/3.2104.003	M8x1,25											
CHARFIX2 Gwóźdź ramienny	1.5170.xxx/3.5170.xxx	4,5											
	1.5169.xxx/3.5169.xxx	4,0											
	1.5173.xxx/3.5173.xxx	3,0	-	25	-	-	40.5985.000		-		40.5858.000		
	1.5161.2xx/3.5161.2xx	M6x1											
	1.5162.004/3.5162.004	M6											
CHARFIX Gwóźdź ramienny	1.1657.xxx/3.1657.xxx	5,0											
	1.1654.xxx/3.1654.xxx	4,5											
	1.1653.xxx/3.1653.xxx	4,5											
	1.1655.xxx/3.1655.xxx	3,5	3,5	-	-	40.5982.000		-		-	40.5029.000		
	1.2104.5xx/3.2104.5xx	M7											
	1.2104.2xx/3.2104.2xx	M7											
	1.2106.004/3.2106.004	M7x1											
CHARFIX Gwóźdź k. przedramienia i obojczykowej	1.1203.xxx/3.1203.xxx	2,7											
	1.1022.xxx/3.1022.xxx	1,5/2,7											
	1.2104.004/3.2104.004	M4x0,7	2,5	-	-	40.5981.000		-		-	40.5051.000		
	1.2106.006/3.2106.006	M4											

Nr dokumentu ST-516A
Data wydania 12.01.2021
Data przeglądu P-001-12.01.2021

Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian konstrukcyjnych.

ChM sp. z o.o.
Lewickie 3b
16-061 Juchnowiec Kościelny
Polska
tel. +48 85 86 86 100
fax +48 85 86 86 101
chm@chm.eu
www.chm.eu

