

Компания ChM разрабатывает и распространяет передовые продукты в трех категориях:

ChM[®]
TRAUMA

Комплексный портфель продуктов для травматологии, включая системы для фиксации переломов и коррекцию деформации конечностей и таза.

ChM[®]
SPINE

Широкий спектр передовых изделий для стабилизации шейного и грудно-поясничного отделов позвоночника, включая системы транспедикулярной фиксации как открытым, так и малоинвазивным способом, различные межпозвоночные имплантаты и пластины.

ChM[®]
CRANIO
FACIAL

Изделия медицинского назначения и имплантаты для черепной и челюстно-лицевой хирургии, предназначенные для лечения переломов, реконструктивных, дистракционных и ортогнатических операций.

ОТВЁРТКА УГЛОВАЯ

40.6436.000



Предоставляем
медицинские
решения

www.chm.eu

Документ №: В/Н-01
Дата пересмотра P-001-25.08.2020

ChM[®]
CRANIO
FACIAL



ОТВЁРТКА УГЛОВАЯ

ChM Micro Plates
ChMP system

ОТВЁРТКА УГЛОВАЯ

Повышенная прочность

- система идеально подогнанных подшипников минимизирует износ
- оптимальная ось для передачи усилия
- улучшенный дизайн передачи

Уменьшенный профиль головки отвертки

- высота головки всего 8 мм
- операционная гибкость
- малая инвазийность

Быстрозажимная скоба

- быстрая смена свёрл и наконечников
- простота в использовании

Держатель

- оптимальная фиксация и позиционирование имплантата
- при необходимости может быть удален

Рукоятка

- отличная передача закручивающего усилия
- эргономичный дизайн

Совместима с источниками питания

- простое и быстрое соединение
- в соответствии со стандартом ISO 3964

Минимальное количество компонентов

- легкая чистка
- лёгкий монтаж и демонтаж

Комплексное оснащение


- полный спектр удобных инструментов
- цветовая кодировка инструментов
- прозрачный модуль для свёрл и наконечников
- подставка для хранения

Быстрозажимная скоба


- уменьшенный профиль головки отвертки
- держатель
- совместима с источниками питания
- рукоятка



Быстрозажимная скоба
Уменьшенный профиль головки отвертки



Держатель



Совместима с источниками питания

Рукоятка