

ChM produkuje i dystrybuje
zaawansowane rozwiązania medyczne
w 3 głównych kategoriach:

ChM[®]
TRAUMA

ChM[®]
TRAUMA

Kompleksowa oferta produktów
dla traumatologii, w tym systemy
przeznaczone do redukcji złamań i korekcji
deformacji kończyn oraz miednicy.

ChM[®]
SPINE

Szeroka gama zaawansowanych
rozwiązań do stabilizacji odcinka szyjnego
i piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa,
w tym systemy wkrętów przemasadowych
stosowanych w procedurach
otwartych i małoinwazyjnych, implanty
międzykręgowe i płytki zespalające.

ChM[®]
CRANIO
FACIAL

Narzędzia i implanty do twarzoczaszki,
przeznaczone do redukcji złamań,
rekonstrukcji, dystrakcji i zabiegów
ortognatycznych.



PŁYTKI ŁOPATKOWE

3.7207.6xx; 3.7208.6xx
3.7209.6xx; 3.7210.6xx
3.7211.6xx; 3.7212.6xx



Dostarczamy rozwiązania
medyczne

www.chm.eu

Nr dokumentu B/P-03
Data przeglądu P-001-10.08.2020

P Ł Y T K I
Ł O P A T K O W E

5,0 ChM Locked Plating
ChLP system

PŁYTKI ŁOPATKOWE

Anatomiczna konstrukcja

- zoptymalizowany profil anatomiczny
- dopasowana do szerokiego zakresu anatomii kości
- ułatwione anatomiczne nastawienie złamania

Szeroki wybór płytek

- system zawiera 3 rodzaje płytek:
 - płytki brzegowe - boczne
 - płytki brzegowe - przyśrodkowe
 - płytka panewkowa
- płytki boczne i przyśrodkowe przeznaczone do złamań korpusu łopatki i szyjki łopatki
- płytka panewkowa przeznaczona do śródstawowych złamań panewki

Fazowane krawędzie płytki

- zminimalizowane podrażnienia tkanek miękkich
- lepszy rozkład naprężeń

Dolne podcięcia części trzonowej

- ograniczony kontakt kości z płytką
- lepsze ukrwienie tkanek okołowszczepowych

Ukośne zakończenie

- ułatwione wprowadzenie przezskórne

6 wkrętów proksymalnych w płytce bocznej i panewkowej

- podparcie powierzchni stawowej
- kierunek równoległy do powierzchni stawowej dla bezpośredniego wprowadzenia podchrzęstnego
- wzmocniona stabilizacja przy złamaniach wielofragmentowych

Otwór kompresyjny

- podłużny otwór do pozycjonowania płytki
- możliwa kompresja w dwóch kierunkach

Otwory na druty Kirschnera

- tymczasowe pozycjonowanie płytki

Szeroki wybór wkrętów

- wkręty nieblokowane, blokowane i blokowane zmiennokątowe VA umożliwiają użycie różnych konfiguracji w indywidualnych przypadkach

Wkręty zmiennokątowe VA

- wysokowytrzymały stop kobaltu
- kompatybilne ze wszystkimi otworami blokowanymi
- 30° zakres kątowy
- możliwość zmiany blokowania

