

ChM produkuje i dystrybuje
zaawansowane rozwiązania medyczne
w 3 głównych kategoriach:

ChM[®]
TRAUMA

Kompleksowa oferta produktów
dla traumatologii, w tym systemy
przeznaczone do redukcji złamań i korekcji
deformacji kończyn oraz miednicy.

ChM[®]
SPINE

Szeroka gama zaawansowanych
rozwiązań do stabilizacji odcinka szyjnego
i piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa,
w tym systemy wkrętów przemasadowych
stosowanych w procedurach
otwartych i małoinwazyjnych, implanty
międzykręgowe i płytki zespalające.

ChM[®]
CRANIO
FACIAL

Narzędzia i implanty do twarzoczaszki,
przeznaczone do redukcji złamań,
rekonstrukcji, dystrakcji i zabiegów
ortognatycznych.

PŁYTKI DO ARTRODEZY NADGARSTKA

3.7206.xxx



Dostarczamy rozwiązania
medyczne

www.chm.eu

Nr dokumentu B/P-06
Data przeglądu P-001-07.08.2020

ChM[®]
TRAUMA



PŁYTKI DO ARTRODEZY NADGARSTKA

4.0 ChM Locked Plating
ChLPsystem

PŁYTKI DO ARTRODEZY NADGARSTKA

Anatomiczna konstrukcja

- zoptymalizowany profil anatomiczny
- dopasowana do szerokiego zakresu anatomii kości
- ułatwione anatomiczne nastawienie złamania
- brak kolizji z kością promieniową

Szeroki wybór płytek

- system zawiera 2 rodzaje płytek:
 - płytkę 6-otworową o średnicy 14mm
 - płytkę 12-otworową o średnicy 21mm
- możliwość zespolenia typu „4corner”, „3corner” i innych stabilizacji nadgarstka

Wklęsły profil

- ułatwione pozycjonowanie płytki
- ograniczona ilość usuwanej kości
- brak śródoperacyjnego przechylenia płytki

Fazowane krawędzie płytki

- zminimalizowane podrażnienia tkanek miękkich

Dwa rzędy wkrętów w płytce 12-otworowej

- drugi rząd do dodatkowej stabilizacji i uzupełnienia zespolenia

Frezy

- dedykowane do rozmiaru płytki
- pogłębienie dokładnie dopasowane do profilu płytki
- ograniczona ilość usuwanej kości
- kaniulowane dla łatwiejszej obsługi

Konstrukcja otworu blokowanego

- łby wkrętów nie wystają ponad powierzchnię płytki, co istotnie ogranicza podrażnienie tkanek okołowszczepowych
- zwiększona wytrzymałość połączenia gwintowego wkręt-płytkę

Otwory na druty Kirschnera

- tymczasowe pozycjonowanie płytki

Szeroki wybór wkrętów

- wkręty blokowane i blokowane zmiennokątowe VA umożliwiają użycie różnych konfiguracji w indywidualnych przypadkach

Wkręty zmiennokątowe VA

- wysokowytrzymały stop kobaltu
- kompatybilne ze wszystkimi otworami blokowanymi
- 30° zakres kątowy
- możliwość zmiany blokowania

