

Компания ChM разрабатывает и распространяет передовые продукты в трех категориях:

ChM[®]
TRAUMA

Комплексный портфель продуктов для травматологии, включая системы для фиксации переломов и коррекцию деформации конечностей и таза.

ChM[®]
SPINE

Широкий спектр передовых изделий для стабилизации шейного и грудно-поясничного отделов позвоночника, включая системы транспедикулярной фиксации как открытым, так и малоинвазивным способом, различные межпозвоночные имплантаты и пластины.

ChM[®]
CRANIO
FACIAL

Изделия медицинского назначения и имплантаты для черепной и челюстно-лицевой хирургии, предназначенные для лечения переломов, реконструктивных, дистракционных и ортогнатических операций.

ПЛАСТИНЫ ПРЯМЫЕ ТРУБЧАТЫЕ

3.4081.6xx



Предоставляем
медицинские
решения

www.chm.eu

Документ №: В/Р-14
Дата пересмотра Р-002-24.08.2020

ChM[®]
TRAUMA



ПЛАСТИНЫ ПРЯМЫЕ ТРУБЧАТЫЕ

5,0 ChM Locked Plating
ChLP system

ПЛАСТИНЫ ПРЯМЫЕ ТРУБЧАТЫЕ

Анатомический дизайн

- оптимизированный анатомический профиль
- содействует анатомическому восстановлению

Скошенный конец

- легкое малоинвазивное введение

Дизайн блокируемых отверстий

- головки винтов не выступают над поверхностью пластины, что значительно снижает раздражение мягких тканей
- улучшенное соединение в системе винт-пластина

Компрессионные отверстия

- овальные отверстия для позиционирования пластины
- компрессия в двух направлениях

Отверстия для спиц

- временная фиксация пластины спицами

Различные варианты блокирования пластины

- неблокирующие, блокирующие и блокирующие винты с переменным углом для индивидуального подхода к операционной ситуации

Винты блокирующие с переменным углом

- надежный кобальтовый сплав
- совместимы со всеми блокируемыми отверстиями
- угол введения 30 градусов
- возможность перепроведения блокирующего винта с переменным углом

