

Компания ChM разрабатывает и распространяет передовые продукты в трех категориях:

**ChM**<sup>®</sup>  
TRAUMA

Комплексный портфель продуктов для травматологии, включая системы для фиксации переломов и коррекцию деформации конечностей и таза.

**ChM**<sup>®</sup>  
SPINE

Широкий спектр передовых изделий для стабилизации шейного и грудно-поясничного отделов позвоночника, включая системы транспедикулярной фиксации как открытым, так и малоинвазивным способом, различные межпозвоночные имплантаты и пластины.

**ChM**<sup>®</sup>  
CRANIO  
FACIAL

Изделия медицинского назначения и имплантаты для черепной и челюстно-лицевой хирургии, предназначенные для лечения переломов, реконструктивных, дистракционных и ортогнатических операций.

**ChM**<sup>®</sup>  
TRAUMA



## ПЛАСТИНЫ ДИСТАЛЬНЫЕ ЛАТЕРАЛЬНЫЕ ДЛЯ МАЛОБЕРЦОВОЙ КОСТИ

3.4158.xxx

Предоставляем  
медицинские  
решения



## ПЛАСТИНЫ ДИСТАЛЬНЫЕ ЛАТЕРАЛЬНЫЕ ДЛЯ МАЛОБЕРЦОВОЙ

К О С Т И

# ПЛАСТИНЫ ДИСТАЛЬНЫЕ ЛАТЕРАЛЬНЫЕ ДЛЯ МАЛОБЕРЦОВОЙ КОСТИ

## Анатомический дизайн

- оптимизированный анатомический профиль
- соответствует широкому спектру анатомических особенностей
- содействует анатомическому восстановлению

## Фаска снята с граней пластины

- минимизирует раздражение мягких тканей

## Скошенный конец



- легкое малоинвазивное введение

## Компрессионные отверстия

- овальные отверстия для позиционирования пластины
- компрессия в двух направлениях

## Отверстия для спиц

- временная фиксация пластины спицами



Анатомический дизайн

Компрессионные отверстия

Отверстия для спиц