

Компания ChM разрабатывает и распространяет передовые продукты в трех категориях:

ChM[®]
TRAUMA

Комплексный портфель продуктов для травматологии, включая системы для фиксации переломов и коррекцию деформации конечностей и таза.

ChM[®]
SPINE


Широкий спектр передовых изделий для стабилизации шейного и грудно-поясничного отделов позвоночника, включая системы транспедикулярной фиксации как открытым, так и малоинвазивным способом, различные межпозвоночные имплантаты и пластины.

ChM[®]
CRANIO
FACIAL

Изделия медицинского назначения и имплантаты для черепной и челюстно-лицевой хирургии, предназначенные для лечения переломов, реконструктивных, дистракционных и ортогнатических операций.

ПЛАСТИНЫ ПРЯМЫЕ УЗКИЕ

3.7093.6xx



Предоставляем
медицинские
решения

www.chm.eu

Документ №: В/Р-18
Дата пересмотра P-002:24.08.2020

ChM[®]
TRAUMA



ПЛАСТИНЫ ПРЯМЫЕ УЗКИЕ

7,0 ChM Locked Plating
ChLP system

ПЛАСТИНЫ ПРЯМЫЕ УЗКИЕ

Анатомический дизайн

- оптимизированный анатомический профиль
- содействует анатомическому восстановлению

Выборки ограничивающие контакт пластины с костью

- ограниченный контакт системы пластина-кость
- улучшенное кровоснабжение окружающих имплантат тканей

Скошенный конец

- легкое малоинвазивное введение

Компрессионные отверстия



- овальные отверстия для позиционирования пластины
- компрессия в двух направлениях

Отверстия для спиц


- временная фиксация пластины спицами

Различные варианты блокирования пластины

- неблокирующие и блокирующие винты для индивидуального подхода к операционной ситуации



Анатомический дизайн



Выборки ограничивающие контакт пластины с костью



Компрессионные отверстия
Отверстия для спиц



Скошенный конец