

ChM produkuje i dystrybuje  
zaawansowane rozwiązania medyczne  
w 3 głównych kategoriach:

**ChM**<sup>®</sup>  
TRAUMA

Kompleksowa oferta produktów  
dla traumatologii, w tym systemy  
przeznaczone do redukcji złamań i korekcji  
deformacji kończyn oraz miednicy.

**ChM**<sup>®</sup>  
SPINE

Szeroka gama zaawansowanych  
rozwiązań do stabilizacji odcinka szyjnego  
i piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa,  
w tym systemy wkrętów przemasadowych  
stosowanych w procedurach  
otwartych i małoinwazyjnych, implanty  
międzykręgowe i płytki zespalające.

**ChM**<sup>®</sup>  
CRANIO  
FACIAL

Narzędzia i implanty do twarzoczaszki,  
przeznaczone do redukcji złamań,  
rekonstrukcji, dystrakcji i zabiegów  
ortognatycznych.

## PŁYTKI PROSTE WĄSKIE

3.7093.6xx



Dostarczamy rozwiązania  
medyczne

[www.chm.eu](http://www.chm.eu)

Nr dokumentu B/P-18  
Data przeglądu P-002:13.08.2020

**ChM**<sup>®</sup>  
TRAUMA



## PŁYTKI PROSTE WĄSKIE

7,0 ChM Locked Plating  
ChLP system

# PŁYTKI PROSTE WĄSKIE

## Anatomiczna konstrukcja

- zoptymalizowany profil anatomiczny
- ułatwione anatomiczne nastawienie złamania

## Dolne podcięcia części trzonowej

- ograniczony kontakt kości z płytką
- lepsze ukrwienie tkanek okołowszczepowych

## Ukośne zakończenie

- ułatwione wprowadzenie przezskórne

## Otwór kompresyjny

- podłużny otwór do pozycjonowania płytki
- możliwa kompresja w dwóch kierunkach

## Otwory na druty Kirschnera

- tymczasowe pozycjonowanie płytki

## Szeroki wybór wkrętów

- wkręty nieblokowane i blokowane umożliwiają użycie różnych konfiguracji w indywidualnych przypadkach

